

laufband-ergometer
bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung & Servicehandbuch

h/p/cosmos Laufband-Ergometer-Geräteserie 5.0

| Laufband-Ergometer | |
|--------------------|--|

h/p/cosmos mercury h/p/cosmos mercury med

h/p/cosmos quasar h/p/cosmos quasar med

h/p/cosmos pulsar

h/p/cosmos pulsar 3p h/p/cosmos stellar

h/p/cosmos stellar med h/p/cosmos stratos

h/p/cosmos stratos med

inkl. It-Modelle

Laufband-Ergometer

h/p/cosmos 150/50 locomotion E med h/p/cosmos 150/50 locomotion DE med

h/p/cosmos venus - alle Grössen h/p/cosmos saturn - alle Grössen

Handbuch-Version

MCU5 -V1.04

Revision 20080901

Bedienungsanleitung Bestell-Nr.: [cos14310m5-v1.04hpc-de]

Entwicklung, Produktion, Vertrieb & Service

h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8

DE 83365 Nussdorf-Traunstein

Germany

phone 0 86 69 / 86 42 0 fax 0 86 69 / 86 42 49

service@h-p-cosmos.com www.h-p-cosmos.com





h/p/cosmos saturn 300/125r



h/p/cosmos saturn 450/300rs

Dieses Handbuch ist nur für die Firmwareversion/Softwareversion gültig, die auf der Titelseite vermerkt wurde und nur für die originale Ausstattung laut Erstlieferung des Gerätes/Zubehörs.

Spätere Firmwareupdates, Softwareupdates, Nachrüstungen oder Umrüstungen von Geräteausstattung oder Zubehör können eine Ungültigkeit dieses Handbuchs zur Folge haben. Im Falle solcher Veränderungen des Gerätes oder der Ausstattung ist jeweils die aktuell gültige Bedienungsanleitung oder Zusatzinformation zu beachten!



einleitung

Verehrte Kunden,

vielen Dank für Ihr Vertrauen. Mit h/p/cosmos haben Sie sich für ein sehr hochwertiges Laufband-Ergometer entschieden.

Seit 1988 entwickelt und fertigt h/p/cosmos Laufband-Ergometer für die Anwendungsbereiche Sport, Rehabilitation, Medizin,

Diagnostik und Wissenschaft. Bei Technologie, Funktionalität und Sicherheit setzen wir unsere eigenen Anforderungen

extrem hoch.

Das Laufband ist ein motorbetriebenes und sehr kraftvolles Gerät. Daher müssen Sie besonders auf die beschriebenen

Sicherheitsbestimmungen achten. Die Missachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu gefährlichen Situationen und

ernsthaften Verletzungen führen. Vor Inbetriebnahme lesen Sie daher bitte unbedingt die Installations-, Bedienungs- und

Gefahrenhinweise und beachten diese genau.

Einfache Wartungsdienste können von Ihnen, wo beschrieben, selbst vorgenommen werden. Für routinemässige

Wartungsarbeiten in Intervallen von 6 bis 12 Monaten empfehlen wir Ihnen unseren geschulten und autorisierten Service zu

beauftragen und einen Wartungsvertrag abzuschliessen. Beachten Sie bitte alle Details im Handbuch zum Kapitel Wartung.

Im Lieferumfang ist ein Formular zur Registrierung Ihres Institutes und Ihres Gerätes enthalten. Füllen Sie den

Registrierschein bitte gleich aus und faxen ihn sofort an h/p/cosmos zurück, damit wir Sie optimal betreuen können.

Die Bedienungsanleitung ist jedem Anwender jederzeit zugänglich zu halten. Sie wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Sollten

Sie dennoch Fehler finden oder Details finden, die nicht mit Ihrem Gerät übereinstimmen, bitten wir Sie um Nachricht. Wir

werden dann eventuelle Fehler schnellstmöglich korrigieren. Druckfehler, Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Sport und bei der Arbeit mit Ihrem h/p/cosmos Laufband-Ergometer.


Franz Harrer

Geschäftsführer

h/p/cosmos sports & medical gmbh



h/p/cosmos laufband ergometer serien



h/p/cosmos 150/50 locomotion DE med



h/p/cosmos mercury



h/p/cosmos quasar



h/p/cosmos pulsar



h/p/cosmos venus & h/p/cosmos saturn



[2.]Inhaltsverzeichnis

| [1.] E | inleitung | 3 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----|
| [2.] Ir | nhaltsverzeichnis | 5 |
| [3.] S | icherheit, Warnungen, Verbote | 10 |
| | Gefahrenhinweise, Sicherheitsvorschriften, Verbote und Warnungen | |
| [3.B] | Abstieg in Notfällen | 11 |
| | Allgemeine Hinweise / Sicherheit | |
| [3.D] | Sicherheits- und Betriebshinweise | |
| | [3.D1] Elektrische Sicherheit / Schutzklassen | |
| | [3.D2] Patientensicherheit nach VDE 0750 (IEC 601-1) Typ B | |
| | [3.D3] Potentialausgleich | |
| | [3.D4] Verbindung von Geräten ausserhalb medizinisch genutzter Räume | |
| | [3.D5] Medizinische elektrische Systeme | 13 |
| | [3.D6] Umgebung des Probanden / Patienten | 13 |
| | [3.D7] Schutz gegen die Gefahr eines elektrischen Schlages | |
| | [3.D8] Umweltbedingungen | 14 |
| [3.E] | Gerätelebensdauer | 15 |
| [3.F] | Verwendete Symbole | 15 |
| [3.G] | Angewandte Normen, Sicherheitsstandards | 15 |
| | [3.G1] VDE Normen | 16 |
| | [3.G2] Das Zeichen C C | 16 |
| | [3.G3] Das Zeichen C 6 0123 | 16 |
| | [3.G4] EMV Elektromagnetische Verträglichkeit | 17 |
| | [3.G5] Allgemeine Hinweise | 17 |
| [3.H] | Anwendungsbereiche / Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 17 |
| | [3.H1] Gewerbliche Anwendung Sport und Fitness | 17 |
| | [3.H2] Anwendung Medizin | 17 |
| | [3.H3] h/p/cosmos Medizin-Laufband-Ergometer – Sicherheits-Standards | 18 |
| [3.I] | Verbotener Gebrauch | 21 |
| [4.] Ir | nstallation, Inbetriebnahme | 22 |
| [4.A] | Transport und Verpackung | 22 |
| | [4.A1] Transport über Treppen und durch schmale Türen | 22 |
| | [4.A2] Transport mit Rollwagen | 24 |
| | [4.A3] Transport von Grosslaufbändern | 24 |
| [4.B] | Aufstellen des Gerätes | 24 |
| [4.C] | Elektrischer Anschluss des Gerätes | 26 |
| | [4.C1] Typenschild | 27 |
| | [4.C2] Elektrische Sicherheitsmessung und "Erstgemessene Werte" | 28 |
| | [4.C3] Potentialausgleich | 28 |
| | [4.C4] Steckerbelegung am UserTerminal | 29 |
| [4.D] | Ein- / Ausschalten des Gerätes | 33 |
| | [4.D1] Entriegelung Not-Aus Schalter | 33 |

| | [4.D2] Einschalten des Gerätes | 33 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| | [4.D3] Ausschalten des Gerätes | 34 |
| [4.E] | Not-Aus Schalter | 35 |
| [4.F] | Installation, Übersicht, Checkliste | 36 |
| [5.] B | edienung | 38 |
| [5 A] | Bedienungselemente und Anzeigen: UserTerminal | 38 |
| [•] | [5.A1] Die Tastatur | |
| | [5.A2] Die Anzeigeeinheit / Display | |
| | [5.A3] Die Anzeigen (Standardkonfiguration) | |
| [5.B] | Betriebsarten / Modi | |
| | [5.B1] Allgemeine Hinweise | 41 |
| | [5.B2] Beschleunigungsstufen | 41 |
| | [5.B3] Manueller Betrieb | 42 |
| | [5.B4] Automatischer Betrieb - Allgemeines | 43 |
| | [5.B5] Profile Modus - voreingestellte Trainingsprogramme | 43 |
| | [5.B6] Profile Modus - manuelle Eingriffsmöglichkeiten | 45 |
| | [5.B7] Profile - Übersicht | 46 |
| | [5.B8] Cardio-Modus - Allgemeines | 49 |
| | [5.B9] Cardio Modus - Anwendungsgebiete und Steuerung | 49 |
| | [5.B10] Cardio Modus – Auswahl und Ablauf | 51 |
| | [5.B11] Cardio-Modus - manuelle Eingriffsmöglichkeiten | 53 |
| | [5.B12] Test-Modus und freie Programm-Profile - Allgemeines | 54 |
| | [5.B13] Test-Modus - Anwendungsgebiete | 54 |
| | [5.B14] Test Modus - Auswahl und Ablauf | 67 |
| | [5.B15] Der UKK 2km Walk Test | 67 |
| | [5.B16] Programmierbeispiel für den UKK Walk Test | 69 |
| | [5.B17] Programmierbeispiel frei definierbare Tests / Programm-Profile | 70 |
| | [5.B18] Test-Modus - manuelle Eingriffsmöglichkeiten | 74 |
| [6.] C | ptionseinstellungen | 75 |
| [6.A] | Einstellung von Steuerungs- und Anzeigeoptionen | 75 |
| | [6.A1] Auswahl der User-Optionen | 75 |
| | [6.A2] Liste der User-Optionen und Optionsfunktionen | 76 |
| | [6.A3] User-Optionen Standardeinstellungen | 82 |
| [6.B] | Administrator-Optionen | 83 |
| | [6.B1] Liste der Administrator-Optionen | 83 |
| | [6.B2] Standardeinstellungen Administrator-Optionen | 96 |
| | [6.B3] Liste der Laufband-Gerätetypen | 98 |
| [7.] V | Vartung und sicherheitstechnische Kontrollen | 99 |
| [7.A] | Präventivwartung | 99 |
| [7.B] | | |
| [7.C] | Vorgeschriebene wiederkehrende Kontrollen und STK | |
| | [7.C1] Sichtprüfung | 100 |
| | [7.C2] Schutzleiterwiderstandsmessung R _{SL} | 101 |



| | [7.C3] Isolationswiderstandsmessung R _{ISO} | 101 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | [7.C4] Ersatzableitstromessung I _{EGA} | 102 |
| | [7.C5] Geräteableitstrom | 102 |
| | [7.C6] Elektrischer Sicherheitstester und Messungen | 103 |
| | [7.C7] Gebäudeinstallation. Überprüfung Elektrik, Schutzleiterfunktion & FI Fehlerstrom-Schutzschalter | 103 |
| [7.D] | Laufgurt/Gleitplatte ölen | 104 |
| | [7.D1] Geräte mit UserTerminal und ohne automatische Ölpumpe | 104 |
| | [7.D2] Ölfilmkontrolle | 106 |
| | [7.D3] Geräte ohne UserTerminal und ohne automatische Ölpumpe | 107 |
| | [7.D4] Geräte mit UserTerminal und automatischer Ölpumpe (Modelle "r" für Rad/Rollstuhl) | 108 |
| | [7.D5] Ölmeldung zurücksetzen (löschen) MCU 4 ohne UserTerminal | 110 |
| | [7.D6] Ölmeldung zurücksetzen (löschen) MCU mit UserTerminal | 110 |
| [7.E] | Laufgurt überprüfen und spannen | 111 |
| [7.F] | Laufgurt justieren und zentrieren | 112 |
| [7.G] | Antriebsriemen überprüfen und spannen | 113 |
| | [7.G1] Antriebsriemen mit Poly-V-Riemen System | 113 |
| | [7.G2] Antriebsriemen mit Zahn-Riemen System | 115 |
| [7.H] | Seitliche Trittflächen: Prüfung auf Rutschfestigkeit | 115 |
| [7.I] | Hygiene, Aussenreinigung, Innenraum reinigen | 115 |
| [7.J] | Lichtschranke/Geschwindigkeits-Sensor reinigen und einstellen | 116 |
| [7.K] | Lichtschranken an Laufgurt-Einzugsstellen reinigen und einstellen | 117 |
| [8] F | ehlersuche | 112 |
| [0.] 1 | GIIIGI SUUTIG | 110 |
| [8.A] | Mechanische Geräuschentwicklung | 118 |
| [8.B] | Probleme bei der Einstellung des Laufgurtes | 118 |
| [8.C] | Sicherungen | 118 |
| [8.D] | Elektronische Störeinflüsse | 119 |
| | [8.D1] Elektrostatische Entladung | 119 |
| | [8.D2] Mögliche Störquellen | 119 |
| [8.E] | Spannung am Gerätegehäuse / elektrischer Schlag | 120 |
| | [8.E1] Schutzleiter unterbrochen | 120 |
| [8.F] | Störung des Herzfrequenzmess-Systems POLAR | 120 |
| | | |
| | [8.F1] Fehlerbehebung | 121 |
| [8.G] | • | |
| [8.G] | [8.F1] Fehlerbehebung | 121 |
| | [8.F1] Fehlerbehebung | 121 121 |
| | [8.F1] Fehlerbehebung | 121 121 121 122 |
| [8.H] | [8.F1] Fehlerbehebung Störung der seriellen RS232 Schnittstelle [8.G1] Prüfung und Fehlerbehebung an der seriellen Schnittstelle RS232 Störungen der Steuerelektronik | 121 121 121 122 |
| [8.H] | [8.F1] Fehlerbehebung | 121 121 121 122 122 |
| [8.H] [8.I] | [8.F1] Fehlerbehebung Störung der seriellen RS232 Schnittstelle [8.G1] Prüfung und Fehlerbehebung an der seriellen Schnittstelle RS232 Störungen der Steuerelektronik Störmeldungen / Fehlermeldungen / Fehler-Codes [8.I1] Geräte mit UserTerminal | 121 121 121 122 127 |
| [8.H] [8.I] | [8.F1] Fehlerbehebung Störung der seriellen RS232 Schnittstelle [8.G1] Prüfung und Fehlerbehebung an der seriellen Schnittstelle RS232 Störungen der Steuerelektronik Störmeldungen / Fehlermeldungen / Fehler-Codes [8.I1] Geräte mit UserTerminal [8.I2] Geräte ohne UserTerminal Störmeldung / Ölmeldung zurücksetzen (löschen) [8.J1] Geräte mit UserTerminal | 121 121 121 122 122 127 127 |
| [8.H] [8.I] | [8.F1] Fehlerbehebung | 121 121 121 122 122 127 127 |
| [8.H] [8.I] | [8.F1] Fehlerbehebung Störung der seriellen RS232 Schnittstelle [8.G1] Prüfung und Fehlerbehebung an der seriellen Schnittstelle RS232 Störungen der Steuerelektronik Störmeldungen / Fehlermeldungen / Fehler-Codes [8.I1] Geräte mit UserTerminal [8.I2] Geräte ohne UserTerminal Störmeldung / Ölmeldung zurücksetzen (löschen) [8.J1] Geräte mit UserTerminal | 121 121 121 122 127 127 127 |
| [8.H] [8.I] [8.J] | [8.F1] Fehlerbehebung | 121 121 121 122 127 127 127 127 |



| [9.C] Kompatibilität RS232 Schnittstelle / USB Konverter | 134 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [10.] Zubehör & Optionen | 135 |
| [10.A] Armstützen zur Gewichtsentlastung und Sicherung | 135 |
| [10.A1] Gefahrenhinweise und Bedienung | 135 |
| [10.A2] Reproduzierbarkeit der Einstellungen | 136 |
| [10.B] Zusatz-Tastatur und Zusatz-Stopp-Tasten für Armstützen und zur Fernsteuerung | 136 |
| [10.C]Handläufe verstellbar mit verzahnten Arretier-Elementen | 137 |
| [10.C1] Gefahrenhinweise und Bedienung | 138 |
| [10.C2] Reproduzierbarkeit der Einstellungen | 138 |
| [10.D]Barrenhandläufe verstellbar mit Gaszylinder und Feststell-Klemmhebel | 139 |
| [10.D1] Gefahrenhinweise und Bedienung | 139 |
| [10.D2] Einstellung des Barrenhandlaufs | 140 |
| [10.D3] Reproduzierbarkeit der Einstellungen | 141 |
| [10.E] Therapeutensitz und Fussstütze verstellbar | 141 |
| [10.E1] Gefahrenhinweise | 141 |
| [10.E2] Bedienung | 142 |
| [10.F] Spezialhandläufe | 143 |
| [10.G]h/p/cosmos airwalk se 135 (erhältlich ab 10/2008) | 144 |
| [10.H] Gewichtsentlastungs-System h/p/cosmos airwalk | 145 |
| [10.H1] Patienten-Westen für h/p/cosmos airwalk und h/p/cosmos airwalk se | 145 |
| [10.I] Rollstuhlrampe | 146 |
| [10.J] h/p/cosmos Rollstuhlführung für Grosslaufbänder | 146 |
| [10.K] Sicherheitsbügel mit Fallstop und Brustgeschirr | 147 |
| [10.L] Laufgurt Drehrichtungsumkehr ("bergab Gehen") | 148 |
| [10.L1] Reissleine mit Magnetschalter | 148 |
| [10.L2] Drehrichtungsumkehr von vorwärts auf rückwärts | 148 |
| [10.L3] Drehrichtungsumkehr von rückwärts auf vorwärts | 149 |
| [10.M]Trinkflaschenhalter | 149 |
| [10.N]Nachrüstung UserTerminal | 149 |
| [10.0]Monitor- / Laptoparm | 149 |
| [10.P] Sicherheits-Steckdosenleiste | 150 |
| [10.Q]Digitale (serielle) Schnittstelle RS232 / USB Konverter | 150 |
| [10.Q1] Schnittstellenkabel RS232 zum PC | |
| [10.Q2] Schnittstellenkabel RS232 EKG SCHILLER | 151 |
| [10.Q3] Schnittstellenkabel RS232 Ergospirometrie JAEGER / VIASYS / Cardinal Health OXYCON | 151 |
| [10.R] Druckerprotokoll | 152 |
| [10.S] POLAR Herzfrequenz-Mess-System | 153 |
| [10.S1] Hinweise der Firma POLAR für Patienten mit Herzschrittmacher | 153 |
| [10.S2] Brustgurt und Sender | 153 |
| [10.S3] Reichweite des Sendergurtes | 153 |
| [10.S4] Batterie des Sendergurtes | 154 |
| [10.S5] Anlegen des Brustgurtes | 154 |
| [10.S6] Probleme mit der Messung / Übertragung | 154 |
| [10.T] PC Software h/p/cosmos para control 4.0® | 154 |
| [10.U]PC Software h/p/cosmos para graphics® | 156 |
| [10.V] PC Software h/p/cosmos para analysis® | 157 |



| [10.W]PC Software h/p/cosmos para motion | 158 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| [11.] Zertifikate und Konformitätserklärungen | 159 |
| [11.A] TÜV Zertifikat ISO 9001-2000 | 159 |
| [11.B] TÜV Zertifikat EN ISO 13485-2003 | 160 |
| [11.C]TÜV Zertifikat EG | 161 |
| [11.D]Konformitätserklärung für Sportgeräte und Fitnessgeräte | 162 |
| [11.E] Konformitätserklärung für Medizinprodukte | 163 |
| [12.] Entsorgung | 164 |
| [12.A] Zerlegen und Zerkleinern | 164 |
| [12.B] h/p/cosmos Laufband-Ergometer | 164 |
| [12.C]h/p/cosmos Service-Öle / Fette | |
| [12.D]h/p/cosmos Laufgurte | 164 |
| [13.] Kontakt | 165 |
| [13.A] Service und Technik | 165 |
| [13.B] Verkauf und Beratung | 165 |
| [13.C]Sitz des Unternehmens | 165 |
| [14.] Anhang – Einweisung h/p/cosmos Laufband-Ergometer | 166 |
| [14.A] Einweisung allgemeiner Betrieb | 166 |
| [14.B] Einweisung in die Funktion | 167 |
| [14.C] Einweisung Wartungsarbeiten und sicherheitstechnische Kontrollen | 169 |
| [14.D] Hinweise und Unterlagen | 170 |
| [14.E] Bestätigung Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll | 171 |
| [14.F] Servicebericht – cos11689 | 172 |
| [14.G]Prüfprotokoll - cos11690de-01 | 173 |
| [14.H]Schaltplan Laststromkreis quasar med 5.0 / pulsar 5.0 | 174 |
| [14.I] Schaltplan Steuerstromkreis quasar med 5.0 / pulsar 5.0 – Seite 1 | 175 |
| [14.J] Schaltplan Steuerstromkreis quasar med 5.0 / pulsar 5.0 – Seite 2 | 176 |



[3]Sicherheit, Warnungen, Verbote





[3.A] Gefahrenhinweise, Sicherheitsvorschriften, Verbote und Warnungen

- Die Benutzung des Laufband-Ergometers erfolgt auf Anweisung des Arztes oder der Aufsichtsperson. Ohne Aufsichtsperson und ohne Einweisung darf das Gerät und das Zubehör nicht betrieben werden.
- Vor Benutzung sind unbedingt Bedienungsanleitung, Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorschriften zu lesen.
- Anfangs nur langsam gehen. Erst nach einigen Minuten das Tempo langsam, je nach Kondition, erhöhen.
- Vor der Benutzung eines Sportgerätes wird ein Besuch beim Arzt dringend empfohlen.
- Niemals auf den laufenden Laufgurt aufspringen. Niemals während des Laufens abspringen. Nicht nach vorne abspringen. Niemals bei laufendem Laufgurt stehen bleiben. Niemals bei laufendem Laufgurt umdrehen. Niemals seitwärts oder rückwärts laufen. Niemals zu hohe Last (Geschwindigkeit, Steigung) einstellen.
- Immer mit Sport-/ Laufschuhen (keine Spikes) niemals barfuss und Sportbekleidung laufen.
- Der Not-Aus-Schalter muss während des Betriebs für Benutzer und Bedienpersonal immer erreichbar sein.
- Nur bei Gefahr und Sturzgefahr den Not-Aus-Schalter / Not-Aus-Taster betätigen.
- Wird der Antriebsmotor bei eingestellter Steigung gestoppt (z.B. durch Drücken der Stopp-Taste oder des Not-Aus, Ausfall der Stromversorgung, etc.), kann es durch das Gewicht der Person und durch die Schwerkraft zur Beschleunigung des Laufgurtes kommen. Bei Aufstieg und Abstieg auf die bzw. von der Lauffläche nicht auf die hintere Umlenkwelle treten, da sonst die Schwerkraft den Laufgurt in Bewegung versetzen kann.
- Gefährliche Einzugstellen/Einzugsspalte befinden sich an der Hubmechanik sowie im hinteren und seitlichen Bereich des Laufgurtes. Bei Drehrichtungsumkehr auch an der Motorhaube und im vorderen Bereich.
- Unbedingt dafür sorgen, dass im Falle eines Sturzes, Personen mit langen Haaren, weiten Kleidungsstücken, Schmuck etc. nicht in den Bereich der hinteren Einzugstellen des Laufgurtes kommen. Eventuell ein Haarnetz verwenden, die Personen auf die Gefahr aufmerksam machen oder mit einem Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Fallstop gegen Sturz sichern. Wegen Stolper- und Einzugsgefahr am Laufband keine Kleidungsstücke, Handtücher, Schmuck o.ä. ablegen.
- Kinder und Tiere dürfen das Laufband nicht benutzen und nicht in die Nähe (4m Abstand) des Gerätes kommen.
- Die Benutzung des Laufbandes unter Einfluss von Alkohol, Drogen und/oder Betäubungsmitteln ist untersagt.
- Bei Übelkeit, Schwindelgefühl und Schmerzen aller Art sofort das Training abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
- Unsachgemässes oder übermässiges Training und Belastungen durch Tests können gesundheitsschädigend sein.
- Patienten mit Herzschrittmachern und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen müssen vor Benutzung des Laufbandes Absprache mit einem Arzt halten und vorher vom Arzt eine Freigabe anfordern.
- Bei Sprints, Ausbelastungstests und/oder auf grossen Laufflächen und/oder sonstiger erhöhter Gefahr bei Sportler und/oder Patienten muss der Läufer mit einem Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Fallstop gesichert werden.
- Unmittelbar hinter dem Laufband ist eine Sicherheitszone von mindestens 2 m Länge und 1 m Breite frei zu halten.
- Bei Laufbändern mit Drehrichtungsumkehr ist die Sicherheitszone von 2 m Länge und 1 m Breite vorne und hinten frei zu halten und der Reissleinen-Not-Stopp oder besser ein Sicherheitsbügel mit Fallstop immer zu verwenden.
- Vor unsachgemässem und vor verbotenem Gebrauch des Laufbandes wird ausdrücklich gewarnt.
- Es ist sicherzustellen, dass alle Kabel (Stromkabel, Schnittstellenkabel, Potentialausgleichskabel etc.) sicher installiert und verlegt sind und dass niemand darüber stolpern und fallen kann.
- Beachten Sie alle weiteren Sicherheits- und Betriebshinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig. Beachten Sie insbesondere alle Hinweise zu Wartung- und sicherheitstechnischen Kontrollen.
- Bei festgestellten und/oder vermuteten Fehlern und/oder Defekten und/oder unlesbaren Warnhinweisen ist das Laufband aus Sicherheitsgründen umgehend ausser Betrieb zu setzen. Das Laufband muss in diesem Fall klar gekennzeichnet und vor Gebrauch gesichert werden. Ferner muss sofort eine autorisierte Servicestelle schriftlich benachrichtigt werden.
- Missachtungen von Warnungen, Sicherheitsvorschriften, bestimmungsgemässem und verbotenem Gebrauch, sowie auch unautorisierte oder mangelnde Wartung und/oder Reparaturen und/oder sicherheitstechnische Kontrollen kann zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen, und/oder kann die Geräte beschädigen und/oder führt zu Verlust jeder Sachmangelhaftungsansprüche und jeder anderer Haftungsansprüche.
- Weder das Öl, andere Wartungssubstanzen noch andere Teile des Gerätes und des Zubehörs sind für den Verzehr geeignet. Halten Sie daher alle Öle und Wartungssubstanzen von Kindern und Tieren fern.
- Die Sicherheitshinweise immer im Sichtbereich des Laufbandes anbringen. Jeder Benutzer und Bediener muss auf die Gefahren und Sicherheitsvorschriften hingewiesen werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden oder Vermögensschäden.
- Wertgegenstände wie Uhren, Schmuck, etc. sind vor der Verwendung des Gerätes abzunehmen und dürfen sich auch nicht in unmittelbarer Umgebung des Gerätes befinden.



[3.B] Abstieg in Notfällen

In einem Notfall (z.B. drohender Sturz, etc.) muss sofort der Not-Aus / Not-Stopp-Taster gedrückt werden. Greifen Sie mit beiden Händen auf die seitlichen Handläufe und/oder den vorderen Querbügel und stellen Sie Ihre Füsse umgehend auf die seitlichen Trittflächen.

[3.C] Allgemeine Hinweise / Sicherheit

Diese Gebrauchsanweisung gilt als Bestandteil des Gerätes und ist jederzeit allen Benutzern zugänglich zu halten.

Die genaue Beachtung der Gebrauchsanleitung ist Voraussetzung für den bestimmungsgemässen Gebrauch des h/p/cosmos Gerätes.

Das Festhalten an den Handläufen beeinflusst die Trainings- und Messergebnisse (z.B. Herzfrequenz, EKG, Sauerstoffaufnahme etc.). Unter normalen Bedingungen und für gesunde Personen empfehlen wir die Handläufe nur in Notfällen oder zur Sicherheit oder Gewichtsentlastung zu verwenden.



Wichtige Hinweise, Warnungen und Gefahrenhinweise werden mit dem nebenstehenden Zeichen gekennzeichnet. Das Zeichen macht zudem aufmerksam auf Belange, die beim Messen oder bei Zusammenschluss mit anderen Geräten beachtet werden müssen.

Patientensicherheit und die Einhaltung der angegebenen Messgenauigkeit sind nur gewährleistet, wenn die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Verbrauchsmaterialien und Sensoren Verwendung finden.

Absorptions-, Reinigungs- und Desinfektionschemikalien dürfen nur in den vorgesehenen Behältern aufbewahrt werden. Bei Anschluss von Gasdruckbehälter müssen diese auf ihre TÜV- Zulässigkeit geprüft werden. Vor dem Reinigen oder Desinfizieren netzbetriebener Geräte muss der Netzstecker gezogen werden.

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktion der Geräte können nur erfüllt werden, wenn:

- Aufstellung, Erweiterung, Änderung und Reparatur durch von h/p/cosmos autorisierte Personen vorgenommen werden
- der Aufstellungs-Raum den geltenden Installationsvorschriften nach DIN und VDE entspricht.
- das Gerät an eine Steckdose mit Schutzleitersystem angeschlossen ist.
- der Aufstellungsort den Umweltbedingungen des Gerätes entspricht.
- das Gerät nach Einweisung in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanleitung verwendet wird.

Bei Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät, müssen diese umgehend durch den Kundendienst beseitigt und das Gerät einer sicherheitstechnischen Prüfung unterzogen werden. Beschädigte Steckverbindungen, Leitungen und Druckregler sind umgehend durch eine Fachkraft oder durch einen autorisierten Servicetechniker zu ersetzen.



Im Falle von festgestellten und/oder angenommenen Fehlfunktionen und/oder Defekten und/oder unleserlichen Gefahrenhinweisen auf den Geräteaufklebern, muss das Gerät unverzüglich ausser Betrieb genommen, als "Ausser Betrieb" gekennzeichnet und gegen Benutzung gesichert werden (z.B. Netzstecker ziehen und Warnschild an Netzstecker anbringen). Informieren Sie umgehend schriftlich den von h/p/cosmos autorisierten Kundendienst.



[3.D] Sicherheits- und Betriebshinweise

Die in diesem Abschnitt wiedergegebenen Bestimmungen beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland. Für andere Staaten sind eventuell nationale Abweichungen zu berücksichtigen. Handelt es sich bei Ihrem Laufband um ein Sportgerät (nur € € Zeichen ohne 4-stelliger Nummer), so darf es nicht mit einem Medizinprodukt verbunden werden und darf nicht für medizinische Zwecke eingesetzt werden. Aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen dürfen medizinische Instrumente und Geräte nicht über Verlängerungskabel und/oder Mehrfach-Verteilerstecker mit dem Netzanschluss eines Sportgerätes verbunden werden.



Im Falle einer Missachtung von Sicherheitshinweisen und Warnungen, bei unsachgemässer Handhabung, verbotenem Gebrauch, mangelhafter oder unautorisierter Wartung und/oder Reparatur besteht höchste Gefahr für Mensch und Maschine und es erlöschen alle Haftungsansprüche für Personen- und Sachschäden!

[3.D1] Elektrische Sicherheit / Schutzklassen

Zum Schutz des Benutzers und des Bedienpersonals hat der Verband Deutscher Elektrotechniker e. V. (VDE) für medizinisch genutzte Räume und elektromedizinische Geräte besondere Bestimmungen herausgegeben. Geräte mit Netzanschluss müssen danach zum Schutz gegen das Übertreten der Netzspannung auf berührbare Metallteile ausser einer zuverlässigen Isolierung der unter Spannung stehenden Teile eine zusätzliche Schutzmassnahme aufweisen. Der VDE unterscheidet hierfür sogenannte Schutzklassen.

Von den für elektromedizinische Geräte zugelassenen Schutzklassen werden vorwiegend Schutzklasse I, d.h., Schutzmassnahmen mit Schutzleiter, und Schutzklasse II, d.h., Schutzmassnahmen ohne Schutzleiter aber doppelter Isolation, angewandt: Geräte der Schutzklasse I sind Geräte, deren metallische Gehäuseteile über den Schutzkontakt mit dem Schutzleiter des Leitungsnetzes verbunden sind. Bei auftretendem Isolationsfehler löst das vorgeschaltete Sicherungselement aus.

[3.D2] Patientensicherheit nach VDE 0750 (IEC 601-1) Typ B

Falls Ihr h/p/cosmos Gerät ein *C* € Zeichen mit 4-stelliger Nummer (z.B. *C* € 0123) auf dem Typenschild hat, handelt es sich um ein Medizinprodukt. An Ihrem h/p/cosmos Medizinprodukt ist der Patient vom Netz nach dem Sicherheitsstandard laut Anforderungen an Ableitstromwerte nach IEC 601-1 Typ B geschützt/isoliert. Die Verbindung von weiteren netzbetriebenen Geräten zum h/p/cosmos Gerät kann die Addition der Ableitstromwerte aller Einzelgeräte zur Folge haben und die Sicherheit des Patienten reduzieren. Daher ist vor einer solchen Verbindung h/p/cosmos immer schriftlich zu konsultieren.

[3.D3] Potentialausgleich

Die Verbindung beispielsweise von EDV Geräten über V 24 / RS232 / USB / LAN oder anderen Schnittstellen eines Computers oder eines anderen unabhängigen Messgerätes darf nur von autorisiertem Personal und in medizinisch genutzten Räumen nach VDE 0107 / EN ISO 60601-1-1 erfolgen. Parallele Verbindung über Potentialausgleich stellt sicher, dass bei einem eventuellen Isolationsschaden keines der vernetzten Geräte am Gehäuse eine Spannung von über 10mV überschreitet und somit den Patienten gefährden würde. Zu diesem Zwecke sind alle medizinischen h/p/cosmos - Geräte mit einem Potentialausgleichsanschluss versehen, der über ein Potentialausgleichs-Verbindungskabel mit allen anderen Geräten in diesem System und mit dem Potentialausgleichsschiene des Raumes zu verbinden ist.

Standard Potentialausgleichs-Verbindungskabel (Länge 5m) mit 4mm² Kabelquerschnitt [cos10223]



[3.D4] Verbindung von Geräten ausserhalb medizinisch genutzter Räume

Falls Geräte ausserhalb des medizinisch genutzten Raumes (z.B. Drucker, Computer, etc.) zum medizinischen h/p/cosmos Gerät innerhalb eines medizinisch genutzten Raumes verbunden werden, sind die Bestimmungen nach VDE 0750 einzuhalten.

Verbindung nur über ...

- 1. Lichtleiterkabel und/oder Optokoppler (4 kV geprüft und zugelassen), oder
- 2. Schutzisolierung mittels Potential-Isolationstransformator nach IEC 601-1, Anhang k. Diese Komponenten sind ebenfalls über Potentialausgleichskabel zu verbinden.


[3.D5] Medizinische elektrische Systeme

Das medizinische elektrische System (nachfolgend als System bezeichnet) ist eine "Kombination von mehreren Geräten, von denen mindestens eines ein medizinisches elektrisches Gerät ist". Eine Kombination ergibt sich, wenn Geräte über sog. "funktionelle Verbindungen" oder über eine ortsveränderliche Mehrfachsteckdose verbunden sind. Unter funktionellen Verbindungen sind hier nicht nur elektrische Verbindungen zu verstehen, sondern auch solche zur Übertragung von Signalen, elektrischer Energie und/oder Substanzen. Somit ist bereits der Betrieb von zwei oder mehreren Geräten über ein und dieselbe Mehrfachsteckdose als System definiert. Auch eine mechanische Verbindung oder drahtlose Verbindung über Funk erzeugt ein medizinisches elektrisches System.

Grundsätzlich gilt, dass ein System genau so sicher sein muss, wie ein einzelnes medizinisches elektrisches Gerät. Die Anforderungen im Medizinproduktegesetz und der zutreffenden Verordnungen (z. B. MPBetreibV) müssen erfüllt sein. Das System als Ganzes muss sicherstellen, dass innerhalb der Patientenumgebung und bei Kontakt mit Patienten der gleiche Grad an Sicherheit herrscht, wie er durch DIN EN 60601-1 (VDE 0750 Teil 1) definiert ist.

[3.D6] Umgebung des Probanden / Patienten


Als Umgebung des Probanden/Patienten hat sich in der Praxis ein Erfahrungswert von 1,5 m Abstand herausgebildet. Dieser ist hier als Umgebung festgelegt.





[3.D7] Schutz gegen die Gefahr eines elektrischen Schlages

Gehäuse und Schutzabdeckungen: Teile von nicht medizinischen elektrischen Geräten innerhalb der Umgebung des Athleten oder Patienten, die nach Abnahme von Abdeckungen, Anschlussvorrichtungen usw. ohne Verwendung eines Werkzeugs Anwender vom während der routinemässigen Wartung, des Kalibrierens usw. berührt werden können, müssen mit einer Spannung arbeiten, die einen Wert von 25 Volt Wechselspannung und



Gleichspannung nicht übersteigt und die von der Stromversorgung einer der in der IEC 601-1 beschriebenen Verfahren getrennten Quelle erzeugt wird. Bei diesem Beispiel würde der Ableitstrom unzulässiger-weise vom elektrischen Gerät über den Arzt und über den geerdeten Probanden / Patienten fliessen.



Ein elektrisches Gerät [3] und der Proband bzw. Patient [1] dürfen vom Arzt oder Betreuer [2] niemals gleichzeitig berührt werden.

[3.D8] Umweltbedingungen

Laufbänder und Ergometer sind nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen medizinisch genutzter Räume oder in verbrennungsfördernder Atmosphäre bestimmt. Die Geräte dürfen nicht in die Nähe von z. B. Röntgengeräten, Motoren oder Transformatoren mit grosser Anschlussleistung aufgestellt werden, da elektrische oder magnetische Störfelder Messungen verfälschen bzw. unmöglich machen können. Die Nähe von Starkstromleitungen ist ebenfalls zu meiden. h/p/cosmos Elektrogeräte mit Netzanschluss dürfen nicht in Nasszonen und Feuchträumen (Schwimmbad, Sauna, etc.) und auch nicht in Klimakammern betrieben werden.

Werden in den Begleit- und Lieferpapieren nicht anders lautende Angaben gemacht, sind alle Geräte in üblicher geschlossener Ausführung zum Betrieb unter als normal geltenden klimatischen Umgebungsbedingungen bestimmt (DIN IEC 601-1):

Temperatur: + 10° ... + 40° C
 Relative Luftfeuchte: 30 ... 70 %
 Luftdruck: 700 ... 1060 hPa

Maximale Betriebshöhe über NN: ca. 3.000 m, ohne Druckausgleich

Die Geräte sind daher vor besonderer Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen. Lüftungsschlitze müssen frei bleiben, um die Luftzirkulation nicht zu behindern.

Alle Geräte dürfen maximal 6 bis 9 Monate ohne Stromversorgung eingelagert werden. Nach diesem Zeitraum kann es wegen fehlender Stromversorgung zur Entladung des Akkus kommen. Überschreitet die Lagerung des Gerätes diesen Zeitraum, ist eventuell eine Neuprogrammierung oder eine Wartung durch einem h/p/cosmos Techniker notwendig.



[3.E] Gerätelebensdauer

Die Lebensdauer des Produktes wird bei üblichem Einsatz und Anwendung auf 20 Jahre festgelegt unter der Voraussetzung, dass nach 10 Jahren alle elektrischen Teile und Komponenten erneuert werden (bei Beschädigung oder unüblich starker Beanspruchung ggfs. früher) und die empfohlenen Wartungsintervalle eingehalten werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von durch h/p/cosmos autorisierten Technikern durchgeführt werden. Für Verschleissteile gilt eine kürzere Lebensdauer.

[3.F] Verwendete Symbole

Die am h/p/cosmos Gerät verwendeten Symbole entsprechen den Normen IEC 417, IEC 878, EN957-1:2005 und der EG Richtlinie 2002/96/EC.

| []i | Begleitdokumente / Herstellerinformationen lesen | | Schutzleiteranschluss |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>^</u> | Warnungen / Gefahrenhinweise Begleitdokumente / Anleitung beachten | <u></u> | Erde |
| * | Gerät des Typs B | \triangle | Potentialausgleich |
| 4 | Gefährliche elektrische Spannung | | Symbol für Massnahmen zur Sammlung, zur Behandlung, zum Recycling und zur Beseitigung von Elektro- und Elektronik- |
| \sim | Wechselstrom | | Altgeräten wie nach der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parla- |
| | | | ments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik- Altgeräte notwendig sind, um Probleme im Zusammenhang mit den betreffenden |
| | | | Schwermetallen und den betreffenden Flammhemmern bei der Abfallbewirtschaftung zu vermeiden. |

[3.G] Angewandte Normen, Sicherheitsstandards

Alle h/p/cosmos Laufband-Ergometer werden nach strengen Sicherheitskriterien und Qualitätskontrollen gefertigt. Das Laufband darf nicht verwendet werden, falls die Zertifikate/Zulassungen und der (laut Tabelle der technischen Spezifikationen) definierte Sicherheitsstandard nicht den lokalen und landesspezifischen Anforderungen entsprechen. Die landesspezifischen Anforderungen sind hier vor Inbetriebnahme des Gerätes zu vergleichen und eine Inbetriebnahme darf nur bei Übereinstimmung erfolgen. Vollständige Normenliste siehe CE-Konformitätserklärungen.

Die in diesem Handbuch gelisteten Normen mit Datum, welche Design und Konstruktionsmerkmale betreffen, beziehen sich auf die zum Herstellungszeitpunkt aktuell gültigen Fassungen der jeweiligen Normen.

Die in diesem Handbuch gelisteten Normen mit Datum, welche regelmässige Messungen und wiederkehrende sicherheitstechnische Kontrollen betreffen (z.B. elektrische Messungen zu Ableitströmen, Isolationswiderstände, etc.) können und werden sich mit den Jahren ändern. Es gelten die zum Zeitpunkt der Messungen und wiederkehrende sicherheitstechnische Kontrollen aktuell gültigen Fassungen der jeweiligen Normen und deren Grenzwerte, welche dann ggf. von den Verfahren und Grenzwerten in diesem Handbuch abweichen können.



[3.G1] **VDE Normen**

Die Laufband-Modelle für den gewerblichen Anwendungsbereich Sport und Fitness entsprechen den Richtlinien der DIN EN 60335-1 (VDE 0700). Die Laufband-Modelle für den Anwendungsbereich Medizin entsprechen den Richtlinien der IEC EN DIN 60601-1 (VDE 0750).

[3.G2] Das Zeichen (€

Das **C** € Zeichen am Typenschild der Sport und Fitness Laufbänder bestätigt die Konformität mit der EG-Richtlinie 89/336 EWG Anhang I (elektromagnetische Verträglichkeit). Die Prüfungen wurden nach den Kriterien der Störaussendung und der Störfestigkeit durchgeführt.

[3.G3] **Das Zeichen C €** 0123

Das **C** € ₀₁₂₃ Zeichen am Typenschild der medizinischen Laufbänder bestätigt die Konformität mit der EG-Richtlinie 93/42 EWG (Medizinprodukte-Richtlinie).



[3.G4] EMV Elektromagnetische Verträglichkeit

Die Laufband-Modelle für den gewerblichen Anwendungsbereich Sport und Fitness (Kennzeichnung mit **€**) entsprechen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit den Anforderungen der EG EMV-Richtlinie 89/336/EWG sowie der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.

Normen: EMV: EN55011; EN61000-6-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3, Sicherheit: EN60950

Die Laufband-Modelle für den Anwendungsbereich Medizin (Kennzeichnung mit **€** € 0123) entsprechen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit den Anforderungen der Medizinrichtlinie: 93/42/EWG Normen: EMV EN60601-1-2; EN61000-3-2; EN61000-3-3, Sicherheit EN60601-1

Zertifizierende Prüfstellen: Mitsubishi Electric Europe / EMV-Labor, Mündelheimer Weg 35, DE 40472 Düsseldorf, EMV Testhaus GmbH, Gustav - Hertz - Strasse 35, DE 94315 Straubing / Germany, J. Schmitz GmbH, 83022 Rosenheim

Starke elektromagnetische Felder, Sender und Störungen, die ausserhalb der üblichen Toleranzen liegen, können Messfunktionen der Geräte und Anzeigen beeinflussen und können auch zu anderen Fehlfunktionen führen.

Beachten Sie die detaillierten Angaben zu den EMV Werten und Herstellerangaben im Kapitel: Technische Daten / EMV

[3.G5] Allgemeine Hinweise

Das Gerät wird der Überspannungskategorie II und dem Verschmutzungsgrad I zugeordnet.

[3.H] Anwendungsbereiche / Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Alle h/p/cosmos Laufbänder entsprechen den Klassen S und A laut der Norm EN 957-1:2005 / EN 957-6:2001

[3.H1] Gewerbliche Anwendung Sport und Fitness

Laufbänder, deren Konformitätserklärung sich auf die Bereiche Sport und Fitness bezieht, sind nicht für den medizinischen Anwendungsbereich geeignet und dürfen auch nicht mit Medizinprodukten verbunden werden. Diese Modelle können Sie für die Bereiche Ausdauertraining, Gehen und Laufen einsetzen.

[3.H2] Anwendung Medizin

Laufbänder, deren Konformitätserklärung sich auf den Einsatz im medizinischen Bereich bezieht, sind für medizinische Anwendungen geeignet. Diese Modelle können Sie für folgende Bereiche einsetzen:

- Ausdauertraining Gehen und Laufen
- Leistungstests und EMG-Messungen an Patienten im Labor (zulässig nur mit Sicherheitsbügel-Fallstop)
- Laufband-Ergometrie (Belastungs- EKG und Ergospirometrie) (zulässig nur mit Sicherheitsbügel-Fallstop)
- Gangschule
- Aufbautraining in der Rehabilitation



Kinder dürfen das Laufband nur unter permanenter Aufsicht eines Arztes und ausschliesslich mit Sicherheitsbügel-Fallstop benutzen. h/p/cosmos empfiehlt darüber hinaus bei Kindern den Einsatz der verstellbaren Handläufe.



[3.H3] h/p/cosmos Medizin-Laufband-Ergometer – Sicherheits-Standards

Durch mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Laufband-Ergometern und komplexen Systemen mit Zubehör und Spezialoptionen ist h/p/cosmos der absolute Laufband-Spezialist. Wir verstehen uns als "Vorreiter in Technologie und Sicherheit". Da wir wissen, welche Art Unfälle auftreten können und welche Folgen sich daraus ergeben können, genießt Sicherheit bei uns einen sehr hohen Stellenwert.

Einerseits ist ein Laufband-Ergometer ein sehr wirksames Instrument in der Rehabilitation, Therapie und Diagnostik. Jedoch birgt die Verwendung von Laufband-Ergometern wie viele andere Bereiche des täglichen Lebens (z.B. Verkehr) auch Gefahren, welche nur durch die strikte Einhaltung von Sicherheitsvorschriften minimiert werden können. Auch wenn diese Gefahren niemals ganz ausgeschlossen werden können, ist es die Pflicht von h/p/cosmos als Hersteller, aber auch die des Händlers und des Betreibers diese Risiken so weit wie möglich zu minimieren.

Gerade bei medizinischen Anwendungen im Laufbandbereich müssen sehr viele zusätzliche Risiken in Betracht gezogen werden (z.B. Patienten mir Herzschrittmacher, EKG-Elektroden, körperliche Einschränkungen, sehr hohe körperliche Belastungen während Ausbelastungstests, Medikamente, usw.). Laufband-Ergometer mit digitaler Schnittstelle und interaktiver Herzfrequenz-Belastungssteuerung sind unter anderem deshalb der Risikoklasse Ilb für Medizinprodukte zugeordnet und müssen somit als "medizinische Laufband-Ergometer", im Vergleich zu Fitnessgeräten, spezielle Sicherheitsbestimmungen einhalten. Da sichergestellt werden muss, dass die Systeme korrekt installiert und gewartet werden, dürfen sie zudem ausschließlich durch authorisierte und zertifizierte Händler vertrieben werden.

h/p/cosmos hat auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen aus der Richtlinie 93/42 EWG, des MPG (Medizinproduktegesetz), ISO9001, EN13485, der internen Sicherheits-Politik und des internen Risikomanagment-Systems ein Medizinprodukte Beobachtungs- und Meldesystem integriert. Auch alle h/p/cosmos Händler unterzeichnen einen Vertrag dass diese internationalen Regeln für Geräte der Risikoklasse IIb eingehalten werden müssen.

h/p/cosmos erfüllt diese Pflichten auf unterscheidliche Weise:

- Alle medizinischen Laufband-Ergometer werden internen Produkt-Baumusterprüfungen unterzogen, sowie externen Prüfungen durch unabhängige Prüf-Institutionen wie z.B. des TÜV Produkt Service in München oder verschiedenen EMV-Testhäusern. Unsere medizinischen Laufband-Ergometer erfüllen alle benötigten Normen und Gesetze für den Betrieb in medizinischen Anwendungsbereichen wie z.B. MPG, EU-Richtlinie 93/42, IEC EN 60601-1 (VDE 0750), VDE 0751, IEC EN 60601-1-2 (EMC), IEC EN 60601-1-4, EN 957-1, EN 957-6.
- Alle h/p/cosmos Laufband-Ergometer werden direkt nach der Produktion einem 24 Stunden Dauertest unterzogen, der auch einen Hochspannungstest sowie verschiedene elektrische und mechanische Sicherheitstests beinhaltet. Alle relevanten Test-Parameter werden aufgezeichnet und von einem zweiten unabhängigen Mitarbeiter geprüft und archiviert. Alle h/p/cosmos Laufband-Ergometer müssen die Prüfungen zu 100% bestehen ohne Aussnahme.
- Alle medizinischen h/p/cosmos Laufband-Ergometer sind mit einem Not-Aus-Schalter der das Laufband-Ergometer bei Aktivierung komplett von Versorgungsnetz trennt, einem Netzteil mit erhöhtem Überspannungsschutz, Verdrahtung und Verkabelung nach IEC 60601-1, einem Potentialausgleichsanschluss und einem Potential-Trenntransformator ausgestattet.



- h/p/cosmos hat ein Qualitäts- und Risikomanagment nach ISO 9001:2000 & ISO13485:2003 sowie ein entsprechendes Beobachtungs- und Meldesystem für Medizinprodukte integriert.
- Bei Wartungsarbeiten wird die elektrische Sicherheit des Laufband-Ergometers und alle sicherheitsrelevanten Details, sowie die Genauigkeit des Geschwindigkeits- und Steigungswinkelsystems von autorisierten und geschulten Technikern vor Ort geprüft.
- Service-Techniker und Händler werden von h/p/cosmos direkt zum Medizinprodukteberater geschult.
- Die Betriebsanleitungen der h/p/cosmos Laufband-Ergometer beinhalten alle wichtigen Informationen und Sicherheitshinweise sowie Wartungsanweisungen und Benutzerhinweise. Die Laufband-Ergometer sind zudem mit einer Prüfplakette mit dem Datum der nächsten Prüfung versehen.
- h/p/cosmos bietet zahlreiches Zubehör an wie z.B. den Sicherheitsbügel & Fallstop-Zugleine, Reissleinen-Not-Stop mit Gurtband, Armstützen oder das Gewichtsentlastungssystem h/p/cosmos airwalk. Dieses Zubehör erhöht die Sicherheit des Patienten während der Verwendung des Laufband-Ergometers in erheblichem Maße http://www.h-p-cosmos.com/de/sicherheit/index.htm

Alle Laufbänder und auch andere Maschinen mit beweglichen Teilen bergen großes Gefahrenpotential an den Einzugsstellen, da der Einzugsspalt zwischen Lauffläche und Laufgurt häufig zu gross ist. Um diese Gefahr für den Benutzer zu reduzieren, haben h/p/cosmos Laufband-Ergometer generell einen Einzugsspalt von unter 4mm. Gefährliche Stellen am Gerät sind mit zusätzlichen Warnhinweisen versehen.

h/p/cosmos sieht sich in der Verantwortung, Partner und Kunden über diese Hintergründe aufzuklären und auf die Notwendigkeit, nur medizinische Produkte für medizinische Anwendungen einzusetzen, hinzuweisen. Aufgrund gesetzlicher Anforderungen darf h/p/cosmos für medizinische Anwendungen ausschließlich medizinisch klassifizierte Produkte liefern.

Ausschnitt aus dem Gesetz über Medizinprodukte, Erster Abschnitt § 3 Begriffsbestimmungen:

Medizinprodukte sind alle einzeln oder miteinander verbunden verwendeten Instrumente, Apparate, Vorrichtungen, Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen oder andere Gegenstände einschließlich der für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinproduktes eingesetzten Software, die vom Hersteller zur Anwendung für Menschen mittels ihrer Funktionen zum Zwecke

- a) der Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten,
- b) der Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzungen oder Behinderungen,
- der Untersuchung, der Ersetzung oder der Veränderung des anatomischen Aufbaus oder eines physiologischen Vorgangs oder
- d) der Empfängnisregelung

zu dienen bestimmt sind und deren bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am menschlichen Körper weder durch pharmakologisch oder immunologisch wirkende Mittel noch durch Metabolismus erreicht wird, deren Wirkungsweise aber durch solche Mittel unterstützt werden kann.

Die Verwendung von Produkten, die nicht durch den Hersteller für den medizinischen Anwendungsbereich freigegeben sind, kann bei medizinischen Anwendungen zu erhöhten Risiken für Patienten und dem Bedienpersonal führen. Im Falle eines Unfalls haftet der Betreiber und muss mit Haftungs- und Schadenersatzansprüchen rechnen. Die Verwendung eines Sport-Gerätes in medizinischen Anwendungen bedeutet somit ein erhöhtes Risiko für Kunden, Benutzer, Händler und nicht zuletzt den Patienten. h/p/cosmos fordert alle beteiligten Parteien auf sich an der Verbesserung der Sicherheit zu beteiligen.



Beispiele für Sicherheitsmerkmale an h/p/cosmos Geräten:



Potential -Trenntransformator



Opto-Kopplerplatine



Potentialausgleichsbolzen



Abgeschirmtes Motorkabel





Medizinische Geräte sind mit einem Not-Aus-Schalter ausgerüstet, der bei Betätigung das Gerät komplett vom Versorgungsnetz trennt. Sportgeräte verfügen häufig lediglich über eine Not-Stop-Taste, die das Gerät nur anhält, jedoch nicht komplett von Versorgungsnetz trennt.



Metallgehäuse des Frequenzumrichters (für Abschirmung)



Aufkleber "Achtung Gefahrenstelle"



[3.1] Verbotener Gebrauch

- Alle im Kapitel "Gefahrenhinweise, Sicherheitsvorschriften, Verbote und Warnungen" enthaltenen Verbote.
- Das Laufband darf ohne ausführliche Einweisung durch das Fachpersonal und ohne Hinweis auf die Sicherheitsbestimmungen nicht in Betrieb genommen werden.
- Bei Übelkeit, Schwindelgefühl und Schmerzen aller Art ist das Training sofort abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.
- Patienten mit Herzschrittmachern und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen müssen vorher Absprache mit einem Arzt halten und eine Sporttauglichkeitserklärung anfordern.
- Kinder und Tiere dürfen das Laufband nicht benutzen und nicht in die Nähe (4m Abstand!) des Gerätes kommen.
- Anderer, als der unter Punkt Anwendungsbereich aufgelisteter bestimmungsgemässer Gebrauch.
- Bei festgestellten und/oder vermuteten Fehlern und/oder Defekten und/oder unlesbaren Warnhinweisen ist das Laufband aus Sicherheitsgründen umgehend ausser Betrieb zu setzen. Das Laufband muss in diesem Fall klar gekennzeichnet und vor Gebrauch gesichert werden. Ferner muss umgehend eine autorisierte Servicestelle schriftlich benachrichtigt werden.
- Verboten ist jede Art von Überlastung von Probanden/Patienten.
- Verboten ist jede Art von Betrieb mit erhöhtem Risiko, z.B. Sprint oder auch bei Patienten mit erhöhtem Risiko, ohne die Verwendung zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen, wie Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Fallstopp.
- Für den Fall, dass eine oder mehrere der folgenden Kontraindikationen vorliegen, empfehlen wir dringend vor der Nutzung des Laufband-Ergometers einen Arzt oder Spezialisten aufzusuchen: Schwangerschaft, akute Thrombose, Herz- und/oder Arterienerkrankungen, frische Wunden z.B. nach Operationen, künstliche Gelenke oder Prothesen, Knochenbrüche, Bandscheibenschaden oder traumatisch bedingte Erkrankung der Wirbelsäule, Diabetes, Epilepsie, Entzündungen, akute Migräne und jede Art von Tumoren. Sollte Ihr Arzt oder Spezialist zusätzliche Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns.
- Der automatische Betrieb (Modus Profile, Cardio, Test, Fernsteuerung über PC und Peripheriegeräte) ist verboten, wenn die Gesundheit und die Kondition des Probanden / Patienten das nicht zulassen und wenn ein Arzt diese Belastungen nicht autorisiert hat. Bei Missachtung kann es zu Verletzungen und gefährlichen gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod kommen.
- Alle Anwendungen mit Rädern (Radfahren, Rollstuhl, Inline-Skating oder Rollski) sowie Laufschuhe oder andere Schuhe mit Spikes oder Stollen auf den Standardlaufflächen bzw. -gurten sind verboten. Derartige Anwendungen sind nur auf den mit "r" gekennzeichneten Speziallaufbändern gestattet. Zudem ist eine Sicherheitsaufhängung mit Brustgeschirr und Fallstopp vorgeschrieben. Es ist zudem unbedingt darauf zu achten, dass die Bremsen am Rad bzw. Rollstuhl deaktiviert (z.B. Bremszug aushängen) sind. Bei Inline-Skates ist der Stopper abzumontieren.
- Laufschuhe oder andere Schuhe mit Spikes oder Stollen auf den Standardlaufflächen bzw. -gurten sind verboten. Derartige Anwendungen sind nur auf den mit "rs" gekennzeichneten Speziallaufbändern gestattet. Zudem ist eine Sicherheitsaufhängung mit Brustgeschirr und Fallstopp vorgeschrieben.
- In anderen, als in den Kapiteln "technische Daten" und "Umweltbedingungen" spezifizierten Umgebungsbedingungen, dürfen h/p/cosmos Geräte nicht betrieben werden (z.B. in Nasszonen, Feuchträumen, Schwimmbädern, Saunen, Klimakammern, Unterdruck-, Überdruck-, Höhen- oder Sauerstoffkammern, etc.).



Besteht der Verdacht von unbefugtem Zugriff oder andere Gründe das Laufband vor Inbetriebnahme zu sperren, so muss das Laufband gesperrt werden: Siehe "Option 40" im Kapitel Optionen. Unter "Option 41 bis 44" können auch einzelne Betriebsmodi (manual, profile, cardio, test) gesperrt werden.



[4.]Installation, Inbetriebnahme

[4.A] Transport und Verpackung

Wenn Sie das Gerät erhalten (verpackt oder auch unverpackt), stellen Sie sicher, dass weder das Gerät, das Zubehör noch die Verpackung beim Transport beschädigt wurde. Sollten Sie Schäden und/oder fehlende Teile feststellen, müssen Sie diese unbedingt auf den Lieferpapieren des Spediteurs/Lieferanten vermerken. Informieren Sie bitte auch sofort schriftlich h/p/cosmos und Ihren Händler über eventuell fehlende oder beschädigte Teile.



Hersteller bzw. Händler haften nicht für Schäden, Reklamationen und fehlende Teile, welche nicht sofort bei Anlieferung auf den Lieferpapieren schriftlich vermerkt wurden.

Bevor Sie Gerät und Zubehör auspacken, lesen Sie die Instruktionen auf der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, Anschlussleitungen und anderes Zubehör beim Auspacken nicht beschädigt werden. Achten Sie speziell darauf, dass Kleinteile nicht übersehen werden, und dass Kleinteile oder Anleitungen nicht samt Verpackung entsorgt werden. Alle Geräte werden in Deutschland meist durch h/p/cosmos direkt oder durch eine autorisierte Spedition transportiert und aufgestellt. Bei Anlieferung durch h/p/cosmos wird die Umverpackung mitgenommen und verwertet.


Wird das Laufband durch eine Spedition angeliefert, können Sie die Umverpackung selbst verwerten oder an den Hersteller h/p/cosmos zurücksenden (Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden). Bei Anlieferung durch eine Spedition innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist oft eine wiederverwertbare Verpackung oder eine Tragekonstruktion und/oder auch Transportsicherungen im Lieferumfang enthalten. Sprechen Sie das mit Ihrem Händler und dem Spediteur ab; oft geht diese Verpackung und/oder Tragekonstruktion mit dem Spediteur zurück zum Händler oder zum Hersteller. Spezielle Verpackungsarten und/oder Tragekonstruktionen dürfen nicht unautorisiert entsorgt werden.

[4.A1] Transport über Treppen und durch schmale Türen

Bei den Standardmodellen (Baugrösse Laufflächen 150/50cm, 170/65cm, 190/65cm / ausser verstellbare Handläufe) ist der linke Handlauf der Maschine leicht demontierbar, weil keine Kabel im Handlauf sind. Der rechte Handlauf kann ebenfalls abgeschraubt werden, allerdings muss dieser dann 90° nach links flach auf die Lauffläche gelegt werden. Anschliessend muss der Handlauf temporär mit Spezialwinkel (erhältlich bei h/p/cosmos) wieder festgeschraubt werden, damit Beschädigungen des Handlaufes und speziell der Kabel beim Transport vermieden werden.

Liegt der rechte Handlauf dann fixiert flach auf der Lauffläche, kann die ganze Maschine 90° nach rechts aufgestellt werden, sodass die Maschine mit der rechten Seitenwand nach unten steht. Die Maschine ist so viel schmaler und kann auch durch schmale Türen oder Fenster transportiert werden.

Für den Transport über Treppen können Sie die Maschine in eine spezielle Tragekonstruktion s.u. (erhältlich als Leihgabe bei h/p/cosmos) stellen.






installation, inbetriebnahme



Transportwinkel Baugrösse Laufflächen 150/50cm [cos10971]
Transportwinkel Baugrösse Laufflächen 170 und 190/65cm [cos10314]



Transportwinkel Baugrösse Laufflächen 200 ... 300/75 ... 125cm [cos14090] Tragekonstruktion Baugrösse Laufflächen 150/50cm [cos10972] Tragekonstruktion Baugrösse Laufflächen 170 und 190/65cm [cos13794]











[4.A2] Transport mit Rollwagen

Für einen leichteren Transport legen Sie unter die Maschine 2 handelsübliche Transportroller / Möbelhunde (Plattform ca. 30cm x 30cm mit jeweils 4 lenkbaren Rädern) und machen somit die Maschine "fahrbar".



Rollwagen mit 4 Rollen für max. 300kg [cos13016] Rollwagen mit 4 Rollen für max. 500kg [cos13672]

[4.A3] Transport von Grosslaufbändern

Bei Grossgeräten kommt es vor, dass ein Transport mit speziellem Korb und einem schweren Autokran durch das Fenster des Gebäudes die beste und einzige Möglichkeit ist.







Transporte von schweren Geräten dürfen nur von autorisiertem Personal unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden, da sonst Gefahr für Mensch und Gerät besteht.

[4.B] Aufstellen des Gerätes

- Transport und Installation dieser Geräte müssen immer direkt vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestation oder einem autorisierten Fachhändler vorgenommen werden, um die Sicherheit und ordnungsgemässe Durchführung zu gewährleisten.
- Aus Sicherheitsgründen muss hinter dem Laufband ein Sicherheitsbereich von mindestens 2m Länge und x 1m Breite bzw. mindestens Gerätebreite als Sturzraum frei bleiben. Bei der Option Laufrichtungsumkehr müssen Sie beachten, dass damit auch der Bereich vor dem Laufband zum Sicherheitsbereich wird. Also muss auch vor dem Laufband ein Sicherheitsbereich von mindestens 2 m x 1 m als Sturzraum frei bleiben.
- Legen Sie in den Sicherheitsbereich hinter/vor dem Laufband eine Gymnastikmatte (oder ähnliches).
- Der Standort des Gerätes darf keine Unebenheiten aufweisen und muss waagerecht sein.
- Bei Laufband-Modellen mit Stellfüssen müssen diese so eingestellt werden, dass sie festen Bodenkontakt haben, da es sonst während des Laufes zu Klopfgeräuschen an den Stellfüssen kommen kann. Kontrollieren Sie den Auflagedruck (das Gewicht des Gerätes) auf die Stellfüsse, indem Sie versuchen den Rahmen hinten mit der Hand etwas vom Boden abzuheben. So erkennen Sie, ob Sie auf beiden Stellfüssen annähernd gleiche Gewichtsbelastung haben. Die Stellfüsse und die Rollen/Räder des Hubelementes können am Boden Druckstellen hinterlassen. Bei empfindlichem Boden empfehlen wir die Verwendung von h/p/cosmos Bodenschutzmatten:

Bodenschutzmatte 150/50 für Laufband-Ergometer mit Lauffläche 150x50 cm [cos14005]



Bodenschutzmatte 170/65 für Laufband-Ergometer mit Lauffläche 170x65 cm [cos14042] Bodenschutzmatte 190/65 für Laufband-Ergometer mit Lauffläche 190x65 cm [cos14043] Weitere Grössen auf Anfrage erhältlich.

- Bei Laufband-Modellen ohne Stellfüsse darf der Standort des Gerätes keine Unebenheiten aufweisen und muss waagerecht sein. Das Gerät steht mit dem gesamten Grundrahmen auf dem Boden.
- Laufband-Modelle mit einer Lauffläche von 200 x 75 cm und grösser: Der Standort des Gerätes darf keine Unebenheiten aufweisen und muss waagerecht sein. Das Gerät steht mit dem gesamten Grundrahmen auf dem Boden. Es sind jeweils 4 bis 6 Stellfüsse eingebaut, die aber nur bei Problemen mit Unebenheiten des Bodens verwendet werden sollten.
- Bevor Sie das Gerät einschalten, müssen Sie unbedingt die mechanische Transportsicherung entfernen, welche den Oberrahmen mit dem Grundrahmen des Gerätes während des Transportes fixiert (verbindet).
- Die Decken- / Bodentragfähigkeit im Gebäude muss höher als das Gewicht des Gerätes sein und muss von autorisierter Stelle des Betreibers für das h/p/cosmos Gerät freigegeben sein. Beispiel h/p/cosmos saturn 300/100r: Abmessung Grundrahmen: L: 3400 mm x B: 1490 mm = 5,066 m² Standfläche. Nettogewicht des Laufbandes: 1300 kg, statisches Gewicht der Person: 200 kg, dynamisches Gewicht der Person: 1200 kg (bis zum 6-fachen Körpergewicht), Gesamtgewichtsbelastung des Systems auf die Standfläche: 2500 kg = Tragfähigkeit der Standfläche: 493,48 kg (~ 500 kg) / m².
- Beim Modell h/p/cosmos gaitway mit eingebauten Kraftmessplatten müssen nach dem Aufstellen die Transportsicherungen der Kraftmessplatten entfernt werden. Hierzu Laufband auf max. Steigung (25%) stellen. Die vier mit roten Pfeilen gekennzeichneten M8 Schrauben an der Unterseite der Alu Trägerplatte lösen und herausdrehen. Laufband wieder auf 0% Steigung fahren. Kontermuttern an den Stellfüssen lockern. Mit Hilfe der Kistler Software das Laufband ausrichten und anschliessend die Kontermuttern wieder fest anziehen.
- Der Laufgurt muss nach der Aufstellung oder einer Standortveränderung kontrolliert und bei Bedarf justiert werden (siehe Wartungshinweise), damit er sich genau in der Mitte der beiden Wellen befindet.
- Ist das Laufband sicher und waagerecht aufgestellt, kann es mit dem Netzstecker an eine geeignete Steckdose (siehe Anschluss des Gerätes) angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
- Der Laufgurt muss vor der ersten Inbetriebnahme mit 40ml Spezialöl geölt werden. Siehe Kapitel Wartung.



[4.C] Elektrischer Anschluss des Gerätes



Bei Überspannung oder Spannungseinbrüchen (auch kurzzeitig) von mehr als 20% der Netzspannung kann es zu Funktionsstörungen und/oder Defekten kommen und es ist mit einer völligen Abschaltung des Laufband-Ergometers zu rechnen. Bei derartig grossen Spannungseinbrüchen oder bei völligem Spannungsausfall schaltet das Laufband ab und der Gurt kommt zum Stillstand. Um das Gerät weiter zu betreiben, müssen Sie das Laufband-Ergometer erneut am Netzschalter "ON" anschalten und dann an der Tastatur START drücken.

- Die Installation von h/p/cosmos Geräten und Laufband-Ergometern darf nur an Anschlüssen mit Schutzleiter sowie FI-Schaltung und nach VDE 0100 bzw. den zurzeit gültigen Vorschriften und Normen durchgeführt werden. Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art (z.B. medizinisch genutzte Bereiche) sind einzuhalten. Schutzkontaktverbindung (Erdleiter / PE-Kontakt) ist bei allen Laufbändern vorgeschrieben. Der Spannungsabfall zwischen dem Anfang der Verbraucheranlage und der verwendeten Steckdose darf nach DIN VDE 0100-520 4% nicht überschreiten. Der Empfänger und Betreiber des gelieferten Gerätes ist für die korrekte Funktion des Strom-Netzanschlusses bis inklusive der Steckdose selbst verantwortlich und hat diese regelmässig (1 ... 4 Jahre) von autorisiertem Elektro-Fachpersonal auf einwandfreie Funktion prüfen zu lassen. Prüfung der Hausinstallation obliegt nicht dem Hersteller und/oder Lieferanten.
- Zur Stromversorgung genügt bei den meisten Modellen eine normale 230 Volt / AC, 50/60 Hz Wandsteckdose.
- Laufband-Modelle von Baugrösse Lauffläche 190/65cm 3p bis zu 300/125cm: 3 Phasen Wechselstrom (= Drehstrom) Spannungsversorgung: 3 x 400 Volt / 32 Ampere (Laufband 190/65cm 3p, 16 Ampere) Sicherung und Rechtsdrehfeld.

Abbildungen: Netzstecker (befindet sich am Gerät) und Steckdose:

CEE Wandsteckdose, 5-polig, 16 Ampere [cos11092]

CEE Wandsteckdose, 5-polig, 32 Ampere [cos11090]





Netzanschluss für h/p/cosmos pulsar 3p

400 Volt AC 3~/N/PE f: 50/60 Hz Imax: 16,0 A

Drehstrom mit Rechtsdrehfeld

16 Ampere Sicherung (C-Charakteristik)

Der Stecker hat folgende 5 Anschlüsse:

L1 = Phase 1 (schwarzes Kabel)

L2 = Phase 2 (braunes Kabel)

L3 = Phase 3 (schwarzes oder graues Kabel)

N = Neutral (blaues Kabel)

PE = Ground (gelb-grünes Kabel)

... für Laufband-Modelle ab Lauffläche 200/75 cm

[z.B. h/p/cosmos venus und saturn]

400 Volt AC 3~/N/PE f: 50/60 Hz Imax: 32,0 A

Drehstrom mit Rechtsdrehfeld

32 Ampere Sicherung (C-Charakteristik)

Der Stecker hat folgende 5 Anschlüsse:

L1 = Phase 1 (schwarzes Kabel)

L2 = Phase 2 (braunes Kabel)

L3 = Phase 3 (schwarzes oder graues Kabel)

N = Neutral (blaues Kabel)

PE = Ground (gelb-grünes Kabel)

Die genannten Kabelfarben gelten für Deutschland. In anderen Ländern können u.U. andere Farben gelten! Spannungen einer 3-phasigen Spannungsversorgung:

vom L1 nach L2: 400 Volt, von L1 nach L3: 400 Volt, von L2 nach L3: 400 Volt von L1 nach N: 230 Volt, von L2 nach N: 230 Volt, von L3 nach N: 230 Volt



- Nachdem Sie ein 3-Phasen Gerät eingeschaltet haben, wird der Steigungswinkel von 0% automatisch angefahren. Wenn der Steigungswinkel nicht nach 0% sondern nach OBEN fährt, muss das Gerät sofort abgeschalten werden, und 2 Phasen an der Wandsteckdose (nicht am Gerät) vertauscht werden, damit das Gerät mit Rechtsdrehfeld versorgt wird. Andernfalls kann der Steigungswinkel nicht korrekt arbeiten und das Hubelement fährt auf einen Sicherheitskontakt (am Grundrahmen), der die Stromzufuhr zum Hubmotor unterbricht.
- Verwenden sie in ihrer Hausverteilung handelsübliche 16 Ampere Sicherungsautomaten mit C-Auslösecharakteristik. Für Laufband-Modelle von Baugrösse Lauffläche 200/75cm bis zu 300/125cm benötigen Sie 32 Ampere Sicherungsautomaten, ebenfalls mit C-Auslösecharakteristik. Schalten diese Sicherungsautomaten jedoch in Einzelfällen im Einschaltmoment ab, muss der Stromkreis mit Schmelzsicherungen oder Sicherungsautomaten mit anderer Auslösecharakteristik (z.B.: K-Automaten) abgesichert werden.
- Bei Rückfragen wenden sie sich bitte an ihren Elektroinstallateur oder/und an h/p/cosmos.
- Vergleichen sie vor Anschluss des Laufbandes an ihr Versorgungsnetz die Typenschildangaben bezüglich Netzspannung und Netzfrequenz mit den örtlichen Kenndaten. Anschluss nur bei Übereinstimmung.
- Unterziehen Sie die Netzanschlussleitung und die Steckdose sowie Schutzkontakten vor dem Anschluss an die Steckdose einer Sichtkontrolle. Beschädigte Leitungen, defekte oder verbogene Kontakte und Steckvorrichtungen müssen sofort ersetzt werden. Gummileitungen können nach einigen Jahren porös und brüchig werden.





- Geräte direkt an der Wandsteckdose mit geprüftem Schutzleiter anschliessen. Jedes Laufband muss an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden. Die Steckdose ist mit dem Namen und Seriennummer des Laufbandes zu kennzeichnen. Die Verwendung von Verlängerungsleitungen oder Mehrfachsteckdosen ist nicht zulässig.
- Elektrogeräte mit Netzanschluss dürfen nicht in Nasszonen (Schwimmbad, Sauna, etc.) und auch nicht in Klimakammern betrieben werden.

[4.C1] Typenschild



Beispiel Typenschild Sportgerät Modell h/p/cosmos quasar und Medizinprodukt h/p/cosmos saturn 300/125r Vollständige Angaben zu den technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Kapitel: "Technische Daten"



[4.C2] Elektrische Sicherheitsmessung und "Erstgemessene Werte"

Unmittelbar vor der Erstinbetriebnahme ist eine Sicherheitstechnische Kontrolle inkl. elektrischer Messung zu Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ableitstrom zu machen und im Prüfprotokoll [cos11690xx] als "Erstgemessene Werte" zu dokumentieren. Details dazu siehe Kapitel Wartung / Sicherheitstechnische Kontrollen. Eine Kopie des Protokolls mit den "erstgemessenen Werten" bleibt im Handbuch-Ordner des Kunden und das Original senden Sie bitte an den Hersteller h/p/cosmos.



Bild: Beispiel eines Sicherheitstesters Messgerät nach IEC 601-1

[4.C3] Potentialausgleich

Die Potentialausgleichsleitung [cos10223] muss am Steckerstift (Pin) angeschlossen werden und dann mit der Potentialausgleichsschiene des medizinisch genutzten Raumes verbunden werden. Während der Installation und/oder dem Stecken und Trennen der Potentialausgleichsleitung muss der Netz-Anschluss spannungsfrei sein! Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch das Endprodukt (Laufband) gegeben sein.






- Bei Verwendung im medizinischen Bereich müssen alle Geräte im System mittels zusätzlichen Potentialausgleichskabels und dann zur Potentialausgleichsschiene des medizinisch genutzten Raumes verbunden sein.
- Im medizinischen Bereich schliessen Sie erst den Potentialausgleich am vorgesehenen Steckerstift (vorne neben Hauptschalter) an und erst dann den Netzstecker an.
- Zur elektrischen Sicherheitsmessung (Ableitströme, etc.) muss der Potentialausgleichsanschluss vorübergehend abgesteckt werden um die Messwerte nicht zu beeinflussen.



[4.C4] Steckerbelegung am UserTerminal


Falls vor oder während des Transportes das UserTerminal demontiert wurde, schliessen Sie die Stecker wie folgt an:

■ Geräte mit MCU5 Steuerelektronik (ca. ab Baujahr 12/2007)






■ Geräte mit MCU4 Steuerelektronik (ca. bis Baujahr 12/2007)



Geräte mit MCU4 Steuerelektronik (ca. bisBaujahr 12/2007) und Drehrichtungsumkehr



installation, inbetriebnahme



Abb.oben:

MCU5-Rechner-/ und Displayplatine im UserTerminal

Abb. Rechts:

Aufkleber für die Steckerbelegung an der Rückseite des UserTerminals






Abb. oben Kabelanschlüsse für Ein-/Aus-Schalter und Not-Stopp im UserTerminal

Abb. rechts Masseanschluss UserTerminal

Anmerkung: GND / GRD = Ground





[4.D] Ein- / Ausschalten des Gerätes

[4.D1] Entriegelung Not-Aus Schalter

Um das Gerät einschalten zu können, muss eventuell erst der Not-Aus Schalter durch leichtes Drehen (nach links/rechts siehe Symbole) oder durch ziehen (je nach Modell) entriegelt werden.

[4.D2] Einschalten des Gerätes



Befindet sich das Laufband beim Einschalten in Steigung (Steigungswinkel > 0%), wird die Nullstellung automatisch angefahren (Anzeige: ELEVATION "INIT"). Vor dem Einschalten ist daher darauf zu achten, dass beim Absenken des Laufbandes keine Verletzungsgefahr für Personen besteht und dass sich unter dem Laufband keine Gegenstände befinden.





Geräte für Sport und Fitness bis Baujahr 12/2007

Diese Geräte werden direkt mit dem Sicherungsautomat am FrontTerminal eingeschaltet und befinden sich dann im Stand-By Modus (bei betätigtem Not-Aus Schalter erscheint die blinkende Meldung "PULL STOP").



Sicherungsautomat und Hauptschalter 2- oder 3-polig



Ein/Aus Taster mit Kontrolllampe



Ein/Aus Taster bis 2003



Hauptschalter ab Baugrösse Lauffläche 200...300/75...125cm

[4.D3] Ausschalten des Gerätes



- Die Aus- / Einschaltintervalle sollten eine Zeit von 1-2 Minuten (bei Modellen mit 3-Phasen Anschluss 2 - 3 Minuten) nicht unterschreiten. Andernfalls kann es zu Störungen der Motorregelung im Laufband oder zu einem Ausfall der Sicherung kommen.
- Die medizinischen Modelle mit Trenntransformatoren haben eine Einschaltstrombegrenzung, die durch zu kurze Aus- / Einschaltintervalle nicht mehr wirksam ist und zur Überlastung der Netzsicherung führen kann.
- Im gewerblichen Bereich, wo die Geräte täglich oft benutzt werden, empfehlen wir die Geräte morgens anzuschalten, und tagsüber im Stand-By Modus angeschaltet zu lassen.

Mit der schwarzen Taste (vor Baujahr 2004 roten "O"-Taste) am FrontTerminal schalten Sie das Laufband aus. Die Kontrolllampe im Taster erlischt. Bei Modellen vor Baujahr 12/2007 kann sich der EIN-/AUS-Schalter auch am UserTerminal befinden.

Geräte für Sport und Fitness bis Baujahr 12/2007

Diese Geräte werden direkt mit dem Sicherungsautomat am FrontTerminal ein- und ausgeschaltet.



[4.E] Not-Aus Schalter

Bei Sturzgefahr oder im Notfall drücken Sie auf den roten Knopf des Not-Aus-Schalters auf dem UserTerminal (Bedienpult). Bei Geräten ohne UserTerminal, befindet sich der rote Not-Aus-Schalter direkt auf dem Handlauf.

Um das Gerät danach wieder einzuschalten, muss der rote Not-Aus-Schalter durch ein leichtes Drehen nach links oder durch Ziehen, je nach Modell, entriegelt werden.



Abb. links Entriegelung durch Drehen Abb. unten Entriegelung durch Ziehen



Geräte für Sport und Fitness vor Baujahr 12/2007 sind sofort wieder betriebsbereit (Anzeige beachten). Alle Geräte ab Baujahr 12/2007 bzw. generell alle Geräte für medizinische Anwendungen (unabhängig vom Baujahr) müssen mit der weissen Taste (vor Baujahr 2003 grünen "ON" oder "I"-Taste) erneut eingeschaltet werden. Warten Sie vor dem erneuten Einschalten aber mind. 1-2 Minuten (bei Modellen mit 3-Phasen Anschluss 2-3 Minuten). Siehe vorher genannter Punkt unter "Ausschalten des Gerätes".



- Mit dem Not-Aus-Schalter darf das Gerät nur bei Gefahr ausgeschaltet werden.
- Der Not-Aus-Schalter ist nicht als normale STOP-Taste zu benutzen.



[4.F] Installation, Übersicht, Checkliste

Bevor der Kunde vom zuständigen h/p/cosmos Servicetechniker oder h/p/cosmos Fachhändler in die Bedienung des h/p/cosmos Gerätes eingewiesen wird, ist zunächst die ordnungsgemässe und vollständige Installation des Gerätes zu prüfen. Beachten Sie hierzu alle ausführlichen Punkte im Laufbandhandbuch Kapitel Inbetriebnahme / Installation.

Unter anderem muss der Einweisende dabei folgende Punkte durchführen bzw. überprüfen:

| Punkt | Illustration | Tätigkeit |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [01] | | Lieferumfang auf Vollständigkeit überprüfen. Servicebox, Lieferordner und Zubehör laut Lieferschein muss komplett und unbeschädigt vorhanden sein. |
| | | erledigt 🗖 |
| [02] | Valcosmos' E | Stellfüsse richtig einstellen. |
| | | erledigt 🖵 |
| [03] | | Befestigungsschrauben der Handläufe alle richtig anziehen. |
| [04] | | Wandsteckdose des Gerätes überprüfen: |
| [04] | GL WIO | Sichtkontrolle auf Befestigung, Beschädigung, abgebrannte Kontakte, Schutzleiterklammern (Farbe, Schmutz und Verformung). Korrekte Beschaltung der Steckdose mit Direktanzeigendem Prüfgerät prüfen (siehe Abbildung links). |
| | L1 PE Tostavit-Schuki s3 L Mers, vechte | Prüfgerät z.B. Testavit Schuki 3 – [cos15900] |
| | | Separate Anleitung bei h/p/cosmos erhältlich. |
| | | Elektrischen Anschluss des Gerätes überprüfen: Direkter Anschluss an der Wandsteckdose mit eigener Absicherung, keine Stolpergefahr durch die Netzleitung, kein Verlängerungskabel, keine Verteiler. Sollte der Anschluss nicht ordnungsgemäss durchführbar sein, ist eine entsprechende Notiz am Lieferschein zu machen, der Kunde zu informieren und ggf. das Gerät ausser Betrieb zu nehmen und gegen Inbetriebnahme zu sichern. |



Unmittelbar [05] vor der Erstinbetriebnahme Sicherheitstechnische Kontrolle inkl. elektrischer Messung zu Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ableitstrom zu machen und im Prüfprotokoll [cos11690xx] als "Erstgemessene Werte" zu dokumentieren. Details dazu siehe Kapitel Wartung / Sicherheitstechnische Kontrollen. Eine Kopie des Protokolls mit den "erstgemessenen Werten" bleibt im Handbuch-Ordner des Kunden und das Original senden Sie bitte an h/p/cosmos. Erst nach der Messung erfolgt der Potentialausgleichserledigt \Box anschluss mit dem Potential-Ausgleichskabel. [06] Laufgurt vor der Einweisung gemäss Anweisung mit 30 ml Spezialöl schmieren. erledigt \square [07] Laufgurtspannung überprüfen (kein Schlupf). erledigt lacksquare[80] Laufgurt vor der Einweisung korrekt justieren. Der Innensechskant-Schlüssel muss nach der Verwendung sofort wieder abgezogen werden, da sonst Verletzungsgefahr besteht! erledigt \square [09] Funktion Herzfrequenz mit Simulator oder einem POLAR Brustgurt überprüfen (Störungen, Störquellen). erledigt



[5.]Bedienung

[5.A] Bedienungselemente und Anzeigen: UserTerminal

Falls Ihr Laufband kein UserTerminal und somit keine Tastatur und kein Display hat, kann es nur über die Schnittstelle RS232 ferngesteuert werden. Dies kann z.B. mit folgenden Peripheriegeräten erfolgen: EKG, Ergospirometrie, PC mit Software h/p/cosmos para graphics® oder h/p/cosmos para control®. Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen, die Systemanforderungen sowie eine Liste über kompatible Peripheriegeräte finden Sie unter RS232 Schnittstelle und Optionsfunktionen RS232 Protokoll in diesem Handbuch oder auf der Internetseite www.coscom.org



Neuere Computer haben anstatt RS232 Schnittstelle nur noch USB Schnittstelle. In diesem Fall ist bei h/p/cosmos unter der Artikelnummer cos12769 ein "USB zu RS232 Schnittstellen-Adapter-Kabel" erhältlich. Bei Steuerung über USB Schnittstellen muss der Prozessor Pentium 1.8 GHz oder höher sein.

Um für Geräte ohne UserTerminal die nachfolgend beschriebene Bedienung benutzen zu können, sowie für Wartungsund Diagnosezwecke empfehlen wir ebenfalls die PC Software h/p/cosmos para control® (Freeware). Optional ist für
diese Modelle auch eine Zusatztastatur oder eine externe Bedieneinheit (UserTerminal) erhältlich, die über die
Schnittstelle RS232 mit dem Laufband verbunden wird. Option 1: UserTerminal MCU4 Fernbedienung mit 5 Meter
Kabel: h/p/cosmos Bestellnummer cos10002. Option 2: Zusatztastatur 6 Tasten mit 2 Meter Kabel: h/p/cosmos
Bestellnummer [cos10106]. Bei Verwendung einer Zusatztastatur müssen je nach Modell eine Zusatzverkabelung und
Buchse eingebaut werden, oder die UserTerminal Rückwand umgerüstet / ausgetauscht werden.



Besteht der Verdacht von unbefugtem Zugriff oder andere Gründe das Laufband vor Inbetriebnahme zu sperren, so muss das Laufband gesperrt werden: Siehe "Option 40" im Kapitel Optionen. Unter "Option 41 bis 44" können auch einzelne Betriebsmodi (manual, profile, cardio, test) gesperrt werden.

Grosslaufbänder und Geräte ohne UserTerminal

Die Grosslaufbänder der Serien h/p/cosmos venus und h/p/cosmos saturn haben einen externen Steuerschrank mit integriertem UserTerminal.

Die Nachrüstung von It-Modellen sowie die Ausrüstung der Grosslaufbänder mit einem zusätzlichen UserTerminal am Handlauf ist möglich.





Abb. Nachrustung User Lerminal am Handlauf Abb. links Steuerschrank mit Optionen: Rollen-Set und Monitor-/Laptoparm

Befestigung zur Nachrüstung UserTerminal am Handlauf [cos13514] Monitorarm (schwenkbar) für PC Bildschirm oder Laptop [cos13321] Laptop Computer [cos13476]


Rollen-Set (4 Räder) für externen Schaltschrank [cos14184]



[5.A1] Die Tastatur



Nicht auf dem UserTerminal abstützen. Keinen Druck auf die Anzeige ausüben. Tasten nur leicht antippen. Der Tastendruck wird durch ein akustisches Signal bestätigt



Die Tasten können in den einzelnen Modi (Betriebsarten) auch Sonderfunktionen haben. Siehe Modus "Manual, Profile, Cardio und Test".

[5.A2] Die Anzeigeeinheit / Display

Das Display besteht aus 6 vierstelligen LCD-Anzeigen, die im Normalbetrieb Geschwindigkeit, Laufzeit, abwechselnd verbrauchte Energie, Leistung und MET, Laufstrecke, Steigung, und Herzfrequenz anzeigen. Neben den LCD-Anzeigen befinden sich zusätzlich LED-Anzeigen, die Informationen zum aktuellen Modus, Masseinheiten usw. liefern.

Blinkende Anzeigen bedeuten:

- Wählbare Option (LED ⊙)
- Einstellbarer Parameter (LCD)
- Störung



Die Anzeigewerte bleiben nach Stoppen des Bandes solange erhalten bis ...

- ... das Laufband mit der Taste erneut gestartet wird
- ... der Modus (Manual, Profile, Cardio, Test) gewechselt wird
- ... die Anzeige durch nochmaliges Betätigen der 🕞 Taste initialisiert wird

Wurde das Laufband durch Reduzierung der Geschwindigkeit mit der Taste angehalten ("PAUSE"-Zustand) laufen die Anzeigen nach einem Neustart mit den aktuellen Werten weiter.

[5.A3] Die Anzeigen (Standardkonfiguration) LED **Status** Einheit Auflösung Anzeige MET * MET 0 **MET** 0,1 Geschwindigkeit 0 ΚJ 1 Energieverbrauch **Energy** LED Status Auflösung Anzeige Leistung 0 Watt 1 Power max 0 Fitness-Index (UKK) Index 0 m/min 0,1 * Ein metabolisches Äquivalent (MET) ist definiert als der Verbrauch an m/min Sauerstoff bei sitzender Tätigkeit. Zwei MET entsprechen etwa dem 0 km/h km/h 0,01 Verbrauch beim Gehen mit 3,5 km/h, acht MET dem Verbrauch beim 0 m/s 0,01 m/s Joggen mit etwa 13 km/h. Anzeige nicht bei allen Modellen. 0 mph 0,01 mph h/p/cosmos **Trainingszeit Status Anzeige** Auflösung mm:ss 1 hh:mm 1 Wegstrecke / Distanz LED Auflösung **Status** Anzeige 0 0,1 m m 0 km 0,1 km 0 miles 0,1 miles Anzeige **Status** Einheit Auflösung 0 1 Herzfrequenz (obere) 1 1/min Steigungs-/ Neigungswinkel Ψ Herzfrequenz (untere) 0 1/min 1 Programmschritt (Step) / -nummer (No) Geschlecht M/F Sex Auflösung LED **Status** Anzeige M = Mann % 0 % F = Frau 0,1 0 Alter 0 _ 0.1 Age Jahr 1 0 0 Step 1 Gewicht 1 Weight kg 0 No Körpergrösse * H cm

[5.B] Betriebsarten / Modi

[5.B1] Allgemeine Hinweise


Das Laufband verfügt über 4 Betriebsarten, die eine Vielzahl von Anwendungen ermöglichen: Manual, Profile, Cardio und Test. Einige der Betriebsarten (Modus) können auch online (im laufenden Betrieb) gewechselt werden, d.h. ohne vorher den Laufgurt zu stoppen. Wählen Sie zuerst die Betriebsart mode mit doder und dann bestätigen Sie mit

● manual
 ● profile
 ● cardio
 ● test

Die eingebaute Schnittstelle ist permanent aktiv. Das bedeutet, Sie können permanent Daten über die Schnittstelle senden und empfangen; auch parallel zu jeder der 4 Betriebsarten (Modus). Hierbei wird immer der zuletzt gesendete Befehl (das "jüngste" Kommando) berücksichtigt. Egal ob der Befehl über die Schnittstelle von einem externen Steuergerät (PC, EKG, Ergospirometrie, etc.) oder vom eingebauten UserTerminal (vom Benutzer des Gerätes) gekommen ist.

[5.B2] Beschleunigungsstufen

7 verschiedene Beschleunigungs- und Verzögerungs-Stufen sind möglich für alle 4 Betriebsarten und auch für die Fernsteuerung über Schnittstelle mit h/p/cosmos coscom Protokoll. Max. und min. Beschleunigungs-Stufen siehe auch Kapitel: Optionsfunktionen, Optionsliste, Optionseinstellungen. Das folgende Diagramm stellt die verschiedenen Beschleunigungsstufen am Beispiel eines Laufband-Ergometers mit Max-Speed 40km/h dar.



Erklärung: [a] Geschwindigkeit in km/h, [b] Zeit in Sekunden

0 ... maximale Geschwindigkeit: Intensität [1] 131 sek., [2] 66 sek., [3] 33 sek., [4] 16 sek., [5] 8 sek., [6] 5 sek. und [7] 3 sek.



Niemals zu hohe Lasten (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Steigungswinkel) einstellen. Hohe Lasten sind verboten, wenn die Gesundheit und die Kondition des Probanden / Patienten das nicht zulassen und wenn ein Arzt diese Belastungen nicht autorisiert hat. Bei Missachtung kann es zu Verletzungen und gefährlichen gesundheitlichen Schäden kommen. Bei hohen Lasten und erkennbaren Risiken sind entsprechend erhöhte und angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.



[5.B3] Manueller Betrieb

Beginn: Laufgurt steht still. Eine der Modus-LED-Anzeigen \odot (manual, profile, cardio, test) blinkt

| [5.B3] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion / Anzeige |
|--------|---------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| | [01] | Auswahl des Modus manual | - + | Auswahl der Betriebsart (Modus) |
| | | | d oder ▶ | (manual, profile, cardio, test) bis ⊙ Manual blinkt |
| | [02] | Bestätigung des Modus manual | START | A) Falls in den Optionsfunktionen nicht aktiviert |
| | | | | (Standard): |
| | | | | manual, km/h, m und % leuchten |
| | | | | met, energy und power leuchten abwechselnd |
| | | | | Laufgurt beschleunigt auf die voreingestellte Start- |
| | | | | geschwindigkeit (Standard: 0,5 km/h, kann in den |
| | | | | Optionseinstellungen verändert werden.), Messungen |
| | | | | werden gestartet. |
| | | | | zeigt die aktuelle Herzfrequenz von P. 40 bis P. |
| | | | | 220 an. Jeder Herzschlag wird auf dem Display in Form |
| | | | | eines blinkenden Punktes hinter dem P angezeigt. |
| | | | | B) Falls in den Optionsfunktionen aktiviert: |
| | | | | zeigt: 65 blinkend (für 65 kg Körpergewicht) |
| | | | | weight leuchtet |
| | | | | um dann mit den Tasten ₄ oder ₊ und dann ਛ das |
| | | | | Körpergewicht für eine genauere Berechnung der |
| | | | | Leistung und des Energieverbrauches einzustellen |
| | | | | - |
| | | | | Weitere Schritte siehe A) |
| | [03] | Geschwindigkeit ändern | - + | Geschwindigkeit wird entsprechend erhöht / reduziert (0- |
| | | | oder • | max.), solange die Taste gedrückt bleibt. Wird die |
| | | | gedrückt halten | Geschwindigkeit bis "0" reduziert, tritt der Pause- |
| | | | | Zustand ein. Aktuelle Werte bleiben erhalten. |
| | | | | zeigt: PAUS |
| | [04] | Beschleunigungs- / | - + | Beispiel: Für Beschleunigungs- oder Verzögerungsstufe |
| | | Verzögerungsstufe für | oder 🕨 | "3", dreimal kurz die entsprechende Taste drücken und |
| | | Geschwindigkeit ändern | mehrmals drücken | dann halten. Anmerkung: Maximal 7 Stufen, limitiert |
| | | ^ | und dann halten | durch maximale Beschleunigungsstufe in den Options- |
| | | | | einstellungen / Standardwert = 4. |
| | [05] | Pause Modus | - | Wird die Geschwindigkeit bis "0" reduziert, tritt der |
| | | | | Pause-Zustand ein. |
| | | | | zeigt: PAUS. Laufgurt stoppt / alle Displays |
| | | | | stoppen. Aktuelle Werte bleiben erhalten. |
| | | | | Bei Neustart mit Doder werden alle Display-Werte |
| | | | | fortgesetzt ("addiert") |
| | [06] | Steigungswinkel ändern | DOWN UP | Steigungswinkel wird entsprechend erhöht / reduziert (0- |
| | [00] | Oleigungswinker andem | oder | max.), solange die Taste gedrückt bleibt. |
| | | <u> </u> | and all the H | max./, solatiye die Taste yedi dokt bielbt. |
| | | | gedrückt halten | |

| [5.B3] | [07] | Anwahl einer anderen Betriebsart aus dem Manual | START ENTER | Wechsel zu einer anderen Betriebsart im laufenden Betrieb (mit aktueller Geschwindigkeit und |
|--------|------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Modus | und gleichzeitig | Neigungswinkel; die anderen Messwerte werden |
| | | | - + | zurückgesetzt). So kann z.B. ohne den Laufgurt zu |
| | | <u> </u> | oder | stoppen ein Testmodus "online" gestartet werden |
| | [80] | Laufgurt STOPP | (STOP) | Laufgurt stoppt |
| | | | | (Die "Ablaufzeit" kann in den Optionseinstellungen |
| | | | | verändert werden). Display Anzeigewerte und |
| | | | | Modusauswahl bleiben noch 2 Minuten erhalten und |
| | | | | werden dann automatisch gelöscht. |

[5.B4] Automatischer Betrieb - Allgemeines

Der automatische Betrieb dient zum Start von Trainings-Programmen, herzfrequenzabhängigen Belastungssteuerung (Geschwindigkeitssteuerung) und zum Start von Test-Programmen.

Achtung: Der Laufgurt startet automatisch und die Geschwindigkeit und der Steigungswinkel verändern sich automatisch, wenn einer der 3 automatische Betriebsarten (profile, cardio, test) gestartet wurde. Sie müssen sich und andere Benutzer mit den Details und Risiken dieser Betriebsarten vertraut machen, um nicht durch für Sie zu hohe Belastungen oder plötzliche automatische Veränderungen von Geschwindigkeit oder Steigungswinkel gefährdet oder verletzt zu werden.

Es besteht zudem die Möglichkeit, jeden Modi (Manual, Profile, Cardio, Test) im User-Optionsmodus (siehe Kapitel "Optionseinstellungen") einzeln zu sperren. Dies kann in bestimmten Fällen für zusätzliche Sicherheit benötigt werden, oder um Funktionen für eine einfachere Bedienung zu sperren.



Der automatische Betrieb (Modus Profile, Cardio, Test, Fernsteuerung über PC und Peripheriegeräte) ist verboten, wenn die Gesundheit/Kondition des Probanden / Patienten dies nicht zulassen und wenn ein Arzt diese Belastungen nicht autorisiert hat. Bei Missachtung kann es zu Verletzungen und gesundheitlichen Schäden kommen. Bei automatischem Betrieb müssen sich vor dem Start der Proband / Patient und die Aufsichtsperson genaue Kenntnisse über die zu erwartende Belastung aneignen und jederzeit mit automatischem Lastwechsel (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung, Anstieg und STOP) rechnen. Es sind zudem erhöhte und angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

[5.B5] Profile Modus - voreingestellte Trainingsprogramme

Im Profile Modus stehen 6 verschiedene Programme zur Verfügung, die durch die Kombination verschiedener Laufgeschwindigkeiten und Neigungswinkel sowohl leichtes Lauftraining als auch Geländelauf simulieren. Falls in den Benutzer-Optionen (OP11) aktiviert (Standard: deaktiviert): Die Profile können durch unterschiedliche "Skalierungen" in der Maximalgeschwindigkeit, max. Steigungswinkel und Zeitdauer verändert (skaliert) werden, wodurch 6 x 6 x 6 (216) Programmvariationen entstehen. Standardeinstellung ist ohne Skalierung, um einen schnelleren und einfacheren Start zu ermöglichen. Alle 6 Programme können nicht im Speicher verändert werden. Für individuelle Benutzerprofile stehen die Speicherplätze Test 21 ... 28 zur Verfügung. Zur besseren Dokumentation empfehlen wir die serielle Druckerschnittstelle RS232 zu nutzen und einen Drucker oder einen externen PC mit der Software h/p/cosmos para graphics® anzuschliessen.



Beginn: Laufgurt steht still. Eine der Modus-LED-Anzeigen \odot (manual, profile, cardio, test) blinkt

| [5.B5] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion / Anzeige |
|--------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | [01] | Auswahl des Modus Profile | - + | Auswahl der Betriebsart (Modus) |
| | | | oder 🕨 | (manual, profile, cardio, test) bis ⊙ profile blinkt |
| | [02] | Bestätigung des Modus Profile | START | profile leuchtet |
| | | | with the state of | speed max. leuchtet |
| | | | | ● program no. leuchtet |
| | | | | zeigt: max. Geschwindigkeit, die in diesem |
| | | | | Programmprofil erreicht wird |
| | | | | zeigt: Zeitdauer dieses Programmprofils. |
| | | | | zeigt: Programmprofil Nr. 1 |
| | [03] | Auswahl des | - + | ● profile leuchtet |
| | | Programmprofils 1 6 | oder 🕨 | speed max. leuchtet |
| | | | | program no. leuchtet |
| | | | | zeigt: max. Geschwindigkeit, die in diesem |
| | | | | Programmprofil erreicht wird |
| | | | | zeigt: Zeitdauer dieses Programmprofils |
| | | | | zeigt: Programmprofil Nr. 1 6 |
| | [04] | Bestätigung und START des Programmprofils 1 6 | START | A) Falls in den Optionsfunktionen deaktiviert (standard): |
| | | | | profile leuchtet. |
| | | | | % leuchtet, abwechselnd mit LED program step |
| | | | | KJ und Watt leuchten abwechselnd, alle anderen |
| | | | | Displays zeigen die aktuellen Werte. Automatischer |
| | | | | Ablauf der im Profil festgelegten Schritte (Änderung der |
| | | | | Geschwindigkeit und des Steigungswinkels). Jeder neue Schritt wird 5 sec. vorher durch ein akustisches Signal |
| | | | | angekündigt und die Werte für Geschwindigkeit und |
| | | | | Neigungswinkel angezeigt. Das Laufband stoppt nach |
| | | | | Ablauf der festgelegten Zeitdauer, kann aber auch |
| | | | | jederzeit manuell mit ⊖ gestoppt werden. |
| | | | | B) Falls in den Optionsfunktionen aktiviert: |
| | | | | zeigt: SC 3 (Skalierung 1 6) blinkend |
| | | | | zeigt die maximale Geschwindigkeit laut |
| | | | | Skalierung |
| | | | | ● speed max. leuchtet |
| | | | | Profildauer laut Skalierung |
| | | | | um dann mit den Tasten (oder) und dann (das |
| | | | | Programmprofil in seiner max. Geschwindigkeit, max. |
| | | | | Steigungswinkel und Zeitdauer zu verändern (skalieren). |
| | | | | Dadurch können aus den 6 Profilen mehr verschiedene |
| | [05] | Laufaurt STOPP | | Varianten gewonnen werden. Weitere Schritte siehe A) |
| | [05] | Laufgurt STOPP | STOP | Laufgurt stoppt. (Die "Ablaufzeit" kann in den Options- einstellungen verändert werden) |
| | | | | emotellungen veranden werden) |

[5.B6] Profile Modus - manuelle Eingriffsmöglichkeiten

Voreingestellte Trainingsprogramme können während des Laufes spezifisch geändert werden. Eine Veränderung der Werte im Speicher ist nicht möglich. Für benutzerspezifische Profile verwenden Sie den Test-Modus 21 – 24.

Beginn: Das Laufband befindet sich im Profile-Modus, der Laufgurt läuft.

| | Beginn: Das Laufband befindet sich im Profile-Modus, der Laufgurt läuft. | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| [5.B6] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion / Anzeige | | | |
| | [01] | Geschwindigkeit ändern | - oder + p oder | Geschwindigkeit wird entsprechend erhöht / reduziert (0-max.), solange die Taste gedrückt bleibt. Wird die Geschwindigkeit bis "0" reduziert, tritt der PAUSE-Zustand ein. Aktuelle Werte bleiben erhalten. Gilt nur online für den aktuellen Programmschritt, keine Änderung im Speicher. Nächster Programmschritt | | | |
| | [02] | Beschleunigungsstufe ändern | mehrmals drücken und dann halten | automatisch wie im Profil definiert. Beispiel: Für Beschleunigungs- oder Verzögerungsstufe "3", dreimal kurz die entsprechende Taste drücken und dann halten. Anmerkung: Maximal 7 Stufen, limitiert durch maximale Beschleunigungsstufe in den Options- einstellungen / Standardwert = 4. | | | |
| | | | | Während der Verzögerung gilt diese Funktion auch für die Verzögerung. Nur aktiv während Beschleunigung oder Verzögerung. | | | |
| | [03] | Pause Zustand / Programmschritt unterbrechen | 4 | zeigt: PAUS. Das Laufband stoppt / Alle Displays stoppen. Aktuelle Werte bleiben erhalten. Beim Neustart mit der aktuelle Programmschritt weitergeführt und alle Werte laufen weiter. | | | |
| | [04] | Steigungswinkel ändern | oder up gedrückt halten | Steigungswinkel wird entsprechend erhöht / reduziert (0-max.), solange die Taste gedrückt bleibt. Gilt nur online für den aktuellen Programmschritt, keine Änderung im Speicher. Nächster Programmschritt automatisch wie im Profil definiert. | | | |
| | [05] | Programmschritt weiterschalten oder zurückschalten / überspringen. | und gleichzeitig UP oder oder | Sprung zum nächsten Programmschritt oder Sprung zum vorherigen Programmschritt | | | |
| | [06] | Modus weiterschalten oder zurückschalten | und gleichzeitig - d oder + | Sprung zum nächsten oder Sprung zum vorherigen Modus. Hier kann der Modus gewechselt werden, ohne vorher den Laufgurt zu stoppen. Beispielsweise um den Manual-Modus für eine "Cool-Down"-Phase zu starten ohne den Laufgurt zu stoppen. | | | |

Zur besseren Dokumentation empfehlen wir die serielle Druckerschnittstelle zu nutzen und einen Drucker oder einen externen PC mit der Software h/p/cosmos para graphics® anzuschliessen.




[5.B7] Profile - Übersicht

Profile 1-3: zeitabhängig, ohne Steigung

Profile 4-6: zeitabhängig, mit Steigung

Optional können bei einigen Modellen auf den Speicherplätzen 30...99 weitere Programmprofile enthalten sein.



Die folgenden Tabellen enthalten Werte ohne Skalierung des Profils. Aktivierung der Skalierungsfunktion siehe Kapitel "Optionseinstellungen".


| 7] | profile 1 | SPEED m/sec | SPEED km/h | TIME min | ELEVATION % |
|----|---------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|
| | Ausdauer-Intervall für Anfänger | III/sec | KIII/II | | PROGRAM 70 |
| | Warmlaufphase | 1,8 | 6,5 | 4,0 | 0,0 |
| | High 1 | 2,5 | 9,0 | 0,5 | 0,0 |
| | Low 1 | 1,8 | 6,5 | 3,0 | 0,0 |
| | High 2 | 2,5 | 9,0 | 0,5 | 0,0 |
| | Low 2 | 1,8 | 6,5 | 3,0 | 0,0 |
| | High 3 | 2,5 | 9,0 | 0,5 | 0,0 |
| | Low 3 | 1,8 | 6,5 | 3,0 | 0,0 |
| | High 4 | 2,5 | 9,0 | 0,5 | 0,0 |
| | Low 4 | 1,8 | 6,5 | 3,0 | 0,0 |
| | High 5 | 2,5 | 9,0 | 0,5 | 0,0 |
| | Low 5 | 1,8 | 6,5 | 3,0 | 0,0 |
| | High 6 | 2,5 | 9,0 | 0,5 | 0,0 |
| | Low 6 | 1,8 | 6,5 | 3,0 | 0,0 |
| | | | | 25 min | |
| | | | | | |
| | profile 2 Ausdauer-Intervall Standard | SPEED m/sec | SPEED km/h | TIME min | ELEVATION % |
| | Warmlaufphase | 2,0 | 7,2 | 5,0 | 0,0 |
| | High 1 | 2,5 | 9,0 | 3,0 | 0,0 |
| | Low 1 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 0,0 |
| | High 2 | 2,5 | 9,0 | 3,0 | 0,0 |
| | Low 2 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 0,0 |
| | High 3 | 2,5 | 9,0 | 3,0 | 0,0 |
| | Low 3 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 0,0 |
| | High 4 | 2,5 | 9,0 | 3,0 | 0,0 |
| | Low 4 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 0,0 |
| | | • | | 25 min | |

| [5.B7] | profile 3 | SPEED m/sec | SPEED km/h | TIME min | ELEVATION % |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | Progressives Intervall | III/sec | Kill/II | | PROGRAM 70 |
| | Warmlaufphase | 2,8 | 10,1 | 4,0 | 0,0 |
| | High 1 | 3,2 | 11,5 | 2,0 | 0,0 |
| | Low 1 | 2,8 | 10,1 | 2,0 | 0,0 |
| | High 2 | 3,6 | 13,0 | 1,0 | 0,0 |
| | Low 2 | 2,8 | 10,1 | 2,0 | 0,0 |
| | High 3 | 4,0 | 14,4 | 1,0 | 0,0 |
| | Low 3 | 2,8 | 10,1 | 2,0 | 0,0 |
| | High 4 | 3,6 | 13,0 | 1,0 | 0,0 |
| | Low 4 | 2,8 | 10,1 | 2,0 | 0,0 |
| | High 5 | 3,2 | 11,5 | 1,0 | 0,0 |
| | Low 5 | 2,8 | 10,1 | 2,0 | 0,0 |
| | High 6 | 3,2 | 11,5 | 1,0 | 0,0 |
| | Low 6 | 2,8 | 10,1 | 4,0 | 0,0 |
| | | | | 25 min | |
| | | | | | |
| | profile 4 | SPEED | SPEED | TIME | ELEVATION |
| | Ausdauer-Intervall für Anfänger | m/sec | km/h | min | PROGRAM % |
| | Warmlaufphase | 1,8 | 6,5 | 4,0 | 0,0 |
| | High 1 | 2,5 | 9,0 | 0,5 | 5,0 |
| | Low 1 | 1,8 | 6,5 | 3,0 | 0,0 |
| | | | 1 -1- | | |
| | High 2 | 2,5 | 9,0 | 0,5 | 10,0 |
| | High 2 Low 2 | 2,5 1,8 | | 0,5 3,0 | 10,0 |
| | | | 9,0 | | |
| | Low 2 | 1,8 | 9,0 6,5 | 3,0 | 0,0 |
| | Low 2 High 3 | 1,8 2,5 | 9,0 6,5 9,0 | 3,0 0,5 | 0,0 |
| | Low 2 High 3 Low 3 | 1,8 2,5 1,8 | 9,0 6,5 9,0 6,5 | 3,0 0,5 3,0 | 0,0 10,0 0,0 |
| | Low 2 High 3 Low 3 High 4 | 1,8 2,5 1,8 2,5 | 9,0 6,5 9,0 6,5 9,0 | 3,0 0,5 3,0 0,5 | 0,0 10,0 0,0 10,0 |
| | Low 2 High 3 Low 3 High 4 Low 4 | 1,8 2,5 1,8 2,5 1,8 | 9,0 6,5 9,0 6,5 9,0 6,5 | 3,0 0,5 3,0 0,5 3,0 | 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 |
| | Low 2 High 3 Low 3 High 4 Low 4 High 5 | 1,8 2,5 1,8 2,5 1,8 2,5 | 9,0 6,5 9,0 6,5 9,0 6,5 9,0 | 3,0 0,5 3,0 0,5 3,0 0,5 | 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 |
| | Low 2 High 3 Low 3 High 4 Low 4 High 5 Low 5 | 1,8 2,5 1,8 2,5 1,8 2,5 1,8 | 9,0 6,5 9,0 6,5 9,0 6,5 9,0 6,5 | 3,0 0,5 3,0 0,5 3,0 0,5 3,0 | 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 |


| | | 1 | I | I | ı |
|--------|-----------------------------------|---------|-------|--------|-------------|
| [5.B7] | profile 5 | SPEED , | SPEED | TIME . | ELEVATION |
| | Ausdauer-Intervall Standard | m/sec | km/h | min | PROGRAM 0/0 |
| | Warmlaufphase | 2,0 | 7,2 | 5,0 | 5,0 |
| | High 1 | 2,5 | 9,0 | 3,0 | 0,0 |
| | Low 1 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 10,0 |
| | High 2 | 2,5 | 9,0 | 3,0 | 0,0 |
| | Low 2 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 10,0 |
| | High 3 | 2,5 | 9,0 | 3,0 | 0,0 |
| | Low 3 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 10,0 |
| | High 4 | 2,5 | 9,0 | 3,0 | 0,0 |
| | Low 4 | 2,0 | 7,2 | 2,0 | 10,0 |
| | | | | 25 min | |
| | | | | | |
| | profile 6 | SPEED | SPEED | TIME | ELEVATION |
| | Progressives Intervall / Steigung | m/sec | km/h | min | PROGRAM 0/0 |
| | Warmlaufphase | 2,8 | 10,1 | 4,0 | 0,0 |
| | High 1 | 3,2 | 11,5 | 2,0 | 10,0 |
| | Low 1 | 2,8 | 10,1 | 2,0 | 0,0 |
| | High 2 | 3,6 | 13,0 | 1,0 | 7,5 |
| | Low 2 | 2,8 | 10,1 | 2,0 | 0,0 |
| | High 3 | 4,0 | 14,4 | 1,0 | 5,0 |
| | Low 3 | 2,8 | 10,1 | 2,0 | 0,0 |
| | High 4 | 3,6 | 13,0 | 1,0 | 7,5 |
| | Low 4 | 2,8 | 10,1 | 2,0 | 0,0 |
| | High 5 | 3,2 | 11,5 | 1,0 | 5,0 |
| | Low 5 | 2,8 | 10,1 | 2,0 | 0,0 |
| | High 6 | 3,2 | 11,5 | 1,0 | 5,0 |
| | Low 6 | 2,8 | 10,1 | 4,0 | 0,0 |
| | | | | 25 min | |

[5.B8] Cardio-Modus - Allgemeines

Herzfrequenzabhängige Belastungssteuerung ("Pulssteuerung", cardio - Training)



- Bei Übelkeit oder Schwindelgefühl oder sonstigen Schmerzen ist das Training sofort abzubrechen und eine Arzt aufzusuchen.
- Bei Störungen oder bei Verdacht auf Störung der drahtlosen Übertragung und/oder Anzeige der Herzfrequenz darf die automatische Belastungssteuerung nicht eingesetzt werden.
 - Der Betrieb im Cardio-Modus ist verboten, wenn die Gesundheit und die Kondition des Probanden / Patienten das nicht zulassen und wenn ein Arzt diese Belastungen nicht autorisiert hat. Bei Missachtung kann es zu Verletzungen und gefährlichen gesundheitlichen Schäden kommen.
- Im Cardio-Modus und auch bei jedem anderen automatischem Betrieb (profile, test) müssen sich vor dem Start der Proband / Patient und die Aufsichtsperson genaue Kenntnisse über die zu erwartende Belastung aneignen und jederzeit mit automatischem Lastwechsel (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung, Anstieg und STOP) rechnen. Entsprechend sind erhöhte und angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.



Die herzfrequenzabhängige Belastungsregelung steuert das Laufband so, dass die Herzfrequenz des Läufers sich in einem festgelegten Bereich bewegt. Hier muss zunächst ein entsprechender Brustgurt angelegt werden.



Die Gurtlänge so einstellen, dass der Gurt straff anliegt, aber nicht einengt. Der Gurt darf sich beim Laufen nicht lockern. Mit dem Sender nach aussen (POLAR-Logo in richtiger Position) den Gurt schliessen.

Die Haut muss nass sein, um einen optimalen Hautkontakt herzustellen. Kontaktgel, wie es auch für EKG eingesetzt beiden Elektroden und die Haut mit Wasser

wird, ist eine gute Lösung. Benetzen sie die

oder dem Kontaktgel, das Sie in jeder Apotheke erhalten.



Den Sender so platzieren, dass er, wie in der Abbildung gezeigt, unter dem Pektoralismuskel (Brustmuskel) liegt. Bei ca. 95 – 98 % der Probanden ist die normale Position des Senders die Beste.



Folgende Parameter sind programmierbar:

- Die gewünschte obere Herzfrequenz (Puls) während des Trainings.
- Die gewünschte untere Herzfrequenz (Puls) während des Trainings.
- Die maximale Laufgeschwindigkeit für den Cardio-Modus. (Die Steigung kann während des Trainings online jederzeit verändert werden).

Das Laufband startet mit der Startgeschwindigkeit. Nach Erreichen der Nenngeschwindigkeit wird die Herzfrequenz überprüft und die Geschwindigkeit je nach Bedarf erhöht oder reduziert um die Herzfrequenz im Zielbereich zu halten. Wird beim Regelvorgang die Maximalgeschwindigkeit erreicht, wird die Belastung des Läufers durch Erhöhung des Neigungswinkels gesteigert. Umgekehrt wird bei Erreichen der Pulsobergrenze zur Entlastung des Läufers zunächst der Neigungswinkel und dann die Geschwindigkeit reduziert.

Wird beim Starten des Cardio-Modus kein Herzfrequenz-Signal empfangen, startet das Laufband mit der eingestellten Startgeschwindigkeit und verändert diese Geschwindigkeit nicht. Im Abstand von einer halben Minute ertönt ein Warnsignal, das Laufband bricht nach 1 Minute den Modus ab (bei MCU5 Firmware-Versionen < V1.03.1 oder MCU4 Firmware-Versionen < V4.04.2 nach 2 Minuten). Fällt während dem Betrieb des Cardio-Modus das Herzfrequenz-Signal aus, läuft das Laufband mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und Steigung weiter. In diesem Fall ertönt im Abstand von einer halben Minute ein Warnsignal. Das Laufband reduziert die Geschwindigkeit auf 2 km/h und bricht nach 1 Minute den Modus ab (bei MCU5 Firmware-Versionen < V1.03.1 oder MCU4 Firmware-Versionen < 4.04.2 nach 2 Minuten).

| max. Geschwindigkeit (km/h) | Regelung |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2 max. | Regelung der Geschwindigkeit. Nach Erreichung der erlaubten max. |
| | Geschwindigkeit wird die Belastung über den Steigungswinkel gesteuert. |

Beispiele:

- a) Setzen Sie die maximale Geschwindigkeit im Cardio-Modus auf 4,0 km/h, wenn der Proband nur gehen soll, und Sie die Herzfrequenz über die Steigung steuern möchten.
- b) Setzen Sie die maximale Geschwindigkeit im Cardio-Modus auf 20,0 km/h, wenn Sie die Herzfrequenz des Proband über die Geschwindigkeit (ohne Steigungswinkel) steuern möchten.

Das Laufband nähert sich der vorgegebenen Trainingsfrequenz mit der nachfolgenden Matrix:

| Tabelle für Herzfrequenzsteuerung an der Herzfrequenz-Untergrenze | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|--|--|
| Herzfrequenz-Differenz bpm / ist > < soll | Geschwindigkeit | Steigung | Zeit | | |
| 0 5 | 0,2 km/h | 0,1 % | 25 Sekunden | | |
| 5,1 15 | 0,4 km/h | 0,2 % | 25 Sekunden | | |
| 15,1 30 | 0,6 km/h | 0,4 % | 25 Sekunden | | |
| 30,1 50 | 0,8 km/h | 0,8 % | 20 Sekunden | | |
| > 50 | 1,0 km/h | 1,0 % | 20 Sekunden | | |

| Tabelle für Herzfrequenzsteuerung an der Herzfrequenz-Obergrenze | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|--|
| Herzfrequenz-Differenz bpm / ist > < soll | Geschwindigkeit | Steigung | Zeit | |
| 0 5 | 0,3 km/h | 0,3 % | 12 Sekunden | |
| 5,1 15 | 0,8 km/h | 0,8 % | 12 Sekunden | |
| 15,1 30 | 1,0 km/h | 1,0 % | 10 Sekunden | |
| 30,1 50 | 1,5 km/h | 1,2 % | 8 Sekunden | |
| > 50 | 2,0 km/h | 1,6 % | 7 Sekunden | |



[5.B10] Cardio Modus - Auswahl und Ablauf

Das so genannte "Cardio-Training" kann nur mit POLAR Brustgurt mit Sender durchgeführt werden.

Beginn: Laufgurt steht still. Eine der Modus-LED-Anzeigen ⊙ (manual, profile, cardio, test) blinkt

| [5.B10] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion / Anzeige |
|---------|---------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| | [01] | Auswahl des Modus Cardio | - + | Auswahl der Betriebsart (Modus) |
| | | | oder | (manual, profile, cardio, test) bis ⊙ Cardio blinkt |
| | [02] | Bestätigung des Modus Cardio | START | ⊙ cardio leuchtet |
| | | | — | ● speed max. leuchtet |
| | | | | zeigt 6,0 blinkend (als maximal erlaubte |
| | | | | Geschwindigkeit während des Cardio-Modus – der |
| | | | | Standardwert von 6,0 km/h kann in den Optionen |
| | | | | modifiziert werden) |
| | | | | |
| | | | | ● energy leuchtet |
| | [03] | Ändern der maximalen | - + | zeigt die maximal erlaubte Geschwindigkeit |
| | | Geschwindigkeit im Cardio- | oder • | während des Cardio-Modus an (von 2,0 km/h bis zur |
| | | Modus | | maximalen Geschwindigkeit des Gerätes einstellbar) |
| | | | | |
| | | | | Beispiele: |
| | | | | A) Setzen Sie die maximale Geschwindigkeit im |
| | | | | Cardio-Modus auf 4,0 km/h, wenn der Trainierende nur |
| | | | | gehen soll und Sie die Herzfrequenz über die Steigung |
| | | | | steuern möchten. |
| | | | | |
| | | | | B) Setzen Sie die maximale Geschwindigkeit im |
| | | | | Cardio-Modus auf 20,0 km/h, wenn Sie die |
| | | | | Herzfrequenz des Trainierenden über die |
| | | | | Geschwindigkeit (ohne Steigungswinkel) steuern |
| | [04] | Postötigung des maximales | START | möchten. ⊙ cardio leuchtet |
| | [04] | Bestätigung des maximalen | ENTER | cardio leuchtet speed max. leuchtet |
| | | Geschwindigkeit im Cardio- Modus | | SPEED |
| | | Modus | | zeigt die gewählte maximal erlaubte |
| | | | | Geschwindigkeit während des Cardio-Modes an |
| | | | | • years leuchtet |
| | | | | zeigt blinkend "35" als Altersangabe an |
| | [05] | Auswahl des Lebensalters | - + | |
| | | | oder | zeigt blinkend die gewählte Altersangabe |
| | | | | von 0 100 an, ab Firmware V3.02.4 von 18 100 |



| [5.B10] | [06] | Bestätigung des Lebensalters | START | ● ♠ leuchtet zeigt blinkend die empfohlene maximale Trainings-Herzfrequenz an. Diese Empfehlung errechnet sich durch die Formel 180 minus Lebensalter. Achtung: In Abhängigkeit von Ihrem Gesundheitszustand und den Empfehlungen Ihres Arztes kann oder muss die persönliche Trainings-Herzfrequenz von o.g. |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | [07] | Ändern der maximalen Trainings-Herzfrequenz | - oder + | Empfehlung abweichen • • leuchtet Empfehlung abweichen |
| | [08] | Bestätigung der maximalen Trainings-Herzfrequenz | START | ● leuchtet Section Diese Diese |
| | [09] | Ändern der unteren Trainings- Herzfrequenz | oder + | ● leuchtet Separate Property |
| | [10] | Bestätigung der unteren Trainings-Herzfrequenz und Start des Laufgurtes | START | Laufband startet bei 0 km/h und beschleunigt auf 2 km/h ② Cardio leuchtet ✔ oder ♠ leuchtet und signalisiert, dass die aktuelle Herzfrequenz zu hoch oder zu niedrig ist □ zeigt die aktuelle Herzfrequenz von P. 40 bis P. 220 an. Jeder einzelne Herzschlag wird auf dem Display in Form eines blinkenden Punktes hinter dem P angezeigt. Geschwindigkeit und Steigung des Laufbandes werden |
| | [11] | Laufgurt STOPP | (втор) | durch die Herzfrequenz gesteuert (siehe Tabelle) Laufgurt stoppt. (Die "Ablaufzeit" kann in den Optionseinstellungen verändert werden) |

Zur besseren Dokumentation empfehlen wir die serielle Druckerschnittstelle RS232 zu nutzen und einen Drucker oder einen externen PC mit der Software h/p/cosmos para graphics® anzuschliessen.



$\hbox{\tiny [5.B11]} \ \textbf{Cardio-Modus - manuelle Eingriffsm\"{o}glichkeiten}$

Beginn: Gerät befindet sich im Cardio Modus, der Laufgurt läuft.

| [5.B11] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion / Anzeige |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | [01] | Geschwindigkeit ändern | - d oder + b gedrückt halten | Die Geschwindigkeit wird entsprechend erhöht oder reduziert (0 max.), solange die Taste gedrückt bleibt. |
| | | Die Änderung der Geschwindigkeit ändert immer auch die maximal erlaubte Geschwindigkeit | | zeigt die maximal erlaubte Geschwindigkeit während des Cardio-Modes an (von 0 km/h bis zur maximalen Geschwindigkeit des Gerätes einstellbar) Beispiele: Setzen Sie die maximale Geschwindigkeit im auf 4,0 km/h, wenn der Trainierende nur gehen soll und Sie die Herzfrequenz über die Steigung steuern möchten. Setzen Sie die maximale Geschwindigkeit im auf 20,0 km/h, wenn Sie die Herzfrequenz des Trainierenden über die Geschwindigkeit (ohne Steigungswinkel) steuern möchten. Geschwindigkeit wird entsprechend erhöht bzw. reduziert (0-max.). Wird die Geschwindigkeit bis "0" reduziert, tritt der Pause-Zustand ein. |
| | [02] | Pause Zustand - Cardio-Training unterbrechen | - | zeigt: PAUS. Das Laufband stoppt / Alle Displays stoppen. Aktuelle Werte bleiben erhalten. Beim Neustart mit aufen alle Werte weiter |
| | [03] | Steigungswinkel ändern | oder up oder gedrückt halten | Der Steigungswinkel wird entsprechend erhöht oder reduziert (0 max.), solange die Taste gedrückt bleibt. Achtung: Eine Änderung des Steigungswinkels kann eine Veränderung der Herzfrequenz des Trainierenden bewirken. Somit ist mit einer Kompensation durch automatische Geschwindigkeitsregelung zu rechnen. |
| | [04] | Änderung der oberen Trainings- Herzfrequenz | und gleichzeitig UP oder Down oder | ● ↑ leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuchtet Leuch |
| | [05] | Modus weiterschalten oder zurückschalten | und gleichzeitig - oder + | Sprung zum nächsten Modus oder Sprung zum vorherigen Modus. Hier kann der Modus gewechselt werden, ohne vorher den Laufgurt zu stoppen. Beispielsweise um den Manual-Modus für eine "Cool-Down"-Phase zu starten ohne den Laufgurt zu stoppen. |



[5.B12] Test-Modus und freie Programm-Profile - Allgemeines

- Einige Testprogramme (z.B. CONCONI-Test, STUFEN-Test, COOPER-Test, etc.) sind Ausbelastungstests und dürfen nur nach vorheriger Rücksprache mit einem Arzt und unter Aufsicht von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Angemessene Aufwärm- und Cool-Down-Phasen sind zu berücksichtigen.
- Verwenden Sie bei Ausbelastungstests immer eine Sicherheitsaufhängung mit einem sicheren Brustgeschirr (optionales Zubehör) für den Läufer!

[5.B13] Test-Modus - Anwendungsgebiete

Im Test-Modus können verschiedene (vordefinierte und selbst definierte) Tests durchgeführt werden. Informationen zu diesen Tests befinden sich in der Anlage.

Der UKK Walk Test ist der einzige Test dessen Auswertung in Form eines Fitness-Index direkt im Laufband erfolgt. Bei allen anderen Tests sind nur die entsprechenden Belastungsprofile im Laufband hinterlegt. Es gibt für diese Tests keine automatische Auswertung durch das Laufband-Ergometer. Zur entsprechenden Auswertung dieser Belastungsprofile benötigen Sie externe Geräte (wie ein EKG, ein Ergo-Spirometriegerät, o.ä.) oder eine externe PC-Software (z.B. POLAR Analysis Software).

| [5.B13] | Test Nr. | Bezeichnung Test / Profil | Bemerkung / Programmierung | | | |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| [0.010] | | | | | | |
| | 1 | UKK 2-km Walk Test | Fitness-Test mit Auswertung und Anzeige | | | |
| | | (UKK-Institut Tampere/Finnland) | Fitness Index | | | |
| | 2 | Stufentest | Stufentest mit den Parametern | | | |
| | | | ■ Startgeschwindigkeit | | | |
| | | 24.0 28.0 28.0 26.0 24.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19 | ■ Stufendauer in min:sek. | | | |
| | | | ■ Inkrement / Stufenhöhe | | | |
| | | | ■ Beschleunigungsstufe | | | |
| | | | ■ Pausendauer in min:sek | | | |
| | | | z.B. zur Bestimmung der anaeroben Schwelle mittels Laktat- | | | |
| | | | messung während der Belastungspausen | | | |
| | | 2,0 2,0 0,0 05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 | | | | |
| | | Dauer (mm.ss) | Standard-Belastungsprofil | | | |
| | | | ■ Startgeschwindigkeit: einstellbar in Abhängigkeit vom | | | |
| | | | Leistungsniveau der Testperson (Standard: 8 km/h) | | | |
| | | | ■ Stufendauer: 3 Minuten, veränderbar | | | |
| | | | ■ Pausendauer: 30 Sekunden, veränderbar | | | |
| | | | ■ Inkrement: Erhöhung der Geschwindigkeit pro Stufe, | | | |
| | | | Standard: 2,0 km/h, veränderbar | | | |
| | | | ■ Beschleunigungsstufe: Standard: 4 | | | |
| | | | einstellbar von 1 bis 5 | | | |
| | | | | | | |
| | | | Der Abbruch des Tests muss manuell durch den Arzt | | | |
| | | | durchgeführt werden. | | | |
| | | | | | | |
| | | | Fortsetzung nächste Seite | | | |



| [5.B13] | 2 | Stufentest | Fortsetzung |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Bei einem bereits programmierten Stufentest ist es möglich, die zuvor programmierten Pausenzeiten während des Testablaufes individuell zu gestalten. D.h. die Pause ist beliebig verlängerbar oder auch sofort zu beenden. |
| | | | Pause manuell beenden: Wenn das Testprofil den Pausenzustand erreicht und der Laufgurt zum Stillstand gekommen ist, kann man den nächsten Programmschritt sofort mit START wählen - mit beginnenden Warntönen wie bei normalem Lastwechsel durch 1 x START oder sofort und ohne Countdown durch 2 x START. Dies geschieht unabhängig von den vorprogrammierten Pausenzeiten und hat keinen Einfluss auf den nachfolgenden Programmablauf, d.h. die weiteren Programmschritte bleiben davon unberührt. Durch drücken der START Taste wird die nächste vorgesehene Geschwindigkeitsstufe gestartet. Die Pause kann auch mit der "+" Taste beendet werden. Dabei wird dann nur die Geschwindigkeit eingestellt, die beim Loslassen der "+" Taste erreicht wurde. |
| | | | Pause beliebig verlängern: Wenn das Testprofil den Pausenzustand erreicht und der Laufgurt zum Stillstand gekommen ist, ist es möglich die Pause mit der "-" Taste einzufrieren. muss anzeigen: "PAUS" Um die Pause zu beenden können entweder START oder "+" gedrückt werden - siehe Pause manuell beenden. |
| | 3 | Conconi-Test 24,0 22,0 22,0 26,0 26,0 24,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28 | Ausbelastungstest mit den Parametern Startgeschwindigkeit, Rundenlänge, Inkrement: Startgeschwindigkeit: einstellbar in Abhängigkeit vom Leistungsniveau der Testperson (Standard: 8 km/h) Rundenlänge: Standard 200 Meter, veränderbar Inkrement: Erhöhung der Geschwindigkeit pro Stufe Der Abbruch des Tests muss manuell durch den Arzt bei Ausbelastung (Erschöpfung) des Probanden durchgeführt werden. |




| [5.B13] | 4 | Bruce-Protokoll | Stufe | Zeit | Geschwindigkeit | Steigung | | |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------|--|--|
| [5.615] | | z.B. für EKG Stress-Test | 1 | 3:00 min | 2,7 km/h | 10 % | | |
| | | Z.B. Idi ENG GROSS TOST | 2 | 3.00 111111 | 4,0 km/h | 12 % | | |
| | | 24,0 : | 3 | | | 14 % | | |
| | | 22,0-20,0-25,0- | | | 5,4 km/h | | | |
| | | 18,0 to 20,0 | 4 | | 6,7 km/h | 16 % | | |
| | | 16,0 9 20,0 16,0 0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 | 5 | | 8,0 km/h | 18 % | | |
| | | 8,0 0 10,0- | 6 | | 8,8 km/h | 20 % | | |
| | | 4,0· 5,0· 2,0· | 7 | | 9,6 km/h | 22 % | | |
| | | 0,0.1 0,0.0 05:00 10:00 15:00 20:00 Dauer (mm:ss) | | | | | | |
| | 5 | Naughton Protokoll | Stufe | Zeit | Geschwindigkeit | Steigung | | |
| | | z.B. für EKG Stress-Test | 1 | 3:00 min | 3,0 km/h | 0,0 % | | |
| | | | 2 | | | 3,5 % | | |
| | | 24,0- | 3 | | | 7,0 % | | |
| | | 20,0 25,0 18,0 | 4 | | | 10,5 % | | |
| | | 10.0 15 20.0- | 5 | | | 14,0 % | | |
| | | 10,0 4 5 14,0 19 10,0 19 10,0 19 8.0 0 10,0 8 | 6 | | | 17,5 % | | |
| | | 8,0 d 0 10,0 6,0 4,0 5,0 | | | | | | |
| | | 2,0 | | | | | | |
| | | 00:00 05:00 10:00 15:00 Dauer (mm:ss) | | | | | | |
| | 6 | Balke Protokoll | Stufe | Zeit | Geschwindigkeit | Steigung | | |
| | | z.B. für EKG Stress-Test | 1 | 2:00 min | 5,0 km/h | 2,5 % | | |
| | | 24,0 | 2 | | | 5,0 % | | |
| | | 20,0 25,0 | 3 | | | 7,5 % | | |
| | | 16.0 82 20.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 1 | 4 | | | 10,0 % | | |
| | | 8,0,0 0 10,0 | 5 | | | 12,5 % | | |
| | | 6,0 4,0 5,0 | 6 | | | 15,0 % | | |
| | | 2,0 0,0 05:00 10:00 15:00 20:0 | 7 | | | 17,5 % | | |
| | | Dauer (mm:ss) | 8 | | | 20,0 % | | |
| | | | 9 | | | 22,5 % | | |
| | | | 10 | | | * 25,0 % | | |
| | | | * Laufbar | nd Modelle Baug | rösse Lauffläche 150/5 | 50 cm max. | | |
| | | | 24% | | | | | |
| | 7 | Cooper Protokoll | ■ Der | Start erfolgt mit 5 | i,3 km/h und 0 % Steigu | ngswinkel. | | |
| | | | ■ Nac | ch 1 Minute wir | d ein Steigungswinkel | von 2 % | | |
| | | z.B. für EKG - Belastungstest | eing | gestellt. | | | | |
| | | | ■ Nac | ch einer weiterer | n Minute wird die Ste | eigung jede | | |
| | | 24,0 : 22,0 : | Min | ute um 1 % erhöh | ıt | | | |
| | | 20,0 25,0 | ■ ab | 25 % bleibt | die Steigung konstan | t, und die | | |
| | | 16,0 \$\frac{1}{2} 20,0 | Ges | schwindigkeit wird | um 0,32 km/h pro Minu | te erhöht. | | |
| | | B14.0 - BP 15.0 - S 10.0 - S 1 | Der Abbru | uch des Tests mus | ss manuell durch den A | rzt bei Aus- | | |
| | | 8,0 © 10,0 6,0 4,0 5,0 | belastung | (Erschöpfung) de | es Probanden durchgefü | ihrt werden. | | |
| | | 2,0 | | | | | | |
| | | 00:00 05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 Dauer (mm:ss) | | | | | | |



| [5.B13] | 8 | Ellestad A Protokoll | Stufe | | Zeit | Geschwindigkeit | Steigung | | |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--|--|
| | | z.B. für EKG Stress-Test | | 1 | 3:00 min | 2,7 km/h | 10,0 % | | |
| | | | | 2 | | 4,8 km/h | | | |
| | | 24,0- 22,0- | | 3 | | 6,4 km/h | | | |
| | | 25,0 18,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 | | 4 | | 8,0 km/h | | | |
| | 9 | Ellestad B Protokoll | Stufe | 4 | Zeit | Geschwindigkeit | Steigung | | |
| | | z.B. für EKG Stress-Test | | 1 | 3:00 min | 2,7 km/h | 10,0 % | | |
| | | | | 2 | | 4,8 km/h | 10,0 % | | |
| | | 24,0 · 22,0 · 25,0 · | | 3 | | 6,4 km/h | 10,0 % | | |
| | | 20,0 | | 4 | | 8,0 km/h | 10,0 % | | |
| | | 16,0 to 20,0 to 16,0 to 20,0 to 16,0 to 20,0 to 14,0 to 15,0 t | | 5 | | 8,0 km/h | 15,0 % | | |
| | | 5 10,0 1 5 10,0 1 5,0 10,0 10,0 10,0 10, | | 6 | | 9,6 km/h | 15,0 % | | |
| | 10 | Rampen-Profil | Ramper | า-P | rofil mit 2 Param | etern: | | | |
| | | (nicht bei allen Modellen auswählbar) | . Zi | elg | jeschwindigkeit: | Standard: 10 km/h; eins | stellbar von | | |
| | | | 0 | bis | zur maximalen (| Geschwindigkeit des Lau | ıfbandes. | | |
| | | 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | Sekunden | | Zeit bis zur Erreichung der Zielgeschwindigkeit in Sekunden: Standard: 10 Sekunden; einstellbar von 0 bis 99 Sekunden | | | | |
| | | (5) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0 | | | | | | | |

| [5.B13] | Das Gardner Testprotokoll in der Anwendung Angiologie: Das Gardner Testprotokoll dient zur Ermittlung der maximalen Gehstrecke bei Patienten mit AVK peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, auch | | | Zeit min:sec | Geschwindigkeit | Steigung | Total Zeit min:sec | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|--|
| | | | | Vor-Testphase. Der Patient steht auf den seitlichen Trittflächen. | | | | |
| | | "Schaufensterkrankheit" genannt. Der Test muss unter permanenter Aufsicht eines Arztes erfolgen und der Patient muss mit einer Fallstoppeinrichtung (Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr) gesichert sein. | 0 | bis START gedrückt wird | 3,2 km/h | 0 | bis START gedrückt wird | |
| | | Der Patient steht erst auf den seitlichen | Testpl | nase. Der Pati | ent steigt auf den | laufenden | Laufgurt auf. | |
| | | Trittflächen und nicht auf der Lauffläche. Das Testprofil 11 wird gestartet und der Laufgurt | 1 | 02:00 | 3,2 km/h | 0 | 2:00 | |
| | | beschleunigt auf 3,2 km/h. Sobald der Patient bei 3,2 km/h von den | 2 | 02:00 | 3,2 km/h | 2 | 4:00 | |
| | | Trittflächen dann auf den Laufgurt steigt, drückt | 3 | 02:00 | 3,2 km/h | 4 | 6:00 | |
| | | der Arzt erneut die Starttaste und die Display- Anzeigen werden auf "0" zurückgesetzt. Nach | 4 | 02:00 | 3,2 km/h | 6 | 8:00 | |
| | | Testende erfolgt ein automatischer Ausdruck über einen Drucker an der Schnittstelle. | 5 | 02:00 | 3,2 km/h | 8 | 10:00 | |
| | | | 6 | 02:00 | 3,2 km/h | 10 | 12:00 | |
| | | 24,0 - | 7 | 02:00 | 3,2 km/h | 12 | 14:00 | |
| | | 28,0-1 22,0-1 26,0-1 20,0-1 24,0-1 | 8 | 02:00 | 3,2 km/h | 14 | 16:00 | |
| | | 18,0 - 22,0 | 9 | 02:00 | 3,2 km/h | 16 | 18:00 | |
| | | B 14,0 B 18,0 B 16,0 B 12,0 U 14,0 | 10 | 02:00 | 3,2 km/h | 18 | 20:00 | |
| | | 80 10.0 8 12.0 8.0 6.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 05:0010:0015:0020:0025:0030:0035:0040:0045:0050:00 Dauer (mm.ss) | 11 | 30:00 | 3,2 km/h | 18 | 50:00 | |
| | 12 - 20 | nicht belegt, reserviert | | für spätere Erweiterungen und Updates | | | | |
| | 21 - 28 | Frei definierbare UserProfile | | max. 40 Pr | ogrammschritte / | nicht skali | erbar | |


Zusätzliche Profile im Test Modus ab Firmware 3.02.3 - nur optional auswählbar, standardmässig gesperrt.



| [5.B13] | 71 | Training | Stufe | Distanz/Zeit | Geschwindigkeit | Steigung | Beschleunigung |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|----------|------------------|
| | | Intervall 500 m / 15,0 19,0 km/h | 1 | 500 m | 15,0 km/h | 0 % | 3 |
| | | | 2 | 1:15 min | 0,0 km/h | | |
| | | 24,0 28,0 | 3 | 500 m | 16,0 km/h | | |
| | | 22,0 26,0 24,0 18,0 18,0 19 20,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18,0 19 18 | 4 | 1:15 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 5 | 500 m | 17,0km/h | | |
| | | | 6 | 1:15 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 7 | 500 m | 18,0 km/h | | |
| | | 6,0 - 6,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - | 8 | 1:15 min | 0,0 km/h | | |
| | | 2,0- 2,0- 0,0 | 9 | 500 m | 19,0 km/h | | |
| | | 00:00 05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 Dauer (mm:ss) | 10 | 1:15 min | 0 km/h | | |
| | 72 | Training | Stufe | Distanz/Zeit | Geschwindigkeit | Steigung | Deschlausiaus |
| | 12 | Intervall 400 m / 16,0 21,0 km/h | 1 | 400 m | 16,0 km/h | 0 % | Beschleunigung 3 |
| | | 11161Vall 400 1117 10,0 21,0 M1971 | 2 | 1:00 min | 0,0 km/h | 0 /0 | |
| | | 24,0 28,0 | 3 | 400 m | 17,0 km/h | | |
| | | 22,0 - 26,0 - 22,0 - 24,0 - 20,0 - 24,0 - | 4 | 1:00 min | 0,0 km/h | | |
| | | 18.0 22.0- 16.0- \$\frac{1}{2} \text{ 20.0-} | 5 | 400 m | 18,0 km/h | | |
| | | | 6 | 1:00 min | 0,0 km/h | | |
| | | 8 12,0 1 | 7 | 400 m | 19,0 km/h | | |
| | | 6,0 | 8 | 1:00 min | 0,0 km/h | | |
| | | 4,0 · 4,0 · 2,0 · 2,0 · | 9 | 400 m | 20,0 km/h | | |
| | | 0,0 J 0,0 00:00 10:00 15:00 20:00 25:00 Dauer (mm:ss) | 10 | 1:00 min | 0,0 km/h | - | |
| | | | 11 | 400 m | 21,0 km/h | | |
| | | | 12 | 1:00 min | 0,0 km/h | | |
| | 73 | Training | Stufe | Distanz/Zeit | Geschwindigkeit | Steigung | Beschleunigung |
| | | Intervall 300 600 m | 1 | 600 m | 15,0 km/h | 0 % | 3 |
| | | 15,0 21,0 km/h – Pyramide | 2 | 1:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 3 | 500 m | 17,0 km/h | | |
| | | 24,0 | 4 | 1:15 min | 0,0 km/h | | |
| | | 22,0 · 26,0 · 20,0 · 24,0 · 18,0 · 22,0 · | 5 | 400 m | 19,0 km/h | | |
| | | | 6 | 1:00 min | 0,0 km/h | | |
| | | 16.0 \$\frac{1}{2} \cdot 20.0 \$\frac{1}{2} \cdot 14.0 \cdot 05 \cdot 18.0 \cdot 05 \cdot 16.0 \cdot 05 \cdot 12.0 \cdot 05 \cdot 14.0 \cdot 05 \cdot 05 \cdot 12.0 \cdot 05 | 7 | 300 m | 21,0 km/h | | |
| | | | 8 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 5 | 9 | 300 m | 21,0 km/h | | |
| | | 4,0 4,0 2,0 2,0 10:00 15:00 20:00 Dauer (mm:ss) | 10 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 11 | 400 m | 19,0 km/h | | |
| | | | 12 | 1:00 min | 0,0 km/h | | |
| | | | | 500 m | 17,0 km/h | | |
| | | | 14 | 1:15 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 15 | 600 m | 15,0 km/h | | |
| | | | 16 | 1:30 min | 0,0 km/h | | <u> </u> |


| [5.B13] | 74 | Training | Stufe | Distanz/Zeit | Geschwindigkeit | Steigung | Beschleunigung |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|----------|----------------|
| | | Intervall 300 600 m | 1 | 600 m | 15,0 km/h | 0 % | 3 |
| | | 15,0 21,0 km/h | 2 | 1:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | , , | 3 | 300 m | 21,0 km/h | | |
| | | 24,0- | 4 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | 22,0 26,0 20,0 24,0 | 5 | 600 m | 15,0 km/h | | |
| | | 18,0 22,0 5 | 6 | 1:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | 탈 14,0 · 불 18,0 · 탈 16,0 · | 7 | 300 m | 21,0 km/h | | |
| | | \$\frac{12,0}{57} \cdot \frac{12}{10,0} \cdot \frac{12}{10} \cdot \frac{12}{10} \cdot \cdot \frac{12}{10} \cdot \cd | 8 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | 6,0- 8,0- | 9 | 600 m | 15,0 km/h | | |
| | | 4,0 4,0 2,0 2,0 3 | 10 | 1:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | 0,0 0,0 15:00 15:00 20:00 Dauer (mm:ss) | 11 | 300 m | 21,0 km/h | | |
| | | | 12 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 13 | 600 m | 15,0 km/h | | |
| | | | 14 | 1:30 min | 0,0 km/h | - | |
| | | | 15 | 300 m | 21,0 km/h | | |
| | | | 16 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | 75 | Training | Stufe | Distanz/Dauer | Geschwindigkeit | Steigung | Beschleunigung |
| | | Intervall 300 m / 20,0 km/h | 1 | 300 m | 20,0 km/h | 0 % | 3 |
| | | | 2 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | 24,0 - 28,0 - 28,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26 | 3 | 300 m | 20,0 km/h | | |
| | | 20,0 - 24,0 - 18,0 - 22,0 - | 4 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | 16,0 = 20,0 | 5 | 300 m | 20,0 km/h | | |
| | | B 14.0 B 18.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | 8,01 10,01 | 7 | 300 m | 20,0 km/h | | |
| | | 6,0 4,0 4,0 | 8 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | 2,0 2,0 0,0 0,0 | 9 | 300 m | 20,0 km/h | | |
| | | 00:00 05:00 10:00 Dauer (mm:ss) | 10 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 11 | 300 m | 20,0 km/h | | |
| | | | 12 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 13 | 300 m | 20,0 km/h | | |
| | | | 14 | 0:45 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 15 | 300 m | 20,0 km/h | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | 16 | 0:45 min | 0,0 km/h | | <u> </u> |


| [5.B13] | 76 | Walk-Protokoll 13 Schritte | Stufe | Distanz/Dauer | Geschwindigkeit | Steigung | Beschleunigung |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------|-------------|----------------|
| | | | 1 | 01:00 min | 1.8 km/h | 0 % | 1 |
| | | 24,0- 28,0- | 2 | 01:00 min | 2.4 km/h | | |
| | | 22,0- 26,0- 20,0- 24,0- | 3 | 01:00 min | 3.0 km/h | | |
| | | 18.0 22.0 16.0 5 20.0 5 18.0 5 | 4 | 01:00 min | 3.6 km/h | | |
| | | 14.0 \$\frac{8}{2}\$ 18.0 \$\frac{1}{2}\$ 18.0 \$\frac{1}{2}\$ 12.0 \$\frac{1}{2}\$ 14.0 \$\frac{1}{2}\$ 12.0 \$\frac{1}{2}\$ 12.0 \$\frac{1}{2}\$ 12.0 \$\frac{1}{2}\$ 12.0 \$\frac{1}{2}\$ 12.0 \$\frac{1}{2}\$ 12.0 \$\frac{1}{2}\$ 18.0 \$1 | 5 | 01:00 min | 4.3 km/h | | |
| | | 8,0 0 10,0. | 6 | 01:00 min | 4.9 km/h | | |
| | | 4,0 6,0 4,0 | 7 | 01:00 min | 5.5 km/h | | |
| | | 2,0 0,0 00:00 00:00 10:00 15:00 | 8 | 01:00 min | 6.1 km/h | | |
| | | Dauer (mm:ss) | 9 | 01:00 min | 6.7 km/h | | |
| | | | 10 | 01:00 min | 7.3 km/h | | |
| | | | 11 | 01:00 min | 7.9 km/h | | |
| | | | 12 | 01:00 min | 8.5 km/h | | |
| | | | 13 | 03:00 min | 1.8 km/h | | |
| | 77 79 | nicht belegt, reserviert | für spät | ere Erweiteru | ingen und Update | es | |
| | 80 | Profil VO2 / 10 k | Stufe | Dauer | Geschwindigkeit | Steigung | Beschleunigung |
| | | | 1 | 2:00 min | 8,0 km/h | 0 % | 1 |
| | | 24,0- 28,0- 22,0- 26,0- | 2 | 2:00 min | 10,0 km/h | 0 % | |
| | | 22,0 26,0 24,0 22,0 18,0 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19 | 3 | 1:00 min | 10,0 km/h | 2 % | |
| | | | 4 | 1:00 min | 10,0 km/h | 4 % | |
| | | | 5 | 1:00 min | 10,0 km/h | 6 % | |
| | | | 6 | 1:00 min | 10,0 km/h | 8 % | |
| | | | 7 | 1:00 min | 10,0 km/h | 10 % | |
| | | | 8 | 1:00 min | 11,0 km/h | 10 % | |
| | | Dauer (mm:ss) | 9 | 2:00 min | 11,0 km/h | 11 % | |
| | | | 10 | 2:00 min | 11,0 km/h | 12 % | |
| | 81 | Profil V02 / 11k | 1 | 2:00 min | 9,0 km/h | 0 % | 1 |
| | | | 2 | 2:00 min | 11,0 km/h | 0 % | |
| | | 24,0 - 28,0 - 28,0 - 26,0 - | 3 | 1:00 min | 11,0 km/h | 2 % | |
| | | 20,0 24,0- 18,0 22,0- | 4 | 1:00 min | 11,0 km/h | 4 % | |
| | | 16,0 = 20,0 | 5 | 1:00 min | 11,0 km/h | 6 % | |
| | | 10,0 3 5 18.0 10,1 3 5 18.0 10,1 4.0 10,0 4 18.0 10,0 | 6 7 | 1:00 min 1:00 min | 11,0 km/h 11,0 km/h | 8 % 10 % | |
| | | 8,0 0 10,0 | 8 | 1:00 min | 11,0 km/h 12,0 km/h | 10 % | - |
| | | 4,0 4,0 | 9 | 2:00 min | 12,0 km/h | 11 % | |
| | | 0,01 0,0 05:00 10:00 | 10 | 2:00 min | 12,0 km/h | 12 % | |
| | | Dauer (mm:ss) | | 1 | , | | <u> </u> |



| [5.B13] | 91 | Testprofil | Stufe | Dauer | Geschwindigkeit | Steigung | Beschleunigung |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|----------|----------------|
| | | | 1 | 3:00 min | 9,0 km/h | 0 % | 1 |
| | | 24,0 | 2 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | 22,0- 26,0- 20,0- 24,0- 18,0- 22,0- | 3 | 3:00 min | 10,8 km/h | | |
| | | 18,0 = 22,0 - 16,0 = 20,0 - 5 | 4 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | 16,0 ± 20,0 - 16,0 ± 20,0 - 16,0 ± 18,0 - 16,0 ± 18,0 - 16,0 ± 18,0 - 16,0 ± 12,0 ± 14,0 - 16,0 ± 12,0 ± 14,0 - 16,0 ± 12,0 ± 14,0 - 16,0 ± 12,0 ± 14,0 - 16,0 ± 12,0 ± 14,0 ± 12,0 ± 14,0 ± 12,0 ± 14,0 ± 12,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14,0 ± 14 | 5 | 3:00 min | 12,6 km/h | | |
| | | | 6 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | 4,0 4,0 | 7 | 3:00 min | 14,4 km/h | | |
| | | 2,0 0,0 05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 35:00 40:00 45:00 | 8 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | Dauer (mm:ss) | 9 | 3:00 min | 16,2 km/h | | |
| | | | 10 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 11 | 3:00 min | 18,0 km/h | | |
| | | | 12 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 13 | 3:00 min | 19,8 km/h | | |
| | | | 14 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 15 | 3:00 min | 21,6 km/h | | |
| | | | 16 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 17 | 3:00 min | 23,4 km/h | | |
| | | | 18 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 19 | 3:00 min | 25,2 km/h | | |
| | | | 20 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 21 | 3:00 min | 27,0 km/h | | |
| | | | 22 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 23 | 3:00 min | 28,8 km/h | | |
| | | | 24 | 0:30 min | 0,0 km/h | | |
| | | | 25 | 3:00 min | 30,6 km/h | | |

| [5.B13] | 92 | Testprofil | Stufe | Dauer | Geschwindigkeit | Steigung | Beschleunigung |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|----------|----------------|
| | | | 1 | 3:00 min | 9,0 km/h | 2 % | 1 |
| | | 24.0 - 28.0 - 22.0 - 26.0 - 24.0 - 18.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22.0 - 22 | 2 | 0:30 min | 0,0 km/h | 2 % | |
| | | | 3 | 3:00 min | 10,8 km/h | 2 % | |
| | | 20.0 | 4 | 0:30 min | 0,0 km/h | 2 % | |
| | | 16,0 1 16 16,0 1 16,0 1 12,0 1 16,0 1 18 12,0 1 10,0 18 12,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 5 | 3:00 min | 12,6 km/h | 2 % | |
| | | 8.0 0 10,0 6.0 8.0 | 6 | 0:30 min | 0,0 km/h | 2 % | |
| | | 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 | 7 | 3:00 min | 14,4 km/h | 2 % | |
| | | 0,0 0,0 05:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 35:00 40:00 45:00 | 8 | 0:30 min | 0,0 km/h | 4 % | |
| | | Dauer (mm:ss) | 9 | 3:00 min | 14,4 km/h | 4 % | |
| | | | 10 | 0:30 min | 0,0 km/h | 6 % | |
| | | | 11 | 3:00 min | 14,4 km/h | 6 % | |
| | | | 12 | 0:30 min | 0,0 km/h | 8 % | |
| | | | 13 | 3:00 min | 14,4 km/h | 8 % | |
| | | | 14 | 0:30 min | 0,0 km/h | 10 % | 1 1 |
| | | | 15 | 3:00 min | 14,4 km/h | 10 % | |
| | | | 16 | 0:30 min | 0,0 km/h | 12 % | |
| | | | 17 | 3:00 min | 14,4 km/h | 12 % | |
| | | | 18 | 0:30 min | 0,0 km/h | 14 % | |
| | | | 19 | 3:00 min | 14,4 km/h | 14 % | |
| | | | 20 | 0:30 min | 0,0 km/h | 16 % | |
| | | | 21 | 3:00 min | 14,4 km/h | 16 % | |
| | | | 22 | 0:30 min | 0,0 km/h | 18 % | |
| | | | 23 | 3:00 min | 14,4 km/h | 18 % | |
| | | | 24 | 0:30 min | 0,0 km/h | 20 % | |
| | | | 25 | 3:00 min | 14,4 km/h | 20 % | |





Mehr Programmprofile können optional über einen externen PC und der Software h/p/cosmos para graphics® erstellt werden.

[5.B14] Test Modus - Auswahl und Ablauf

Beginn: Laufgurt steht still. Eine der Modus-LED-Anzeigen ⊙ (manual, profile, cardio, test) blinkt

| [5.B14] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion / Anzeige |
|---------|---------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | [01] | Auswahl des Modus Test | oder + | Auswahl der Betriebsart (Modus) (manual, profile, cardio, test) bis ③ Test blinkt |
| | [02] | Bestätigung des Modus Test | START ENTER | zeigt Programm-Nr. "Pr. 1 " blinkt |
| | [03] | Auswahl der Test Nummer | oder + | zeigt Programm-Nr. "Pr. 1" "Pr. 24" blinkt. No No leuchtet No 01 10 vordefiniert No 11 20 reserviert |
| | [04] | Bestätigung des Test- | START | № 21 28 frei programmierbare Profile Display und Reaktion abhängig vom gewählten |
| | | Programms | ENTER | Testprofil |
| | [05] | Stopp des Testprogramms und des Laufgurtes | Бтор | Laufgurt stoppt. (Die "Ablaufzeit" kann in den Optionseinstellungen verändert werden) |

[5.B15] Der UKK 2km Walk Test

Beim UKK-Gehtest (UKK steht für Urho Kaleka Kekkonen, den Gründer des UKK Institutes in Tampere / Finnland) wird durch bestimmte Annahmen näherungsweise die max. Sauerstoffaufnahmekapazität (VO₂ max) und damit der Fitnesszustand der Testperson bestimmt. Auf Basis dieses Ergebnisses wird durch eine komplexe Formel unter Einbeziehung von Alter, Körpergrösse, Körpergewicht, benötigter Testzeit und der durchschnittlichen Herzfrequenz ein Fitness-Index errechnet, der aussagt, ob der Fitnesszustand eines Menschen über- oder unterdurchschnittlich ist. Basis ist dabei der Wert 100 als Durchschnitt. Hat also jemand einen Index von 90 ist sein Fitnesszustand leicht unter dem Durchschnitt, ein Indexwert von 110 wäre dagegen überdurchschnittlich.

Wie der Name des Tests schon sagt, muss man nach Aufwärmen und einigen Lockerungsübungen zur Durchführung dieses Tests 2 km so schnell wie möglich gehen (NICHT laufen!). Das Gehtempo sollte dabei mindestens so hoch sein, dass die Herzfrequenz während des Tests 80 % der max. Herzfrequenz (220 - Lebensalter) beträgt. Nach Abschluss der Distanz von 2 km wird die benötigte Zeit, sowie die Herzfrequenz unmittelbar im Ziel gemessen. Bei h/p/cosmos Geräten wird die Herzfrequenz aufgrund höherer Genauigkeit alle 500m gemessen und nach Abschluss des Tests der Mittelwert aus den 4 gemessenen Werten zur Berechnung des Indexwertes verwendet.

Ist die Distanz von 2 km absolviert, geht die Geschwindigkeit auf die Hälfte der Geschwindigkeit bei Testabschluss (2000 m) zurück. Das Laufband läuft - wie im Rahmen des MANUAL-Modus beschrieben - weiter (jetzt auch wieder mit funktionierenden UP/DOWN-Tasten), jedoch mit einer Ausnahme: Im Display INDEX wird nicht mehr die Watt-Leistung und der Energieaufwand, sondern das Testergebnis (Berechnung siehe unten) angezeigt. Dazu leuchtet die LED INDEX (rechts oben).



Als Testergebnis wird der INDEXWERT angezeigt, der, nach Geschlecht differenziert, wie folgt berechnet wird:

Männer INDEXWERT = $420 + A \times 0.2 - (T \times 0.19338 + HR \times 0.56 + [W : (H^2) \times 2.6])$ Frauen INDEXWERT = $304 + A \times 0.4 - (T \times 0.1417 + HR \times 0.32 + [W : (H^2) \times 1.1])$

| Legende | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A (Age) = Lebensalter in Jahren | T (Time) = benötigte Zeit in Sekunden für die 2 km |
| HR (Heart Rate) = durchschnittliche Herzfrequenz während | W (Weight) = Körpergewicht in kg |
| der Tests in Schlägen/min | H (Height) = Körpergrösse in cm |

Beispiel: Alter: 50 Jahre / Gewicht: 105 kg / Grösse: 1,88 Meter

Benötigte Zeit: 17:34 = 1054 Sekunden

Herzfrequenz bei 500m = 158, bei 1000m = 156, bei 1500m = 160 und bei 2000m = 155

Durchschnitt (158+156+160+155): 4 = 157 Schläge/min.

Indexwert = $420+50x0,2-(1054x0,19338+157x0,56+(105:(1,88^2)x2,6)) =$

420+10-(203,8+87,9+29,7x2.6)=430–368,9 = 61

Ein Indexwert unter 70 ist ein stark unterdurchschnittliches Ergebnis (Durchschnitt=100). Unser Proband könnte somit etwas Ausdauertraining vertragen. Der Test ist grundsätzlich für alle körperlich Gesunden im Alter zwischen 20 und 65 Jahren geeignet. Bei Übergewichtigen sind die Ergebnisse ungenauer. Ausdauersportler erreichen bei diesem Test mit Gehen i.d.R. nicht die erforderliche Herzfrequenz. Bei älteren Leuten ist der Test ebenfalls ungenauer.

Der UKK Walk Test wurde ursprünglich nicht für Einzeltests, sondern für Massenanwendungen konzipiert, d.h. man testet eine Vielzahl von Leuten auf einmal, indem man sie in Zeitabständen von ½ Minute auf die 2 km-Strecke schickt. Insofern war der UKK Walk Test ursprünglich nicht als typischer Laufbandtest gedacht. Ein serieller Drucker oder PCL-Drucker mit Parallelanschluss/Centronics und Konverter [cos10056] kann direkt an das Laufband angeschlossen werden, was einen Ausdruck auch ganz ohne PC von folgenden Werten und Parametern ermöglicht: UKK Fitness Index, Datum, Uhrzeit, Testzeit, Distanz, Steigungswinkel, Herzfrequenz, Alter, Geschlecht, Body-Mass-Index (BMI). Siehe hierzu auch Kapitel Zubehör & Optionen: Drucker

Die Vorteile des UKK Walk Tests auf einem Laufband:

- Exakte Messbarkeit der Zeit und die automatische Einhaltung der Strecke (genau 2 km)
- Überwachung der Herzfrequenz während des Tests
- Pausenlose Überwachung des Probanden während des Tests durch den Arzt oder Trainer möglich
- Automatische Anzeige des Fitness Index auf dem Laufbanddisplay nach Abschluss des Tests
- Komfortable Dokumentation über optionalen Drucker bzw. PC-Anschluss

Ein serieller Drucker oder ein PCL-Drucker mit parallelem Stecker und Konverter [cos10056] kann direkt an das Laufband angeschlossen werden. Folgende Daten können direkt nach dem UKK Walk Test ausgedruckt werden: UKK Fitness Index, Datum, Zeit, Testdauer, zurückgelegte Strecke, Steigungswinkel, Herzfrequenz, Alter, Geschlecht, Body-Mass-Index (BMI). Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zubehör & Optionen: Druckerprotokoll.



[5.B16] Programmierbeispiel für den UKK Walk Test

Hinweis: Vor Testbeginn müssen Sie bereits gut aufgewärmt sein und auch Ihre persönliche maximale Gehgeschwindigkeit ermittelt haben.

Beginn: Laufgurt steht still. Eine der Modus-LED-Anzeigen ⊙ (manual, profile, cardio, test) blinkt

| [5.B16] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion / Anzeige |
|---------|---------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | [01] | Auswahl des Modus Test | - + | Auswahl der Betriebsart (Modus) |
| | | | oder | (manual, profile, cardio, test) bis ⊙ Test blinkt |
| | [02] | Bestätigung des Modus Test | START ENTER | zeigt Programm-Nr. "Pr. 1 " blinkt |
| | [03] | Bestätigung des Test- Programms 1 / UKK Walk-Test | START ENTER | Sex leuchtet Comparison |
| | [04] | Auswahl weiblich | oder + | Sex leuchtet Example 2 seigt Geschlecht: "F" (weiblich) blinkend |
| | [05] | Bestätigung weiblich | START | Age leuchtet zeigt Alter: "35" blinkend |
| | [06] | Auswahl Alter 30 Jahre | oder + | Age leuchtet zeigt Alter: "30" blinkend |
| | [07] | Bestätigung 30 Jahre | START ENTER | ● Weight leuchtet |
| | [08] | Auswahl Gewicht 55 Kg | oder + | Weight leuchtet |
| | [09] | Bestätigung 55 Kg | START ENTER | zeigt Körpergrösse: "H175" blinkend |
| | [10] | Auswahl Körpergrösse 170 cm | oder + | zeigt Körpergrösse: "H170" blinkend |
| | [11] | Bestätigung 170 cm | START ENTER | Das Laufband startet zeigt Geschwindigkeit: "0.0" blinkend |
| | [12] | Auswahl persönliche maximale Geh-Geschwindigkeit | oder + | zeigt aktuelle Herzfrequenz. Alle anderen Anzeigen zeigen ebenfalls die aktuellen Werte |
| | | | | Falls Display zeigt: "P 0" blinkend und zeitgleich ein Signalton in Intervallen zu hören ist, dann fehlt dem |
| | | | | Gerät die Herzfrequenz. Brustgurt kontrollieren |

| [5.B16] | [13] | 2000 Meter gehen - | | Automatische Reduzierung der Geschwindigkeit auf 50 |
|---------|------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| | | so schnell Sie können, jedoch | | % der gewählten Gehgeschwindigkeit nach 2000 Meter |
| | | nicht laufen | | |
| | | | | zeigt Testergebnis: Fitness Index laut UKK |
| | | | | Institut |
| | | | | zeigt Testergebnis: benötigte Zeit für die 2000 |
| | | | | Meter |
| | [14] | Stopp manuell - | STOP | Ende des UKK 2 km Walk Tests |
| | | nach Abkühlphase von ca. 5 | | |
| | | min., und nachdem das | | Zur besseren Dokumentation empfehlen wir die serielle |
| | | Testresultat (Fitness-Index & | | Druckerschnittstelle RS232 zu nutzen und einen Drucker |
| | | Zeit) abgelesen und notiert | | oder einen externen PC mit der Software h/p/cosmos |
| | | wurde | | para graphics [®] anzuschliessen. |

[5.B17] Programmierbeispiel frei definierbare Tests / Programm-Profile

Die Programmierung und Korrektur eines frei programmierten Tests erfolgt im Modus Test: Pr. 21 bis Pr. 28. Der Start (Abruf) des Programms erfolgt ebenfalls im Modus Test Pr. 21 bis Pr. 28. Das u.g. Profil soll zukünftig auf Test Pr. 21 verfügbar sein, und muss demnach auf Programmspeicher "Pr. 21" laut unten definierten Eingabeschritten erstellt werden.

In den einzelnen Programmen sind max. 40 Programmschritte möglich. Werden mehr Programmschritte benötigt, so besteht die Möglichkeit über die optionale PC-Software h/p/cosmos para graphics® das Laufband fernzusteuern. Bei der Eingabe eines individuellen Profils beziehen sich die Anzeigen der Displays auf die einzelnen Programmschritte, und nicht auf die bisher total programmierte Distanz oder Zeit des gesamten Programms.

Wenn Sie einen Wert irrtümlich falsch eingegeben haben oder ein bestehendes Profil korrigieren wollen, können Sie mit den Tasten und Programmschritte vor- und/oder zurück "blättern", um anschliessend den Wert mit und zu korrigieren. Während der Programmierung zeigt das Display die Beschleunigungsstufe "Acc X" des aktuellen Programmschrittes.

Beim kurzen Sprint (laut unten genannten Programmschritt Nr. 4) wird mit Beschleunigungsstufe 4 beschleunigt und mit Stufe 2 die Geschwindigkeit wieder reduziert. Während der Programmierung zeigt das Display den aktuellen Programmschritt " St X ".

| Profil | Phase | Schritt | Stufe | | Geschwindigkeit | Distanz | Zeit | Steigung |
|--------|------------------------------|---------|----------------|---|-----------------|---------|-----------|----------|
| | Warmlauf-Phase | 1 | | 1 | 5,0 km/h | | 5:00 min. | 0 % |
| | Tempo-Steigerung | 2 | Bu | 1 | 8,0 km/h | | 2:30 min. | 0 % |
| | Leichter Berglauf | 3 | Beschleunigung | 1 | 8,0 km/h | | 4:00 min. | 5 % |
| | Sprint - hohe Beschleunigung | 4 | chler | 4 | 16,0 km/h | 200 m | | 0 % |
| | Abkühlphase | 5 | Bes | 2 | 6,0 km/h | | 5:00 min. | 0 % |
| | STOPP | 6 | | 1 | 0,0 km/h | | 0:00 min. | 0 % |



Beginn: Laufgurt steht still. Eine der Modus-LED-Anzeigen \odot (manual, profile, cardio, test) blinkt

| [5.B17] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion / Anzeige |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | [01] | Auswahl des Modus Test | - + | Auswahl der Betriebsart (Modus) |
| | | | oder | (manual, profile, cardio, test) bis Test blinkt |
| | [02] | Bestätigung des Modus Test | START ENTER | zeigt Programm-Nr. "Pr. 1 " blinkt |
| | [03] | Auswahl Programm-Nr. | oder bis die Anzeige | zeigt Programm-Nr.: " Pr. 21" blinkt |
| | [04] | Bestätigung Programm-Nr. | "Pr. 21" blinkt START ENTER 5 Sekunden gedrückt halten | zeigt Geschwindigkeit: Wert "0.0" blinkt LEAST PARE zeigt Programmschritt: "St. 1 " |
| | [05] | Eingabe der Geschwindigkeit 5,0 km/h | oder + | |
| | [06] | Bestätigung der Geschwindigkeit | START ENTER | zeigt Distanz: Wert "0" blinkt |
| | [07] | Bestätigung der Distanz 0 - (dieser Schritt soll nach Zeit programmiert werden) | START ENTER | zeigt die Zeit (Minuten): Wert "0:00" blinkt |
| | [08] | Eingabe der Zeit 5 Minuten | oder + | |
| | [09] | Bestätigung der Zeit | START ENTER | zeigt die Zeit (Sekunden): Wert "5:00" blinkt |
| | [10] | Bestätigung der Zeit - 00 Sekunden | START ENTER | zeigt den Steigungswinkel: Wert "0,0" blinkt |
| | [11] | Bestätigung des Steigungswinkels 0 % | START ENTER | zeigt Beschleunigungsstufe: "Acc. 1" blinkt |
| | [12] | Bestätigung der Beschleunigungsstufe 1 | START ENTER | zeigt Geschwindigkeit: Wert "0.0" blinkt |
| | [13] | Eingabe der Geschwindigkeit 8,0 km/h | oder + | |
| | [14] | Bestätigung der Geschwindigkeit | START ENTER | zeigt Distanz: Wert "0" blinkt |
| | [15] | Bestätigung der Distanz 0 - (dieser Schritt soll nach Zeit programmiert werden) | START ENTER | zeigt die Zeit (Minuten): Wert "0:00" blinkt |
| | [16] | Eingabe der Zeit 2 Minuten | oder + | |
| | [17] | Bestätigung der eingegeben Zeit | START ENTER | zeigt die Zeit (Sekunden): Wert "2:00" blinkt |

| [5.B17] | [18] | Eingabe der Zeit 30 Sekunden | oder + | |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| | [19] | Bestätigung der eingegeben Zeit | START ENTER | zeigt den Steigungswinkel: Wert "0,0" blinkt |
| | [20] | Bestätigung des Steigungswinkels 0 % | START ENTER | zeigt Beschleunigungsstufe: "Acc. 1" blinkt |
| | [21] | Bestätigung der Beschleunigungsstufe 1 | START ENTER | zeigt Geschwindigkeit: Wert "0.0" blinkt |
| | [22] | Eingabe der Geschwindigkeit 8,0 km/h | - oder + | |
| | [23] | Bestätigung der eingegebenen Geschwindigkeit | START ENTER | zeigt Distanz: Wert "0" blinkt |
| | [24] | Bestätigung der Distanz 0 - (denn dieser Schritt soll nach Zeit programmiert werden) | START | zeigt die Zeit (Minuten): Wert "0:00" blinkt |
| | [25] | Eingabe der Zeit 4 Minuten | - oder + | |
| | [26] | Bestätigung der eingegeben Zeit | START ENTER | zeigt die Zeit (Sekunden): Wert "4:00" blinkt |
| | [27] | Bestätigung der Zeit 00 Sekunden | START ENTER | zeigt den Steigungswinkel: Wert "0,0" blinkt |
| | [28] | Eingabe des Steigungswinkels 5 % | oder + | |
| | [29] | Bestätigung des eingegebenen Steigungswinkels 5 % | START ENTER | zeigt Beschleunigungsstufe: "Acc. 1" blinkt |
| | [30] | Bestätigung der Beschleunigungsstufe 1 | START ENTER | zeigt Geschwindigkeit: Wert "0.0" blinkt |
| | [31] | Eingabe der Geschwindigkeit 16,0 km/h | - oder + | |
| | [32] | Bestätigung der eingegebenen Geschwindigkeit | START ENTER | zeigt Distanz: Wert "0" blinkt |
| _ | [33] | Eingabe der Distanz 200 Meter (denn dieser Schritt soll nach Distanz programmiert werden) | - oder + ▶ | |
| | [34] | Bestätigung der eingegebenen Distanz | START ENTER | zeigt den Steigungswinkel: Wert "0" blinkt |
| | [35] | Bestätigung des Steigungswinkels 0 % | START ENTER | zeigt Beschleunigungsstufe: "Acc. 1" blinkt |
| | [36] | Eingabe der Beschleunigungsstufe 4 | oder + | |



| [5.B17] | [37] | Bestätigung der eingegebenen Beschleunigungsstufe | START ENTER | zeigt Geschwindigkeit: Wert "0.0" blinkt |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | [38] | Eingabe der Geschwindigkeit 6,0 km/h | oder + | |
| | [39] | Bestätigung der Geschwindigkeit | START ENTER | zeigt Distanz: Wert "0" blinkt |
| | [40] | Bestätigung der Distanz 0 - (denn dieser Schritt soll nach Zeit programmiert werden) | START ENTER | zeigt die Zeit (Minuten): Wert "0:00" blinkt |
| | [41] | Eingabe der Zeit 5 Minuten | - oder + | |
| | [42] | Bestätigung der eingegebenen Zeit | START ENTER | zeigt die Zeit (Sekunden): Wert "5:00" blinkt |
| | [43] | Bestätigung der Zeit 00 Sekunden | START ENTER | zeigt den Steigungswinkel: Wert "0,0" blinkt |
| | [44] | Bestätigung des Steigungswinkels 0 % | START ENTER | zeigt Beschleunigungsstufe: "Acc. 1" blinkt |
| | [45] | Eingabe der Beschleunigungsstufe ("Verzögerungsstufe") 2. | - oder + | Anmerkung: In diesem Schritt wird die Geschwindigkeit von 16 km/h auf 6 km/h mit Stufe 2 reduziert. |
| | [46] | Bestätigung der eingegebenen Beschleunigungsstufe | START | zeigt Geschwindigkeit: Wert "0.0" blinkt |
| | [47] | Bestätigung der Stopp- Geschwindigkeit 0 km/h und Speicherung des Profils | 5 Sekunden gedrückt halten | Ende der Programmierung. Das Programm kann im Test Modus unter Pr 21 gestartet werden |

Zur besseren Dokumentation empfehlen wir die serielle Druckerschnittstelle RS232 zu nutzen und einen Drucker oder einen externen PC mit der Software h/p/cosmos para graphics® anzuschliessen.



[5.B18] Test-Modus - manuelle Eingriffsmöglichkeiten

Beginn: Gerät befindet sich im Test Modus, der Laufgurt läuft.

| [5.B18] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion / Anzeige |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | [01] | Geschwindigkeit ändern | - oder + | Geschwindigkeit wird entsprechend erhöht / reduziert (0-max.), solange die Taste gedrückt bleibt. Wird die Geschwindigkeit bis "0" reduziert, tritt der PAUSE-Zustand ein. Zeigt: PAUS. Aktuelle Werte bleiben erhalten. Gilt nur online für den aktuellen Programmschritt, keine Änderung im Speicher. Nächster Programmschritt wie im Profil definiert. |
| | [02] | Steigungswinkel ändern (nicht bei jedem Test aktiv) | oder up | Steigungswinkel wird entsprechend erhöht / reduziert (0-max.), solange die Taste gedrückt bleibt. Gilt nur online für den aktuellen Programmschritt, keine Änderung im Speicher. Nächster Programmschritt wie im Profil definiert. |
| | [03] | Beschleunigungs-Stufe ändern (nur aktiv während Beschleunigung oder Verzögerung) | Mehrmaliges Drücken START | Beispiel: Für Beschleunigungs- oder Verzögerungsstufe "3", dreimal kurz die entsprechende Taste drücken und dann halten. Anmerkung: Maximal 7 Stufen, limitiert durch maximale Beschleunigungsstufe in den Optionseinstellungen / Standardwert = 4. Während der Verzögerung gilt diese Funktion auch für |
| | [04] | Programmschritt weiterschalten oder zurückschalten / überspringen (nicht bei jedem Test aktiv) | START enter und gleichzeitig up oder pown | die Verzögerung. Sprung zum nächsten Programmschritt oder Sprung zum vorherigen Programmschritt |
| | [05] | Modus weiterschalten oder zurückschalten (nicht immer aktiv) | und gleichzeitig - oder - oder | Hier kann der Modus gewechselt werden, ohne vorher den Laufgurt zu stoppen. Beispielsweise um den Manual-Modus für eine "Cool-Down"-Phase zu starten ohne den Laufgurt zu stoppen |

Zur besseren Dokumentation wird empfohlen einen Drucker an der seriellen RS232 Schnittstelle und/oder einen externen PC mit der Software h/p/cosmos para graphics® zu betreiben.



[6.]Optionseinstellungen

[6.A] Einstellung von Steuerungs- und Anzeigeoptionen

Optionsfunktionen dienen beispielsweise zur Quittierung (Löschung) von Fehlermeldungen am Display, Parametrierung verschiedener Eigenschaften oder auch für Grundeinstellungen am Gerät: Auswahl des gewünschten RS232 Schnittstellenprotokolls, etc.

Hinweis für Geräte ohne Bedieneinheit (UserTerminal): Um an Geräten ohne UserTerminal die Optionseinstellungen zu verändern, benötigen Sie ein externes UserTerminal, oder einen PC mit der Software h/p/cosmos para control[®].

[6.A1] Auswahl der User-Optionen

Beginn: Laufgurt steht still. Eine der Modus-LED-Anzeigen ⊙ (manual, profile, cardio, test) blinkt

| | begiiii. L | aulgurt sterit still. Eine der Modt | is-LED-Alizeigeli 🛇 | (manuai, profile, cardio, test) blinkt |
|--------|------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| [6.A1] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion / Anzeige |
| | [01] | Auswahl des Modus Optionen | - | zeigt: OP 01 blinkend (für Auswahl Option Nr 01) |
| | | (OPxx) für den Benutzer – | | und zeigen: E.rE SEt (für Error reset) |
| | | Auf die Optionen für den | und gleichzeitig | assur ross |
| | | Administrator haben nur | + | |
| | | autorisierte Servicetechniker | | |
| | | Zugriff; nicht Sie als Benutzer | und gleichzeitig | |
| | | | mind. 3 | |
| | | | sek. gedrückt halten | |
| | [02] | Auswahl der Option Nr. | - + oder b | zeigt: OP 01 OP 53 blinkend (für Auswahl |
| | | | odei 🕨 | Option Nr. 01 53) |
| | | | | und zeigen: Kurzerklärung Abkürzung. |
| | | | | z.B: E.rE SEt (für Error reset) |
| | [03] | Bestätigung der Option Nr. | START | Ablesen, Bestätigung und Einstellung der Option bzw. |
| | | | — | Parameter laut nachfolgender Optionsliste. Alle |
| | | | | veränderbaren Werte werden blinkend dargestellt. Alle |
| | | | | nicht veränderbaren Werte werden nicht blinkend |
| | | | | dargestellt. |
| | | Beispiel - OP 01 | START | als Bestätigung erscheint im Display: donE |
| | | (Öl / Fehlermeldung): | | |
| | | Bestätigung & löschen mit | | |
| | | Beispiel - OP 02 | START | |
| | | (Distanz / km-Stand): | — | |
| | | Bestätigung / beenden mit | | |
| | | Beispiel - OP 08 | - + + | |
| | | (STOP-Zeit / "Auslaufzeit"): | a) oder | |
| | | a) Veränderung des Wertes mit | START ENTER | |
| | | b) Bestätigung des Wertes mit | (b) (4) | |



[6.A2] Liste der User-Optionen und Optionsfunktionen

Geräte ohne UserTerminal: Sie benötigen dazu ein externes UserTerminal oder eine PC-Software h/p/cosmos para control® um das Laufband vom PC aus über die RS232 Schnittstelle zu bedienen.

| [6.A2] | Option | Bezeichnung | Erläuterung / Anzeige |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | OP01 | Rücksetzen von Fehlermeldungen | Die erforderlichen Servicearbeiten oder Reparaturen müssen vor dem Rücksetzen der Fehlermeldung gemacht werden. Die h/p/cosmos Service Abteilung muss informiert werden. |
| | | | Bestätigung im Display durch "donE" Info: Nur zurücksetzen. Besteht der Fehler am Gerät weiterhin, dann kann die Fehlermeldung nicht gelöscht (zurückgesetzt) werden, und ein autorisierter Techniker muss beauftragt werden |
| | | | Die folgenden Intervalle werden bei Ablauf zurückgesetzt: E.01: Öl-Intervall A - OP 35 E.02:Service-Zeit-Intervall A - OP 37 E.02: Service-Distanz-Intervall A - OP 38 |
| | | | Hinweis: Diese Option setzt ausschließlich das verursachende Intervall zurück. Wenn z.B. ein E.02 Service-Zeitintervall mit dieser Option zurückgesetzt wird, dann wird nicht gleichzeitig das Distanzintervall zurückgesetzt und umgekehrt! Alle drei Werte gleichzeitig können nur durch die Administrator-Option OP47 |
| | OP02 | Gesamtstrecke (km) | zurückgesetzt werden. DESTANCE Und ELEVATION DESTANCE Und Und ELEVATION DESTANCE Und Und Und Und Und DESTANCE Und Und Und Und Und Und Und DESTANCE Und Und Und Und Und Und Und DESTANCE Und Und Und Und Und Und Und Und DESTANCE Und U |
| | OP03 | Gesamtbetriebsstunden (h) = Stand-By-Zeit inklusive Laufzeit des Antriebsmotors/Laufgurtes | zeigt km with the second control of the sec |
| | OP04 | Gesamtbetriebsstunden (h) = reine Laufzeit des Antriebsmotors/Laufgurtes | und LEVATION zeigen: Betriebsstunden MEANT PARTE |
| | OP05 | Firmware Version Versions- und Datumsanzeige | zeigt "OP05" zeigt "typE" wocz zeigt Geräte-Typ, z.B. "1.4" zeigt: "MCU 5" EEVATON zeigt Version, z.B. "1.01.1" www.man zeigt Default-Typ, z.B. 1.3 |
| | OP06 | Einstellung Systemdatum / Echtzeituhr | zeigt: rtc für Real Time Clock zeigt blinkend: Datum / Zeit, Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten, Sekunden |



| [6.A2] | OP07 | Akustisches Herzfrequenzsignal (Pulssignal) | Diese Funktion wird vorwiegend verwendet, um die Regelmässigkeit der Herzfrequenz zu überwachen, oder auch um fremde Störquellen (fremde Sendequellen, wie z.B. Handys oder Monitore) aufzuspüren. |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | zeigt: OFF oder On OFF: kein akustisches Signal pro Herzschlag ON: ein akustisches Signal pro Herzschlag |
| | OP08 | Stoppzeit = Ablaufzeit / Auslaufzeit des Gurtes) bezogen auf max. Geschwindigkeit | zeigt: Ablaufzeit in sec. ELEVATON zeigt: "SEC." für Sekunden Einstellbereich: 2 30 Sekunden |
| | OP09 | Startgeschwindigkeit (Modus Manual & Cardio) Für "Rückmeldung" nach der START Taste. Dieser Wert kann auf 0.0km/h reduziert werden wenn alle Benutzer mit der Bedienung des Gerätes gut vertraut sind. | zeigt: Startgeschwindigkeit in km/h max leuchtet eingestellte Einheit leuchtet Einstellbereich: 0,0 km/h 5,0 km/h |
| | OP11 | Skalierung der Profile im Modus Profile (nicht für Modus Test) | zeigt: Skalierungsmöglichkeit 0 = keine Skalierung (Standard) 1 = Die Skalierung 1 6, die im Modus Profile im Display INDEX angezeigt wird, bezieht sich auf alle Parameter (Speed, Elevation, Time, Distance) 2 = Die Skalierung 1 6 erfolgt für jeden Parameter (Speed, Elevation, Time, Distance) einzeln |
| | OP12 | Masseinheit für Geschwindigkeitsanzeige | zeigt: Einheit für Geschwindigkeit ohne Nachkommastelle: 3 = m/min mit einer Nachkommastelle: 0 = km/h 1 = m/s 2 = mph 23 = m/min mit 2 Nachkommastellen: 20 = km/h 21 = m/s 22 = mph Machkommastellen: |
| | OP13 | Masseinheit für Entfernungsanzeige | zeigt: Einheit für Distanz 0 = km |
| | OP14 | Masseinheit für Steigungs- / Neigungswinkel | zeigt: Einheit für Steigung 0 = % (Prozent) |
| | OP15 | Körpergewicht des Probanden: (Default Wert) | zeigt: 10 250 angenommenes Gewicht weight blinkt Für eine genauere Berechnung von Leistung und Energieverbrauch erforderlich. |



| [6.A2] | OP16 | Abfrage des Körpergewichts vor | OFF = keine Abfrage des Körpergewichts vor dem Start eines |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | manuellem und automatischem Start | Programms. Die Berechnung von Energieverbrauch und Leistung |
| | | | erfolgt auf Basis des in Option 15 hinterlegten Körpergewichtes |
| | | | ON = Vor jedem Start eines Profils, bzw. Programms wird das |
| | | | Körpergewicht des Trainierenden abgefragt. Energieverbrauch und |
| | | | Leistung werden anschliessend in Abhängigkeit vom eingegebenen |
| | | | Körpergewicht angezeigt und berechnet. |
| | OP17 | Masseinheit für Energieverbrauch | JOUL = Anzeige des Energieverbrauchs in kJoule (Standard) |
| | | | CALO = Anzeige des Energieverbrauchs in kcal |
| | OP18 | Höchstgeschwindigkeit im Cardio- | zeigt: 0,0 max |
| | | Modus (Vorgabewert) (diese Option ist nur bei Laufband- Ergometern, nicht bei einem Leiter- Ergometer vorhanden) | Standardwert (Vorgabewert): für die max. erlaubte Geschwindigkeit im |
| | | | Modus Cardio |
| | | | eingestellte Einheit leuchtet |
| | | | |
| | | | Der Wert max. speed im Cardio Modus kann online geändert werden |
| | | | mit 🔭 🗓 |
| | OP19 | Einstellung des Senders für Polar W:l:N:D: System | 0000 0000 = Alle Sender werden akzeptiert (kann auch mit UP und DOWN eingestellt werden) |
| | | | xxxx xxxx = Bestimmter Sender mit der eingegebenen ID wird akzeptiert (muss mit) oder eingestellt werden) |
| | | | 9999 9999 = Nächster Sender wird akzeptiert, gespeichert und gefiltert (kann auch mit UP und Down eingestellt werden) |
| | | | (weitere Einstellungen in User Optionen OP23 und Administrator |
| | | | Option OP16 notwendig) |



| [6.A2] | OP20 | RS232 Schnittstellenprotokoll an COM 1 Zahlreiche EKG- und Ergospirometriesysteme unterstützen das h/p/cosmos coscom Protokoll. Individuelle Protokollanpassungen auf Anfrage möglich. Nähere Informationen zum Protokoll finden Sie unter www.coscom.org Verwenden Sie möglichst das h/p/cosmos coscom-Protokoll, weil dies einen sehr hohen Sicherheits- und Funktionalitäts-Standard hat. h/p/cosmos para control® und h/p/cosmos para graphics® arbeiten ausschliesslich mit dem h/p/cosmos coscom-Protokoll Für h/p/cosmos coscom v3 Verbindungen mit Baudrate 115200, wählen sie bitte OP20=20, sofern die verwendete Peripherie/Software für Baudrate 115200 freigegeben ist (z.B. h/p/cosmos para control 4.0). | zeigt blinkend: Nummer des RS232 Schnittstellen-Protokolls und zeigen: OFF = RS232 deaktiviert / kein Protokoll / Schnittstelle deaktiviert 1 = h/p/cosmos coscom v1, v2, v3 mit Baudrate 9600 bps (Standardeinstellung COM 1 und COM 2) 2 = JAEGER OXYCON (bis 1995); wenn verfügbar: h/p/cosmos coscom (= 1) verwenden 3 = Druckerprotokoll (serieller Drucker oder Konverter notwendig) 5 = Pacer Laufband Emulation (max. 12.7 km/h) 6 = MAX 1 (GE Marquette) EKG; wenn verfügbar: h/p/cosmos coscom (= 1) verwenden 7 = Trackmaster Laufband Emulation in km/h 8 = Trackmaster Laufband Emulation in miles per hour 9 = custo card EKG (MS DOS-Version); wenn verfügbar: h/p/cosmos coscom (= 1) verwenden 10 = Loop Back Test (Teststecker erforderlich) 11 = SunTech Tango Blutdruckmessgerät 12 = Remote Control Hardware Terminal MCU 4 (externes UserTerminal erforderlich) 13 = Burdick T 500 Laufband Emulation 14 = Burdick T 600 Laufband Emulation 17 = Chipkartenleser Ergofit (spezielle Hardware erforderlich) – nur auswählbar bei MCU4 (alle Firmware-Versionen), oder MCU5-Firmware < v1.03.x 18 = Chipkartenleser Proxomed (spezielle Hardware erforderlich) – |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 18 = Chipkartenleser Proxomed (spezielle Hardware erforderlich) – nur auswählbar bei MCU4 (alle Firmware-Versionen), oder MCU5-Firmware < v1.03.x 20 = h/p/cosmos coscom v3 / Baudrate115200 bps |
| | OP21 | RS232 Schnittstellenprotokoll an COM 2 | Erläuterung siehe oben |
| | OP23 | RS232 Schnittstellenprotokoll an COM 4 | zeigt blinkend: Nummer des RS232 Schnittstellen-Protokolls und zeigen: OFF = RS232 deaktiviert / kein Protokoll / Schnittstelle deaktiviert 18 = Chipkartenleser Proxomed (spezielle Hardware erforderlich) 20 = h/p/cosmos coscom v3 / Baudrate 115200bps |
| | | | 22 = Polar W:I:N:D: - System (weitere Einstellungen in Benutzer Option OP19 und Administrator Option OP16) |



| | 0007 | Minimala Danahlauni aura 1 | DISTANCE |
|--------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [6.A2] | OP27 | Minimale Beschleunigungs- / | zeigt blinkend die minimale Beschleunigungsstufe / |
| | | Verzögerungsstufe | Verzögerungsstufe für alle Modi und Profile an (Standard: Stufe 1) |
| | | Disconing and Describe and the wife | Einstellbereich: 1 5 aber nicht größer als der Wert von Option 28. |
| | | Die minimale Beschleunigungsstufe gilt | Die Beschleunigungsstufen 5, 6 und 7 können aus Sicherheitsgründen |
| | | für alle Beschleunigungs- und | nicht als minimale Beschleunigungsstufe definiert werden. |
| | | Verzögerungsvorgänge, unabhängig | Hinweis: Die minimale Beschleunigungsstufe gilt NICHT für die |
| | | vom gewählten Modus oder Profil. | Steuerung über die V24 / RS232-Schnittstelle. Hier wird die |
| | | | Beschleunigungsstufe in der Option 29, bzw. dem entsprechenden |
| | | | Befehl im h/p/cosmos coscom-Protokoll definiert. |
| | OP28 | Maximale erlaubte | zeigt blinkend die maximal erlaubte Beschleunigungsstufe / |
| | | Beschleunigungsstufe / | Verzögerungsstufe an (Standard: 4) |
| | | Verzögerungsstufe. | Hinweise: Aus Sicherheitsgründen dürfen die maximalen |
| | | | Beschleunigungsstufen 5, 6 und 7 nur freigegeben werden, wenn die |
| | | Die maximale Beschleunigungsstufe gilt | Sicherheit des Läufers durch eine entsprechende Sturzsicherung (z. |
| | | für alle Beschleunigungs- und | B. durch einen Sicherheitsbügel) gewährleistet ist. Die maximale |
| | | Verzögerungsvorgänge, unabhängig | Beschleunigungsstufe gilt NICHT für die Steuerung über die V24 / |
| | | vom gewählten Modus oder Profil. | RS232-Schnittstelle. Hier wird die Beschleunigungsstufe in der Option |
| | | | 29, bzw. dem entsprechenden Befehl im h/p/cosmos coscom-Protokoll |
| | | | definiert. |
| | OP29 | Standard-Beschleunigungsstufe bei | Alle über die RS232-Schnittstelle an das Laufband gesendeten |
| | | Ansteuerung über die serielle | Geschwindigkeitsbefehle werden mit der festgelegten |
| | | Schnittstelle RS232 | Beschleunigungsstufe ausgeführt. Diese Option ist sehr hilfreich, |
| | | | wenn Fremdgeräte (z.B. EKG, Ergospirometrie, PC) keine |
| | | | Menüfunktion für Beschleunigungsstufen haben. |
| | | | zeigt blinkend: 1 5, (Standard: 1) für die |
| | | | |
| | | | Beschleunigungsstufe / Verzögerungsstufe für Befehle, die über die RS232 Schnittstelle an das Laufband kommen. Der max. einstellbare |
| | | | |
| | | | Wert ist von der Einstellung / Begrenzung der Option 28 abhängig. |
| | | | Hinweis: Wenn das externe Gerät einen Beschleunigungs- oder |
| | | | Verzögerungsbefehl über die RS232 Schnittstelle sendet, gilt die |
| | 00/2 | | Option 29 für diesen Befehl nicht. |
| | OP40 | Sperrung des Laufbands | OFF = Laufband ist nach dem Netz-Einschalten komplett gesperrt und |
| | | | kann nur durch Drücken der drei Tasten + - und START aktiviert |
| | | | werden. Während des "Gesperrt"-Zustandes erscheint im Display "no |
| | | | ACCESS" |
| | | | ON = Laufband ist freigegeben (Standard) |
| | OP41 | Sperrung und Freigabe des Manual- | OFF = Manual Modus ist gesperrt / nicht aufrufbar |
| | | Modus | ON = Manual-Modus ist freigegeben (Standard) |
| | OP42 | Sperrung und Freigabe des Profile- | OFF = Profile-Modus ist gesperrt / nicht aufrufbar |
| | | Modus | 1 6 = Profile-Modus ist bis zur gewählten Nummer des Profils |
| | | | freigegeben Standard: 6 |
| | | | Beispiel: Eingabewert 3: Der Anwender kann die Profile 1 3, jedoch |
| | | | nicht die Profile 4 6 auswählen |
| | OP43 | Sperrung und Freigabe des Cardio- | OFF = Cardio-Modus ist gesperrt / nicht aufrufbar |
| | | Modus | ON = Cardio-Modus ist verfügbar (Standard) |



| [6.A2] | OP44 | Sperrung und Freigabe des Test-Modus | OFF = Test-Modus ist gesperrt |
|--------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | 1 94 = Test-Modus ist bis zur gewählten Nummer des Testprofils |
| | | | freigegeben Standard: 28 |
| | | | Beispiel: Eingabewert 5: Der Anwender kann die Testprofile 1-5, |
| | | | jedoch nicht die Profile 6-94 auswählen |
| | OP45 | Anzeigemodus Display "index" | 0 = Display wechselt automatisch durch (Default) |
| | | INDEX DATES FINED | 1 = Anzeige permanent in MET |
| | | | 2 = Anzeige permanent in KJ |
| | | | 3 = Anzeige permanent in Watt |
| | | | Nach dem Netz-Ausschalten wird automatisch 0 als Default aktiv. |
| | OP46 | Anzeigemodus Display "elevation" | 0 = Display wechselt automatisch durch (Default) |
| | | im Modus "Profile" und "Test" | 1 = Anzeige permanent in % oder Grad (°), je nach OP14 |
| | | | 2 = Anzeige permanent in "step" |
| | | | Nach dem Netz-Ausschalten wird automatisch 0 als Default aktiv. |
| | OP47 | Anzeigen am Display erhalten | OFF = Display-Anzeigewerte werden nach erneutem START oder |
| | | resp. automatischer "Reset" | auch automatisch 2 Minuten nach STOP gelöscht (Default) |
| | | | ON = Display-Anzeigewerte werden nach erneutem START fortge- |
| | | | setzt (addiert) und auch nicht automatisch nach STOP gelöscht. |
| | | | Display-Anzeigewerte werden nur durch zweimalige Betätigung |
| | | | der STOP-Taste gelöscht (Zeit, Distanz, Energie). |
| | OP48 | Countdown bei Programmablauf | OFF = Das Zeit-Display zählt immer vorwärts |
| | | | ON = Das Zeit-Display zählt immer pro Programmschritt rückwärts |
| | | | (Count-Down) |
| | OP52 | Ausgabeintervall für das Drucker- | Durch Eingabe eines Wertes zwischen 0 und 100 wird das |
| | | Protokoll | Ausgabeintervall in Sekunden für einen direkt am Laufband |
| | | | angeschlossenen Drucker festgelegt. Standard: 60 (= Ausdruck der |
| | | | Werte 1 x pro Minute). Der Wert 0 unterdrückt die Ausgabe von |
| | | | Einzelwerten aber nicht die Ausgabe des Formularkopfs und der |
| | | | Testergebnisse (UKK). |
| | OP53 | Spracheinstellung für Ausdrucke über | Auswahl der Sprache für Ausdrucke auf einem direkt am Laufband |
| | | das Drucker-Protokoll | angeschlossenen Drucker. Sie können hier zwischen 6 verschiedenen |
| | | | Sprachen auswählen. Sowohl der Protokollausdruck, als auch |
| | | | Testergebnis und Trainingsempfehlung des UKK-2 km Gehtests |
| | | | werden in der gewählten Sprache ausgedruckt. |
| | | | EnGL = englisch (Standard) SPAn = spanisch |
| | | | GErM = deutsch POrt = portugiesisch |
| | | | FrEn = französisch HUnG = ungarisch |
| | | | Für einen korrekten Ausdruck muss der angeschlossene Drucker mit |
| | | | der Druckersprache PCL kompatibel sein. Für Sonderzeichen wird der |
| | | | Zeichensatz ISO 8859-1 (Latin-1) verwendet. |



[6.A3] User-Optionen Standardeinstellungen

| | 04: | Aut / Front de marche de la Confession | Otan dandala atallan n | Di.els |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| [6.A3] | Option | Art / Funktion der Option | Standardeinstellung | Bereich |
| | OP 01 | Rücksetzen von Fehlermeldungen. | Ni A | 0 4 004 070 1 |
| | OP 02 | Gesamtstrecke (km) | Nur Anzeige: | 0 4.294.976 km |
| | OP 03 | Gesamtbetriebsstunden (h) = Laufzeit inkl. Stand-By | Nur Anzeige: | 0 1.193.046 h |
| | OP 04 | Gesamtbetriebsstunden (h) = Laufzeit d. Antriebsmotors | Nur Anzeige: | 0 1.193.046 h |
| | OP 05 | Firmware Version | Nur Anzeige: | X.XX.X |
| | OP 06 | Einstellung Echtzeituhr | aktuelles Datum/Zeit | aktuell 31.12.2092 |
| | OP 07 | Akustisches Herzfrequenzsignal ("Pulssignal") | OFF | OFF oder ON |
| | OP 08 | Stoppzeit / Ablaufzeit | 5 Sekunden | 2 30 Sekunden |
| | OP 09 | Startgeschwindigkeit (Modus Manual und Cardio) | 0,5 km/h | 0,0 km/h 5,0 km/h |
| | OP 11 | Skalierung der Profile im Modus Profile | 0 | 0, 1 oder 2 |
| | OP 12 | Masseinheit für Geschwindigkeitsanzeige - eine | 0 = km/h | 0 = km/h 1 = m/s |
| | | Nachkommastelle bzw. keine bei 3 = m/min | | 2 = mph 3 = m/min |
| | | Masseinheit für Geschwindigkeitsanzeige - zwei | | 20 = km/h 21 = m/s |
| | | Nachkommastellen bzw. eine bei 3 = m/min | | 22 = mph 23 = m/min |
| | OP 13 | Masseinheit für Entfernungsanzeige | 2 = m | 0 = km; 1 = miles; 2 = m |
| | OP 14 | Masseinheit für Steigungs- / Neigungswinkel | 0: % (Prozent) | 0 = % / 1 = ° (Grad) |
| | OP 15 | Körpergewicht des Probanden | 65 kg | 10 250 kg |
| | OP 16 | Abfrage des Körpergewichts vor man. Und autom. Start | OFF (aus) | OFF = aus / ON = ein |
| | OP 17 | Masseinheit für Energieverbrauch | JOUL = kJoule | JOUL = kJoule CALO = kcal |
| | OP 18 | Höchstgeschwindigkeit im Cardio-Modus | 6,0 km/h bzw. | 0,0 max km/h |
| | 01 10 | Trochstgeschwindigkeit im Cardio-wodds | Maximal ohne Steigung | 0,0 IIIax KIII/II |
| | OP 19 | Einstellungen für Polar W:I:N:D System | 0000 0000 | xxxx xxxx |
| | OP 20 | RS232 Schnittstellenprotokoll an: COM 1 | 1 = h/p/cosmos coscom | 1 20 |
| | OP 21 | RS232 Schnittstellenprotokoll an: COM 2 | 1 = h/p/cosmos coscom | 1 18 |
| | OP 23 | RS232 Schnittstellenprotokoll an: COM 4 | 20 = h/p/cosmos coscom v3 | OFF, 18, 20, 22 |
| | OP 27 | Minimale Beschleunigungs- und Verzögerungsstufe | 1 | 15 |
| | OP 28 | Maximale Beschleunigungs- und Verzögerungsstufe | 4 | 17 |
| | OP 29 | Beschleunigungsstufe bei Ansteuerung über RS232 | 1 | 15 |
| | OP 40 | Sperrung und Freigabe des Laufbands | ON (freigegeben) | OFF = gesperrt ON = freigegeben |
| | OP 41 | Sperrung und Freigabe des Manual-Modus | ON (freigegeben) | OFF = gesperrt |
| | 01 41 | Sperrung und Freigabe des Mandal-Modus | ON (Ireigegeben) | ON = freigegeben |
| | OP 42 | Sperrung und Freigabe des Profile-Modus | 6 (freigegeben bis Profil Nr. | 0 6 |
| | OF 42 | Sperrung und Freigabe des Fronie-Wodds | 6) | 0 0 |
| | OP 43 | Sperrung und Freigabe des Cardio-Modus | ON (freigegeben) | OFF = gesperrt |
| | | | | ON = freigegeben |
| | OP 44 | Sperrung und Freigabe des Test-Modus | 28 (freigegeben bis Test Nr. 28) | 0 94 |
| | OP 45 | Anzeigemodus Display "index" | 0 | 0 3 |
| | OP 46 | Anzeigemodus Display "elevation" | 0 | 0 2 |
| | OP47 | Anzeigen am Display erhalten, resp. automatischer | OFF | OFF = RESET automat. |
| | | "Reset" | | ON= RESET 2xSTOP |
| | OP48 | Countdown bei Programmablauf | OFF | OFF = vorwärts |
| | | | | ON = rückwärts |
| | OP 52 | Ausgabeintervall für das Drucker-Protokoll | 60 (Sekunden) | 0 = keine Einzelwerte, |
| | | - | , , | 1 100 |
| | OP 53 | Spracheinstellung für Ausdrucke über das Drucker- | englisch | englisch, deutsch, |
| | | Protokoll | | französisch, spanisch |
| | | | | portugiesisch, ungarisch |



[6.B] Administrator-Optionen

Der Zugang zu den Administrator-Optionen ist ausschliesslich h/p/cosmos-Mitarbeitern und autorisierten Servicetechnikern vorbehalten. Der Zugang ist nur mittels speziellem (hier nicht beschriebenen) Zugriffscode möglich.

Die Änderung von Administrator-Optionen kann gravierende Einflüsse auf die Funktion des Laufbandes haben. Eine Veränderung der Administrator-Optionen darf daher nur nach Rücksprache mit der Serviceabteilung von h/p/cosmos vorgenommen werden.

Um an Geräten ohne UserTerminal die Optionseinstellungen zu verändern, benötigen Sie ein externes UserTerminal, oder einen PC mit der Software h/p/cosmos para control[®].

[6.B1] Liste der Administrator-Optionen

| [6.B1] | Option | Bezeichnung | Erläuterung / Anzeige |
|--------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | OP01 | Rücksetzen der Fehlermeldungen E 20, | Die erforderlichen Servicearbeiten oder Reparaturen müssen vor dem |
| | | E 21, E 30, E 31, E 32, E 41, E 50 und E 51 | Rücksetzen der Fehlermeldung durchgeführt werden. Bestätigung im Display durch "donE" |
| | | | Info: Es wird nur die Fehlermeldung gelöscht. Besteht der Fehler am Gerät weiterhin, erscheint die entsprechende Fehlermeldung erneut. |
| | OP02 | Auswahl des OEM-Codes | Durch Auswahl des entsprechenden OEM-Codes wird die Steuerung |
| | | | an die Anforderungen des jeweiligen OEM-Partners angepasst. |
| | | | Folgende OEM-Codes sind einstellbar: |
| | | | 0 = h/p/cosmos (Standard) |
| | | | 1 = JAEGER / VIASYS / Cardinal Health |
| | | | 2 = Ergo-Fit (1997-98) |
| | | | 3 = Proxomed / Kardiomed |
| | | | 4 = KISTLER Gaitway |
| | | | 6 = COSMED |
| | | | 9 = SCHILLER |
| | | | Hinweis: Nicht alle genannten Firmen waren oder sind OEM-Partner von h/p/cosmos. |
| | OP03 | Auswahl des Gerätetyps | Einstellung des korrekten Laufband-Gerätetyps von 0.1 bis 7.2 - siehe |
| | 01 00 | / tuowarii des deratetyps | dazu "Liste der Gerätetypen". Beim Leiter-Ergometer ist hier lediglich |
| | | | der Gerätetyp 0.1 und 1.1 auswählbar. |
| | | | |
| | | | Hinweis: Die Auswahl und Bestätigung eines Gerätetyps setzt |
| | | | sämtliche Benutzer- und Administrator-Optionen auf Werkseinstellung |
| | | | des ausgewählten Gerätetyps zurück. |



| [6.B1] | OP04 | Maximale Geschwindigkeit bei Drehrichtungsumkehr (diese Option ist nur bei Laufbändern, nicht bei einem Leiter-Ergometer vorhanden) | Bei allen Laufbandmodellen mit einer Motorhaube oder einem Querbügel muss aufgrund von Sicherheitsvorschriften die maximale Geschwindigkeit während der Drehrichtungsumkehr auf 5.00 km/h begrenzt werden. Eine Freigabe dieser Begrenzung ist nur möglich, wenn der Läufer entsprechend gesichert ist (z.B. durch einen Sicherheitsbügel). Zeigt: Maximale Geschwindigkeit bei Drehrichtungsumkehr Einstellbereich: 1.0 km/h bis maximale Geschwindigkeit des Laufbandes eingestellte Einheit leuchtet max. leuchtet |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | OP05 | Maximale Geschwindigkeit | Entsprechend des ausgewählten Gerätetyps (OP 03) wird die maximal zulässige Geschwindigkeit im SPEED Display angezeigt. Beispiel: h/p/cosmos mercury = 22,00 km/h; h-p-cosmos discovery = 40.0 m/min. Auf besonderen Kundenwunsch (z.B. aus |
| | | | Sicherheitsgründen) kann die maximale Geschwindigkeit für jedes Modell begrenzt werden. Zeigt: Maximale Geschwindigkeit Einstellbereich: 1.0 km/h bis maximale Geschwindigkeit des Laufbandes eingestellte Einheit leuchtet |
| | OP06 | Maximale Beschleunigungszeit in Sekunden (diese Option ist nur bei Laufbändern, nicht bei einem Leiter-Ergometer vorhanden) | max. leuchtet zeigt: z.B. 131 (max. Beschleunigungsinkrement) zeigt: z.B. 5.0 (max. Beschleunigungszeit in Sek.) zeigt: z.B. 5.0 (max. Beschleunigungszeit in Sek.) |
| | OP07 | Maximale Steigung (diese Option ist nur bei Laufbändern, nicht bei einem Leiter-Ergometer vorhanden) | Entsprechend des ausgewählten Gerätetyps (OP 03) wird der maximal zulässige Steigungswinkel angezeigt. Beispiel: h/p/cosmos mercury = 25,0 % Aus Sicherheitsgründen (z.B. wenn aufgrund der Raumhöhe der Sicherheitsbügel nicht bei voller Steigung möglich ist) kann der max. Steigungswinkel begrenzt werden. Zeigt: Maximale Steigung Einstellbereich: 0 bis maximale Steigung des Laufbandes |
| | OP08 | Herzfrequenz–Anzeige-Intervall | zeigt: Herzfrequenz-Anzeige Intervall in Sekunden Einstellbereich: 0 (beat to beat) 1 bis 9 Sekunden Vergleich: Ein Herzfrequenzmesser der Firma POLAR erneuert sein Display alle 5 Sekunden Zeigt: SEC |

| [6.B1] | OP09 | Test aller Displays und LEDs | |
|--------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | OP10 | Eingabe der Serien-Nummer anhand | Veränderung des Wertes mit (→ oder → |
| | | des Typenschildes | Bestätigung des Wertes mit |
| | | | Beispiel: Laufband mit der Seriennummer cos30000va08-0128 auf |
| | | | dem Typenschild |
| | | | zeigt: 300 (Artikelnummer des Gerätes) |
| | | | zeigt: 0005 (Artikelnummer des Gerätes) |
| | | | zeigt: 0128 (laufende Seriennummer dieser Gerätefamilie) |
| | OP11 | Aktivierung / Deaktivierung der | Die Einstellung der Geschwindigkeitsmessung wird grundsätzlich |
| | | Geschwindigkeitsmessung | durch die Eingabe des korrekten Gerätetyps in der Option Nummer 3 |
| | | | der Administrator-Ebene festgelegt. Die Option 11 wird nur in |
| | | | Ausnahmefällen benötigt. Eine Aktivierung der Geschwindigkeits- |
| | | | messung ist nur möglich, wenn der entsprechende Geschwindigkeits- |
| | | | sensor eingebaut ist. |
| | | | zeigt: |
| | | | 0 = ohne Geschwindigkeitsmessung / -sensor |
| | | | 1 = mit Geschwindigkeitsmessung / -sensor |
| | | | (permanente Regelung) |
| | | | 2 = mit Geschwindigkeitsmessung / -sensor |
| | | | (Regelung ab einer Geschwindigkeit > 2 km/h, keine |
| | | | Regelung < 2km/h) |
| | OP12 | Toleranzeinstellung für den | Die MCU5 Steuerelektronik vergleicht laufend die zurückgesendeten |
| | | Geschwindigkeits-Signal-Vergleich | Intervalle der Speedabtastung mit einem berechneten Sollwert. |
| | | (Messung / Steuerung) | Zur Erkennung von Problemen bei der Geschwindigkeitsmessung oder |
| | | | -steuerung oder z.B Leistungseinbußen wegen schlechter |
| | | Die Einstellung dieses Parameters | Spannungsversorgung, kann mit dieser Option eine Toleranz |
| | | reflektiert nicht die wirkliche Genauigkeit | festgelegt werden. Sobald die Toleranz überschritten wird, wird der |
| | | der Geschwindigkeitsanzeige. Die | Fehler E. 31 (gemessene Geschwindigkeit ist zu groß) oder E. 32 |
| | | Genauigkeit ist höher. | (gemessene Geschwindigkeit ist zu klein) ausgegeben. |
| | | | OFF = kein Vergleich |
| | | | 6 = 6 % Abweichung erlaubt |
| | | | 8 = 8 % Abweichung erlaubt |
| | | | 10 = 10 % Abweichung erlaubt |



| [6.B1] | OP13 | Aktivierung / Deaktivierung der Motorbremse | Die Motorbremse verhindert bei Sollgeschwindigkeit 0 (z.B. "Laufband- Stop" oder "Pause") dass der Laufgurt manuell angetrieben werden kann. Tritt trotz der Vorgabe "Laufgurt-Stop" eine Laufgurtbewegung auf, wird für ca. 10 Sekunden die Motorbremse aktiviert. |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Hinweis: Die Motorbremse ist nur funktionsfähig, wenn das Gerät mit einer Geschwindigkeitsmessung ausgestattet ist und diese eingeschaltet ist (OP11=1). Bei Laufband-Ergometern die nicht mit einer Geschwindigkeitsmessung ausgestattet sind, kann diese sehr einfach nachgerüstet werden. |
| | | | Zur Aktivierung der Motorbremse müssen zusätzlich mehrere Parameter des Frequenzumrichters geändert werden. Kontaktieren sie hierzu bitte die Service-Abteilung der h/p/cosmos sports & medical gmbh. |
| | | | Vorsicht! Bei ausgeschaltetem Gerät oder fehlender Spannungsversorgung funktioniert die Motorbremse nicht! Nach 10 Sekunden Einschaltzeit der Motorbremse, löst sich diese automatisch und wird nur nach einer erneuten Laufgurtbewegung reaktiviert. Während dieser Phase kann ein kurzer Ruck auftreten. |
| | | | zeigt OFF = Motorbremse nicht aktiv zeigt ON = Motorbremse aktiv |
| | OP14 | Maximale Beschleunigungszeit in Sekunden für RS232 (diese Option ist nur bei Laufbändern, nicht bei einem Leiter-Ergometer vorhanden) | zeigt: z.B. 5 (max. Beschleunigungsinkrement) zeigt: z.B. 131.1 (max. Beschleunigungszeit in Sek.) zeigt: SEC. |
| | OP16 | Aktivierung und Sperrung der Herzfrequenzmessung | zeigt 0 = Herzfrequenzmessung deaktiviert, ausser Funktion / OFF 1 = Herzfrequenzmessung aktiv, Platine HFU1 oder RE06REC (default) 2 = Herzfrequenzmessung aktiv, Platine HFUi auto = automatische Erkennung und Aktivierung der Platine 4 = Polar W:I:N:D (weitere Einstellung in User OP19 und OP23 notwendig) |
| | OP33 | Sprossenabstand Leiter-Ergometer (Nur bei einem Leiter-Ergometer, nicht bei Laufbändern auswählbar) | Eingabe des Abstands zwischen 2 Sprossen zur korrekten Berechnung der Anzahl zurückgelegter Stufen/Sprossen. Standardeinstellung: 254 für 25,4 cm |



| [6.B1] | OP34 | Manuelle Geschwindigkeitseichung (gezählte Inkremente vom Geschwindigkeits-Sensor pro 10 Meter Laufgurt-Bewegung) | Der Geschwindigkeits-Eichwert wird grundsätzlich durch die Eingabe des korrekten Gerätetyps in der Option Nummer 3 der Administrator-Ebene festgelegt. Die Option 34 wird nur bei manueller Geschwindigkeits-Eichung oder bei speziellen Übersetzungen oder Antriebsmotoren (Sondergeschwindigkeiten) benötigt. Wenn Sie die Option 34 ändern, achten Sie bitte immer auch auf die korrekte Einstellung der Optionen Nummer 5 (maximale Geschwindigkeit), Nummer 11 (Speed-Messung; muss eingeschaltet sein) und Nummer 48 (maximale FU-Geschwindigkeit). Zum Verändern des Geschwindigkeits-Eichwerts benutzen Sie die + und –Tasten. Um zwischen verschiedenen Standardwerten hin- und herzuspringen können Sie auch die UP- und DOWN-Tasten benutzen. Falls die Geschwindigkeitsmessung mit OP11 ausgeschaltet ist, dann wird hier nur eine interne Programmkonstante angezeigt. |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Im anderen Fall sind folgende Werte hinterlegt: Laufbandserie h/p/cosmos mercury mit Sondergeschwindigkeit 10 km/h: Geschwindigkeits-Eichwert: 8.490 Frequenzumrichter Frequenz: 80,2 Hz Laufbandserie h/p/cosmos mercury mit |
| | | | Standardgeschwindigkeit 22 km/h: Geschwindigkeits-Eichwert: 5.988 Frequenzumrichter Frequenz: 123,3 Hz Laufbandserie h/p/cosmos mercury mit Sondergeschwindigkeit 30 km/h: |
| | | | Geschwindigkeits-Eichwert: 4.165 Frequenzumrichter Frequenz: 119.0 Hz Laufbandserie h/p/cosmos quasar mit Sondergeschwindigkeit 10 km/h: |
| | | | Geschwindigkeits-Eichwert: 7.800 Frequenzumrichter Frequenz: 80 Hz Laufbandserie h/p/cosmos quasar mit Sondergeschwindigkeit 22 km/h: Geschwindigkeits-Eichwert: 4.495 |
| | | | Frequenzumrichter Frequenz: 94,5 Hz Laufbandserie h/p/cosmos quasar mit Geschwindigkeit 25 km/h: Geschwindigkeits-Eichwert: 4.495 |
| | | | Frequenzumrichter Frequenz: 110,0 Hz Laufbandserie h/p/cosmos quasar mit Sondergeschwindigkeit 30 km/h: Geschwindigkeits-Eichwert: 4.010 Frequenzumrichter Frequenz: 115 Hz |
| | | | Fortsetzung nächste Seite |



| [6.B1] | | Fortsetzung | ■ Laufbandserie h/p/cosmos quasar mit |
|--------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | Sondergeschwindigkeit 40 km/h: |
| | | | Geschwindigkeits-Eichwert: 2.874 |
| | | | Frequenzumrichter Frequenz: 113 Hz |
| | | | ■ Laufbandserie h/p/cosmos quasar mit |
| | | | Sondergeschwindigkeit 45 km/h: |
| | | | Geschwindigkeits-Eichwert: 2.874 |
| | | | Frequenzumrichter Frequenz: 125 Hz |
| | | | ■ Laufbandserie h/p/cosmos pulsar 3p mit 40 km/h: |
| | | | Geschwindigkeits-Eichwert: 2.874 |
| | | | Frequenzumrichter Frequenz: 110 Hz |
| | | | ■ Laufbandserie h/p/cosmos pulsar 3p mit |
| | | | Sondergeschwindigkeit 45 km/h: |
| | | | Geschwindigkeits-Eichwert: 2.874 |
| | | | Frequenzumrichter Frequenz: 125 Hz |
| | OP35 | Intervall für Öl-Anzeige | Die Distanz für die automatische Anzeige des "ÖL-Service" (Lauffläche |
| | | | schmieren) kann mittels OP 35 eingestellt werden. |
| | | | Standard = 1000 km für Laufbänder, 100 km für Leiter-Ergometer |
| | | | Der ÖL-Service wird dann alle 1000 km automatisch auf dem Display |
| | | | mit "E 01" "OIL" angezeigt. |
| | | | zeigt: Öl-Intervall in km (Standard = 1.000) |
| | | | |
| | | | Einstellbereich: OFF, 100 5.000 km |
| | | | |
| | | | Ändern Sie das Intervall nicht ohne vorherige Rücksprache mit |
| | | | h/p/cosmos. Bei einige Modellen der Serie h/p/cosmos venus und |
| | | | saturn, JAEGER LE 580 und grösser sowie COSMED T200 und |
| | | | grösser ist in OPTION 35 auf OFF zu stellen, wenn eine automatische |
| | | | ÖL-Pumpe und ein ÖL-Tank vorhanden sind. |



| [6.B1] | OP37 | Intervall für Service-Anzeige STK (zeitabhängig) für sicherheitstechnische Kontrolle "E 02" "HELP" | Für alle gewerblichen, institutionellen und medizinischen Anwendungen von Sportgeräten und/oder aktiven Medizinprodukten mit Netzspannungsanschluss sind regelmässige sicherheitstechnische Kontrollen durch einen ausgebildeten und autorisierten Servicetechniker durchführen zu lassen. Entsprechende Protokolle und Prüfanleitungen sind beim h/p/cosmos Service erhältlich. Um dies zu gewährleisten wird nach Ablauf des Service-STK-Intervalls in den Displays "E 02" "HELP" angezeigt. Spätestens nach jeweils 12 Monaten ist eine sicherheitstechnische Kontrolle STK vorgeschrieben. Bei Aufruf der OP37 wird die noch verbleibende Restzeit (in Monaten) bis zur nächsten fälligen STK/Wartung/Prüfung angezeigt. Die Rücksetzung (Reset) des Intervalls und der Meldung "E02" erfolgt in der Option OP47. Bei Bedarf kann das STK Anzeigeintervall geändert werden: Aufruf OP37 und Änderung mit doer der der der der der der der der der d |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | OP38 | Intervall für Service-Anzeige Wartung (distanzabhängig) "E 02" "HELP" | h/p/cosmos empfiehlt in regelmässigen Abständen – spätestens alle 5.000 km (bei Leiter-Ergometer: 500 km) oder spätestens alle 12 Monate – eine Wartung (generelle Wartung, bei Laufbändern Gurtspannung kontrollieren, Innenraum-Reinigung, etc.) durch einen ausgebildeten und autorisierten Servicetechniker durchführen zu lassen. Entsprechende Wartungslisten und Anweisungen sind beim h/p/cosmos Service erhältlich. Um dies zu gewährleisten wird alle nach Ablauf des Service-Intervalls in den Displays "E 02" "HELP" angezeigt. Spätestens nach jeweils 12 Monaten ist eine sicherheitstechnische Kontrolle STK vorgeschrieben. Die Rücksetzung (Reset) des Intervalls und der Meldung "E02" erfolgt in der Option OP47. Bei Bedarf kann das Service-Anzeigeintervall mit der Option OP38 geändert werden. Aufruf OP38 und Änderung mit oder . Bestätigung mit zeigt: Service-Intervall in km (Standard = 5.000 / 500) Einstellbereich 1.000 bis 9.900 km bzw. 100 bis 5.000 km für das Leiter-Ergometer. |



| [6.B1] | OP39 | Steigung: Anzeige als Sollwert oder Istwert (Diese Option ist für Laufbänder ohne Steigung und Leiter-Ergometer nicht relevant) | 0 = Sollwert-Anzeige der Steigung (Anzeige: Ziel-Steigungswinkel) 1 = Istwert-Anzeige der Steigung bzw. blinkende Sollwertanzeige, wenn der Sollwert über die Tasten verändert wurde und noch nicht erreicht ist. (Anzeige: aktueller Steigungswinkel; empfohlen; Standard- Einstellung) | |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | OP40 | Geschwindigkeit: Anzeige als Sollwert oder Istwert | 0 = Sollwert-Anzeige der Geschwindigkeit (Anzeige: Ziel-Geschwindigkeit) 1 = Istwert-Anzeige der Geschwindigkeit bzw. blinkende Sollwerteanzeige, wenn der Sollwert über die Tasten verändert wurde und noch nicht erreicht ist. (Anzeige: aktuelle Geschwindigkeit; empfohlen; Standard-Einstellung) | |
| | OP41 | Veränderung Steigungswinkel nach STOP (diese Option ist nur bei Laufbändern, nicht bei einem Leiter-Ergometer | 0 = Steigungswinkel bleibt auf aktuellem Wert nachdem STOP gedrückt wurde (empfohlen; Standard-Einstellung). 1 = Steigungswinkel fährt auf 0% nachdem STOP gedrückt wurde. | |
| | | einstellbar) | Das Umstellen der Option 41 auf Wert 1 hat Auswirkungen auf die Sicherheit des Benutzers und auf dritte Personen. Wenn durch Drücken der Stop-Taste der Steigungswinkel automatisch nach unten fährt, kann das im Falle einer falschen Bedienung oder schreckhaften Reaktion zu gefährlichen Verletzungen und Quetschungen führen. h/p/cosmos empfiehlt daher, diese Option immer auf der Standard-Einstellung zu belassen. Stop bedeutet Stop für alle Bewegungen und darf keine aktive Reaktion am Laufband hervorrufen. Eine Umstellung der Option 41 darf nur nach schriftlich dokumentierter Einweisung über die Gefahrenhinweise und nach schriftlicher Bestätigung des Kunden durchgeführt werden! | |
| | OP46 | Anzeige und Einstellung Neigungswinkel Leiter-Ergometer (Nur bei einem Leiter-Ergometer, nicht bei Laufbändern auswählbar) | zeigt: Neigungswinkel Leiter-Ergometer, Standard: 75 Grad Einstellbereich: 0 bis 180 Grad | |
| | OP47 | Zurücksetzen der Öl- und Service- Intervalle (Distanz und Zeit) nach einem Serviceeinsatz resp. nach einer STK sicherheitstechnischen Kontrolle | Nach Durchführung eines Serviceeinsatzes in dessen Rahmen das Laufband geölt, gefettet und vollständig gewartet wurde, können Ölund Service-Intervall sowie Intervall für STK mit der Option OP47 wieder zurückgesetzt werden. Die Rücksetzung darf nur erfolgen, wenn auch alle Wartungsarbeiten laut Wartungsliste und alle Kontrollen und Messungen nach STK durchgeführt und protokolliert wurden. | |



[6.B1] OP48 Maximale Geschwindigkeit bei maximaler Frequenzumrichter-Ansteuerung.

Die maximale Frequenzumrichter-Geschwindigkeit wird erreicht, wenn die MCU (im UserTerminal) z.B. die Steuerspannung (Analogspannung für den Frequenzumrichter) auf 10 Volt einstellt, d.h. bei maximaler Frequenzumrichter-Frequenz.

Die maximale Geschwindigkeit bei maximaler Frequenzumrichter-Frequenz wird grundsätzlich durch die Eingabe des korrekten Gerätetyps in der Option Nummer 3 der Administrator-Ebene festgelegt. Die Option 48 wird nur bei manueller Geschwindigkeits-Eichung oder bei speziellen Übersetzungen oder Antriebsmotoren (Sondergeschwindigkeiten) benötigt.

Wenn Sie die Option 48 ändern, achten Sie bitte immer auch auf die korrekte Einstellung der Optionen Nummer 5 (maximale Geschwindigkeit), Nummer 11 (Geschwindigkeits-Messung; muss eingeschaltet sein) und Nummer 34 (Geschwindigkeits-Eichwert).

Beispiele für verschiedene Sondergeschwindigkeiten und die entsprechenden maximalen Frequenzumrichter-Frequenzen finden Sie unter B3: Liste der Laufband-Gerätetypen.

Vorgehensweise

- Stellen Sie sicher, dass in der Administrator-Option 3 der richtige Gerätetyp eingestellt ist.
- Gehen Sie in die Administrator-Option 5 und erlauben Sie dort die maximal mögliche Geschwindigkeit.
- Im Modus Manual steuern Sie mit der Taste "+" das Gerät auf max. mögliche Geschwindigkeit.
- Zur Kontrolle messen Sie mit einem Voltmeter die Analogspannung an der MCU-FU-Steuerung: Sie muss 10 Volt betragen. Notieren Sie den Spannungswert auf dem Servicebericht !(nicht bei digitaler Ansteuerung)
- Lesen Sie die Geschwindigkeit ab und schreiben Sie den Wert in den h/p/cosmos Servicebericht: OP 48: _____ km/h
- Stoppen Sie den Laufgurt mit der Taste STOP.
- Gehen Sie in die Administrator OPTION 48 und geben Sie hier den zuvor gemessenen Wert (der max. möglichen Geschwindigkeit bei voller FU-Ansteuerung) in km/h ein.
- Gehen Sie erneut in die Administrator OPTION 05 und erlauben Sie die gewünschte / angebrachte max. Geschwindigkeit.

Info 1: Wurde mit der Option 11 keine Geschwindigkeitsabtastung (Speed-Sensor) eingestellt, wird mit der Option 48 auch automatisch der neue Geschwindigkeitseichwert berechnet.

Info 2: Auch wenn keine Geschwindigkeitsabtastung eingestellt ist, hat der Geschwindigkeitseichwert eine interne Bedeutung. Die Abtastimpulse (Ist-Impulse) werden in diesem Fall direkt aus der Analogspannung abgeleitet bzw. simuliert, und nicht über den Speed-Sensor-Eingang gemessen.

Eingabebereich: 1,00 bis 99,99 km/h

Feste Werte mit Up- /Down-Taste auswählbar: 20; 22; 22,5; 26; 30;

30,3; 40; 40,9; 41,20; 45,3; 46; 50; 60; 80



| [6.B1] | OP49 | Art der FU-Ansteuerung | Auswahl der FU-Ansteuerung. Es stehen zwei Arten zur Auswahl zur Verfügung: | |
|--------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | OSSTANCE ELEVATION HEART RATE ORGANIC STANCES OR 605 STANCES | |
| | | | Analog 0 bis 10 V AnA LOG | |
| | | | Digital über RS-485 rS- 485 | |
| | | | | |
| | OP51 | Fehlerstatistik der digitalen FU- | In der unteren Displayreihe werden für drei verschiede Fehlerarten die | |
| | | Ansteuerung | Anzahl der aufgetreten Fehler angezeigt. | |
| | | | Anzahl der NAK-Fehler: Der FU hat ein NAK (not | |
| | | | acknowledged) gesendet, d.h. der FU hat den letzten Befehl nicht | |
| | | | akzeptiert (Übertragungsfehler,). | |
| | | | Anzahl der Prüfsummenfehler: Die Prüfsumme der | |
| | | | empfangenen FU-Nachricht ist falsch (Übertragungsfehler,). | |
| | | | Timeout-Zeit (60 ms) geantwortet. | |
| | | | Hinweis: Bei jedem Not-Stopp erhöht sich zwangsweise auch die | |
| | | | | |
| | | | Sendeleitung zum FU hardwarebedingt unterbrochen wird. | |
| | | | Hinweis: Bei jedem Not-Stopp erhöht sich zwangsweise auch die Anzahl der Timeout-Fehler um mindestens einen Zähler, weil die Sendeleitung zum FU hardwarebedingt unterbrochen wird. | |

| [6.B1] OP89 | Art der Steigungswinkelmessung | Folgende Arten der Steigungswinkelmessung sind optional einstellbar |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (Diese Option ist für Laufbänder ohne | ■ 0 = kein Steigungswinkel vorhanden. |
| | Steigung und Leiter-Ergometer nicht | 1 = Inkrementalscheibe + Lichtschranke oder Induktivgeber: |
| | relevant) | 60 Impulse / Motorumdrehung: Hubschere 4 mm Spindel: |
| | Anmerkung: Die Art der Steigungswinkelmessung wird grundsätzlich durch die Eingabe des korrekten Gerätetyps in der in der Option Nummer 3 der Administrator- Ebene festgelegt. Eine separate Einstellung der Administrator-Option Nummer 89 wird nur in seltenen Ausnahmefällen bei Sondergeräten benötigt. | 025% Steigungswinkel (Serie QUASAR/PULSAR 19912001) 2 = Inkrementalscheibe + Lichtschranke oder Induktivgeber: 60 Impulse / Motorumdrehung: Hubschere 5 mm Spindel. 025% Steigungswinkel (Serie h/p/cosmos saturn ab 1994) 3 = Inkrementalscheibe + Lichtschranke oder Induktivgeber: 60 Impulse / Motorumdrehung: Hubschere 5 mm Spindel. 035% Steigungswinkel (Serie h/p/cosmos venus ab 1997) 4 = Linearantrieb "RH" + Hubarm. 0 - 24% Steigungswinkel. 240 mm Hub (Serie h/p/cosmos mercury ab 1997) 5 = Linearantrieb "HN" + Hubarm. 0 - 28% Steigungswinkel. 300 mm Hub (Serie h/p/cosmos quasar ab 2002) 6 = Linearantrieb "HN" + Hubarm. 0 - 25% Steigungswinkel. 300 mm Hub (Serie h/p/cosmos pulsar ab 2002) 7 = Hydraulik-Zylinder für 0 - 11 % Steigungswinkel. 430 mm Hub (Serie PLM Mustang 2200) 8 = Hydraulik-Zylinder für 0 - 11 % Steigungswinkel. 302 mm Hub (Serie PLM Trainer) 9 = Linearantrieb "HN" + Hubarm. 0 - 25% Steigungswinkel. 252 mm Hub (Serie h/p/cosmos mercury ab 2007) 10 = Linearantrieb "HN" + Hubarm10+18% Steigungswinke 300 mm Hub (Serie h/p/cosmos quasar ab 2002) 11 = Linearantrieb "HN" + Hubarm10+15% Steigungswinke 300 mm Hub (Serie h/p/cosmos pulsar ab 2002) 12 = Inkrementalscheibe + Lichtschranke oder Induktivgeber: 60 Impulse / Motorumdrehung: Hubschere 8 mm Spindel425 % Steigungswinkel (Serie h/p/cosmos saturn 450/300rs ab 2008) |



| [6.B1] | OP90 | Defaulteinstellungen laden oder | Mit dieser Option können alle Optionswerte (Ausnahmen siehe unten) |
|--------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| [0.51] | 01 00 | speichern | gespeichert oder wieder geladen werden. |
| | | | Mit das Laden oder Speichern ausgewählt. Nach der |
| | | | Bestätigung mit muss die Sicherheitsabfrage noch einmal mit |
| | | | bestätigt werden. |
| | | | DOTANCE BESTATION BROOMS REGERATION US and whose |
| | | | SAVE dEF AULt |
| | | | ArE YOU SUrE |
| | | | SAV Ed |
| | | | LOAD dEF AULt |
| | | | ArE YOU SUrE |
| | | | LOAd Ed |
| | | | Sollen Defaultwerte geladen werden ohne dass zuvor welche |
| | | | gespeichert wurden, erscheint folgende Meldung und es wird keine Änderung durchgeführt. |
| | | | nO d EFS AVEd |
| | | | Der Taster SW1 auf der MCU 5 Baugruppe führt die gleiche Aktion aus |
| | | | wie das Laden der Defaultwerte mit folgender Ausnahme: Sind keine |
| | | | Defaultwerte gespeichert worden, dann werden die Defaultwerte der |
| | | | Firmware übernommen. |
| | | | Folgende Optionswerte werden nicht als Defaultwerte behandelt und |
| | | | bleiben unverändert: |
| | | | Benutzer - OP 02: Gesamtdistanz |
| | | | Benutzer - OP 03: Gesamtbetriebszeit |
| | | | Benutzer - OP 04: Gesamtlaufzeit |
| | | | Administrator-OP 10: Laufband Seriennummer |
| | | | Administrator-OP 91: MCU Gesamtbetriebszeit |
| | | | Administrator-OP 92: Gesamtdistanz |
| | | | Administrator-OP 93: Gesamtbetriebszeit |
| | | | Administrator-OP 94: Gesamtlaufzeit |
| | | | Administrator-OP 95: MCU Seriennummer |
| | OP91 | Gesamtbetriebsstunden der MCU (h) | DBSTANCE und LEVATION zeigen: Betriebsstunden |
| | | = Gesamte Einschaltzeit der MCU | Zeigt: h |
| | | | Dieser Wert kann nicht geändert werden! |
| | OP92* | Gesamtstrecke (km) | und zeigen: Gesamtstrecke in km |
| | | | Unterschied zur Benutzer Option 02: der angezeigte Wert kann auch |
| | | | geändert werden. |



| [6.B1] | OP93* | Gesamtbetriebsstunden (h) | und zeigen: Betriebsstunden |
|--------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0.51] | 01 30 | = Stand-By-Zeit inklusive Laufzeit des | zeigt: h |
| | | Antriebsmotors/Laufgurtes | Unterschied zur Benutzer Option 03: der angezeigte Wert kann auch |
| | |] | geändert werden. |
| | OP94* | Gesamtbetriebsstunden (h) | DISTANCE ELEVATION |
| | 01 34 | = reine Laufzeit des | und zeigen: Betriebsstunden |
| | | Antriebsmotors/Laufgurtes | zeigt: h |
| | | | Unterschied zur Benutzer Option 04: der angezeigte Wert kann auch geändert werden. |
| | OP95 | MCU Seriennummer | Anzeige und Eingabe einer 8-stelligen numerischen Seriennummer mit |
| | OF 95 | MCO Serierindiffiner | folgendem Format: |
| | | | YYMM NNNN |
| | | | YY: 2-stellige Jahreszahl des Fertigungslos |
| | | | MM: Monat des Fertigungslos |
| | | | NNNN: 4-stellige Seriennummer |
| | | | - The state of the |
| | OP98 | Einstellung einer Begrenzung der | Geheime Option |
| | | Benutzungszeit | ' |
| | OP99 | Test-Profil 99 für Belastungstests (vor | Mit dieser Option aktiviert man ein Testprofil (Profil Nummer 99), |
| | | der Auslieferung / für Servicezwecke) | welches ausschliesslich für Belastungs-Tests im Werk oder für |
| | | | Servicezwecke erstellt wurde. Dieses Test-Profil ist nicht für den |
| | | | Benutzer des Gerätes gedacht und muss daher nach der Verwendung |
| | | | wieder gesperrt werden. Wird das Gerät aus- und wieder |
| | | | eingeschaltet, ist das Profil 99 automatisch deaktiviert. |
| | | | |
| | | | Details des Test-Profil 99: |
| | | | Steigung von 0 auf Maximalsteigung alle 20 min. |
| | | | Speed 3.0 km/h für 2 Stunden (bei Leiter-Ergometer: 3,0 m/min für 2 |
| | | | Stunden) |
| | | | Speed 5.0 km/h für 3 Stunden (bei Leiter-Ergometer: 5,0 m/min für 3 |
| | | | Stunden) Speed 8.0 km/h für 8 Stunden (bei Leiter-Ergometer: 8,0 m/min für 8 |
| | | | Stunden) |
| | | | STOP nach 13 Stunden Betrieb. |
| | | | 2. 2 |
| | | | Einstellmöglichkeiten: |
| | | | 0 = Test-Profil 99 gesperrt |
| | | | 1 = Test-Profil 99 freigegeben |

^{*}Anmerkung: Es ist untersagt, die Gesamtlaufzeit- und –strecke des Laufbandes auf einen Wert zu verändern, der nicht den tatsächlichen Werten des Gerätes entspricht!



${\small [6.B2]} \begin{tabular}{l} \textbf{Standardeinstellungen Administrator-Optionen} \\ \end{tabular}$

| [6.B2] | Option | Art / Funktion | Standardeinstellung | Bereich |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | OP 01 | Rücksetzen der Fehlermeldungen E 20, E 21, E 30, E 31, E 32, E 41, E 50 und E 51 | | |
| | OP 02 | OEM-Code | abhängig vom jeweiligen Modell | 0 = h/p/cosmos (Standard) 1 = JAEGER / VIASYS / Cardinal Health 2 = Ergo-Fit (1997-98) 3 = Proxomed / Kardiomed 4 = KISTLER Gaitway 6 = COSMED 9 = SCHILLER |
| | OP 03 | Auswahl des Gerätetypes - siehe Liste unter [6.B3] - | abhängig vom jeweiligen Modell | (abhängig vom jeweiligen Modell) |
| | OP 04 | Geschwindigkeitsbegrenzung bei Drehrichtungsumkehr | abhängig vom Gerätetyp in OP03 | 1,0 km/h maximale Geschwindigkeit |
| | OP 05 | Maximale Geschwindigkeit | abhängig vom Gerätetyp in OP03 | 1,0 km/h maximale Geschwindigkeit |
| | OP06 | Maximale Beschleunigungszeit in Sekunden | Inkrement 131 = 5 sek. | Inkremente: 255 1 Sekunden: 2,6 655,4 |
| | OP 07 | Maximale Steigung | abhängig vom Gerätetyp in OP03 | 0 maximale Steigung |
| | OP 08 | Herzfrequenz-Anzeige Intervall | 0 = beat to beat | 0 oder 1 9 Sekunden |
| | OP 09 | Automatischer Display Test für alle Displays | | |
| | OP 10 | Eingabe der Seriennummer des Gerätes | 300 | 12-stellige Seriennummer |
| | OP 11 | Auswahl Gerätetyp MIT oder OHNE Geschwindigkeits-Sensor | abhängig vom Gerätetyp in OP03 | 0 = ohne Geschwindigkeits- messung 1 = mit Geschwindigkeits- messung |
| | OP 12 | Toleranzeinstellung für den Geschwindigkeits-Signal-Vergleich (Messung / Steuerung) | 6 % Dieser Wert reflektiert nicht die Geschwindigkeitsgenauigkeit des Laufgurtes. | 0 = kein Vergleich 6 = 6 % Abweichung erlaubt 8 = 8 % Abweichung erlaubt 10 = 10 % Abweichung erlaubt |
| | OP13 | Motorbremse | OFF | OFF = nicht aktiv ON = aktiv |
| | OP 14 | Maximale Beschleunigungszeit in Sekunden für RS232 | Inkrement 131 = 5 sek. | Inkremente: 255 1 Sekunden: 2,6 655,4 |
| | OP 16 | Aktivierung / Sperrung der Herzfrequenzmessung | (abhängig vom jeweiligen Modell) | 0 = HF-Messung ausser Funktion 1 = HF-Messung aktiv, HFU1 + RE06REC 2 = HF-Messung aktiv, HFUi auto = autom. Erkennung |



| [6.B2] | OP 33 | Sprossenabstand (nur bei Leiter- Ergometer) | 254 = 25,4 cm | Sprossenabstand in Schritten von 0,1 cm im Bereich von 20,0 bis |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | Ligomolol) | | 45,5 cm |
| | OP 34 | manuelle Geschwindigkeits-Eichung: Wert Anzeige & Eingabe | abhängig vom Gerätetyp in OP03 | Bereich: 0 bis 65535 |
| | OP 35 | "OIL-Anzeige" Intervall | 1.000 km (Laufband) 100 km (Leiter-Ergometer) | 0 = Keine Überwachung 100 5.000 km |
| | OP 37 | Intervall für Service-Anzeige STK (zeitabhängig) für sicherheitstechnische Kontrolle | 12 Monate | 0 48 Monate |
| | OP 38 | Interval für Service-Anzeige Wartung (distanzabhängig) | 5.000 km (Laufband) 500 km (Leiter-Ergometer) | 1.000 9.999 km (Laufband) 100 5.000 km (Leiter-Ergometer) |
| | OP 39 | Steigung: Anzeige als Sollwert oder | 1 (Istwert-Anzeige) | 0 = Sollwert-Anzeige 1 = Istwert-Anzeige |
| | OP 40 | Geschwindigkeit: Anzeige als Sollwert oder Istwert | 1 (Istwert-Anzeige) | 0 = Sollwert-Anzeige 1 = Istwert-Anzeige |
| | OP 41 | Veränderung Steigungswinkel nach STOP | 0 (Steigungswinkel unverändert) | 0 = Steigungswinkel unverändert 1 = Steigungswinkel fährt auf 0 % |
| | OP 46 | Anzeige und Einstellung Neigungswinkel Leiter-Ergometer | 75 (Grad) | 0 180 Grad |
| | OP 47 | Rücksetzten von OIL- & SERVICE- Anzeige Intervall | | |
| | OP 48 | Laufgurt-Geschwindigkeit bei maximaler Frequenzumrichter-Ansteuerung | abhängig vom Gerätetyp in OP03 | (abhängig vom Gerätetyp in OP 03) 1,00 99,99 km/h |
| | OP 49 | Art der FU-Ansteuerung | Analog | Analog, RS-485 |
| | OP 51 | Fehlerstatistik der digitalen FU- Ansteuerung | n.a. | 0 bis 9999 pro Fehlerart |
| | OP 89 | Art der Steigungswinkelmessung | abhängig vom Gerätetyp in OP03 | (abhängig vom Gerätetyp in OP 03) |
| | OP 90 | Defaulteinstellungen laden oder speichern | n.a. | n.a. |
| | OP 91 | Betriebsstunden der MCU (inkl. Stand-by) | n.a. | 0 1.193.046 h |
| | OP 92 | Gesamtstrecke | n.a. | 0 4.294.976 km |
| | OP 93 | Gesamtbetriebsstunden (inkl. Stand-by) | n.a. | 0 1.193.046 h |
| | OP 94 | Gesamtbetriebsstunden (reine Laufzeit des Antriebsmotors/Laufgurtes) | n.a. | 0 1.193.046 h |
| | OP 95 | MCU Seriennummer | n.a. | 0000 0000 bis 9999 9999 |
| | OP 98 | Einstellung einer Begrenzung der Benutzungszeit | n.a. | n.a. |
| | OP 99 | Test-Profil 99 für "Burn-In-Test" (Langzeittest, Probelauf) | 0 = Test 99 gesperrt | 0 = Testprofil 99 gesperrt 1 = Testprofil 99 freigegeben |



[6.B3] Liste der Laufband-Gerätetypen

| [6.B3] | Modellansicht | Modellserie Lauffläche in cm | Gerätetyp Code | Rückwärtslauf- Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Steigung | Geschwindigkeits- Sensor * | Inkrement für 10 m | Maximale Inverter Geschwindigkeit | Steigungssystem Code | Antriebswelle Durchmesser |
|--------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | <u> </u> | | OP03 | OP04 | OP05 | OP07 | OP11 | OP34 | OP48 | OP89 | Ø |
| | Benutzerdefiniert 150 / 50 | | 0.1 | E O I.m. /h | 40 0 Israe /la | 24.0.0/ | 4 | 0.400 | 40 0 luna/la | 4 | - |
| | | 150 / 50 | 1.1 | -5.0 km/h | 10.0 km/h | 24.0 % | 1 | 8490 | 10.0 km/h | 4 | 80 mm |
| | | | 1.2 | -5.0 km/h | 20.0 km/h | 24.0 % | 0 | 5988 | 20.0 km/h | 4 | |
| | | | 1.3 | -5.0 km/h -5.0 km/h | 22.0 km/h | 24.0 % 24.0 % | 0 | 5988 4165 | 22.0 km/h | 4 | |
| | | | 1.4 | -5.0 km/h | 30.0 km/h 10.0 km/h | 25.0 % | 0 | 8490 | 30.0 km/h 10.0 km/h | 9 | |
| | | | 1.6 | -5.0 km/h | 20.0 km/h | 25.0 % | 0 | 5988 | 20.0 km/h | 9 | |
| | | | 1.7 | -5.0 km/h | 20.0 km/h | 25.0 % | 0 | 5988 | 20.0 km/h | 9 | |
| | | | 1.8 | -5.0 km/h | 30.0 km/h | 25.0 % | 0 | 4165 | 30.0 km/h | 9 | |
| | | | 2.1 | -5.0 km/h | 10.0 km/h | 0.0 % | 1 | 8490 | 10.0 km/h | 0 | |
| | | | 2.1 | -5.0 km/h | 20.0 km/h | 0.0 % | 0 | 5988 | 20.0 km/h | 0 | |
| | | | 2.2 | -5.0 km/h | 22.0 km/h | 0.0 % | 0 | 5988 | 22.0 km/h | 0 | |
| | | | 2.4 | -5.0 km/h | 30.0 km/h | 0.0 % | 0 | 4165 | 30.0 km/h | 0 | |
| | | 200 / xx | 3.1 | kein Limit | 40.0 km/h | 35.0 % | 1 | 2617 | 40.0 km/h | 3 | 180 mm |
| | | | 3.2 | kein Limit | 50.0 km/h | 35.0 % | 1 | 2617 | 50.0 km/h | 3 | |
| | | | 3.3 | kein Limit | 60.0 km/h | 35.0 % | 1 | 2617 | 60.0 km/h | 3 | |
| | | | 3.4 | kein Limit | 80.0 km/h | 35.0 % | 1 | 2617 | 80.0 km/h | 3 | |
| | a | 250 / xx | 4.1 | kein Limit | 40.0 km/h | 25.0 % | 1 | 2617 | 40.0 km/h | 2 | |
| | | 300 / xx | 4.2 | kein Limit | 50.0 km/h | 25.0 % | 1 | 2617 | 50.0 km/h | 2 | |
| | | | 4.3 | kein Limit | 60.0 km/h | 25.0 % | 1 | 2617 | 60.0 km/h | 2 | |
| | | | 4.4 | kein Limit | 80.0 km/h | 25.0 % | 1 | 2617 | 80.0 km/h | 2 | |
| | | | 4.5 | kein Limit | 40.0 km/h | 27.0 % | 1 | 2617 | 40.0 km/h | 2 | |
| | | | 4.6 | kein Limit | 50.0 km/h | 27.0 % | 1 | 2617 | 50.0 km/h | 2 | |
| | | | 4.7 | kein Limit | 60.0 km/h | 27.0 % | 1 | 2617 | 60.0 km/h | 2 | |
| | | | 4.8 | kein Limit | 80.0 km/h | 27.0 % | 1 | 2617 | 80.0 km/h | 2 | |
| | | 170 / 65 | 5.1 | -5.0 km/h | 10.0 km/h | 28.0 % | 1 | 7800 | 10.0 km/h | 5 | 100 mm |
| | | | 5.2 | -5.0 km/h | 22.0 km/h | 28.0 % | 1 | 4495 | 22.5 km/h | 5 | |
| | | | 5.3 | -5.0 km/h | 25.0 km/h | 28.0 % | 1 | 4495 | 26.0 km/h | 5 | |
| | | | 5.4 | -5.0 km/h | 30.0 km/h | 28.0 % | 1 | 4010 | 30.3 km/h | 5 | |
| | | | 5.5 | -5.0 km/h | 40.0 km/h | 28.0 % | 1 | 2874 | 41.2 km/h | 5 | |
| | | | 5.6 | -5.0 km/h | 45.0 km/h | 28.0 % | 1 | 2874 | 45.3 km/h | 5 | |
| | | | 5.7 | -5.0 km/h | 10.0 km/h | 25.0 % | 1 | 7800 | 10.0 km/h | 5 | |
| | | | 5.8 | -5.0 km/h | 22.0 km/h | 25.0 % | 1 | 4495 | 22.5 km/h | 5 | |
| | | | 5.9 | -5.0 km/h | 25.0 km/h | 25.0 % | 1 | 4495 | 26.0 km/h | 5 | |
| | | | 5.10 | -5.0 km/h | 30.0 km/h | 25.0 % | 1 | 4010 | 30.3 km/h | 5 | |
| | | | 5.11 | -5.0 km/h | 40.0 km/h | 25.0 % | 1 | 2874 | 41.2 km/h | 5 | |
| | | | 5.12 | -5.0 km/h | 45.0 km/h | 25.0 % | 1 | 2874 | 45.3 km/h | 5 | |
| | Ž. | 170 / 65 | 6.1 | -5.0 km/h | 10.0 km/h | 0.0 % | 1 | 7800 | 10.0 km/h | 0 | |
| | | | 6.2 | -5.0 km/h | 22.0 km/h | 0.0 % | 1 | 4495 | 22.5 km/h | 0 | |
| | | | 6.3 | -5.0 km/h | 25.0 km/h | 0.0 % | 1 | 4495 | 26.0 km/h | 0 | |
| | | | 6.4 | -5.0 km/h | 30.0 km/h | 0.0 % | 1 | 4010 | 30.3 km/h | 0 | |
| | | | 6.5 | -5.0 km/h | 40.0 km/h | 0.0 % | 1 | 2874 | 41.2 km/h | 0 | |
| | | 100 / == | 6.6 | -5.0 km/h | 45.0 km/h | 0.0 % | 1 | 2874 | 45.3 km/h | 0 | |
| | 1 | 190 / 65 | 7.1 | -5.0 km/h | 40.0 km/h | 25.0 % | 1 | 2874 | 40.9 km/h | 6 | |
| | | | 7.2 | -5.0 km/h | 45.0 km/h | 25.0 % | 1 | 2874 | 46.0 km/h | 6 | |

^{*} Geschwindigkeitssensor, 0 = nicht integriert, 1 = integriert. Bei Fragen und vor Änderungen wenden Sie sich bitte an den h/p/cosmos Service.



[7.]Wartung und sicherheitstechnische Kontrollen



- Im Falle einer vermuteten und/oder festgestellten Fehlfunktion und/oder eines Defektes und/oder unlesbaren Gefahrenhinweisschildern muss das Gerät sofort ausser Betrieb genommen werden, gegen Inbetriebnahme gesichert werden und der Lieferant sowie autorisiertes Servicepersonal sind schriftlich zu informieren.
- Missachtung von Warnungen, Sicherheitsvorschriften, bestimmungsgemässem und verbotenem Gebrauch, sowie auch unautorisierte oder mangelnde Wartung und/oder Reparaturen und/oder sicherheitstechnische Kontrollen kann zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen, und/oder kann die Geräte beschädigen und/oder führt zu Verlust jeder Sachmangelhaftungsansprüche und/oder jeglicher anderer Haftungsansprüche.
- Aus Sicherheitsgründen ist vor jedem Eingriff in das Gerät das Laufband-Ergometer auszuschalten und zur vollständigen Netztrennung der Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen.
- Bei allen Wartungsarbeiten und sicherheitstechnischen Kontrollen ist sicher zu stellen, dass Fremdpersonen nicht direkt oder indirekt mit dem Prüfling und/oder dem Tester in Berührung kommen. Im Umkreis von 2 m Radius ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten.

Einige Laufband-Modelle haben keine Bedieneinheit (UserTerminal) und somit keine Tastatur und kein Display. Sie können nur über die Schnittstelle RS232 ferngesteuert werden z.B. mit folgender Peripherie: EKG, Ergospirometrie, PC mit Software h/p/cosmos para graphics® oder h/p/cosmos para control®. Wichtige Sicherheitshinweise und eine Liste über kompatible Peripheriegeräte finden Sie im Kapitel: RS232 Schnittstelle und Optionsfunktionen RS232 Protokoll sowie im Internet unter www.coscom.org

Optional ist für diese Modelle auch eine Zusatztastatur oder eine externe Bedieneinheit (UserTerminal) erhältlich, die über die Schnittstelle RS232 mit dem Laufband verbunden wird. Bei Verwendung einer Zusatztastatur müssen je nach Modell eine Zusatzverkabelung und Buchse eingebaut werden.

UserTerminal MCU4 Fernbedienung mit 5 Meter Kabel [cos10002] Zusatztastatur 6 Tasten mit 2 Meter Kabel [cos10106]

Für Wartungszwecke und Diagnosezwecke empfehlen wir zusätzlich die PC Software h/p/cosmos para control® (Freeware) die zum Download auf der Website erhältlich ist: www.h-p-cosmos.com/de/software/para_control.htm

[7.A] Präventivwartung

Bei Störungen sind die Techniker und Ingenieure des von h/p/cosmos autorisierten Kundendienstes gern bereit, Sie zu beraten und für Abhilfe zu sorgen.

Eine vorbeugende Wartung kann Probleme oft schon im Vorfeld und auch in der Zukunft verhindern und ist unverzichtbar für die Sicherheit von dieser Art technischer Geräte. Der Hersteller empfiehlt einen Wartungsvertrag mit mindestens einer jährlichen Präventivwartung. Einige Präventivwartungsarbeiten und technische Sicherheitskontrollen sind zwingend vorgeschrieben.

Vor dem Einschalten der Geräte müssen Sie stets nachprüfen, ob Netzkabel, Netzstecker, Netzsteckdose und Netzeingang am Gerät fehlerfrei sind.



[7.B] Sofortige Wartungsarbeiten

Sofortige Wartungsarbeiten sind durchzuführen wenn:

- das Gerät extrem mechanisch beansprucht wurde (z.B. Stoss, Kabeldefekt an der Netzleitung oder Schnittstellenleitung durch Überfahren und/oder unzulässigen Zug)
- Flüssigkeit in das Gerät gelangte
- Kabel und/oder Steckverbinder Schäden aufweisen
- Abdeckungen abgefallen sind
- Gummiverbindungen Risse zeigen (vor allem Laufgurt und Antriebsriemen)
- der Laufgurt nicht mehr in der Mitte läuft
- die Gleitfläche unter dem Laufgurt nicht ausreichend geölt ist
- ein Defekt oder eine Fehlfunktion vermutet oder festgestellt wurde

Nur ein ordnungsgemäss und regelmässig gewartetes Gerät ist sicher. Die Wartung der Geräte darf nur durch von h/p/cosmos autorisierte Servicefachkräfte, vorzugsweise im Zuge eines Wartungsvertrages, durchgeführt werden.

[7.C] Vorgeschriebene wiederkehrende Kontrollen und STK

Für den Einsatz im Sport und Medizinbereich sowie auch im privaten, öffentlichen und militärischen Bereich beachten Sie das Datum auf der Prüfplakette auf Ihrem Gerät.

Zur Erhaltung des ordnungsgemässen Zustands der elektrischen Betriebsmittel sind wiederholt Prüfungen und sicherheitstechnische Kontrollen durchzuführen (z.B. innerhalb Deutschlands nach BGV A3, Unfallverhütungsvorschriften sowie sicherheitstechnische Kontrollen gemäss Medizinprodukte-Betreiberverordnung).



Für Laufband- und Leiter-Ergometer ist dabei eine Prüffrist bzw. sicherheitstechnische Kontrolle (STK) von einem Jahr vorgeschrieben. Diese Prüfungen dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Die durchgeführte Inspektion laut Aufkleber/Prüfplakette am Gerät (z.B. Laufband) bestätigt die Inspektion vom Gerät samt Zubehör und Optionen. Fällige Inspektionsintervalle von Optionen und Zubehör können aber deutlich von den Inspektionsintervallen der Geräte abweichen (z.B. das Seil eines h/p/cosmos airwalk Gewichtsentlastungssystems oder das Brustgeschirr beim Sicherheitsbügel mit Fallstop, Luftkompressor, etc.). Beachten Sie bitte hierzu auch die Details der entsprechenden Bedienungsanleitungen des Zubehörs und der Optionen.

Zu allen vorgeschriebenen Messungen und Kontrollen beachten Sie landesspezifische Vorgaben, detaillierte Instruktionen und Prüfschritte laut separaten Prüfprotokoll – Bestell-Nr.: [cos11690xx].

Zusätzlich zu den landesspezifische Vorgaben sind folgende Prüfungen durchzuführen und im Prüfprotokoll [cos11690xx] zu dokumentieren:


[7.C1] Sichtprüfung

Sichtprüfung auf Beschädigungen am Gerät und komplettes Zubehör. Innenraum, Motorraum, Netzanschlussleitung mit Zugentlastungen und Netzstecker, Schutzleiteranschluss und Schutzleiterverbindungen, etc..




- Sichtprüfung Mechanik und Verschleissteile: Antriebsriemen, Spannrolle, Laufgurt, Hubelement mit Befestigungsschrauben, Schweissnähte Rahmen, fester Sitz aller Schrauben und Muttern. Bei Wartungen die entsprechende Wartungsliste beachten.
- Gerät und Motorraum/Innenraum reinigen. Kühlöffnungen vom Lüftergehäuse und die Kühlrippen des Antriebsmotors und des Hubmotors, sowie Lüftungsschlitze und die Lochblechabdeckung des Frequenzumrichters von Staub und Schmutz befreien.
- Gefahrenhinweise komplett und gut leserlich laut Anweisung anbringen. Warnschilder, Schutzabdeckungen, Trittflächen, Motorhaube und Kunststoffdeckel-Installationskanal im Motorraum auf Vorhandensein und Beschädigung prüfen, ggf. ersetzen.
- Alle von aussen zugänglichen elektrischen Sicherungen (so weit vorhanden) auf richtigen Wert und richtige Beschriftung prüfen.
- Einzugsspalt hinten und bei Drehrichtungsumkehr auch vorne überprüfen und ggf. einstellen. Einzugsspalt < 8 mm. Laut Normentwurf 60601-2-xx © IEC:200X 62D/479/NWIP 2003-05-18 und auch laut EN 957-1:2005 Siehe auch "Prüffinger"

[7.C2] Schutzleiterwiderstandsmessung R_{SL}



- Widerstand zwischen Gehäuse und Schutzleiteranschluss.
- Der niederohmige Durchgang ist durch die Schutzleiterwiderstands-Messung mit einem Messgerät zur Schutzleiterwiderstands-Messung nach VDE 0701/0702 (Sportgeräte) VDE 0751/IEC601-1 (Medizinprodukte) zu kontrollieren.
- Bei der Messung ist die Anschlussleitung mindestens 5 Sekunden zu bewegen. Sollte sich hierbei der Widerstand ändern, so ist anzunehmen, dass das Kabel oder die Klemmverbindung einen Schaden hat. In diesem Fall ist das Kabel sofort zu tauschen, resp. das Gerät zu reparieren.


[7.C3] Isolationswiderstandsmessung R_{ISO}



- Widerstand zwischen verbundenem L+N-Leiter und Schutzleiteranschluss.
- Es ist sicherzustellen, dass alle durch Netzspannung beanspruchten Isolierungen erfasst werden. Alle Schalter und Schütze müssen geschlossen sein.
- Die Messungen sind mit Messgeräten zur Isolationswiderstands-Messung nach VDE 0701/0702 (Sportgeräte) VDE 075/IEC601-1 (Medizinprodukte) durchzuführen.




[7.C4] Ersatzableitstromessung lega




- Impedanzmessung, die den Strom anzeigt, der im Schutzleiter fliesst.
- Die Messung wird mit einem Messgerät zur Ableitstrom-Messung nach VDE 0701/0702 (Sportgeräte) VDE 0751/IEC601-1 (Medizinprodukte) durchgeführt.
- Die Messung entspricht dem ersten Fehler vom Erdableitstrom der IEC 601.

[7.C5] Geräteableitstrom

direkte Methode: Messung im Schutzleiter



Differenzstrom-Methode: Zuleitung/Rückleitung



- Die Messung wird mit einem Messgerät zur Ableitstrom-Messung nach VDE 0701/0702 (Sportgeräte) VDE 0751/IEC601-1 (Medizinprodukte) durchgeführt.
- Der Geräteableitstrom im Betriebszustand ist zu messen, wenn trotz betriebsmässig geschlossenem Schalter nicht gewährleistet ist, dass alle Isolierungen erfasst werden.
- Die Messung ist in beiden Netzpolaritäten durchzuführen.
- Das zu pr
 üfende Ger
 ät ist gegen Erdpotential zu isolieren.
- Die Messung entspricht dem Erdableitstrom aus IEC 601 mit Anwendungsteile geerdet.
- Bei der direkten Methode ist der Prüfling vorübergehend ohne Schutzleiterverbindung. Speziell bei Geräten ohne Potential-Isolations-Transformator (Sportgeräte) liegt daher vorübergehend eine Spannung von ca. 120 Volt am Metallrahmen des Prüflings an. Den Prüfling daher nicht berühren.



[7.C6] Elektrischer Sicherheitstester und Messungen



Bild links: Beispiel eines Sicherheitstesters/Messgerät nach IEC601-1. Bei allen Messungen beachten Sie bitte alle Hinweise in den Handbüchern der Messgerätehersteller und vergleichen Sie auch die Messwerte und Messintervalle mit den lokalen Richtlinien und Gesetzen. Ein entsprechendes Prüfprotokoll/Formular [cos11690xx] und eine detaillierte Messanleitung für alle Messungen sind auf Anfrage beim Hersteller erhältlich. Bei der ersten Installation und Inbetriebnahme des Laufband-Ergometers sind die erstgemessenen Werte zu ermitteln und auf dem speziellen Prüfprotokoll [cos11690xx] zu dokumentieren und als "erstgemessene Werte" zu kennzeichnen.

Während jeder Präventivwartung und/oder regulären Wartung und/oder nach jeder Reparatur am Gerät (auch bei mechanischen Reparaturen!) müssen alle zuvor genannten Prüfungen und elektrischen Sicherheitsmessungen durchgeführt werden. Alle Werte müssen mit den erstgemessenen Werten verglichen werden und den Grenzwerten nach VDE 0701/0702 (Sportgeräte) VDE 0751/IEC601-1 (Medizinprodukte).

Falls einer oder mehrere Werte nicht innerhalb der Toleranzwerte nach VDE 0701/0702 (Sportgeräte) VDE 0751/IEC601-1 (Medizinprodukte) sind, muss das Gerät sofort repariert werden. Falls das Gerät nicht sofort repariert werden kann, muss das Gerät sofort ausser Betrieb genommen werden, gegen Inbetriebnahme gesichert werden und der Lieferant sowie autorisiertes Servicepersonal sind schriftlich zu informieren.

[7.07] Gebäudeinstallation. Überprüfung Elektrik, Schutzleiterfunktion & FI Fehlerstrom-Schutzschalter

Der Kunden/Betreiber hat die Betreiberpflicht, dass vom Kunden/Betreiber die Gebäudeinstallation (elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel) in regelmässigen Abständen laut Berufsgenossenschaftlicher Vorschrift BGV A3 bzw. Gesetzlicher Unfallversicherungsinformation alle 4 Jahre auf Verantwortung und Kosten des Kunden/Betreibers die Funktionen und Sicherheit der gesamten Elektro-Gebäudeinstallation überprüft werden müssen. Bei Betriebsstätten bzw. Räumen besonderer Art - wie z.B. Klimakammer, Druckkammer, Anlagen mit besondere Gefährdung, etc., wird der Intervall sogar auf jährlich (oder kürzer falls anwendbar) festgelegt.

In jedem Fall sind unbedingt Schutzkontakt-Steckdosen mit geprüften Schutzleitern zu verwenden. Vorhandene Fehlerstrom-Schutzschalter (so genannte "FI/RCD-Schutzschalter") in der Gebäudeinstallation sind vom Kunden/Betreiber monatlich durch Probebetätigung (Taste am FI/RCD-Schutzschalter im Sicherungsschrank der Gebäudeelektrik) auf korrekte Funktion zu prüfen.

Im Regelfall sind die FI/RCD-Schutzschalter im Sicherungsschrank der Gebäudeelektrik auch beschriftet mit "monatlich drücken". Dabei wird am FI/RCD-Schutzschalter eine Taste betätigt (nicht der "Haupthebel), über die ein Fehlerstrom simuliert wird, und wo dann der FI/RCD-Schutzschalter die gesamte Stromzufuhr abschalten muss. Diese monatlichen Tests sind natürlich vom Kunden/Betreiber zu einem Zeitpunkt zu machen, wo der Betrieb nicht gestört ist, wo alle Elektrogeräte und Computer abgeschaltet sind und niemand gefährdet wird.

Durch das Probebetätigen des FI/RCD-Schutzschalters wird je nach Verschaltung der Gebäudeelektrik u.U. die gesamte Stromversorgung des Gebäudes abgeschaltet, oder zumindest Teilbereiche.



In diesem Zusammenhang ist zu unterstreichen, dass es sich hier nicht um h/p/cosmos-Laufband spezifische Normen, Vorschriften und Sicherheitstests handelt, sondern um gängige Vorschriften für Elektrogeräte und Gebäudeinstallationen!

[7.D] Laufgurt/Gleitplatte ölen



Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit dem sich bewegenden Laufgurt in Berührung kommen. Dieser Wartungsvorgang muss von einer zweiten Person überwacht werden, die im Notfall den Not-Aus-Schalter betätigen kann.

Der Zustand des Ölfilms muss auch innerhalb der definierten Ölintervalle regelmässig vom Betreiber überwacht werden; z.B. durch Berührung der Gleitfläche mit der Hand bei stromlos geschaltetem Laufband. Alternativ dazu ist beim Hersteller auch ein "Tissue-Test" (Bestellnummer [cos14379]) samt Anleitung erhältlich, mit dem der Zustand des Ölfilms überprüft werden kann. Vor der Kontrolle den Netzstecker ziehen! Sondergeräte (z.B. Rad, Rollstuhl, Ski, etc.) haben eventuell andere Intervalle! Auch automatische Ölsysteme (z.B. bei den Typen venus "r" und saturn "r") müssen vom Betreiber regelmässig beobachtet und überwacht werden (etwas vergleichbar mit Motorölstandskontrollen und unterschiedlichem Ölverbrauch bei einem Kfz-Motor) und können je nach Anwendung und Umgebungsbedingungen zusätzlich Öl benötigen, oder können u.U. auch eine Reduzierung der automatischen Ölmengen erfordern.

Treten während des Laufens trockene Schleifgeräusche auf oder wird Ölaustritt seitlich der Lauffläche registriert, muss der Hersteller h/p/cosmos kontaktiert werden und der Laufgurt nach Rücksprache mit einem h/p/cosmos Techniker zusätzlich geölt werden oder je nach Fall der Ölintervall/Ölmenge korrigiert werden.


Es darf nur das jeweilige original h/p/cosmos Spezialöl verwendet werden. Die Verwendung anderer Gleitmittel oder Schmiermittel oder die Missachtung der Kontrollen und Ölintervalle kann zur Zerstörung des Gurtmaterials, der Gleitplatte oder des Ölsystems und zu einem Verlust von Sachmangelhaftungsansprüchen führen. h/p/cosmos empfiehlt eine Wartungsvereinbarung mit einer autorisierten h/p/cosmos Servicestation. Wartungsvereinbarungen entbinden nicht von der Notwendigkeit der regelmässigen Kontrollen durch den Betreiber. Korrekte Ölintervalle und Wartung erhöhen die Lebenserwartung von Laufgurt und Gleitplatte ganz erheblich!

[7.D1] Geräte mit UserTerminal und ohne automatische Ölpumpe

Die Geräte mit UserTerminal (Bedieneinheit mit Display und Tastatur) haben eine automatische Ölanzeige am Display. Bei Standardeinstellung blinkt alle 1000 km (Sondergeräte haben ev. andere Intervalle) im Display das

Wort OIL. Nach dem Ölen muss diese Ölmeldung mit "OPTION 01" quittiert werden. Das Gerät hat keinen Sensor und die Ölmeldung erlischt nicht automatisch nach dem Ölen. Das Ölen des Laufgurtes (der Gleitplatte) erfolgt mit dem mitgelieferten Zubehör (Flasche Spezialöl und 10ml Spritze).

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Spezialöl. Andere erhältliche Öle und Fettmittel können den Laufgurt und die Lauffläche beschädigen und somit zum Ausfall des Laufbandes führen. Das Spezialöl erhalten Sie auf Anfrage bei h/p/cosmos. Spätestens alle 1000 km (Sondergeräte haben ev. andere Intervalle) oder nach Auftreten von trockenen Schleifgeräuschen während des Laufens sollte der Laufgurt geölt werden.





Auf der rechten Seite vor der Motorhaube [2], zwischen Trittfläche [3] und Laufgurt [4] befindet sich die Öl-Einfüllöffnung [1]. Die Unterseite des Laufgurtes hat eine Gewebestruktur und speichert das Öl bis zum nächsten Intervall.

Ölmengen

3 Spritzen gefüllt mit je 10 ml Silikonöl. (Sondergeräte haben eventuell andere Ölmengen - hierzu Lieferpapiere beachten) und 1 Spritze gefüllt mit 10ml Luft, um die Ölleitung im Laufband zu leeren.

Vorgehensweise

- Starten Sie das Laufband, und lassen den Laufgurt mit maximal 5 km/h laufen.
- Füllen Sie die Spritze mit 10ml des Spezialöls.
- Führen Sie die Spritze in die Öl-Einfüllöffnung ein und drücken Sie den Inhalt langsam hinein.
- Füllen Sie die Spritze erneut mit 10ml Öl und drücken Sie den Inhalt langsam in die Öl-Einfüllöffnung.
- Füllen Sie die Spritze erneut mit 10ml Öl und drücken Sie den Inhalt langsam in die Öl-Einfüllöffnung.



- Füllen Sie die Spritze erneut mit 10ml Luft und drücken Sie den Inhalt langsam in die Öl-Einfüllöffnung. Dadurch wird die Ölleitung vom Öl befreit.
- Säubern Sie die den Bereich um die Öl-Einfüllöffnung von überschüssigem Öl.
- Lassen Sie das Laufband noch einige Minuten mit ca. 5 km/h weiter laufen, damit sich das Öl auf der Laufgurt-Innenfläche verteilen kann. Gehen Sie für ca. 2 Minuten bei ca. 2 km/h) auf der Lauffläche und wechseln Sie dabei Ihre Position, damit sich das Öl unter dem Gurt gleichmässig verteilt.
- Kontrollieren Sie die Position des Laufgurtes, ob er sich noch in der Mitte der Lauffläche befindet. Bei Bedarf müssen Sie nach dem Ölen den Gurt in seiner Position laut separater Anleitung einstellen (zentrieren).
- Nach dem Ölen muss diese Ölmeldung mit "OPTION 01" quittiert werden (siehe Optionsliste). Das Gerät hat keinen Sensor und die Ölmeldung erlischt nicht automatisch nach dem Ölen. Beachten Sie hierzu die Vorgehensweise "Ölmeldung zurücksetzen" in diesem Kapitel.

Dieses Öl darf nicht für Laufflächen mit Rad- und Rollstuhleinsatz (z.B. h/p/cosmos saturn 300/100r), resp. für Öltanks mit automatischer Ölpumpe verwendet werden.

Spezialöl 0,25I-Flasche für Gleitfläche mit manueller Ölnachförderung [cos000200008001] Spritze 10 ml zur Ölnachförderung der Gleitfläche [cos12181]






[7.D2] Ölfilmkontrolle

Der Zustand des Ölfilms zwischen Gleitplatte und Laufgurt kann mit Hilfe der bei h/p/cosmos erhältlichen Ölfilmtests [cos14379] ermittelt werden. Die Ölfilmtests bestehen aus handelsüblichen Papiertaschentüchern, welche exakt vorgewogen wurden. Diese werden an definierten Stellen über eine bestimmte Länge zwischen Laufgurt und Gleitplatte durchgezogen. Aus der Gewichtsdifferenz kann h/p/cosmos aufgrund von Erfahrungswerten die Quantität des Ölfilms bewerten. Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Test nur ungefähre Richtungen oder Tendenzen bewertet und keinesfalls eine direkte Begutachtung eines autorisierten Technikers in den vorgeschriebenen Zeitabständen ersetzt!



Aus Sicherheitsgründen ist das Laufband-Ergometer auszuschalten und zur vollständigen Netztrennung der Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen.





[7.D2]

[03]





- Taschentuch aus dem Plastikbeutel nehmen und direkt an die zuvor auf der Tüte angekreuzte Position unter den Laufgurt legen.
- Mit einer Hand auf den Laufgurt über dem Taschentuch drücken, und den Laufgurt mit Taschentuch 1 Meter (zuvor markierte Strecke) ziehen.
- Das Taschentuch wieder unter dem Laufgurt herausnehmen und in die zur Position gehörenden Tüte packen. Verschließen Sie die Tüte sorgfältig.

Für die beiden restlichen Positionen wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.

[04]

Nach Abschluss des Schmierfilmtests werden die entnommenen Proben an h/p/cosmos zur weiteren Auswertung gesendet. Die Taschentücher werden von h/p/cosmos nachgewogen und anhand dieser Ergebnisse wird ermittelt, ob eine Änderung des Schmierintervalls notwendig ist.

[7.D3] Geräte ohne UserTerminal und ohne automatische Ölpumpe

Geräte ohne UserTerminal (Bedieneinheit mit Display und Tastatur) haben eine automatische Ölanzeige per akustischem Signal (Piepstonfolge). Bei Standardeinstellung ertönt alle 1000 km (Sondergeräte haben ev. andere Intervalle) nach dem Einschalten am Hauptschalter folgender akustischer Code: 5 x LANG (Code für "0") und dann 1 x KURZ + 4 x LANG (Code für "1"). Dieser Code signalisiert: "E 01" (Error 01). Das Gerät hat keinen Sensor und die Ölmeldung erlischt nicht automatisch nach dem Ölen.

Das Ölen des Laufgurtes (der Gleitplatte) erfolgt mit dem mitgelieferten Zubehör (Flasche Spezialöl und 10ml Spritze). Die Vorgehensweise ist identisch wie bei Geräten mit UserTerminal. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Spezialöl. Andere erhältliche Öle und Fettmittel können den Laufgurt und die Lauffläche beschädigen und somit zum Ausfall des Laufbandes führen. Nach dem Ölen muss diese Ölmeldung mit "OPTION 01" quittiert werden. Sie benötigen dazu ein "externes UserTerminal" oder eine PC-Software h/p/cosmos para control®.

Das Spezialöl erhalten Sie auf Anfrage bei h/p/cosmos. Spätestens alle 1000km (Sondergeräte haben eventuell andere Intervalle!) oder nach Auftreten von trockenen Schleifgeräuschen während des Laufens sollte der Laufgurt geölt werden.



[7.D4] Geräte mit UserTerminal und automatischer Ölpumpe (Modelle "r" für Rad/Rollstuhl)

Laufband-Modelle die mit einer speziellen Gleitplatte und einem Sonderlaufgurt für den Einsatz für den Radund Rollstuhlbetrieb ausgestattet sind, besitzen ein automatisches Ölsystem mit Ölpumpe und Ölbehälter (Vorratsbehälter). Dieser Ölbehälter befindet sich im externen Schaltschrank des Gerätes im linken unteren Bereich. Bei Geräten bis Baujahr 2002 und ohne externen Schaltschrank befindet sich der Ölbehälter im hinteren Bereich des Gerätes in der Nähe des Antriebsmotors.

Die Abbildung zeigt die Ölpumpe mit dem Ventilhebel (Pfeil). Dieser Hebel dient zur Einstellung des Ventils für die Ölnachförderung zur Lauffläche und muss entsprechend der Anwendung horizontal oder vertikal stehen (Illustration siehe nächste Seite). Der Ventilhebel muss immer vollständig bis Anschlag gedreht werden. Zwischenstellungen sind nicht



zweckmäßig und können unter Umständen sogar Schäden verursachen.

Durch die spezielle Gleitplatte und die Punktbelastung bei Rad- und Rollstuhlanwendungen ist bei diesen Geräten die optimale Ölmenge besonders wichtig. Bei solchen Modellen ist deshalb im Zuge der obligatorischen jährlichen Wartung ein Schmierfilmtest laut Anleitung durchzuführen. Der Test muss danach direkt zu h/p/cosmos zur Auswertung gesendet werden.

Mitwirkungs- und Überwachungspflicht des Betreibers:

Speziell bei Laufbändern mit Rad- und Rollstuhlanwendung (alle Arten von Punktbelastungen z.B. mit Rädern oder Rollen auf Laufgurt und Gleitplatte) besteht eine Mitwirkungs- und Überwachungspflicht des Betreibers zur regelmässigen Überwachung und ggfs. Korrektur des Ölfilms zwischen Gleitplatte und Laufgurt. Siehe separate Anleitung "Ölfilmkontrolle".



- Achtung! Nur Speziallaufbänder mit spezieller Kennzeichnung sind für Rad- und Rollstuhlanwendungen geeignet! Bei normalen Laufgurten führen Anwendungen mit Rad- und Rollstuhl oder Spikes und/oder Skistöcken zu Beschädigungen.
- Bedingt durch Umwelteinflüsse, Raumklima und Art der Anwendung (z.B. häufiger Kurzstreckenbetrieb oder seltener Langstreckenbetrieb, etc.) kann die Einstellung am Laufband für die Ölmenge und den erforderlichen Ölfilm deutlich von der Werkseinstellung abweichen.
- Sollte der notwendige Ölfilm aufgrund fehlender Kontrollen durch den Betreiber und/oder aufgrund mangelnder Wartung durch autorisierte h/p/cosmos Servicetechniker nicht mehr gewährleistet sein, so können vorzeitige Schäden an Laufgurt und Gleitplatte entstehen und Ansprüche auf Sachmangelhaftung erlöschen



wartung & sicherheitstechnische kontrollen




Laufen, Radfahren, Skilanglauf, Skating [Inline, Rollski]

Hebelstellung [1] horizontal - der Verteiler [2] wird dadurch so eingestellt, dass die Ölnachförderung [3] nur in der Mitte der Lauffläche [4] erfolgt.

Die Hebelstellung des Ventils verändert nur die Verteilung der Ölmenge auf die Austrittsölleitungen.

Die Gesamtfördermenge der Ölpumpe bleibt unabhängig von der Hebelstellung des Ventils immer gleich.

Ein leer werdender Ölbehälter wird über die Kontrolllampe "Ölbehälter leer" am Schaltschrank angezeigt. Wenn diese Kontrolllampe leuchtet, muss der Ölbehälter aufgefüllt werden.






Rollstuhl

Hebelstellung [1] vertikal - der Verteiler [2] wird dadurch so eingestellt, dass die Ölnachförderung [3] über die gesamte Breite der Lauffläche [4] erfolgt.

Die Hebelstellung des Ventils verändert nur die Verteilung der Ölmenge auf die Austrittsölleitungen. Die Gesamtfördermenge der Ölpumpe bleibt unabhängig von der Hebelstellung des Ventils immer gleich.

Ein leer werdender Ölbehälter wird über die Kontrolllampe "Ölbehälter leer" am Schaltschrank angezeigt. Wenn diese Kontrolllampe leuchtet, muss der Ölbehälter aufgefüllt werden.

Bei Standardeinstellung blinkt alle 1000 km im Display das Wort OIL. Wenn diese Meldung aufleuchtet ist der Ölstand



im Ölbehälter zu überprüfen und kann bei Bedarf schon vorzeitig wieder aufgefüllt werden. Das Gerät hat keinen Sensor, die Ölmeldung erlischt nicht automatisch. Nach der Überprüfung des Ölstandes muss diese Ölmeldung mit "OPTION 01" quittiert werden.



wartung & sicherheitstechnische kontrollen

Öltank befüllen

- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und warten Sie eine Minute.
- Der Ölbehälter befindet sich im Schaltschrank im linken unteren Bereich (Bei Geräten bis Baujahr 2002 und ohne externen Schaltschrank befindet sich der Ölbehälter im hinteren Bereich des Gerätes nahe dem Antriebsmotor).
- Öffnen Sie den Deckel des Behälters und befüllen Sie den Ölbehälter mit ca. 0,5 Liter (bei Geräten bis Baujahr 2002 und ohne externen Schaltschrank ca. 1 bis 1,5 Liter) des mitgelieferten Original-Spezialöls, erhältlich bei h/p/cosmos.
- Schliessen Sie den Deckel des Ölbehälters.
- Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes wieder ein und schalten Sie das Gerät am Einschalter wieder ein.
- Überprüfen Sie die Kontrolllampe am Schaltschrank. Wenn diese nicht mehr leuchtet wurde der Ölbehälter korrekt befüllt.
- Löschen Sie ggf. die Ölmeldung mit "OPTION 01".

Spezialöl für Gleitfläche mit automatischer Ölnachförderung/0,25I-Flasche [cos14007] Spezialöl für Gleitfläche mit automatischer Ölnachförderung/0,50I-Flasche [cos13438]

[7.D5] Ölmeldung zurücksetzen (löschen) MCU 4 ohne UserTerminal

Sie benötigen dazu ein "externes UserTerminal" oder die PC-Software h/p/cosmos para control um das Laufband vom PC aus über die RS232 Schnittstelle zu bedienen. Weiteres Vorgehen siehe "Geräte mit UserTerminal".

[7.D6] Ölmeldung zurücksetzen (löschen) MCU mit UserTerminal

Start: Laufgurt steht still. Eine der Modus-Anzeigen (Manual, Profile, Cardio, Test) blinkt

| [7.D5] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion/Anzeige |
|--------|---------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| | [01] | Auswahl des Modus Optionen | - + STOP | zeigt: OP 01 blinkend (für Auswahl Option Nr. |
| | | (OPxx) für den Benutzer | ■ ■ I STOP | 01) |
| | | | gleichzeitig min. 3 | und zeigen: E.rE SEt (für Error reset) |
| | | | sek. gedrückt halten | COMMON POORDS |
| | [02] | Bestätigung der Option Nr. 1 | START | zeigt: done als Aufforderung die Meldung nun zu |
| | | | ← | löschen |
| | [03] | Löschen der Meldung | START | zeigt: OP 01 blinkend (für Auswahl Option Nr. |
| | | | | 01) |
| | | | | und zeigen: E.rE SEt (für Error reset) |
| | [04] | Beenden Modus Optionen | STOP | Stand-By Modus |
| | | | | Manual, Profil, Cardio oder Test blinkt |



[7.E] Laufgurt überprüfen und spannen

Nach längerem Gebrauch oder bei falscher Justierung kann der Gurt locker werden, so dass bei jedem Schritt ein Schlupf zwischen Antriebswelle und Gurt auftritt (Abbremsen des Gurtes bei Gewichtsbelastung durch den Auftritt).




Überprüfen Sie in diesem Fall die Laufgurtspannung wie folgt:

- Sichtprüfung der Oberfläche auf Risse. Tauschen Sie im Fall eines Risses den Laufgurt umgehend aus.
- Öffnen Sie die vordere Abdeckhaube. Achten Sie darauf, dass niemand in das Gerät hineingreift.
- Drücken Sie jetzt die "START/Enter" Taste um den MANUAL-Mode zu bestätigen und wählen Sie mit den Tasten "+"/"-" eine Geschwindigkeit von ca. 1 bis 1,5 km/h.
- Stellen Sie sich auf den Laufgurt (wenn nötig mit 2 Personen). Halten Sie sich mit beiden Händen ganz fest an den seitlichen Handläufen und blockieren Sie den Laufgurt durch Gegenstemmen mit den Füssen gegen die Laufrichtung.
- Versuchen Sie den Laufgurt maximal 10 Sekunden lang zu blockieren. Während dieser Zeit dürfen sich Antriebswelle und Motorwelle nicht drehen. Andernfalls muss der Laufgurt (oder Antriebsriemen) nachgespannt werden.




Wird der Laufgurt zu lange blockiert, kann die Motorregelung wegen Überstrom abschalten, was durch eine Fehleranzeige signalisiert wird. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und nach 5 Minuten wieder ein. Die Gurtspannung darf auf keinen Fall mehr als 0,5 % betragen, da Schäden am Gurt, an den Wellen oder an den Lagern nicht auszuschliessen sind.



Bei den Laufband-Modellen mit einer nutzbaren Lauffläche bis maximal 190 x 65 cm befinden sich die Spannschrauben (Innensechskant 8 oder 10 mm) an der hinteren Umlenkwelle [2]. Bei allen Laufband-Modellen mit einer grösseren Lauffläche sind diese an der vorderen Antriebswelle [5]. Strich-Markierung [1] 1000 mm nur bei absolut lockerem Laufgurt [4] anbringen.



wartung & sicherheitstechnische kontrollen



Vorgehensweise

Die richtige Gurtspannung beträgt 0,4 - 0,5 %. Das bedeutet, dass sich bei absolut lockerem Laufgurt eine Längenmarkierung von 1000 mm (die Sie mit einem Stift am lockeren Gurt anbringen können, s.o.) auf 1004 bis 1005 mm bei richtiger Spannung ausdehnt. Durch gleichmässiges Drehen der linken und rechten Einstell- und Spannschraube (Innensechskant 8 oder 10 mm) nach rechts, kann man den Laufgurt spannen bis die richtige Gurtspannung erreicht ist. Der Gurt kann auch so lange gespannt werden, bis sich die Welle bei Blockierung des Gurtes nicht mehr leer dreht.



Der Innensechskant-Schlüssel muss nach der Verwendung sofort wieder abgezogen werden, da sonst Verletzungsgefahr besteht!

[7.F] Laufgurt justieren und zentrieren



Gefährliche Fang- und Einzugsstellen an der hinteren Umlenkwelle. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit den Haaren oder Kleidungsstücken in die Nähe der Gefahrenstellen kommen. Aus Sicherheitsgründen muss der Justiervorgang von einer zweiten Person überwacht werden, die im Notfall den Not-Aus Schalter betätigen kann.

Vor der Einstellung/Zentrierung des Laufgurtes muss der Laufgurt richtig geölt sein (siehe Ölintervall). Ölen Sie daher falls erforderlich. Das Ölen des Laufgurtes kann Auswirkung auf die Position des Laufgurtes haben und muss daher VOR der Zentrierung gemacht werden. Nehmen Sie die Feinjustierung des Laufgurtes immer an der linken Justierschraube bei laufendem Gerät vor. Verwenden Sie den mitgelieferten Innensechskant (8 oder 10 mm). Lassen Sie das Band mit ca. 12 km/h ohne Steigung laufen. Beobachten Sie den Laufgurt mindestens 2 Minuten lang. Der Laufgurt muss sich dann zentriert auf der Umlenkwelle befinden.

Ist das nicht der Fall, beachten Sie die folgenden Punkte:

- Durch Rechtsdrehen der LINKEN Justierschraube bewegen Sie den Laufgurt nach rechts.
- Durch Linksdrehen der LINKEN Justierschraube bewegen Sie den Laufgurt nach links.
- Die Schraube sollte bei geringfügigen Abweichungen immer nur max. ¼ Umdrehung gedreht, bei grösseren Abweichungen ½ Umdrehung gedreht werden.
- Nach jeder Veränderung muss der Laufgurt mindestens 2 min. kontrolliert werden. Lassen Sie das Gerät zur Kontrolle auch mit 5 km/h und mit 20 km/h laufen.
- Der Justiervorgang ist beendet, wenn sich der Laufgurt nach längerem Lauf bei 12 km/h zentriert auf der Umlenkwelle befindet.
- Berglauf und verschiedene Laufstile können dazu führen, dass sich der Laufgurt aus der Mitte bewegt. Hier gilt ein Toleranzbereich von +/- 2 cm. Solange der Laufgurt bei Normallauf von 12 km/h wieder in die Mitte zurückgeht, muss nicht nachjustiert werden. Bei korrekter Einstellung behält der Laufgurt über viele Monate seine eingestellte Position.



- Bei Drehrichtungsumkehr des Laufgurtes (Bergablauf) ist es normal, dass die Gurtposition (Zentrierung) korrigiert werden muss.
- Durch gleichmässiges Rechtsdrehen der linken und der rechten Justierschraube können Sie den Laufgurt etwas nachspannen. Punkt Laufgurtspannung beachten.



Hinweis: Bei den Laufband-Modellen mit einer Lauffläche von 200 x 75 cm und grösser befinden sich die Justierschrauben für den Laufgurt an der vorderen Welle. Hier verhält sich die Laufgurtbewegung nach Schraubendrehung genau umgekehrt.



Der Innensechskant-Schlüssel muss nach der Verwendung sofort wieder abgezogen werden, da sonst Verletzungsgefahr besteht!

[7.G] Antriebsriemen überprüfen und spannen

Die richtige Riemenspannung ist für die einwandfreie Funktion des Laufbandes sehr wichtig. Eine zu hohe Riemenspannung kann die Lager im Motor stark belasten und damit zerstören. Eine zu niedrige Riemenspannung führt zum Durchrutschen des Riemens und damit zu Schlupf und zu erhöhtem Verschleiss sowie Leistungsverlust.



- Dieser Test kann nur mit einer abgenommenen Motorhaube durchgeführt werden. Fassen Sie nicht mit der Hand in den Motorraum und kommen Sie keinesfalls mit den Haaren oder Kleidungsstücken in die Nähe der Gefahrenstellen.
- Aus Sicherheitsgründen muss die Überprüfung des Antriebsriemens von einer zweiten Person überwacht werden, die im Notfall den Not-Aus Schalter betätigen kann.
- Bei Arbeiten am Antriebsmotor, Laufgurt und Antriebsriemen ist das Laufband wegen erhöhter Quetsch- oder Klemmgefahr vom Netz zu trennen.

[7.G1] Antriebsriemen mit Poly-V-Riemen System

Der Poly-V-Riemen (Keilrippenriemen) ist mit einem Riemenspanner versehen und muss im Normalfall selten nachgespannt werden. Der Riemenspanner verfügt über eine Verstellmöglichkeit zum Nachspannen.

■ Kontrolle der Riemenspannung mit dem "Durchrutsch-Test"

Mit dem "Durchrutsch-Test" kann der Antriebsriemen lediglich auf eine zu niedrige Spannung kontrolliert werden. Um eine zu hohe Spannung des Antriebsriemens ausschliessen zu können, muss die "Frequenzmessmethode" (siehe nächster Punkt) verwendet werden!

Der Durchrutsch-Test muss gemäss Punkt "Überprüfen Laufgurtspannung" durchgeführt werden:


- Poly-V-Antriebsriemen auf Verschleissspuren und korrekten Sitz prüfen.
- Blockieren Sie den Laufgurt bei einer Geschwindigkeit von 1 bis 1,5 km/h.
- Zwischen Motorwelle und Antriebsriemen darf kein Schlupf auftreten.
- Der Geräuschpegel (speziell bei maximaler Geschwindigkeit) und der gerade Lauf des Riemens auf den Ritzeln sind zu berücksichtigen.




Kontrolle der Antriebsriemenspannung durch Messung der Frequenz

Überprüfung mit Messgerät für Antriebsriemenspannung [cos14863]:

- Laufband am Netzschalter ausschalten.
- Poly-V-Riemen auf Verschleissspuren und korrekten Sitz prüfen.
- Stimmgerät am ON/OFF Taster einschalten.
- Die Anzeige am Stimmgerät muss auf BASS stehen, Umschalten mit der Taste GUITAR/BASS.
- Stimmgerät mit dem Mikrofon (MIC) in die Nähe des unteren Trums am Antriebsriemen halten und das untere Trum des Riemens in der Mitte anzupfen (siehe Bild).



- Den Ton in der linken oberen Anzeige kontrollieren: Soll = 1G ggf. die Riemenspannung anpassen.
- Den Zeigerausschlag kontrollieren: Soll 440 ... 460 ggf. die Riemenspannung anpassen.
- Wenn das Messgerät den Ton 1G und einen Zeigerausschlag von 440 ... 460 anzeigt ist die Riemenspannung OK.



unteres Trum / Stelle zum Anzupfen

Tabelle mit Tönen zur entsprechenden Frequenz:

| Sollwert | Frequenz Riemen | Ton | Zeigerskala |
|----------|-----------------|-----|-------------|
| | | LB | |
| | 70 | 2D | 420 |
| | 76 | 2D | 455 |
| | 79 | 4E | 425 |
| | 81 | 4E | 440 |
| | 82 | 4E | 440 |
| | 85 | 4E | 447 |
| | 87 | 4E | 457 |
| | 90 | 1G | 422 |
| | 92 | 1G | 425 |
| | 95 | 1G | 432 |
| Х | 98 | 1G | 440 |
| X | 100 | 1G | 450 |
| X | 103 | 1G | 457 |
| | 104 | 3A | 425 |
| | 106 | 3A | 427 |
| | 109 | 3A | 437 |
| | | HC | |

Der Sollwert der Frequenz liegt im Bereich von 98 bis 102 Hz. Dies entspricht dem Ton 1G. Liegt der Wert ausserhalb dieses Bereiches muss die Spannung am Riemen entsprechend angepasst werden.

Frequenz < Wert 98: Riemenspannung korrigieren. Frequenz > Wert 102: Riemenspannung korrigieren.

Nach Änderung der Riemenspannung ist eine erneute Kontrolle notwendig.



wartung & sicherheitstechnische kontrollen

[7.G2] Antriebsriemen mit Zahn-Riemen System

Der Zahnriemen ist mit einem Riemenspanner versehen und muss im Normalfall selten nachgespannt werden. Der Riemenspanner verfügt über eine Verstellmöglichkeit zum Nachspannen.

Die Spannung des Riemens kontrollieren Sie gemäss Punkt Überprüfen Laufgurtspannung:

- Blockieren Sie den Laufgurt bei Geschwindigkeit 1 bis 1,5 km/h.
- Zwischen Motorwelle und Riemen darf kein Schlupf auftreten.
- Die Spannung muss so sein, dass mit Daumen und Zeigefinger der Riemen an der "langen Seite" ca. 90° "zur Seite drehbar" ist.
- Der Geräuschpegel (speziell bei maximaler Geschwindigkeit) und der gerade Lauf des Riemens auf den Ritzeln sind zu berücksichtigen.

[7.H] Seitliche Trittflächen: Prüfung auf Rutschfestigkeit

Jedes Laufbandergometer besitzt auf beiden Seiten neben der Lauffläche eine rutschhemmende Fläche. Diese Trittflächen bieten beim Abstieg in Notfällen sichern Halt. Überprüfen Sie die rutschhemmende Fläche in regelmässigen Abständen und tauschen Sie diese bei Verschleiss oder Abnutzung umgehend aus.

[7.1] Hygiene, Aussenreinigung, Innenraum reinigen



Vor dem Reinigen oder Desinfizieren und vor jedem Öffnen oder Eingriff muss aus Sicherheitsgründen das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.

Die Hinweise in der Gebrauchsanleitung des betreffenden Gerätes und auch des Zubehörs sind zu beachten. Chemikalien, die für Anwendung oder Pflege benötigt werden, müssen aufgrund der Verwechslungsgefahr ausschliesslich in den dafür vorgesehenen Behältern aufbewahrt, zubereitet und bereitgehalten werden.

Reinigung Innenraum: Circa alle 6 Monate muss das Gerät im Innenraum gereinigt werden. Nehmen Sie dazu – je nach Modell - die Motorhaube ab oder lösen Sie den Faltenbalg vom Klettverschluss am Oberrahmen. Entfernen Sie anschliessend die Verschmutzungen im Innenraum des Laufbandes mit einem Staubsauger, vor allem am Lüftungsgitter des Antriebsmotors und der Abdeckhaube des Frequenzumrichters. Bei Geräten mit externem Schaltschrank muss ebenfalls der Innenraum des Schaltschranks gereinigt werden.

Die Aussenreinigung des Gerätes kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch erfolgen. Zur Desinfizierung empfehlen wir Bacillol plus [cos12179]. Bei Verwendung von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln ist immer die Materialverträglichkeit vorher an schlecht sichtbarer Stelle zu prüfen.




[7.J] Lichtschranke/Geschwindigkeits-Sensor reinigen und einstellen


Abhängig vom Modell, der Firmware Version und dem Herstellungsdatum, sind die h/p/cosmos Geräte ausgestattet mit...

- keinem Geschwindigkeitssensor (keine Reinigung erforderlich)
- Lichtschranke und Inkrementalscheibe montiert ohne Gehäuse auf der Vorderseite (Antriebswelle) des Antriebsmotors
- Geräte ab Baujahr ca. 2003 haben anstatt Lichtschranken einen Induktions-Hallgeber mit Metall-Zahnscheibe
- nur bei Grosslaufbänder mit Lauffläche 200/75cm bis 300/125cm und bis zu Baujahr 2002: Geschwindigkeitssensor montiert in einem eigenen Gehäuse auf der Rückseite (Antriebswelle) des Antriebsmotors. Da diese Sensoren ein eigenes Gehäuse haben, müssen sie nicht gereinigt werden.

Die Lichtschranke am Antriebsmotor sendet Impulse an die Steuereinheit. In Abständen von 6 - 12 Monaten sollte die Lichtschranke und die Inkrementalscheibe mit einem, mit Alkohol befeuchteten Tuch vorsichtig gereinigt werden. Im eingebauten Zustand der Scheibe kann die Reinigung auch mittels eines Borstenpinsels, der zuvor in Alkohol getränkt wurde, durchgeführt werden. Damit können zwischen Scheibe und Lichtschranke die optischen Elemente vorsichtig gereinigt werden.

Alternativ kann auch eine Sprühflasche (mit dünnem Sprührohr) mit fettlösendem Mittel (z.B. Bremsenreiniger) verwendet werden. Durch den Druck des Reinigungsmittels aus dem Sprührohr wird die Optik der Lichtschranke gereinigt.





Bei der Einstellung der Lichtschranke ist darauf zu achten, dass die folgenden Abstände zwischen der Scheibe [3] und dem Gehäuse [4] der Lichtschranke eingehalten werden: Spalt [1] axial: ca. 1 mm/radial: ca. 1 mm links und rechts.

Ferner muss die gedachte Verlängerung der Lichtschranke durch den Wellenmittelpunkt [2] der Motorwelle verlaufen.

Rechts: Der Abstand [1] des Hallgeber-Sensors [2] zum Zahnrad [3] darf maximal 0,8 mm betragen.





wartung & sicherheitstechnische kontrollen

[7.K] Lichtschranken an Laufgurt-Einzugsstellen reinigen und einstellen

Einige Modelle mit einer Lauffläche von 200 x 75 cm und grösser sind mit Lichtschranken an den hinteren und vorderen Einzugsstellen des Laufgurtes ausgestattet. Als Sicherheitssystem lösen diese Lichtschranken eine "Quick-Stop-Funktion" aus, wenn der Lichtstrahl von Hand, einem heruntergefallenen Handtuch, einem Arbeitskittel und natürlich auch durch Verschmutzung der Glasoptik oder des Reflektors der Lichtschranke unterbrochen wird.

Die Lichtschranken und die Reflektoren müssen, abhängig von der Luftverschmutzung und Staubinhalt im Raum, 1 x wöchentlich mit einem, mit Alkohol befeuchteten Tuch vorsichtig gereinigt werden, um eine ungewollte Abschaltung zu verhindern.

Die Einstellung (Richtung und Focus/Schärfe) können nur bei Dunkelheit im Raum kontrolliert und korrigiert werden.

Falls bei Problemen mit ungewollten Abschaltungen eine Reinigung keinen Erfolg bringt, müssen Sie die Einstellung (Richtung und Focus/Schärfe) bei Dunkelheit im Raum kontrollieren und korrigieren. Sie benötigen dazu einen speziellen kleinen Schraubenzieher. Sprechen Sie das Vorgehen mit dem Kundendienst ab.



Die Lichtschranken dürfen keinem grellen Blitzlicht von Kameras ausgesetzt werden, weil sie sonst abschalten und den Laufgurt abrupt stoppen können.



[8.]Fehlersuche



Im Falle von festgestellten und/oder angenommenen Fehlfunktionen und/oder Defekten und/oder unleserlichen Gefahrenhinweisen auf den Geräteaufklebern, muss das Gerät unverzüglich ausser Betrieb genommen, als "Ausser Betrieb" gekennzeichnet und gegen Benutzung gesichert werden. Siehe "Option 40" im Kapitel Optionen. Unter "Option 41 bis 44" können auch einzelne Betriebsmodi (manual, profile, cardio, test) gesperrt werden. Informieren Sie umgehend den autorisierten h/p/cosmos Kundendienst schriftlich.

[8.A] Mechanische Geräuschentwicklung

Falls Sie "mechanische Klopfgeräusche" während des Betriebes hören, prüfen Sie ob das Gerät einen festen Stand hat (Einstellfüsse beachten) und befolgen Sie die Anleitung im Handbuch: "Aufstellen des Gerätes". In den meisten Fällen sind falsch eingestellte "Stellfüsse", die Ursache für Klopfgeräusche.

[8.B] Probleme bei der Einstellung des Laufgurtes

Wenn die Spannung des Laufgurtes nicht richtig ist, verläuft der Gurt oft aus der Mitte (Zentrierung) und das Einstellen (Zentrierung) des Gurtes wird sehr schwierig. Falls Sie die Option "Drehrichtungsumkehr" (Bergab-Lauf) anwenden: Es ist normal, dass jedes Mal während dieser Betriebsart die Position des Laufgurtes etwas korrigiert werden muss. Siehe Kapitel: "Laufgurt Einstellung" in diesem Handbuch.

[8.C] Sicherungen



Sicherungsautomat / EIN-AUS Schalter 2-polig C16A



Sekundärsicherung Trenntrafo 1-polig B16A




Sicherungsautomat, Gerätesicherung 3-polig C16A




Sekundärsicherung Trenntrafo 3-polig C16A









Sicherungen im Gehäuse Netzteil

Die Laufband-Ergometer sind mit speziellen Sicherungsautomaten ausgestattet. Sie finden diese – je nach Modell - im vorderen unteren Bereich des Laufbandrahmens (auf der Aussenseite). Unter der Motorhaube befindet sich das Netzteil für die Spannungsversorgung der Steuerelektronik des Gerätes. Im Gehäuse des Netzteils befindet sich eine Primärsicherung, sowie bei Geräten für den medizinischen Einsatz bis Baugrösse 190/65 zusätzlich zwei Sekundärsicherungen für 12V DC und 24V AC. Ferner finden Sie ebenfalls unter der Motorhaube bei Geräten für den medizinischen Einsatz die Sekundär-Sicherung des Trenntransformators.

[8.D] Elektronische Störeinflüsse

[8.D1] Elektrostatische Entladung

Durch Bewegung des Benutzers am Gerät kann sich der Benutzer elektrostatisch mit bis zu mehreren tausend Volt aufladen. Berührt der Benutzer dann ein Metallteil, Tastatur oder Anzeige, kann es zu elektrostatischen Entladungen vom Benutzer zum Gerät kommen. Elektrostatische Entladungen können unter Umständen. eine Störung am Gerät bewirken. Für den Benutzer wie auch für das Gerät sind solche elektrostatischen Entladungen im Normalfall unbedenklich, können jedoch sehr unangenehm sein. Die meisten Ursachen für elektrostatische Aufladung liegen hauptsächlich in der Wahl der Bekleidung, der Schuhsohlen und der Bewegung. Auch sehr trockene Luft und viele Beleuchtungskörper zählen als mögliche Ursache.

Abhilfe: Andere Bekleidung oder andere Schuhe testen, Luft im Raum befeuchten durch handelsübliche Luftbefeuchter, testweise alle Leuchtkörper abschalten. Stellen Sie eine solche Störung fest, so benachrichtigen Sie bitte den Hersteller.

[8.D2] Mögliche Störquellen

Die Geräte sollten nicht in der Nähe von z. B. Röntgengeräten, Motoren oder Transformatoren mit grosser Anschlussleistung aufgestellt werden, da elektrische oder magnetische Störfelder Messungen verfälschen bzw. unmöglich machen können, resp. sehr starke Störquellen (z.B. über dem erlaubten Grenzwert nach EMV) sogar die Funktion des Gerätes beeinträchtigen können.

Benachbarte Starkstromleitungen und elektrische Geräte ohne **←**-Zeichen und ohne EMV-Konformitätserklärung sind daher ebenfalls zu vermeiden.

Beachten Sie speziell auch die Herstellerhinweise und Daten zur EMV (elektromagnetischen Verträglichkeit) im Kapitel "technische Daten" dieses Handbuchs.



[8.E] Spannung am Gerätegehäuse / elektrischer Schlag

[8.E1] Schutzleiter unterbrochen

Falls der Schutzleiter unterbrochen ist, liegt am Geräterahmen über die Y-Entstörkondensatoren eine Spannung an. Diese Charakteristik ist bei fast allen Elektrogeräten und Haushaltsgeräten mit Funkentstörung und EMV-Schutzmassnahmen zu beobachten. Der Erdleiter und/oder Schutzkontakt an der Wandsteckdose [1] im Gebäude oder an einem anderen Teil der Netzleitung/Netzzuleitung ist unterbrochen [2]. Über die Kondensatoren der im Gerät befindlichen EMV-Entstörfilter liegt zwischen Rahmen [3] und Erdung [4], z.B. über Boden oder Heizkörper, eine Spannung [5] von ca. 110 Volt an.



- Bei fehlerfreiem Gerät (Kategorie sports = ohne Potential-Isolations-Transformator) ist der Stromfluss bei Berührung leitender Teile (z.B. Schrauben) deutlich spürbar.
- b) Bei fehlerfreiem Gerät (Kategorie medical = mit Potential-Isolations-Transformator) ist der Stromfluss bei Berührung leitender Teile (z.B. Schrauben) fast nicht spürbar.
- c) Bei fehlerhaften Geräten (Kategorie sports und medical) z.B. durch Isolationsschaden im Gerät, kann dieser Stromfluss lebensgefährlich sein.



Nehmen Sie das Gerät sofort ausser Betrieb, ziehen Sie den Netzstecker und sichern Sie das Gerät gegen erneute Inbetriebnahme. Beauftragen Sie eine autorisierte Elektrofachkraft zur Reparatur der Schutzkontaktverbindung im Gebäude oder/und am Gerät.

Beachten Sie hierzu unbedingt auch die Vorschriften und Hinweise betreffend Prüfung von Schutzleiterfunktionen in den Kapiteln Installation, Wartung, und STK sicherheitstechnische Kontrollen in diesem Handbuch.

[8.F] Störung des Herzfrequenzmess-Systems POLAR

Mögliche Störquellen

- Bildschirme, Computer, Drucker, Mobiltelefone, Funksysteme aller Art
- elektrische Geräte, Elektromotoren, Transformatoren
- Hochspannungsleitungen, auch von Eisenbahnen
- starke Leuchtstoffröhren in unmittelbarer Nähe
- Heizkörper einer Zentralheizung
- andere elektrische Geräte



Das Aufstellen des Laufbandes an einem nur wenige Meter entfernten Platz kann hier oft wirkungsvoll Abhilfe schaffen. Verlassen Sie sich nicht auf die Anzeige, wenn Sie Störeinflüsse vermuten. Beachten Sie bitte hierzu auch die Hinweise des Herstellers POLAR: www.polar.fi oder unter http://www.polar-electro.de/3_Service_2003/FAQ/serv_FAQ_all.html

[8.F1] Fehlerbehebung

| [8.F1] | Option | Bezeichnung | Erläuterung / Anzeige |
|--------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | OP07 | Akustisches Herzfrequenz-Signal | zeigt: OFF oder ON |
| | | ("Pulssignal") | OFF: kein akustisches Signal pro Herzschlag |
| | | | ON: ein akustisches Signal pro Herzschlag. Diese Funktion wird |
| | | | vorwiegend verwendet, um die Regelmässigkeit der Herzfrequenz zu |
| | | | überwachen, oder auch um fremde Störquellen (fremde Sendequellen, |
| | | | wie z.B. Handys oder Monitore) aufzuspüren. |

[8.G] Störung der seriellen RS232 Schnittstelle

Die häufigsten Ursachen für Probleme mit der RS232 Schnittstelle sind ...

- falsche Verbindungskabel zwischen Laufband und Peripherie
- mechanische Beschädigungen an Verbindungskabel oder Stecker
- falsch eingestellte Protokolle / Treiber an Laufband oder Peripherie (PC, EKG, Ergospirometrie, etc.)
- falsch eingestellte Schnittstelle (COM1, COM2, COM3, etc.) an der Peripherie (PC, EKG, Ergospirometrie, etc.)

[8.G1] Prüfung und Fehlerbehebung an der seriellen Schnittstelle RS232

- Loop-Back Test: Zum Test der RS232-Schnittstelle des Laufbandes ist ein spezieller RS232 Teststecker beim Hersteller erhältlich. Stecken Sie den speziellen Teststecker in die RS232 Steckbuchse des Laufband-Ergometers und aktivieren Sie die Optionsfunktion OP 20: 10. Am speziellen Teststecker erscheint nun ein Blink-Code. Mittels der separaten Anleitung können Ausgang und Eingang der RS232 getestet werden.
- PC Software h/p/cosmos para control® (Freeware): Wenn Sie die PC Software h/p/cosmos para graphics® auf einem externen PC installieren, können Sie das Laufband mit der Software fernsteuern. Funktioniert diese Fernsteuerung, dann wissen Sie: Laufband, RS232 Schnittstellenkabel und RS232 Schnittstellenkarte des PC arbeiten einwandfrei.

[8.H] Störungen der Steuerelektronik

In seltenen Fällen können nach mehrjährigem Betrieb Störungen der Steuerelektronik durch Nachlassen der Batterieleistung entstehen. Kontaktieren Sie in diesem Fall die Serviceabteilung um die Batterie der Steuerelektronik austauschen zu lassen.



[8.1] Störmeldungen / Fehlermeldungen / Fehler-Codes

Störungen und Fehlermeldungen können durch Probleme mit der Spannungsversorgung oder durch zu wenig Wartung (Ölen der Lauffläche, etc.) verursacht werden. Das Gerät besitzt eine Eigendiagnose Funktion, welche einige Fehler selbständig erkennt und mittels Fehler-Code am UserTerminal Display oder am Frequenzumrichter anzeigt.

- Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung für das Gerät in Ordnung ist, indem Sie versuchsweise ein anderes elektrisches Gerät an der Steckdose für das Gerät testen. Verwenden Sie keine Verteilersteckdosen und keine Verlängerungen, sondern stecken Sie das Gerät direkt an eine separate Wandsteckdose. Andernfalls sind Fehlfunktionen unvermeidbar
- Kontrollieren Sie das Gerät auf mechanische Überbelastung: Sind Fremdkörper (Handtuch, Reinigungstücher, etc.) in den Innenraum des Gerätes gekommen?
- Sind Lichtschranken verschmutzt oder falsch eingestellt?
- Kontrollieren Sie die Schmierung der Lauffläche.
- Auch Kontaktprobleme an Steckern (verursacht durch Vibrationen oder durch den Transport) können Fehlfunktionen hervorrufen.

[8.11] Geräte mit UserTerminal

Beginn: Laufgurt steht still. Eine der Modus-LED-Anzeigen ⊙ (manual, profile, cardio, test) blinkt

| [8.11] | Meldung | Bezeichnung | Erläuterung / Anzeige / Aktion |
|--------|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | E01 | Ölintervall fällig | "E 01" "OIL" blinkend |
| | | | ©STANCE ELEVATION FRANK HELP" blinkend |
| | | | Laufband bleibt funktionsfähig |
| | | | Laufgurt muss geschmiert werden |
| | | | Laufband hat keinen Sensor. Schmierung nur nach Anleitung. |
| | | | Meldung erlischt nicht automatisch |
| | | | Störmeldung zurücksetzen (Option OP01) |
| | E02 | Serviceintervall fällig | "E 02" "Service" blinkend |
| | | oder | ©STANCE |
| | | STK sicherheitstechnische Kontrolle | Laufband bleibt funktionsfähig |
| | | fällig | Regelmässiger Wartungsdienst laut Kilometerstand fällig |
| | | | Regelmässiger sicherheitstechnische Kontrolle laut Zeit- |
| | | | Intervall 12 Monate fällig |
| | | | Servicetechniker anfordern |
| | | | Störung zurücksetzen (Option OP01) |



| | | T. | THE STATE OF THE S |
|--------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.11] | E20 | Störung | "E 20" "ELEV" blinkend |
| | | Hubelement / Steigungswinkel | USSTANCE LEVATION LEGALITANT HELP" blinkend |
| | | | Laufband bleibt funktionsfähig (mit Ausnahme des Hubelements / |
| | | | Steigungswinkels) |
| | | | ■ Hubelement ging über den Maximal-Wert hinaus. Der |
| | | | kombinierte 0% / max. % -Kontakt wurde betätigt |
| | | | Fehler in der Messung des Steigungswinkels |
| | | | Eventuell falsch eingestellter Steigungswinkel-Sensor oder |
| | | | Verschmutzung/Defekt des Sensors |
| | | | Servicetechniker anfordern |
| | E21 | Störung | "E 21" "ELEV" blinkend |
| | | Hubelement / Steigungswinkel | OSTANCE FORMATION FEATURED 1 HELP" blinkend |
| | | | Laufband bleibt funktionsfähig (mit Ausnahme des Hubelements / |
| | | | Steigungswinkels) |
| | | | Eventuell mechanische Blockierung des Steigungswinkels |
| | | | (z.B. zu hohes Gewicht auf dem Gerät) |
| | | | ■ Eventuell zu schwache Spannungsversorgung durch |
| | | | Verlängerungskabel, etc. |
| | | | ■ Überprüfen Sie die Spannungsversorgung und das |
| | | | Stromkabel. |
| | | | ■ Eventuell falsch eingestellter Steigungswinkel-Sensor oder |
| | | | Verschmutzung/Defekt des Sensors. |
| | | | Servicetechniker anfordern |
| | E30 | Störung | "E 30" "INCR" blinkend |
| | | Geschwindigkeits-/Distanzmessung | OSSTANCE FLEVATION FEATURE "HEAT FAIR" "HELP" blinkend |
| | | | Laufband kann mit max. ca. 1 km/h für einige Sekunden weiter |
| | | | betrieben werden |
| | | | Eventuell mechanische Blockierung des Laufgurtes (z.B. |
| | | | Fremdkörper, Handtuch im Gerät) |
| | | | ■ Eventuell zu schwache Spannungsversorgung durch |
| | | | Verlängerungskabel, etc. |
| | | | ■ Überprüfen Sie die Spannungsversorgung und das |
| | | | Stromkabel. |
| | | | Eventuell falsch eingestellter Geschwindigkeits-Sensor oder |
| | | | falsche Geschwindigkeits-Eichung. OPTION 34 |
| | | | Eventuell Verzögerung durch hohe FU-Hochlaufzeit bei einer |
| | | | sehr hohen gewählten Beschleunigungs-Stufe. |
| | | | ■ Fehlersuche laut Administrator OPTION 48 |
| | | | ■ Servicetechniker anfordern |
| | | | ■ Überprüfen Sie die Spannungsversorgung. Verwenden Sie |
| | | | keine Verteilerdosen. Stecken Sie das Gerät direkt in der |
| | | | Wandsteckdose an. |



| [8.11] | | | Überprüfen Sie alle mechanischen Bauteile auf Funktion. Sind eventuell kurzzeitig mehrere Personen gleichzeitig auf dem Laufband gestanden? Nehmen Sie den Faltenbalg vom Oberrahmen ab (wenn vorhanden) Achtung: Beim Öffnen des Gerätes gefährliche Spannung und Verletzungsgefahr. Berühren Sie keine Bauteile innerhalb des Laufband-Ergometers! Reinigen Sie den Geschwindigkeits-Sensor und überprüfen |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Sie dessen korrekte Einstellung gemäss den Anleitungen in diesem Handbuch. Überprüfen Sie, ob die Sicherheits- Beschleunigungs- und Verzögerungszeit (des Frequenzumrichters und/oder der MCU) länger ist als das die höchste Beschleunigungsstufe (z.B. bei Sprints mit sehr hohen Beschleunigungsstufen, bzw. |
| | | | bei Verwendung der SPRINT-Funktion, wenn vorhanden) Entfernen Sie die Fehlermeldung mit der "OPTION 01". Falls die Fehlermeldung erneut erscheint, kontaktieren Sie einen autorisierten Servicetechniker. |
| | | | ■ Überprüfen Sie den Anschlussstecker S6 der MCU und die Analogspannung von 0-10 Volt (für die Geschwindigkeit von 0 – max.) von der MCU zum Frequenzumrichter. ■ Überprüfen Sie den Anschlussstecker S6 der MCU und das RFR Reglerfreigabe-Signal von der MCU zum |
| | | | Frequenzumrichter. Überprüfen Sie die Spannung des Frequenzumrichters. |
| | E31 | + Toleranzabweichung Geschwindigkeit Der von der Geschwindigkeitsmessung gemessene Wert (IST-Geschwindigkeit) ist mindestens um den in Administrator Option 12 eingestellten Prozentsatz GRÖSSER als der von der Steuerelektronik berechnete (SOLL- Geschwindigkeit). | "E 31" "INCR" blinkend DISTANCE LEVATION HEART RATE "HELP" blinkend Fehlersuche siehe Fehlermeldung E30. |
| | E32 | - Toleranzabweichung Geschwindigkeit Der von der Geschwindigkeitsmessung gemessene Wert (IST-Geschwindigkeit) ist mindestens um den in Administrator Option 12 eingestellten Prozentsatz KLEINER als der von der Steuerelektronik berechnete (SOLL-Geschwindigkeit). | "E 32" "INCR" blinkend DISTANCE LEVATION "HELP" blinkend Fehlersuche siehe Fehlermeldung E30. |



| [8.11] | E41 | Störung | "E 41" "type" "OP03" blinkend |
|--------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Fehler bei Speicherinitialisierung | SETU" EXECUTION RECORD |
| | | "SETUP ERROR" MCU | Laufband ist funktionsfähig |
| | | oder | ■ Bei MCU5 Steuerelektronik (ab Baujahr 12/2007) zeigt diese |
| | | Fehler im Akku | Fehlermeldung ausschließlich einen Defekt des |
| | | | Optionsspeichers (FRAM) an. Kontaktieren sie in diesem Fall |
| | | | h/p/cosmos und fordern Sie einen Servicetechniker an. |
| | | | Optionseinstellung setzt sich auf Default / Werkseinstellung |
| | | | des Gerätetyps zurück. |
| | | | ■ Mit Betätigung der Taste START kann das Gerät weiter |
| | | | genutzt werden, aber es kann sein, dass individuelle |
| | | | Einstellungen und Programmprofile nicht mehr verfügbar sind. |
| | | | Auch die Geschwindigkeitsanzeige und |
| | | | Steigungswinkelanzeigen sind zu überprüfen. |
| | | | Start und STOP betätigen sowie Netz Aus- und Einschalten |
| | | | Falls der Fehler mit der Meldung "E41" weiterhin vorliegt, |
| | | | fordern Sie einen autorisierten Servicetechniker an. |
| | E50 | Störung | "E 50" "FU" blinkend |
| | | Frequenzumrichter / Motorregelung | DISTANCE GLEVATION HEAFT RATE OF SHEET SHE |
| | | Poi ANALOCER Anatouerung des | Laufband ist nicht funktionsfähig |
| | | Bei ANALOGER Ansteuerung des Frequenzumrichters | Stecker S6 an der MCU Rechnerplatine überprüfen |
| | | Frequenzuminchiers | Eventuell defekter Frequenzumrichter |
| | | | Eventuell zu schwache Spannungsversorgung durch |
| | | | Verlängerungskabel, etc. |
| | | | ■ Überprüfen Sie die Spannungsversorgung und das |
| | | | Anschlusskabel |
| | | 0.00 | Servicetechniker anfordern |
| | E51 | Störung | "E 51" "FU" blinkend |
| | | Frequenzumrichter / Motorregelung / | BELLATION HELP" blinkend |
| | | Fehler in der Ansteuerung MCU5 - | im Display blinkt die Hexadezimalzahl der Original- |
| | | Frequenzumrichter | Fehlermeldung des Frequenzumrichters an (z.B "b1" für die |
| | | | Fehlermeldung "E.PUE"). |
| | | Nur bei DIGITALER Ansteuerung | rememberding E.i of j. |
| | | (RS485) des Frequenzumrichters | Ctooker DC405 on day MCH5 Deebnowleting übernyüfen |
| | | | Stecker RS485 an der MCU5 Rechnerplatine überprüfen Stecker RS485 am Frequenzumrichter überprüfen |
| | | | Stecker RS485 am Frequenzumrichter überprüfenStecker RS485 an der Optokopplerplatine überprüfen |
| | | | Eventuell defekter Frequenzumrichter |
| | | | Eventuell zu schwache Spannungsversorgung durch |
| | | | Verlängerungskabel, etc. |
| | | | ■ Überprüfen Sie die Spannungsversorgung und das |
| | | | Anschlusskabel |
| | | | Servicetechniker anfordern |



| [8.11] | E90 | Störung Chipkarten-Leser | "E90" | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | (nicht alle Modelle) | DISTANCE LEVATION HEART RATE 15 THE NEW YORK | | | | | | |
| | | | Laufband bleibt funktionsfähig (mit Ausnahme der Chipkarten- | | | | | | |
| | | | Funktion) | | | | | | |
| | | | ■ Kommunikation mit Chipkarte ist fehlerhaft | | | | | | |
| | | | ■ Chipkarte in das Lesegerät stecken | | | | | | |
| | | | ■ Chipkarte erneuern | | | | | | |
| | | | ■ Chipkarten-Lesegerät erneuern | | | | | | |
| | | | Servicetechniker anfordern | | | | | | |
| | E91 | Störung Chipkarten-Leser | "E91" | | | | | | |
| | | (nicht alle Modelle) | DISTANCE LEVATION HEART RATE 30 HELP" blinkend. | | | | | | |
| | | | Laufband bleibt funktionsfähig (mit Ausnahme der Chipkarten- | | | | | | |
| | | | Funktion) | | | | | | |
| | | | Unterschiedliche Kundennummer bei START u. STOPChipkarte kontrollieren | | | | | | |
| | | | Chipkarte kontrollieren | | | | | | |
| | | | richtige Chipkarte einstecken | | | | | | |
| | E92 | Störung Chipkarten-Leser | "E92" | | | | | | |
| | | (nicht alle Modelle) | #HELP" blinkend. | | | | | | |
| | | | Laufband bleibt funktionsfähig (mit Ausnahme der Chipkarten- | | | | | | |
| | | | Funktion) | | | | | | |
| | | | ■ Überzählige Trainingswochen | | | | | | |
| | | | Systemdatum und Uhrzeit des Laufbandes prüfen | | | | | | |
| | | | Trainingszeitraum überprüfen | | | | | | |
| | | | Karte neu programmieren | | | | | | |
| | E93 | Störung Chipkarten-Leser | "E93" | | | | | | |
| | | (nicht alle Modelle) | OSSTANCE BLEVATION HEART FATE 3, HELP" blinkend. | | | | | | |
| | | | Laufband bleibt funktionsfähig (mit Ausnahme der Chipkarten- | | | | | | |
| | | | Funktion) | | | | | | |
| | | | ■ Nicht akzeptierter Testident auf der Chipkarte | | | | | | |
| | | | Falsche Chipkarte im Chipkartenleser | | | | | | |
| | | | richtige Karte stecken | | | | | | |

[8.12] Geräte ohne UserTerminal

Die Geräte ohne UserTerminal (Bedieneinheit mit Display und Tastatur) haben eine automatische Störmeldung per akustischem Signal (Piepstonfolge). Code siehe folgendes Beispiel und Liste laut Geräte mit UserTerminal. Bei Fehler- und Servicemeldungen ertönt ein Piepscode, damit Laufbandnutzer ohne UserTerminal ein Feedback bezüglich der Fehler- und Servicemeldungen bekommen. Der entsprechende Piepscode ertönt beim Auftreten des Fehlers, und anschliessend nach jedem erneuten Einschalten des Laufbandes jeweils 3-mal in Folge, sofern der Fehler noch besteht. Um den Fehler auch ohne Display interpretieren zu können, ertönt ein der Fehlermeldung entsprechender Piepscode gemäss folgender Liste:

```
o = langer Piepston / x = kurzer Piepston
0= 00000 / 1= x0000 / 2= xx000 / 3= xxx00 / 4= xxxx0 / 5= xxxxx / 6 = 0xxxx / 7= 00xxx / 8= 000xx / 9= 0000x
```

Beispiel Ölmeldung: Bei Standardeinstellung ertönt alle 1000 km nach dem Einschalten am Hauptschalter folgender akustischer Code: 5 x LANG (Code für "0") und dann 1 x KURZ + 4 x LANG (Code für "1"). Dieser Code signalisiert: "E 01" (Error 01). Störmeldungen müssen mit "OPTION 01" quittiert werden. Sie benötigen dazu ein "externes UserTerminal" oder eine PC-Software h/p/cosmos para control®.

[8.J] Störmeldung / Ölmeldung zurücksetzen (löschen)

[8.J1] Geräte mit UserTerminal

Beginn: Laufgurt steht still. Eine der Modus-LED-Anzeigen ⊙ (manual, profile, cardio, test) blinkt

| [8.J1] | Schritt | Aktion | Taste | Reaktion / Anzeige |
|--------|---------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| | [01] | Auswahl des Modus Optionen | - + (STOP) | zeigt: OP 01 blinkend (für Auswahl Option Nr. |
| | | (OPxx) für den Benutzer | | 01) |
| | | | gleichzeitig min. 3 | und zeigen: E.rE SEt (für Error reset) |
| | | | sek. gedrückt halten | THEORY FORMS |
| | [02] | Bestätigung der Option Nr. 1 | START | zeigt: done als Aufforderung die Meldung nun zu |
| | | | ← | löschen |
| | [03] | Löschen der Meldung | START | zeigt: OP 01 blinkend (für Auswahl Option 01) |
| | | | | und zeigen: E.rE SEt (für Error reset) |
| | [04] | Beenden Modus Optionen | STOP | Stand-By Modus |
| | | | | Manual, Profil, Cardio oder Test blinkt |

Hierdurch werden nur die Meldung E01-OIL sowie die Meldung E02-Service zurück gesetzt. Alle anderen Störmeldungen haben als Ursache einen technischen Defekt/Störung. Diese Störmeldungen lassen sich nur in der Administrator-Ebene zurücksetzen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte schriftlich an den Kundendienst.

[8.J2] Geräte ohne UserTerminal

Die Ölmeldung und die Wartungsmeldung muss mit "OPTION 01" quittiert werden. Störmeldungen müssen mit "OPTION 01" in der Administrator-Ebene quittiert werden. Für beide Fälle benötigen Sie dazu ein "externes UserTerminal" oder eine PC-Software h/p/cosmos para control®. Weiteres Vorgehen siehe Geräte mit UserTerminal.



[9.] Technische Daten

[9.A] Laufband-Ergometer

| | h/p/cosmos mercury h/p/cosmos stratos [a] | h/p/cosmos quasar h/p/cosmos stellar [b] | h/p/cosmos mercury med h/p/cosmos stratos med [c] h/p/cosmos 150/50 locomotion DE med h/p/cosmos 150/50 locomotion force DE med | h/p/cosmos quasar med h/p/cosmos stellar med [d] | h/p/cosmos pulsar | h/p/cosmos pulsar 3p |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| UserTerminal | 6 LCD Anzeige | n, 6 grosse Tasten, | Anzeige Modus und | Einheiten über LED | . "It-Modelle" und "h | /p/cosmos 150/50 |
| (Display & Tastatur) | locomotion E me | d" haben kein UserT | erminal (kein Displa | y & Tastatur). Die S | teuerung erfolgt nur | über Schnittstelle |
| Netzanschluss (Standard, | | | | | | 400 Volt AC3~ |
| Typenschild beachten) separater | | 230 Volt AC | C 1~/N/PE f: 50/60 | Hz 3680 VA | | /N/PE f:50/60Hz |
| Stromkreis | | | | | | 11000 VA |
| Absicherung | | | 1 | 6 A | | |
| Stromaufnahme | 15 A | 15,5 A | 15 A | 15,5 A | 16 A | 8,0 A |
| | [a] 14,5 A | b] 15,0 A | [c] 14,5 A | [d] 15,0 A | | |
| Leistungsaufnahme | 3450 VA | 3565 VA | 3450 VA | 3565 VA | 3680 VA | 5536 VA |
| | [a] 3335 VA | [b] 3450 VA | [c] 3335 VA | [d] 3450 VA | | |
| Leistung Antriebsmotor | 3300 W | 3300 W | 3300 W | 3300 W | 3300 W | 4300 W |
| Leistung Hubmotor | 390 W | 500 W | 390 W | 500 W | 500 W | 500 W |
| | [a] entfällt | [b] entfällt | [c] entfällt | [d] entfällt | | |
| Sicherheitsstandard siehe CE-Konformitätserklärungen | IEC EN 6033 IEC EN 6 IEC EN 60601 | 5-1(VDE 0700) 60601-1-2, -1-4, VDE 0701, 5, EN 957-6:2001 | C € 0123 MPG, RL 93/42 EWG, IEC EN 60601-1 (VDE 0750), VDE 07: IEC EN 60601-1-2, IEC EN 60601-1- EN 957-1:2005, EN 957-6:2001 | | | |
| Erd- / Geräteableitstrom ISL | 0,6 mA | 0,6 mA | 0,2 mA | 0,2 mA | 0,2 mA | 0,25 mA |
| Potential-Isolationstransformator | | | 2000 VA | 2000 VA | 2000 VA | 3 x 1500 VA |
| Schutzklasse / -art / -grad | I / IP20 / | I / IP20 / | I / IP20 / B | I / IP20 / B | I / IP20 / B | I / IP20 / B |
| Betriebsart nach IEC 601-1 | | | Daue | rbetrieb | | |
| Anwendung / Genauigkeit | Sport und | Fitness / SA | | | und Medizin | |
| Klassifizierung nach MPG (MDD) | | | | | l b | |
| Geschwindigkeit | 0,0 22,0 km/h | 0,0 25,0 km/h | 0,0 22,0 km/h | 0,0 25,0 km/h | 0,0 40,0 km/h | 0,0 40,0 km/h |
| Auflösung | 0,1 km/h | 0,1 km/h | 0,1 km/h | 0,1 km/h | 0,1 km/h | 0,1 km/h |
| Toleranz* | | | +/- | 5 % | | |
| Option Sondergeschwindigkeit | 0,0 10 km/h | 0,0 10,0 km/h | 0,0 10 km/h | 0,0 10,0 km/h | 0,0 10,0 km/h | 0,0 10,0 km/h |
| _ | oder 30 km/h | 40,0 km/h | oder 30 km/ | 40,0 km/h | oder | oder |
| | | 45,0 km/h | | 45,0 km/h | 0,0 45,0 km/h | 0,0 45,0 km/h |
| Steigung** | 0,0 25,0 %** | 0,0 28,0 % | 0,0 25,0 %** | 0,0 28,0 % | | + 25,0 % |
| Auflösung | 0,1 % / [a] 0 % | 0,1 % / [b] 0 % | 0,1 % / [c] 0 % | 0,1 % / [d] 0 % | 0. | 1 % |

| | | | - | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | h/p/cosmos mercury h/p/cosmos stratos [a] | h/p/cosmos quasar h/p/cosmos stellar [b] | h/p/cosmos mercury med h/p/cosmos stratos med [c] h/p/cosmos 150/50 locomotion DE med h/p/cosmos 150/50 locomotion force DE med | h/p/cosmos quasar med h/p/cosmos stellar med [d] | h/p/cosmos pulsar | h/p/cosmos pulsar 3p |
| Abmessungen Lauffläche | 1500 x 500 mm | 1700 x 650 mm | 1500 x 500 mm | 1700 x 650 mm | 1900 x 650 mm | 1900 x 650 mm |
| Länge x Breite | | | | | | |
| Abmessungen Rahmen gesamt | 2100 x 800 x | 2300 x 1050 x | 2100 x 800 x 1370 | 2300 x 1050 x | 2500 x1050 x | 2500 x1050 x |
| Länge x Breite x Höhe | 1370 mm | 1450 mm | mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| (UserTerminal + 150 mm Breite) | | | | | | |
| Höhe Laufebene vom Boden | 180 mm | 230 mm | 180 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Gewicht des Gerätes | 190 kg | 370 kg | 200 kg | 380 kg | 400 kg | 440 kg |
| | [a] 180 kg | [b] 360 kg | [c] 190 kg | [d] 370 kg | | |
| Bodenbelastung (Verkehrslast nach | 8,40 kN/m² | 7,00 kN/m² | 8,50 kN/m² | 7,10 kN/m² | 6,60 kN/m² | 6,90 kN/m² |
| DIN 1055 Teil 3) | Bei w | eiteren Fragen zur I | Bodenbelastung wer | nden Sie sich bitte a | n unsere Serviceab | teilung. |
| max. Probandengewicht | | 200 kg (/ | Abweichungen auf A | nfrage als Sondera | nfertigung) | |
| Umgebungsbedingungen | Tempera | atur: –30+50 °C | | | | |
| Transport und Lagerung | Luftfeuch | ntigkeit: 095% - nic | cht kondensierend | | | |
| | Luftdrucl | k: 7001060hPa | | | | |
| Umgebungsbedingungen | Tempera | atur: +10+40 °C (A | Abweichungen auf Ar | nfrage als Sonderar | fertigung) | |
| Betrieb | Luftfeuch | ntigkeit: 3070% - n | icht kondensierend | (bis zu 95% auf Anf | rage bei Spezialanfe | ertigung) |
| | Luftdrucl | k: 7001060hPa | | | | |
| | Maximal | e Betriebshöhe über | r NN: ca. 3.000 m, o | hne Druckausgleich | | |
| Zentrales Schmiersystem | | | ma | nuell | | |
| Programmspeicherplätze | | 6 Train | ingsprofile / 10 Test | orofile / 8 definierba | re Profile | |
| RS232 Schnittstelle digital / seriell | COM1: Standard; | COM2: optional; CC | M3: optional (Stand | ard für Service); | COM1: Standard; | COM2: Standard |
| (USB-Konverter als Option) | COM4: optional | | | | COM3: optional (S | tandard für |
| | | | | | Service); COM4: | |
| Pulsmessung, Herzfrequenz- | | | 1-Kanal, E | EKG genau | | |
| abhängige Belastungssteuerung | | | | | | |
| PC-Software | h/p/cosmos para control 4.0® im Lieferumfang enthalten. h/p/cosmos para control 4.0® un | | | a control 4.0® und | | |
| | Optionen: h/p/ | cosmos para graphi | cs® und h/p/cosmos | para analysis® | h/p/cosmos p | oara graphics® |
| Laufrichtungsumkehr / Bergablauf1 | | | | | | |
| Sicherheitsbügel mit Fallstop*** | | | Option | | | |
| Handläufe | Optionen: kurz, lang, verstellbar (nur mercury und stratos), Querbügel (bei quasar, stellar und pulsar serienmässig) | | | | | |
| Armstützen, Zusatztastatur | Option | | | | | |

^{*} Bei extremen Belastungen und/oder schwacher Spannungsversorgung kann es zu grösseren Abweichungen der Geschwindigkeitsanzeige kommen. **
Die Einschaltdauer (ED = 15 %) des Hubmotors für den Steigungswinkel entspricht etwa 5 vollen Hubzyklen. Laufbänder mit einer Lauffläche von 150/50cm
haben ca. bis Baujahr Juni 2007 einen maximalen Steigungswinkel von 24%. *** Bei Ausbelastungstests und bei Laufbändern mit grosser Lauffläche ist
eine entsprechende Sicherheitseinrichtung (z.B. ein Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Fallstopp) notwendig und wird auch dringend empfohlen.
Überlastung kann zum temporären Abschalten der Sicherung führen. Das Gerät kann jedoch nach einer Abkühlzeit wieder benutzt werden.
Weiteres Zubehör und Optionen auf Anfrage oder unter www.h-p-cosmos.com. Irrtum & technische Änderungen vorbehalten.



| | h/p/cosmos venus 200/75 h/p/cosmos venus 200/100 [a] | h/p/cosmos saturn 250/75 h/p/cosmos saturn 250/100 [b] h/p/cosmos saturn 250/125 [c] | h/p/cosmos saturn 300/75 h/p/cosmos saturn 300/100 [d] | h/p/cosmos saturn 300/125 r h/p/cosmos saturn 300/150 r [e] | h/p/cosmos saturn 300/175 r h/p/cosmos saturn 300/200 r (f) | h/p/cosmos saturn 450/300 rs | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| UserTerminal (Display & Tastatur), | | 6 LCD Anzeigen, 6 | grosse Tasten, An | zeige Modus und E | inheiten über LED | ' | |
| externer Schaltschrank | | - | | _ | | | |
| Netzanschluss (Standard, | | | 400 Volt AC 3~/N | I/PE f: 50/60 Hz | | | |
| Typenschild beachten) separater | | | 12800 V | /A (min) | | | |
| Stromkreis | | Mode | ell h/p/cosmos satu | rn 300/200rs: 2560 | 0 VA | | |
| Absicherung | | 32 | A | | 6 | 3 A | |
| Stromaufnahme | 17,0 A | 20,0 A | 23,0 A | 31,3 A | 50,0 A | 62,0 A | |
| | [a] 18,0 A | [b] 21,0 A [c] 22,0 A | , | , | , | , | |
| Leistungsaufnahme | 6760 VA [a] 7160 VA | 7800 VA [b] 8360 VA [c] 8750 VA | 9200 VA | 12500 VA | 24000 VA | 45000VA | |
| Leistung Antriebsmotor | 7500 W | 7500 W | 7500 W | 11000 W | 22000 W | 30000W | |
| Leistung Hubmotor | | 370 W | | 370 2200 W | / (einbaubedingt) | 2 x 5000W | |
| Sicherheitsstandard siehe CE-Konformitätserklärungen | MPG, | RL 93/42 EWG, IEC VD | | | | 601-1-4 | |
| Erd- / Geräteableitstrom ISL | | | 0,25 mA | | | auf Anfrage | |
| Potential-Isolationstransformator | 3 x 3000 VA | 3 x 3000 VA | 3 x 3000 VA | 3 x 3600 VA | 3 x 4200 VA | 3 x 21000 VA | |
| (Trenntrafo) Leistung | | | | | | | |
| Schutzklasse / -art / -grad | | | 1 / IP2 | 20 / B | | | |
| Betriebsart nach IEC 601-1 | | | Dauert | betrieb | | | |
| Anwendungsbereich / | | | Sport SA u | | | | |
| Genauigkeit | [r] = Kennze | eichnung für Rad- un | ' | | che 3000 x 1250 m | m Standard) | |
| Klassifizierung nach MPG (MDD) | [, | | | | | | |
| Geschwindigkeit / Auflösung | | | | | | | |
| Coonwindighold / / fullooding | 0,0 40,0 km/h / 0,1 km/h 0,0 11,11 m/s / 0,1 m/s | | | | | | |
| Toleranz* | +/- 5 % | | | | | | |
| Option Sondergeschwindigkeit | | 0.0 30 | | |).0 km/h | | |
| Steigung** | 0,0 30,0 oder 50,0 oder 80,0 oder 80,0 km/h -35,0 % +35,0 % -27,0 % +27,0 %** -5% (-25%) | | | | | -5% (-25%) | |
| Auflösung | 0,1 % | | | 1 % | | +25% | |
| Abmessungen Lauffläche | 2000 x 750 | 2500 x 750 | 3000 x 750 | 3000 x 1250 | 3000 x 1750 | 4500 x 3000 | |
| Länge x Breite in mm | [a] 2000 x 1000 | [b] 2500 x 1000 | | [e] 3000 x 1500 | [f] 3000 x 2000 | .555 % 6565 | |
| [r] = Kennzeichnung für Rad- und | [-]-000 X 1000 | [c] 2500 x 1250 | [2] 2230 X 1000 | [-] 0000 X 1000 | [-] 2222 X 2200 | | |
| Rollstuhlbetrieb geeignet | | [] = 130 M . 200 | | | | | |
| . tostarinsourios goolgilot | | | | | | | |



| | h/p/cosmos venus 200/75 h/p/cosmos venus 200/100 [a] | h/p/cosmos saturn 250/75 h/p/cosmos saturn 250/100 [b] h/p/cosmos saturn 250/125 [c] | h/p/cosmos saturn 300/75 h/p/cosmos saturn 300/100 [d] | h/p/cosmos saturn 300/125 r h/p/cosmos saturn 300/150 r [e] | h/p/cosmos saturn 300/175 r h/p/cosmos saturn 300/200 r (f) | h/p/cosmos saturn 450/300 rs |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen gesamt | 2400 x1150 x 1380 | 2900 x1150 x 1380 | 3400 x1150 x | 3400 x1650 x | auf Anfrage | |
| Länge x Breite x Höhe in mm | [a] | [b] | 1380 | 1380 | [f] | |
| | 2400 x 1400 x 1380 | 2900 x 1400 x 1380 | [d] | [e] | auf Anfrage | |
| | | [c] | 3400 x1400 x | auf Anfrage | (einbaubedingt) | |
| | | 2900 x 1650 x 1380 | 1380 | (einbaubedingt) | | |
| Höhe Laufebene | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | auf Anfrage | auf Anfrage |
| (optional: Grubeneinbau) | | | | [e] auf Anfrage | (einbaubedingt) | (einbaubedingt) |
| Gewicht des Gerätes | 800 kg | 1000 kg | 1100 kg | 1400 kg | auf Anfrage | auf Anfrage |
| | [a] 1000 kg | [b] 1100 kg | [d] 1200 kg | [e] auf Anfrage | (einbaubedingt) | (einbaubedingt) |
| | | [c] 1200 kg | | (einbaubedingt) | | |
| Bodenbelastung (Verkehrslast nach | 9,20 kN/m ² 5,00 bis 6,00 kN/m ² - je nach Modell auf Anfrage | | | auf Anfrage | | |
| DIN 1055 Teil 3) | Bei we | iteren Fragen zur Bod | enbelastung wen | den Sie sich bitte ar | n unsere Serviceabt | teilung. |
| max. Probandengewicht auf die | 280 kg | | | | | |
| Lauffläche | (Abweichungen auf Anfrage als Sonderanfertigung) | | | | | |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur: -30+50 °C | | | | | |
| Transport und Lagerung | Luftfeuchtigkeit: 095% - nicht kondensierend | | | | | |
| | Luftdruck: 7001060hPa | | | | | |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur: +10+40 °C (Abweichungen auf Anfrage als Sonderanfertigung) | | | | | |
| Betrieb | Luftfeuchtigkeit: 3070% - nicht kondensierend (bis zu 95% auf Anfrage bei Spezialanfertigung) | | | | | |
| | Luftdruck: | 7001060hPa | | | | |
| | Maximale Betriebshöhe über NN: ca. 3.000 m, ohne Druckausgleich | | | | | |
| Zentrales Ölsystem | manuell | | | | | |
| [r] autom. Zentralölsystem | Modelle mit Zusatz "r" haben automatische Zentralölnachförderung mit elektr. Pumpe und Tank | | | | | |
| Programmspeicherplätze | 6 Trainingsprofile, 10 Testprofile, 8 definierbare Profile | | | | | |
| RS232 Schnittstelle digital / seriell | COM1: standard; COM2: optional; COM3: COM3: optional (Standard für Service); COM4: optional | | | | | |
| Pulsmessung und herzfrequenz- | 6-Kanal, EKG genau | | | | | |
| abhängige Belastungssteuerung | (Modelle h/p/cosmos venus: 3-Kanal, EKG genau) | | | | | |
| (Zielpuls-Programmierung) | Anschlussmöglichkeit für externen Herzfrequenz-Empfänger | | | | | |
| PC-Software | h/p/cosmos para control 4.0® und h/p/cosmos para graphics® im Lieferumfang enthalten. | | | | | |
| | Option: h/p/cosmos para analysis® und h/p/cosmos para analysis® | | | | | |
| Drehrichtungsumkehr / Bergablauf | Standard | | | | | |
| Sicherheitsbügel mit Fallstop*** | Option | | | | | |
| Rollstuhlführung / -rampe | Option | | | | | |
| Monitorarm und Laptop Computer | Option | | | | | |

^{*} Bei extremen Belastungen und/oder schwacher Spannungsversorgung kann es zu grösseren Abweichungen der Geschwindigkeitsanzeige kommen. **
Die Einschaltdauer (ED = 15 %) des Hubmotors für den Steigungswinkel entspricht etwa 5 vollen Hubzyklen. Laufbänder der h/p/cosmos saturn Serie
haben ca. bis Baujahr Dezember 2006 einen maximalen Steigungswinkel von 25%.*** Bei Ausbelastungstests und bei Laufbändern mit grosser Lauffläche
ist eine entsprechende Sicherheitseinrichtung (z.B. ein Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Fallstopp) notwendig und wird auch dringend empfohlen.
Überlastung kann zum temporären Abschalten der Sicherung führen. Das Gerät kann jedoch nach einer Abkühlzeit wieder benutzt werden.

Weiteres Zubehör und Optionen auf Anfrage oder unter www.h-p-cosmos.com. Irrtum & technische Änderungen vorbehalten.



[9.8] EMV Elektromagnetische Verträglichkeit Leitlinien und Herstellererklärung

Tabelle 201: Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Aussendung (für alle Geräte und Systeme)

Das Laufband ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Laufbandes sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird.

| Störaussendungsmessungen | Übereinstimmung | Elektromagnetische Umgebung - Leitfaden | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| HF-Aussendungen nach CISPR 11 | Gruppe 1 Klasse B | Das Laufband verwendet HF-Energie ausschliesslich zu seiner internen Funktion. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering, und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden | | |
| HF-Aussendungen nach CISPR 11 | Gruppe 1 Klasse B | | | |
| Aussendungen von Oberschwingungen nach IEC 61000-3-2 | Klasse A | Das Laufband ist für den Gebrauch in allen Einrichtungen einschliesslich denen im Wohnbereich und solchen, geeignet, die unmittelbar an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude versorgt, die zu | | |
| Aussendungen von Spannungsschwankungen / Flicker nach IEC 61000-3-3 | Übereinstimmung | Wohnzwecken benutzt werden. | | |

Tabelle 202: Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit (für alle Geräte und Systeme)

Das Laufband ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Laufbandes sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird.

| IEC 60601-Prüfpegel | Übereinstimmungspegel | Elektromagnetische Umgebung - Leitfaden | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ± 6 kV Kontaktentladung ± 8 kV Luftentladung | ± 6 kV Kontaktentladung ± 8 kV Luftentladung | Fussböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramikfliesen versehen sein. Die Luftfeuchtigkeit sollte nicht geringer als 30 % sein. | |
| ± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Eingangs- und Ausgangsleitungen | ± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Eingangs- und Ausgangsleitungen | Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. | |
| ± 1 kV Gegentaktspannung ± 2 kV Gleichtaktspannung | ± 1 kV Gegentaktspannung ± 2 kV Gleichtaktspannung | Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. | |
| < 5 % UT (> 95 % Einbruch der UT) für 0,5 Perioden | < 5 % <i>UT</i> (> 95 % Einbruch der <i>UT</i>) für 0,5 Perioden | Die Qualität der Versorgungsspannung sollt einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Anwender des Laufbandes fortgesetzte Funktion auch beim Auftreten von Unterbrechungen der Energieversorgung fordert, wird empfohlen, das Laufband aus einer unterbrechungsfreien Stromversorgun oder einer Batterie zu speisen. Achtung! Laufbänder brauchen wegen des leistungsfähige Notstromaggregate. | |
| 40 % <i>UT</i> (60 % Einbruch der <i>UT</i>) für 5 Perioden | 40 % UT (60 % Einbruch der UT) für 5 Perioden | | |
| 70 % UT (30 % Einbruch der UT) für 25 Perioden | 70 % UT (30 % Einbruch der UT) für 25 Perioden | | |
| < 5 % <i>UT</i> (> 95 % Einbruch der <i>UT</i>) für 5 s | < 5 % <i>UT</i> (> 95 % Einbruch der <i>UT</i>) für 5 s | | |
| 3 A/m | nicht anwendbar | Magnetfelder sollten nicht stärker sein als in der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung. | |
| | ± 6 kV Kontaktentladung ± 8 kV Luftentladung ± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Eingangs- und Ausgangsleitungen ± 1 kV Gegentaktspannung ± 2 kV Gleichtaktspannung < 5 % UT (> 95 % Einbruch der UT) für 0,5 Perioden 40 % UT (60 % Einbruch der UT) für 5 Perioden 70 % UT (30 % Einbruch der UT) für 25 Perioden < 5 % UT (> 95 % Einbruch der UT) für 5 % UT (> 95 % Einbruch der UT) für 5 % UT (> 95 % Einbruch der UT) für 5 s | ± 6 kV Kontaktentladung ± 8 kV Luftentladung ± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Eingangs- und Ausgangsleitungen ± 1 kV Gegentaktspannung ± 2 kV Gleichtaktspannung ± 2 kV Gleichtaktspannung * 5 % UT (> 95 % Einbruch der UT) für 0,5 Perioden 40 % UT (60 % Einbruch der UT) für 5 Perioden 70 % UT (30 % Einbruch der UT) für 25 Perioden * 5 % UT (> 95 % Einbruch der UT) für 5 Perioden * 60 % Einbruch der UT) für 5 Perioden * 70 % UT (30 % Einbruch der UT) für 25 Perioden * 5 % UT (> 95 % Einbruch der UT) für 5 Perioden * 5 % UT (30 % Einbruch der UT) für 5 Perioden * 5 % UT (> 95 % Einbruch der UT) für 5 Perioden * 5 % UT (> 95 % Einbruch der UT) für 5 Perioden * 5 % UT (> 95 % Einbruch der UT) für 5 Perioden | |



Das Laufband ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Laufbandes sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird.

| Störfestigkeitsprüfungen | IEC 60601-Prüfpegel | Übereinstimmungspegel | Elektromagnetische Umgebung - Leitfaden |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in keinem geringerer Abstand zum Laufband einschliesslich der Leitungen verwendet werden als dem empfohlenen Schutzabstand, der nach der für die Sendefrequenz zutreffenden Gleichung berechnet wird. Empfohlener Schutzabstand: |
| Geleitete HF-Störgrössen nach IEC 61000-4-6 | 3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz | 3 Vrms | d = 1,17 1/V * √P |
| Gestrahlte HF-Störgrössen nach IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz | 3 V/m | d = 1,17 m/V * √P für 80 MHz bis 800 MHz |
| | | | $d = 2,33 \text{ m/V} * \sqrt{P} \text{ für 800 MHz bis 2,5 GHz}$ |
| | | | Mit <i>P</i> als der Nennleistung des Senders in Watt (W) gemäss Angaben des Senderherstellers und <i>d</i> als empfohlenem Schutzabstand in Metern (m). Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Frequenzen gemäss einer Untersuchung vor Ort a geringer als der Übereinstimmungspegel sein.b In der Umgebung von Geräten, die das folgende Bildzeichen tragen, sind Störungen möglich. |

ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. ANMERKUNG 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein, Die Ausbreitung elektromagnetischer Grössen wird durch Absorptionen und Reflexionen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.

Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke geringer als 3 V/m sein.

Tabelle 206: Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und dem h/p/cosmos Laufband (für alle Geräte / Systeme ohne Lebenserhaltungsfunktion)

Das Laufband ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die HF-Störgrössen kontrolliert sind. Der Kunde oder der Anwender des Laufbandes kann dadurch helfen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten (Sendern) und dem Laufband – abhängig von der Ausgangsleistung des Kommunikationsgerätes, wie unten angegeben – einhält.

| Nennleistung | Schutzabstand (in Meter) abhängig von der Sendefrequenz | | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| des Senders in Watt | 150 kHz bis 80 MHz d = 1,17 1/V * √P | 80 MHz bis 800 MHz d = 1,17 m/V * √P | 800 MHz bis 2,5 GHz $d = 2,33 \text{ m/V} * \sqrt{P}$ | | |
| 0,01 W | 0,12 m | 0,12 m | 0,23 m | | |
| 0,1 W | 0,37 m | 0,37 m | 0,74 m | | |
| 1 W | 1,17 m | 1,17 m | 2,33 m | | |
| 10 W | 3,70 m | 3,70 m | 7,37 m | | |
| 100 W | 11,7 m | 11,7 m | 23,3 m | | |

Für Sender, deren max. Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der empfohlene Schutzabstand d in Metern (m) unter Verwendung der Gleichung ermittelt werden, die zur jeweiligen Spalte gehört, wobei P die max. Nennleistung des Senders in Watt (W) gemäss Angabe des Senderherstellers ist. ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. ANMERKUNG 2 Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein, Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorptionen und Reflexionen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.

Zur elektromagnetischen Verträglichkeit beachten Sie bitte unbedingt auch noch weiter Kapitel in diesem Handbuch:

- Kapitel Sicherheits- und Betriebshinweise: EMV
- b) Kapitel Fehlersuche, Elektrische / elektronische Störeinflüsse, Fehlerbehebung, mögliche Störquellen



Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Landfunkgeräten, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsender können theoretisch nicht genau vorherbestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln, sollte eine Studie des Standorts erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Standort, an dem das AM1+ mit Bluetooth benutzt wird, die obigen Übereinstimmungspegel überschreitet, sollte des AM1+ mit Bluetooth beobachtet werden, um die bestimmungsgemässe Funktion nachzuweisen, Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche Massnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine veränderte Ausrichtung oder ein anderer Strandort des AM2+.

[9.C] Kompatibilität RS232 Schnittstelle / USB Konverter

| System | Hersteller | Тур | RS232 Protokoll | Laufband-Setup |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Lauibanu-Setup |
| Ergospirometrie | JAEGER/Viasys/Cardinal | OXYCON | h/p/cosmos coscom® | |
| Ergospirometrie | MijnhardtViasys/Cardinal | OXYCON | h/p/cosmos coscom© | _ |
| Ergospirometrie | Cosmed / IT | K 4 b ² / Quark b ² Quark PFT | h/p/cosmos coscom® | |
| Ergospirometrie | CORTEX / DE | MetaMax, MetaLyzer | h/p/cosmos coscom [©] | |
| Ergospirometrie | SensorMedics / US | via EKG | Trackmaster in km/h | |
| Ergospirometrie | SensorMedics / US | via EKG | HELLIGE/Trackmaster | e - U |
| Ergospirometrie | ZAN / DE | ZAN 600 | h/p/cosmos coscom® | <u></u> |
| Ergospirometrie | Ganshorn DE | PowerCube | h/p/cosmos coscom® | pea |
| Ergospirometrie | MES PL | Start 2000 | h/p/cosmos coscom® | <u>ē</u> |
| Ergospirometrie | MedGraphics | CPX | h/p/cosmos coscom [©] | g. |
| Ergospirometrie | Brainware | | h/p/cosmos coscom® | p.c. |
| Ergospirometrie | Innovision | Innocor ab Version 5.01 | h/p/cosmos coscom® | _ ate |
| Ergospirometrie | Physio-Dyne | MAX 1 / MAX 2 | Trackmaster in km/h | ege |
| PC – EKG | JAEGER/Viasys/Cardinal | MasterScreen | h/p/cosmos coscom© | w.e |
| PC – EKG | custoMed / DE | Custo card | custo card | j verigi |
| PC – EKG | custoMed / DE | custo card m | h/p/cosmos coscom [©] | Pe |
| PC – EKG | CardioControl WelchAlly | Cardio Perfect | h/p/cosmos coscom® | n pur |
| PC – EKG | Norav Medical | 1200B & 1200S | h/p/cosmos coscom® | n Si |
| PC – EKG | Cosmed / IT | Cardiovis / PLUS | h/p/cosmos coscom [©] | siehe Option 20 oder 21 n ^e RS232 Schnittstellen-Protokoll und weitere kompatible Geräte und Software finden Sie unter www.coscom.org. icherheitshinweise und Systemanforderungen laut Handbücher der jeweiligen Software und Peripheriegerätehersteller beachten. |
| PC – EKG | PBI Pulse Biomedical | QRS Card | h/p/cosmos coscom© | Sot |
| PC – EKG | Marquette/HELLIGE / GE | CardioSoft | Trackmaster in km/h | / yen |
| PC – EKG | Marquette/HELLIGE / GE | CardioSoft | Trackmaster in mph | eilig |
| PC – EKG | Marquette/HELLIGE / GE | CardioSys | Trackmaster in km/h | S p s |
| PC – EKG | Marquette/HELLIGE / GE | CardioSys | Trackmaster in mph | n a feer |
| PC – EKG | OXFORD Instruments | Medilog QRS Card | h/p/cosmos coscom® | erc |
| PC-EKG | Delmar Reynolds | CardioNavigator ab Version 2.403 | Trackmaster in km/h | මු පු |
| PC-EKG | Delmar Reynolds | CardioNavigator ab Version 2.403 | Trackmaster in mph | 21 gle db |
| PC – EKG | Dr. Vetter / DE | PC EKG plus / ultra | Trackmaster in km/h | der Pati Har |
| PC – ECG | Mesa Medizintechnik GmbH | CARDIAX PC-EKG | h/p/cosmos coscom® | ant so |
| EKG | Marquette/HELLIGE / GE | CardioSmart | Trackmaster in km/h | siehe Option 20 oder 21 und weitere kompatible iforderungen laut Handt |
| EKG | Marquette/HELLIGE / GE | CardioSmart | Trackmaster in mph | ptic eite Inge |
| EKG | ergoline / DE | EK 3012 / DOS | custo card | d w b |
| EKG | SCHILLER CH | AT 10 / AT 60 | SCHILLER (Pacer) | l alie for force |
| EKG | SCHILLER CH | CS 100 / CS 200 | Trackmaster in km/h | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| EKG | Marquette / USA | MAX 1 | Marquette | oto ster |
| EKG | ESAOTE / IT | | Trackmaster in km/h | ا ڄَڌِ پُڻ |
| Kardiol. Rehabilitation | CORTEX / DE | CMS | h/p/cosmos coscom® | |
| Kardiol. Rehabilitation | CogniMed | Therapiemonitor TM2 ab Version 4.32 | h/p/cosmos coscom® | se i |
| Kardiol. Rehabilitation | ergoline | ERS-System | h/p/cosmos coscom® | yni wei |
| Kardiol. Rehabilitation | CogniMed | TM cardio 1000 & 2000 | h/p/cosmos coscom® | S if |
| Kardiol. Rehabilitation | CogniMed | TM sport 1000 & 2000 | h/p/cosmos coscom® | 232 neits |
| EMG | biovision | | h/p/cosmos coscom® | RS Hert |
| Blutdruck | SunTech Medical | Tango | h/p/cosmos coscom® | |
| Gangtherapie-Roboter | Hocoma | Lokomat / Lokocontrol ab Version 4.31 | h/p/cosmos coscom® | siehe Option Das h/p/cosmos coscom® RS232 Schnittstellen-Protokoll und weitere Irrtum und Änderungen vorbehalten. Sicherheitshinweise und Systemanforderungen |
| PC Software | h/p/cosmos | h/p/cosmos para graphics DOS | h/p/cosmos cosrec© | s co |
| PC Software | h/p/cosmos | h/p/cosmos para graphics® | h/p/cosmos coscom® | pe h |
| PC Software | h/p/cosmos | h/p/cosmos para control® | h/p/cosmos coscom® | Nor vor |
| PC Software | h/p/cosmos | h/p/cosmos para analysis® 2.0 pro | h/p/cosmos coscom® | jen γ/b/ν |
| PC Software | h/p/cosmos | h/p/cosmos para motion® | h/p/cosmos coscom® | as h |
| PC Software | HUR / FI | Treadmill-Trainer | h/p/cosmos coscom® | ge o |
| PC Software | FitCentric | NetAthlon | h/p/cosmos coscom® | Ä |
| PC Software | ergoline | OPTICARE | h/p/cosmos coscom® | nu |
| PC Software | FREI | Chip-Ei | h/p/cosmos coscom® | <u> </u> |
| PC Software | MedTronic | Lactware ab Version 4.3 | h/p/cosmos coscom© | 1 🖺 |
| PC Software | simi | simi motion twin | h/p/cosmos coscom [©] | 1 |
| PC Software | simi | simi motion ab Version 8.0 | h/p/cosmos coscom [©] | 1 |
| PC Software | Proxomed | Kardiowell-System (Chipkarte) | h/p/cosmos coscom [©] | 1 |
| Drucker | HP Hewlett-Packard | PCL Sprache (Centronix+Konverter) | Druckerprotokoll | 1 |
| RS232 Teststecker | h/p/cosmos | LED + switch | h/p/cosmos Loop-Back | 1 |
| | 1 p. 00000 | | | L |

Zusatzausrüstungen, die an die analogen und digitalen Schnittstellen des Gerätes angeschlossen werden, müssen nachweisbar den entsprechenden Normen (z.B. EN 60 950 für datenverarbeitende Geräte und EN 60 601 für elektromedizinische Geräte) genügen. Konfigurationen müssen der gültigen Version der Systemnorm 60601-1-1 genügen. Bei Verbindung von Medizinprodukten über Schnittstellen, sind immer Produkte mit Potentialisolation nach IEC 601-1 zu verwenden. An Sportlaufbänder dürfen keine medizinischen Systeme (z.B. EKG) angeschlossen werden. Wer zusätzliche Geräte am Signaleingangs- oder –ausgangsteil anschliesst ist Systemkonfigurierer / Hersteller und damit verantwortlich, dass die gültigen Versionen der EMV und Systemnorm EN 60601-1-1 eingehalten werden. (MDD: 13.6.c, IEC 601-1: 6.8.2.c, 19.2.b, 19.2.c). Neuere Computer haben anstatt RS232 Schnittstelle nur noch USB Schnittstelle. In diesem Fall ist bei h/p/cosmos unter der Artikelnummer cos12769 ein "USB zu RS232 Schnittstellen-Adapter-Kabel" erhältlich. Bei Steuerung über USB Schnittstellen muss der Prozessor Pentium 1.8 GHz oder höher sein.



[10.]Zubehör & Optionen

[10.A] Armstützen zur Gewichtsentlastung und Sicherung

Die Einsatzbereiche der h/p/cosmos Armstützen mit der Zusatztastatur und dem Zusatzstopp sind vielfältig. So wird z.B. für übergewichtige Patienten und Menschen mit orthopädischen Problemen oder Herzkreislauferkrankungen ein schonendes Bewegungstraining möglich. Therapien können früher begonnen werden, der Therapeut wird in seiner Arbeit effizient unterstützt.

Die Armstützen sind exakt auf die Bedürfnisse und die körperlichen Anforderungen der Personen einstellbar.



Dafür sorgt ein patentiertes, leicht verstellbares System. Für die individuelle Einstellung der Armstützen stehen auf beiden Seiten jeweils drei Gelenke mit Skala zur Verfügung. Hiermit werden Höhe, Breite und Neigung bestimmt. Vor allem in der Rehabilitation und Gangtherapie, aber auch zur Sicherung von Anfängern oder unsicheren Probanden finden die Armstützen ihre Anwendung. Die h/p/cosmos Armstützen (Patent-Nr.: DE 199 16 508 A1) sind für die h/p/cosmos Modellserien mit Lauffläche 150/50, 170/65 und 190/65cm, aber nicht für Laufbänder mit verstellbaren Handläufen erhältlich.

h/p/cosmos Armstützen [cos00098060044] für Handläufe mit 10° Schräge h/p/cosmos Armstützen [cos12013] für Handläufe mit 0° Schräge (z.B. langer Handlauf 2 Säulen)

[10.A1] Gefahrenhinweise und Bedienung

- Die maximale Belastung ist f
 ür Personen bis 140 kg K
 örpergewicht begrenzt.
- Die Einstellung der verstellbaren Armstützen darf nicht unter Last erfolgen (Armstützen nicht belasten).
- Die Benutzung und Einstellung der verstellbaren Armstützen darf nur durch geschultes und eingewiesenes Personal erfolgen, resp. ist immer nur unter Aufsicht einer geschulten Aufsichtsperson gestattet.
- Lösen Sie die Arretier-Elemente zum Verstellen der Winkel nur, wenn Sie die Armstützen mit einer Hand festhalten. Mit dieser Hand drehen Sie den entsprechenden Hebel in die gewünschte Stellung.
- Achten Sie nach der Einstellung der Winkel darauf, dass alle Arretier-Elemente vor der Belastung der Armstützen wieder richtig eingerastet sind.
- Achten Sie bei der Verstellung darauf, dass Sie selbst nicht und auch keine andere Person an den Gefahrenbereichen (Klemm- und Quetschstellen) eingeklemmt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Unterarmauflagen der linken und rechten Armstütze annähernd waagerecht und gleichmässig eingestellt sind.
- Die Armstützen dürfen nicht bei Drehrichtungsumkehr eingesetzt werden.
- Aus Sicherheitsgründen ist die Anwendung der Armstützen nur zum Gehen und nicht zum Laufen zugelassen.
- Beim Laufen müssen beide Armstützen nach aussen und senkrecht nach unten [1] geklappt werden. Dabei dürfen sie auf keinen Fall in den Bereich der Lauffläche hineinragen [2].






[10.A2] Reproduzierbarkeit der Einstellungen

Um diese Reproduzierbarkeit zu erzielen, müssen Sie die individuell optimalen Einstelldaten (siehe Skalierung an den Arretier-Elementen) für jeden Probanden ermitteln und in geeigneter Form (z.B. in der Patientenakte) erfassen. Wir haben bewusst darauf verzichtet, Vorgaben oder Standardeinstellungen für verschiedene Körpergrössen zu geben, da diese Einstellungen je nach Körperhaltung und individueller Situation des Probanden stark voneinander abweichen können.

Die Drehelemente haben bei jedem Gelenk eine Skalierung, die bei Drehung zur Lauffläche hin immer aufsteigend ist. Die Höhen- und Breiteneinstellung erfolgt feinstufig, da die Verzahnung der Gelenke in 6 Grad Schritten erfolgt. Die unten abgebildete Illustration können Sie für Ihre Patientenakten kopieren und dort die Zahlen der Skalierungen für jeden Patienten eintragen.



[10.B] Zusatz-Tastatur und Zusatz-Stopp-Tasten für Armstützen und zur Fernsteuerung



Als Ergänzung der Armstützen und zur weiteren Erhöhung der Sicherheit wurde eine Zusatztastatur konstruiert. Mit ihr lassen sich Geschwindigkeit und Steigung bequem aus der sicheren Position heraus steuern. Der Zusatzstopp für den Notfall ist jederzeit mit dem Daumen erreichbar (Abb. oben rechts).



zubehör & optionen





Die Zusatztastatur kann auch aus der Halterung an den Armstützen entnommen und am Handlauf oder links und rechts neben der Motorhaube unter Verwendung von optionalen Halterungen befestigt werden. Durch das lange Verbindungskabel hat der Therapeut so auch die Möglichkeit, die Steuerung des Laufbandes, z.B. aus einer knienden Position heraus, zu übernehmen.

| | Artikelnummern |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| h/p/cosmos Zusatz-Tastatur 6 Tasten inkl. 2 m Spiralkabel | cos10106 |
| Halterung für Zusatz-Tastatur an Armstützen | cos10111 |
| h/p/cosmos Zusatz-Stopp (rote Taste oben im Handgriff) für Armstützen rechts | cos10107 |
| h/p/cosmos Zusatz-Stopp (rote Taste oben im Handgriff) für Armstützen links | cos10108 |
| Halterung für Zusatz-Tastatur am Handlauf mit Rundrohrschelle 60mm Ø | cos14135 |
| Halterung für Zusatz-Tastatur an Motorhaube links | cos14327 |
| Halterung für Zusatz-Tastatur an Motorhaube rechts | cos11750 |
| Verlängerungs-Spiralkabel 2 m für Zusatz-Tastatur | cos12922 |

[10.C] Handläufe verstellbar mit verzahnten Arretier-Elementen

Die in Höhe und Breite verstellbaren Handläufe sind ausschliesslich für die h/p/cosmos Laufbandserie mit Lauffläche 150/50cm (z.B. h/p/cosmos mercury med) erhältlich. Die Handläufe bieten optimale Sicherheit bei grösstmöglicher Bewegungsfreiheit. Sie sind ideal einsetzbar bei unsicheren und älteren Personen sowie bei allen Trainingstherapien mit Kindern.

Die individuelle Einstellung der Handläufe erfolgt über zwei Gelenke mit verzahnten Arretier-Elementen und Skalen an den hinteren Enden der Handläufe. Vorne sorgen zwei Stabilisierungselemente ("Klemmschrauben") für zusätzliche Fixierung der eingestellten Position.





Das UserTerminal wird bei der Verwendung der verstellbaren Handläufe vor dem Probanden auf dem Querrohr befestigt. Die ergonomische Bedienung des Gerätes wird dadurch zwar beeinflusst, was jedoch in den meisten Fällen jedoch nicht relevant ist. Denn die Anwendungsbereiche der verstellbaren Handläufe liegen in der Therapie - in der Regel unter Aufsicht eines Therapeuten. Die verstellbaren Handläufe erlauben auf Grund ihrer enormen Variabilität und grossen Einstellbereiche den Einsatz für alle Körpergrössen.







Laufband-Ergometer mit verstellbaren Handläufen

Einstellung mit Skalierung hinten

Klemmeinheit vorne

h/p/cosmos Handläufe verstellbar [cos10030]

[10.C1] Gefahrenhinweise und Bedienung

- Die maximale Belastung ist für Personen bis 140 kg Körpergewicht begrenzt.
- Die Einstellung der verstellbaren Handläufe darf nicht unter Last erfolgen (Handlauf nicht belasten).
- Die Benutzung und Einstellung der verstellbaren Handläufe darf nur durch geschultes und eingewiesenes Personal erfolgen, resp. ist immer nur unter Aufsicht einer geschulten Aufsichtsperson gestattet.
- Lösen Sie die Arretier-Elemente zum Verstellen der Winkel nur, wenn Sie den Handlauf mit einer Hand festhalten. Mit der Hand, die den Handlauf festhält, drehen Sie den entsprechenden Hebel in die gewünschte Stellung.
- Achten Sie nach der Einstellung der Winkel darauf, dass alle hinteren Arretier-Elemente vor der Belastung der Handläufe wieder richtig eingerastet sind und dass die vorderen zwei Stabilisierungselemente ("Klemmschrauben") wieder fest gezogen und gesichert sind.
- Achten Sie bei der Verstellung darauf, dass Sie selbst nicht und auch keine andere Person an den Gefahrenbereichen (Klemm- und Quetschstellen) eingeklemmt werden.
- Die Verwendung der h/p/cosmos Armstützen mit den verstellbaren Handläufen ist nicht möglich.

[10.C2] Reproduzierbarkeit der Einstellungen

Um diese Reproduzierbarkeit zu erzielen, müssen Sie die individuell optimalen Einstelldaten (siehe Skalierung an den hinteren Arretier-Elementen) für jeden Probanden ermitteln und in geeigneter Form (z.B. in der Patientenakte) erfassen. Wir haben bewusst darauf verzichtet, Vorgaben oder Standardeinstellungen für verschiedene Körpergrössen zu geben, da diese Einstellungen je nach Körperhaltung und individueller Situation des Probanden stark voneinander abweichen können.




Die Drehelemente haben bei jedem Gelenk eine Skalierung, die bei Drehung zur Lauffläche hin immer aufsteigend



ist. Die Höhen- und Breiteneinstellung erfolgt feinstufig, da die Verzahnung der Gelenke in 6 Grad Schritten erfolgt.

In die unten abgebildete Illustration, die Sie z.B. für Patientenakten kopieren können, können Sie die 4 Zahlen der Skalierungen zur individuellen Einstellung für einen Patienten eingetragen.



[10.D] Barrenhandläufe verstellbar mit Gaszylinder und Feststell-Klemmhebel



Die in Höhe und Breite verstellbaren Barrenhandläufe sind ausschliesslich für die h/p/cosmos Laufbänder aus der Modellreihe "locomotion" erhältlich. Die Handläufe bieten optimale Sicherheit bei grösstmöglicher Bewegungsfreiheit und sind individuell einstellbar. Sie sind ideal einsetzbar bei unsicheren und älteren Personen, sowie bei allen Trainingstherapien mit Kindern.

Foto links: Laufband h/p/cosmos 150/50 locomotion DE med in der Anwendung einer Lokomotionstherapie in Verbindung mit dem Hocoma Gewichtsentlastungssystem, einem Therapeutensitz und mit einer Rollstuhlrampe

[10.D1] Gefahrenhinweise und Bedienung

- Die maximale Belastung ist auf Personen bis 140 kg K\u00f6rpergewicht begrenzt.
- Die Einstellung der verstellbaren Barrenhandläufe darf nicht unter Last erfolgen (Handlauf nicht belasten)
- Die Benutzung und Einstellung der verstellbaren Barrenhandläufe darf nur durch geschultes und eingewiesenes Personal erfolgen, resp. ist immer nur unter Aufsicht einer geschulten Aufsichtsperson gestattet.
- Achten Sie nach Einstellung des Barrenhandlaufs immer darauf, alle Feststellhebel zu schliessen.
- Prüfen Sie mindestens 1 x jährlich die Funktion des Barrenhandlaufs, indem Sie diesen bei geschlossenen Feststellhebeln mit ca. 200 kg (z.B. mit der Hilfe von 3 Personen) belasten.
- Achten Sie bei der Verstellung darauf, dass Sie selbst und auch keine andere Person an den Gefahrenbereichen (Klemm- und Quetschstellen) eingeklemmt werden.
- Wird das schwenkbare UserTerminal nach aussen gedreht, so muss mind. 1 Not-Aus-Schalter in Reichweite für den Probanden positioniert bleiben.



Die Verwendung der h/p/cosmos Armstützen mit den verstellbaren Barrenhandläufen ist nicht möglich.

[10.D2] Einstellung des Barrenhandlaufs







[80]



- An den hinteren Enden des Barrenhandlaufes sind zwei Teleskoprohre, die beispielsweise hilfreich beim Aufstieg auf die Lauffläche aus einem Rollstuhl heraus sein können.
- Nach dem Aufstieg müssen die Teleskope wieder eingeschoben werden, damit sie kein Hindernis und keine Verletzungsgefahr für die Therapeuten, die ständig um das Laufband herum gehen, darstellen.

[10.D3] Reproduzierbarkeit der Einstellungen



Um Reproduzierbarkeit zu erzielen, müssen Sie die individuell optimalen Einstelldaten (siehe Skalierung auf den Gasdruckzylindern) für jeden Probanden ermitteln und in geeigneter Form (z. B. in der Patientenakte) erfassen. Wir haben bewusst darauf verzichtet, Vorgaben oder Standardeinstellungen für verschiedene Körpergrössen zu geben, da diese Einstellungen je nach Körperhaltung und individueller Situation des Probanden stark voneinander abweichen können.

[10.E] Therapeutensitz und Fussstütze verstellbar

Die beidseitig angebrachten, ergonomisch geformten Therapeutensitze in Kombination mit den verstellbaren Fussstützen sind ausschliesslich für die h/p/cosmos Laufbänder aus der Modellreihe "locomotion" erhältlich. Sie dienen dem Therapeuten als rückenfreundliche Sitzgelegenheit während der Durchführung einer Laufbandtherapie mit einem Patienten. Die verstellbaren Therapeutensitze und Fussstützen sind mit einer Führungsschiene direkt am Rahmen des Laufbandes angebracht.

[10.E1] Gefahrenhinweise

- Die maximale Belastung ist auf Personen bis 200 kg K\u00f6rpergewicht begrenzt.
- Die Benutzung und Einstellung der verstellbaren Fussstütze/ Therapeutensitze darf nur durch geschultes und eingewiesenes Personal erfolgen, resp. ist immer nur unter Aufsicht einer geschulten Aufsichtsperson gestattet.
- Bei unbeabsichtigtem verrutschen des Therapeutensitzes oder der Fussstütze aufgrund von nicht festgezogenen Klemmvorrichtungen besteht Quetschgefahr. Hervorstehende Klemmhebel sind ebenfalls eine




- mögliche Gefahrenquelle. Achten Sie deshalb nach der Einstellung immer darauf, dass alle Schrauben bzw. Klemmvorrichtungen fest gezogen sind.
- Achten Sie insbesondere bei der Verstellung darauf, dass Sie selbst und auch keine andere Person an den Gefahrenbereichen (Klemm- und Quetschstellen) eingeklemmt werden. Auf folgende potentielle Quetschstellen ist besonders zu achten: Druckknopf bei extremer Schrägstellung des Handlaufs; Schwenkvorrichtung des UserTerminals zur Motorhaube und zur festen Säule; Gabelkopf der Handlaufgelenke; bewegliche Fussstütze und Aufnahme des Therapeutensitzes zur festen Säule und zum Hauptrahmen.

[10.E2] Bedienung

| Punkt | Illustration | Tätigkeit |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [01] | | ■ Lösen Sie die Feststellschraube unterhalb der Fussstütze um die optimale Position einzustellen. |
| [02] | | ■ Lösen Sie die Feststellschraube unterhalb des Sitzes um die optimale Sitzposition einzustellen. |
| [03] | | ■ Fixieren Sie Ihre Sitz- und Fussposition durch Festziehen der jeweiligen Feststellschrauben. |



Gesamtansicht des Laufbandes h/p/cosmos 150/50 locomotion DE med



[10.F] Spezialhandläufe

h/p/cosmos bietet viele optionale Handläufe an und auf Anfrage auch Sonderanfertigungen.



Handlauf kurz

Handlauf lang gerollt, 2 Säulen

Handlauf teilbar / abnehmbar

Details und Bestellnummern erhalten Sie auf Anfrage beim Hersteller h/p/cosmos oder bei Ihrem Fachhändler.



- Querbügel müssen immer so positioniert werden, dass mindestens 2/3 der Lauffläche hinter dem Querbügel zur Verwendung frei ist.
- Es darf nicht mit dem Rücken zum Querbügel gelaufen werden.
- Der Querbügel sollte bei Verwendung eines Sicherheitsbügels mit Brustgeschirr demontiert werden.
- Zwischen dem Querbügel und dem UserTerminal muss wegen Quetschgefahr ein Sicherheitsabstand von mindestens 4cm eingehalten werden.



[10.G] h/p/cosmos airwalk se 135 (erhältlich ab 10/2008)

Das "h/p/cosmos airwalk se 135" ist ein sehr benutzerfreundliches und neuartiges dynamisches Gewichtsentlastungssystem mit Einpunkt-Aufhängung für die manuelle Lokomotionstherapie. Es verbessert das manuelle Training dank einer sehr gleichmässigen Entlastung des Patienten über den vertikalen Bewegungsbereich.

- Das dynamische Gewichtsentlastungssystem mit geringer Massenträgheit ermöglicht eine präzise Entlastung des Patienten und sorgt für eine natürliche vertikale Bewegung und somit für einen physiologischeren Gang.
- Die stufenlos einstellbare Gewichtsentlastung ermöglicht auch Kindern und leichtgewichtigen Erwachsenen ein gutes Gehtraining auf dem h/p/cosmos airwalk se 135.
- Einfache Bedienung: Anheben und Absenken des Patienten mit Tastendruck erleichtern die Trainingsvorbereitung und unterstützen das Training.
- Die Gewichtsentlastung kann präzise an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden und gewährleistet ein optimales Trainingsumfeld.
- Hoher Patientenkomfort für mehr Motivation.
- Der hochwertige, atmungsaktive und bequeme Entlastungsgurt ist physiologisch geformt und leicht verstellbar, so dass Hautirritationen und Druckstellen weitestgehend vermieden werden können.
- Die gute Passform des Entlastungsgurtes erhöht die Mobilität und erleichtert einen physiologischeren Gang.
- Bessere Ergonomie für bessere Trainingsresultate.
- Die Parameter von Laufband und Gewichtsentlastungssystem können während des Trainings verändert werden (Geschwindigkeit, Steigung, Entlastungsgewicht).
- Die Trainingsphasen können verlängert werden, wodurch die Therapie für den Patienten effektiver wird.
- Das weite Einsatzgebiet des "h/p/cosmos airwalk se 135" reicht von therapeutischen Anwendungen wie der funktionellen Gangtherapie, Rehabilitation oder auch der Neurologie bis hin zum Leistungssport (z.B. Koordinationstraining bei Athleten, etc.).



h/p/cosmos airwalk se [cos16149]



[10.H] Gewichtsentlastungs-System h/p/cosmos airwalk

Alle Gefahrenhinweise und Anwendungsvorschriften für das Gewichtsentlastungssystem samt Zubehör entnehmen Sie bitte dem extra mitgelieferten Handbuch für das Gewichtsentlastungssystem. Die Trageseile müssen alle 6 Monate, falls erste Anzeichen von Abnutzung auftreten auch früher, erneuert werden. Der h/p/cosmos airwalk ist ein pneumatisches Gewichtsentlastungssystem mit dynamischer Einpunktaufhängung. Das System ermöglicht einen früheren Therapiebeginn, die Durchführung bisher nicht möglicher Übungen und alle Übungen in aufrechter Position.

Der h/p/cosmos airwalk ist mit den Laufband-Ergometern der h/p/cosmos Modellserien mit Lauffläche 150/50, 170/65 und 190/65, aber auch vielen Laufbändern anderer Hersteller, zu verwenden



[10.H1] Patienten-Westen für h/p/cosmos airwalk und h/p/cosmos airwalk se

Die Westen bieten höchsten Passkomfort bei grösstmöglicher Bewegungsfreiheit. Sie haben keine einschneidenden Gurte im Schritt und sitzen optimal durch das individuell einstellbare Gurtsystem. 4 verschiedene Westen ermöglichen die Anpassung an alle Körpergrössen. Zudem ist eine Spezialweste für Kinder erhältlich.

Zusatzbänder für die Gangkorrektur sind im Lieferumfang enthalten. Die gewünschte Gewichtsentlastung kann vom Probanden selbst reguliert werden



Modellvarianten

Drei verschiedene Modellvarianten des h/p/cosmos airwalk ermöglichen eine unterschiedliche Gewichtsentlastung von bis zu 35 kg, bis 70 kg und bis zu 160 kg. Der h/p/cosmos airwalk 35 kann mit einer Handpumpe reguliert werden.

Für die Modelle h/p/cosmos airwalk 70 und 160 ist ein Druckluftanschluss oder ein separater Kompressor erforderlich.



h/p/cosmos airwalk 35 [cos10091] h/p/cosmos airwalk 70 [cos10092] h/p/cosmos airwalk 160 [cos10093] Kompressor [cos10094] h/p/cosmos airwalk Weste rot, Taille 55-88 cm [cos10095] h/p/cosmos airwalk Weste blau, Taille 81-112 cm [cos10096] h/p/cosmos airwalk Weste gelb, Taille 112-145 cm [cos10097] h/p/cosmos airwalk Kinderweste [cos10112]



[10.1] Rollstuhlrampe

Bei der Verwendung einer Rollstuhlrampe ist besonders darauf zu achten, dass am Einzugspalt zum Laufgurt keine Hand, Bekleidung, Haare oder Gegenstände eingezogen werden. Die Rollstuhlrampe darf den Laufgurt aber auch nicht direkt berühren, damit der Laufgurt nicht beschädigt wird. Rollstuhlrampe gut fixieren, damit diese nicht verrutschen kann. Auf Rutschgefahr und Stolpergefahr achten. Darauf achten, dass beim Befahren der Rampe der Rollstuhl nicht seitlich von der Rampe fährt. Es sind nur Original h/p/cosmos Rollstuhlrampen zulässig.



Rollstuhlrampe 150/50 [cos16186]

[10.J] h/p/cosmos Rollstuhlführung für Grosslaufbänder

Für alle h/p/cosmos Laufband-Ergometer der Modellserien mit Lauffläche ab 200/75cm und Kennzeichnung "r" ist eine Rollstuhlführung erhältlich. Mit ihr können Rollstühle mit 4 oder 3 Rädern sicher in der Spur gehalten werden. Die Führung erfolgt an einer runden Schiene, die zwischen den beiden Säulen des rechten Handlaufes befestigt wird. Mit der, an der Führungsschiene zu fixierenden Metallfeder, wird das nach hinten Rollen des Rollstuhls verhindert. Die Anwendung mit



Rollstuhl auf dem Laufband-Ergometer ist nur mit Sicherheitsaufhängung (Brustgeschirr und Fallstopp) gestattet. Es ist zudem unbedingt darauf zu achten, dass die Bremsen am Rollstuhl deaktiviert sind (Bremsseil aushängen).



Bei Anwendung des Laufbandes ohne Rollstuhl ist die Rollstuhlführung unbedingt abzubauen, damit kein gefährliches Hindernis (Querstrebe) Läufer, Radfahrer oder Inline-Skater auf der Lauffläche behindert und/oder zu Verletzungen führen kann.



[10.K] Sicherheitsbügel mit Fallstop und Brustgeschirr



- Der Sicherheitsbügel muss vor jedem Gebrauch einer Sichtprüfung (Prüfung auf Beschädigung oder Verschleiss) unterzogen werden. Zu prüfen sind insbesondere: Seil und Gurtsystem, sowie alle Verbindungsteile wie Karabiner und Seilbremse.
- Alle Verschleissteile des Sicherheitsbügels (Seil und Gurtsystem, sowie alle Verbindungsteile wie Karabiner und Seilbremse) müssen bei sichtbarem Verschleiss oder Beschädigung sofort, spätestens jedoch nach 2 Jahren ausgetauscht werden.

Unverzichtbares Zubehör in der Leistungsdiagnostik, zur Unfallverhütung und bei der allgemeinen Sicherung von Sportlern: Der Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Fallstopp. Bei einem Sturz wird der Sportler aufgefangen und das Laufband-Ergometer wird automatisch abgeschaltet. Der h/p/cosmos Sicherheitsbügel ist für alle h/p/cosmos Laufband-Ergometer erhältlich.

Das Brustgeschirr wird über eine Zugleine mit dem an der oberen Querstrebe des Sicherheitsbügels befindlichen Not-Stopp-Schalter verbunden. Wirken mehr als ca. 8 kg Zugkraft auf den Schalter über das Seil ein, stoppt der Laufgurt sofort.





Das Brustgeschirr ist so konzipiert, dass der Körper nicht nach vorne überkippen kann. Die Gurte schneiden nicht ein und beengen den Sportler nicht. Das Brustgeschirr darf nicht verdreht angelegt werden. Die Gurte müssen unverdreht mit dem h/p/cosmos Logo nach aussen angelegt sein. Der vertikale Trägergurt (1), an

dem der Karabinerhaken befestigt wird, muss unterhalb der Schultergurte (2), direkt am Körper anliegen, damit die Nahtstelle (3) nicht belastet wird. Bei verdreht angelegten Gurten kann an verschiedenen Nahtstellen eine Scherbelastung auftreten und die Nahtstellen lösen.



Trotz schnellem Stop des Laufgurtes kann es durch das Auslaufen des Gurtes zu Hautabschürfungen an den Beinen kommen, denn ein gestürzter Proband berührt noch für wenige Sekunden den auslaufenden Gurt. Das Verletzungsrisiko wird aber im Vergleich zu Systemen ohne diesen Bügel und in Vergleich zu einem Sturz im Freien ganz drastisch minimiert. Die Länge der Fallstoppleine ist individuell einstellbar. Das maximale Körpergewicht des Probanden beträgt 200 kg. Benötigte Raumhöhe bei Verwendung des Sicherheitsbügels: Laufband-Ergometer mit Lauffläche 150/50 mindestens 2,46 m bei 0 % Steigung bzw. 2,57 m bei 24 %. Laufband-Ergometer mit Lauffläche 170/65 und 190/65 mindestens 2,51 m bei 0 % bzw. 2,68 m bei maximaler Steigung.

h/p/cosmos Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Fallstopp [cos10079] (Laufbandmodell angeben)



[10.L] Laufgurt Drehrichtungsumkehr ("bergab Gehen")



- Da der Läufer entgegen der normalen Laufrichtung läuft und somit keinen Überblick über das UserTerminal (die Bedieneinheit) hat, muss der Lauf von einer zweiten Person überwacht werden, die das Laufband bedient. Aus Sicherheitsgründen ist die Höchstgeschwindigkeit begrenzt bei den Modellen, die vorne einen Querbügel oder eine Motorhaube haben. Verwenden Sie eine zusätzliche Sicherheitsreissleine oder den h/p/cosmos Sicherheitsbügel mit Fallstopp.
- Der Schlüsselschalter für Drehrichtungsumkehr darf nur bei Stillstand des Gurtes betätigt werden.

Die Funktion Laufgurt Drehrichtungsumkehr (optional) ermöglicht die Simulation von Bergabläufen. Um Missbrauch vorzubeugen, kann die Funktion nur mittels Schlüsselschalter (bei externem UserTerminal der Grosslaufbänder mittels Drehschalter) aktiviert werden. Wird der Schlüsselschalter bei Stillstand des Laufbandes betätigt, läuft das Laufband beim nächsten Start rückwärts.

Laufgurt Drehrichtungsumkehr wird durch ein akustisches Signal und die Anzeige "r." angekündigt. Im Betrieb wird die Geschwindigkeit als negativer Wert dargestellt ",-0,0 ... -5,0"

[10.L1] Reissleine mit Magnetschalter

Der Sportler oder Patient ist mit einem Beckengurt über eine Reissleine mit dem Magnetschalter am UserTerminal verbunden.

Im Notfall löst sich der Magnet vom UserTerminal und das Laufband stoppt sofort.

Die Reissleine ist keine Sturzsicherung. Bei abgezogenem Magneten erscheint im Display "PULL STOP".



Reissleine mit Magnetschalter [cos00098050043]

[10.L2] Drehrichtungsumkehr von vorwärts auf rückwärts

- Den Schlüsselschalter im Stillstand des Gurtes umdrehen und dann den Laufgurt OHNE Läufer starten und mit ca. 5 km/h betreiben.
- Für ca. 2 Minuten die Position des Laufgurtes überwachen und mit der *linken* Einstellschrauben für die Gurtposition (siehe Kapitel Wartung / Gurtjustierung) die Gurtposition korrigieren. Es ist normal, wenn die Drehrichtung umgeschaltet wird, dass der Laufgurt leicht zur Seite läuft und daher wieder zur Mitte der Lauffläche korrigiert werden muss.
- Sobald die Gurtposition korrigiert wurde, kann der Laufgurt gestoppt werden und das Laufband mit einem Läufer betrieben werden.



[10.L3] Drehrichtungsumkehr von rückwärts auf vorwärts

- Den Schlüsselschalter im Stillstand des Gurtes umdrehen und dann den Laufgurt ohne Läufer starten und mit ca. 5 km/h betreiben.
- Für ca. 2 Minuten die Position des Laufgurtes überwachen und mit der linken Einstellschrauben für die Gurtposition (siehe Kapitel Wartung / Gurtjustierung) die Gurtposition korrigieren. Es ist normal, wenn die Drehrichtung umgeschaltet wird, dass der Laufgurt zur Seite läuft und daher wieder zur Mitte der Lauffläche korrigiert werden muss.
- Sobald die Gurtposition korrigiert wurde, kann der Laufgurt gestoppt werden und das Laufband mit einem Läufer betrieben werden.

Achtung: In den meisten Fällen ist die Korrektur der Gurtposition (Umdrehungszahl der linken Einstellschraube) bei Drehrichtungsumkehr immer gleich. Daher sollte diese Umdrehungszahl der linken Einstellschraube notiert werden, was den Aufwand zur Korrektur der Gurtposition (nach der 1. Ermittlung der Umdrehungszahl) auf wenige Sekunden reduzieren kann.

[10.M] Trinkflaschenhalter

Der Flaschenhalter ist für alle h/p/cosmos Laufband-Ergometer erhältlich und kann mit einer Schelle gut erreichbar am Handlauf angebracht werden. Die Position des Flaschenhalters muss so gewählt werden, dass die hinteren Enden der Handläufe als Griffmöglichkeit frei bleiben.



Trinkflaschenhalter für Handlauf 60mm [cos11020]

[10.N] Nachrüstung UserTerminal

Die Nachrüstung von It-Modellen, sowie die Ausrüstung der Grosslaufbänder mit einem zusätzlichen UserTerminal am Handlauf ist mit einer speziellen Befestigung jederzeit möglich. Falls Peripheriegeräte, z.B. PC oder EKG, anzuschliessen sind, ist eine zweite Schnittstelle am Laufband-Ergometer notwendig.





[10.0] Monitor- / Laptoparm

Für die Befestigung am externen Schaltschrank der Laufbandserien h/p/cosmos venus und h/p/cosmos saturn ist ein dreh- und schwenkbarer Arm für Monitor oder Laptop erhältlich.

Monitorarm, schwenkbar für PC Bildschirm oder Laptop [cos13321] Laptop Computer [cos13476]





[10.P] Sicherheits-Steckdosenleiste

Die stabile Sicherheits-Steckdosenleiste [cos100157] dient zur sicheren Verbindung des medizinischen h/p/cosmos Laufband-Ergometers mit Peripheriegeräten wie PC, Drucker oder Monitor. Sie erfüllt alle Anforderungen für Steckdosenleisten zur Herstellung der Verbindungen eines medizinischen elektrischen Systems innerhalb der Patientenumgebung.



Sicherheits-Steckdosenleiste [cos100157]

Wie in der Norm EN60601-1 für medizinische elektrische Geräte gefordert, ist die Steckdosenleiste nur mit Hilfe eines Werkzeugs zugänglich. Durch diese Maßnahme wird der unbeabsichtigte und im hektischen Praxisalltag durchaus mögliche Anschluss weiterer Geräte an die System-Steckerleiste verhindert und somit der Gefahr einer unzulässigen Überschreitung des maximales Patientenableitstroms von 0,5 mA vorgebeugt.



- Aufgrund der sehr hohen Anschlussleistung dürfen keinesfalls mehrere h/p/cosmos Laufband-Ergometer oder andere Verbraucher mit hoher Anschlussleistung zusätzlich an die Sicherheits-Steckdosenleiste angeschlossen werden. Verwenden Sie einen eigens abgesicherten Stromkreis.
- Die zusätzlich zum h/p/cosmos Laufband-Ergometer an der Steckdose angeschlossenen Verbraucher dürfen insgesamt eine Leistung von 300W nicht überschreiten.
- Bei Laufbändern mit Sicherheits-Steckdosenleiste ist bei Low-Performance Anwendungen (Gehen, langsames Laufen, Joggen) keine Einschränkung seitens der Performance zu erwarten. Für High-Performance-Anwendungen (schnelles Laufen, Sprinten, etc.) kann eine Sicherheits-Steckdosenleiste Performance-Limitierungen verursachen
- Für Anwendungen im Hochleistungsbereich wird ein Laufband-Ergometer mit einer 3-phasigen Spannungsversorgung empfohlen.

[10.Q] Digitale (serielle) Schnittstelle RS232 / USB Konverter




Bei der Verbindung des Laufbandes mit einem medizinischen Gerät, wird daraus ein medizinisches System. Bei Verbindung von Medizinprodukten über Schnittstellen, sind immer Produkte mit Potentialisolation nach IEC 60601-1 zu verwenden. Diese Verbindung darf nur von autorisierten Fachkräften erfolgen. Bei der Verbindung des Laufbandes mit einem medizinischen Gerät muss dieses medizinische System über ein Potential-Ausgleichskabel am vorgesehenen Anschlussbolzen und mit der vorgesehen Buchse im medizinisch genutzten Raum verbunden werden.

Die Schnittstelle dient zur Übertragung der Daten vom Laufband zum PC oder anderen Steuergeräten. Über die Schnittstelle können Sie das Laufband auch von anderen Steuergeräten (EKG, etc.), oder mit entsprechender Software auch vom PC aus steuern. Bei allen Geräten zählt EINE serielle Schnittstelle COM 1 zur Standardausstattung. Optional sind weitere serielle Schnittstellen COM 2, COM3 und COM4 erhältlich. Das Schnittstellenprotokoll h/p/cosmos coscom® erhalten Sie auf Anfrage oder finden Sie unter www.coscom.org. Die integrierten Protokolle (z.B. für EKG-Geräte) finden Sie in der Optionsliste unter OPTION 20 / 21. Beachten Sie die h/p/cosmos Kompatibilitätsliste der RS232 Schnittstelle im Kapitel "Technische Daten". Neuere Computer haben anstatt RS232 Schnittstelle nur noch USB Schnittstelle. In diesem Fall ist bei h/p/cosmos unter der Artikelnummer cos12769 ein "USB zu RS232 Schnittstellen-Adapter-Kabel" erhältlich. Bei Steuerung über USB Schnittstellen muss der Prozessor Pentium 1.8 GHz oder höher sein.



[10.Q1] Schnittstellenkabel RS232 zum PC


Zur Verbindung eines PC mit dem Laufband benötigen Sie ein Schnittstellenkabel (extra Zubehör) 9-polig Sub- D (Stecker-Buchse) mit gekreuzten Transmit-Receive-Leitungen (PIN 2 und PIN 3). Für Applikationen: h/p/cosmos para graphics®, h/p/cosmos para control®, PC EKGs, Ergospirometrie, etc.



[cos00097010034] für 5 m / [cos00097010035] für 10 m

[10.Q2] Schnittstellenkabel RS232 EKG SCHILLER


Verbindungskabel zwischen Laufband und EKG Schiller AT 10 / AT 60 or CS 100 / CS 200



[cos00097010036] für 5 m

[10.Q3] Schnittstellenkabel RS232 Ergospirometrie JAEGER / VIASYS / Cardinal Health OXYCON

OXYCON Alpha / Delta / Champion / Pro: Verbinden Sie die Schnittstelle des Laufbandes mit einer freien seriellen Schnittstelle (COM1 ... COM4) am PC des OXYCON. Verwenden Sie nicht die Buchse direkt am OXYCON mit der Aufschrift "Treadmill". Ab Januar 2000 verwenden Sie das RS232 Schnittstellenprotokoll h/p/cosmos coscom[©].



[cos00097010034] für 5 m / [cos00097010035] für 10 m



[10.R] Druckerprotokoll

Verbinden Sie den Drucker (mit PCL Druckersprache und mit serieller Schnittstelle) über ein Schnittstellenkabel mit der seriellen Schnittstelle RS232 des Laufbandes. Hinweis: Für Drucker mit paralleler Schnittstelle benötigen Sie einen handelsüblichen Schnittstellen-Converter, den Sie im Computer-Fachhandel, beim Hersteller (h/p/cosmos Bestellnummer [cos10056]) oder bei Ihrem Fachhändler erhalten. Wird am Laufband Option 20: 3 (Druckerprotokoll siehe Optionsliste) ausgewählt, werden über einen entsprechenden seriellen Drucker folgende Daten ausgegeben:

| http://www email@h-p- | .h-p-cosmos cosmos.com Test Protoko 06.2002 25 | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| Name: | | | | |
| Notiz: | | | | |
| | Distanz | Geschwindigkeit | Steigung | Herzfrequen |
| hh:mm:ss | km | km/h | % | 1/min |
| 00.00.00 | 0.000 | | | 005 |
| 00:00:00 | 0.000 | 0.9 | 0.0 | 085 |
| 00:00:05 | 0.001 | 1.2 7.8 | 0.0 | 089 097 |
| 00:00:10 | 0.021 | 10.0 | 0.0 | 105 |
| 00:00:20 | 0.035 | 10.0 | 0.0 | 114 |
| 00:00:25 | 0.049 | 10.0 | 0.0 | 122 |
| 00:00:30 | 0.063 | 10.0 | 0.0 | 124 |
| 00:00:35 | 0.077 | 10.0 | 0.0 | 129 |
| 00:00:40 | 0.091 | 10.0 | 0.0 | 130 |
| 00:00:45 | 0.104 | 10.0 | 0.0 | 133 |
| 00:00:50 | 0.118 | 10.0 | 0.0 | 133 |
| 00:01:55 | 0.132 | 10.0 | 0.0 | 134 |
| 00:01:00 | 0.146 | 10.0 | 1.0 | 137 |
| 00:01:05 | 0.159 | 10.0 | 1.0 | 139 |
| 00:01:10 | 0.173 | 10.0 | 1.0 | 139 |
| 00:01:15 | 0.187 | 10.0 | 1.0 | 141 |
| 00:01:20 | 0.201 | 10.0 | 1.0 | 140 |
| 00:01:25 | 0.214 | 10.0 | 1.0 | 142 |
| 00:01:30 | 0.228 | 10.0 | 1.0 | 144 145 |
| 00:01:35 | 0.256 | 10.0 | 1.0 | 144 |
| 00:01:45 | 0.269 | 10.0 | 1.0 | 144 |
| 00:01:50 | 0.283 | 10.0 | 1.0 | 145 |
| 00:01:55 | 0.297 | 10.0 | 1.0 | 147 |
| 00:02:00 | 0.311 | 10.0 | 1.5 | 149 |
| 00:02:05 | 0.325 | 10.0 | 1.5 | 152 |
| 00:02:10 | 0.338 | 10.0 | 1.5 | 152 |
| 00:02:15 | 0.352 | 10.0 | 1.5 | 153 |
| 00.02.20 | | 100 | 1.5 | 153 |
| 00:02:20 00:02:25 | 0.366 | 10.0 | 1.5 | 154 |

Schnittstellenkonverter für Drucker [cos10056]



[10.S] POLAR Herzfrequenz-Mess-System



Beachten Sie die Sicherheitshinweise laut Bedienungsanleitung. Bei Übelkeit oder Schwindelgefühl das Training sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen. Verlassen Sie sich bei Störungen (oder bei Verdacht auf Störung) der drahtlosen Übertragung der Herzfrequenz, nicht auf die angezeigten Werte. Messgenauigkeit Herzfrequenz: + / - 1 % bzw. + / - 1 Schlag pro Minute. Beachten Sie auch die Hinweise über Sicherheit und mögliche Störungen im Kapitel Fehlersuche in diesem Handbuch und auch im Kapitel technische Daten EMV und Installation.

[10.S1] Hinweise der Firma POLAR für Patienten mit Herzschrittmacher

Das fachtechnische Gutachten des Herzschrittmacher-Instituts in Rothenberg stellte fest, dass eine Beeinflussung oder Gefährdung von Patienten mit implantierten Herzschrittmachern durch Polar Herzfrequenz-Messgeräte ausgeschlossen werden kann. (Herzschrittmacher-Institut, Rothenberg Süd 18, 82431 Kochel am See). Trotzdem empfehlen wir allen Herzschrittmacher-Patienten, vor dem Gebrauch eines Polar Herzfrequenz- Messgerätes mit ihrem behandelnden Arzt Rücksprache zu halten.

[10.S2] Brustgurt und Sender

Sie können mit Ihrem Laufband alle POLAR-Sender (codiert und uncodiert) verwenden. Für Laufbänder der Generation 4.0 mit einer Firmware-Version älter als V 3.01.1 ist ein Update EPROM erhältlich, um auch codierte Sender verwenden zu können. Bei der Verwendung codierter Sender erfolgt die Übertragung der Herzfrequenz zum Laufband uncodiert.



Der Sender ist nur aktiv, wenn er am Körper anliegt. Der Brustgurt ist waschbar. Hierzu ist der Gurt vom Sender zu lösen. Beachten Sie hierbei, dass die beiden Elektroden des Gurtes nicht geknickt werden. Nachdem Sie den Sender vom Gurt gelöst haben, waschen Sie den Gurt und speziell die Elektroden mit warmem Wasser sowie milder Seife. Die Elektroden nicht mechanisch reinigen. Keinen Alkohol verwenden.

[10.S3] Reichweite des Sendergurtes

Die Reichweite des Senders beträgt ca. 80 bis max. 120 cm. Sollten Sie mehrere Laufbänder oder Trainingsgeräte mit einem Pulsmess-System betreiben, achten Sie auf die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 100 cm zwischen den Geräten, um Störungen zu vermeiden.



[10.S4] Batterie des Sendergurtes

Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 2 Stunden pro Tag beträgt die Lebensdauer der Senderbatterie etwa 1 Jahr. Die Empfängerplatine ist im Laufband eingebaut und benötigt keine Batterie. Sie wird vom Laufband versorgt.




Bei unregelmässiger Anzeige der Herzfrequenz trotz technisch einwandfreier Bedingungen prüfen Sie Ihren Puls manuell oder suchen Sie im Zweifelsfall einen Arzt zur Kontrolle auf.

[10.S5] Anlegen des Brustgurtes

Die Gurtlänge so einstellen, dass der Gurt straff anliegt, aber nicht einengt. Der Gurt darf sich beim Laufen nicht lockern. Mit dem Sender nach aussen (POLAR-Logo in richtiger Position) den Gurt schliessen.

Die Haut muss nass sein, um einen optimalen Hautkontakt herzustellen. Kontaktgel, wie es auch für EKG eingesetzt wird, ist eine gute Lösung.



Benetzen sie die beiden Elektroden und die Haut mit Wasser oder dem Kontaktgel, das Sie in jeder Apotheke erhalten. Den Sender so platzieren, dass er, wie in der Abbildung gezeigt, unter dem Pektoralismuskel (Brustmuskel) liegt. Bei ca. 85 – 88 % der Probanden ist die normale Position des Senders die Beste.

[10.86] Probleme mit der Messung / Übertragung

- Bei ca. 10 -15 % der Probanden ist die Position des POLAR-Logos "steht auf dem Kopf" (upside down) die Beste.
- Bei ca. 1 2 % der Probanden ist es sogar besser den Sender auf dem Rücken und nicht auf der Brust zu tragen. Zuerst immer die normale Position testen. Erst bei Problemen eine andere Position versuchen.

[10.T] PC Software h/p/cosmos para control 4.0®

Die kostenlose PC-Software h/p/cosmos para control 4.0® ist das Ergebnis einer sehr umfangreichen Weiterentwicklung und Funktionserweiterung der bereits bekannten Version 3.0. Die Software beherrscht nun neben der reinen Fernsteuerung von h/p/cosmos Laufband-Ergometern über den PC sehr viele Zusatzfunktionen wie z.B. eine Optionsund Einstellungsverwaltung mit Speicherfunktion, Firmware-update über Flash-Eprom, Quick-Stop-Taste, Cool-Down-Taste, Pause-Taste, Zielgeschwindigkeit, Zielsteigungswinkel, Stop-Count-Down, Display Reset, uvm.

Die meisten zusätzlichen Funktionen von h/p/cosmos para control 4.0® benötigen eine Schnittstellenverbindung über das hochentwickelte coscom v3 - Protokoll, welches in allen Laufband-Ergometern mit MCU5 Steuerelektronik (ca. ab Baujahr 12/2007) integriert ist. Laufbänder mit MCU4 Steuerelektronik (ca. bis Baujahr 12/2007) sind noch mit coscom v2 ausgestattet, können jedoch durch ein Firmware-Update mit coscom v3 nachgerüstet werden.



h/p/cosmos para control 4.0® befindet sich auf der mit allen Laufband-Ergometern mitgelieferten h/p/cosmos demo & info DVD [cos10067]. Alternativ ist die Software zum Download auf www.h-p-cosmos.com/de/software verfügbar. Unter vorgenanntem Link ist auch ein Handbuch zu finden in dem alle Funktionen der Software detailliert beschrieben sind.

Alle Gefahrenhinweise, Systemvoraussetzungen und Anwendungsvorschriften für die PC Software entnehmen Sie bitte dem extra mitgelieferten Handbuch für die Software.

Für die Datenübertragung ist ein Verbindungskabel Laufband - Personalcomputer erforderlich. Dieses Verbindungskabel ist als Zubehör erhältlich (siehe auch Zubehör Serielle Schnittstelle).

Schnittstellen Verbindungskabel RS232 5m [cos00097010034] Schnittstellen Verbindungskabel RS232 10m [cos00097010035] USB zu RS232 Schnittstelle Adapter-Kabel [cos12769-01]

Anwendungen

- Fernsteuerung aller Laufbandergometer über Schnittstelle vom PC aus bei Tests oder beim Training.
- Vorführungen für grössere Gruppen (z.B. Studenten) mit Übertragung auf Leinwand mittels Beamer.
- Steuerung von mehreren h/p/cosmos Laufband-Ergometern gleichzeitig über einen PC.
- Durchführen von Firmwareupdates.
- Service und Wartungsarbeiten, Setup, Programmierung und Anzeige von Fehlercodes (obligatorisch für Laufbandergometer ohne UserTerminal).
- Tests der RS232 Schnittstelle des PCs, Tests des RS232 Schnittstellenkabels bei Kommunikationsproblemen zwischen EKG oder Ergo-Spirometrie.



h/p/cosmos para contro 4.01[®] [cos10071 -V4.0.0]





[10.U] PC Software h/p/cosmos para graphics®


Vor allem in der Leistungsdiagnostik unterstützt die Software h/p/cosmos para graphics den Anwender durch die Automatisierung der Abläufe. So gelingt die volle Konzentration auf den Probanden. Aber auch bei sportwissenschaftlichen Untersuchungen oder einfach zur Steuerung des Gerätes und zur Dokumentation während Trainingseinheiten, ist das Programm bestens geeignet. Die Software ermöglicht das Aufzeichnen und Verwalten von Herzfrequenzwerten und Belastungsparametern. Zudem kann die Steuerung des Laufbandes mit individuellen Belastungsprofilen erfolgen.


Die Daten können in der Software konvertiert und z.B. von EXCEL oder h/p/cosmos para analysis® übernommen und ausgewertet werden. Auch eine Übernahme und Bearbeitung der Daten in einer Tabellenkalkulation oder einem Editor kann mit Hilfe der h/p/cosmos para graphics® erfolgen. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung der Software h/p/cosmos para graphics®. Auf Wunsch können Sie auch gerne eine entsprechende Demoversion erhalten.

Für die Datenübertragung ist ein Verbindungskabel Laufband - Personalcomputer erforderlich. Dieses Verbindungskabel ist als Zubehör erhältlich (siehe auch Zubehör Serielle Schnittstelle).










Alle Gefahrenhinweise, Systemvoraussetzungen und Anwendungsvorschriften für die PC Software entnehmen Sie bitte dem extra mitgelieferten Handbuch für die Software.

h/p/cosmos para graphics® [cos10156]




[10.V] PC Software h/p/cosmos para analysis®

Die Software h/p/cosmos para analysis® ist ein sportmedizinische Auswertungsprogramm für die Leistungsdiagnostik. Die Auswertung von Herzfrequenz- und Laktatkurven nach Belastungstests erfolgt auf der Basis individuell ausgewählter Schwellenwertmodelle, grafisch und tabellarisch. Testdaten werden in die h/p/cosmos para analysis® manuell oder mit der Importfunktion aus h/p/cosmos para graphics® übertragen. Das übersichtliche Programmdesign macht die Auswertung einfach. Der umfangreiche Ausdruck erleichtert die Interpretation und ist die Grundlage für eine optimale Trainingsbetreuung.









Die Software bietet die Möglichkeit, die bereits integrierten Testmethoden anzupassen und eigene zu generieren. Testgerät - auch Feldtests, Belastungseinheiten sowie Zeit- und Leistungsnormen sind dabei frei wählbar. Die Testdateneingabe bietet die Möglichkeit alle relevanten Daten des Tests manuell einzugeben oder aus der h/p/cosmos para graphics® zu importieren. Daten der Software PA7000 und der Geräte der POLAR S Serie können importiert werden.

Neben der unterschiedlichsten Modellen zur Berechnung der individuellen anaeroben Schwelle in der Laktat-Leistungsdiagnostik, können auch fixe Schwellen gesetzt werden. Ebenso steht eine Auswertung nach Conconi zur Verfügung. Die Modelle für die Berechnung der individuellen anaeroben Schwelle sind frei wählbar. Die tabellarische Darstellung der Belastungs- und Schwellenwerte erleichtert die Übersicht. Die übersichtliche Darstellung der Trainingsbereiche und -intensitäten ist die Grundlage für die erfolgreiche Trainingsplanung. Alle Gefahrenhinweise, Systemvoraussetzungen und Anwendungsvorschriften für die PC Software entnehmen Sie bitte dem extra mitgelieferten Handbuch für die Software.

h/p/cosmos para analysis® [cos10155]



[10.W] PC Software h/p/cosmos para motion

Die h/p/cosmos para motion ist eine PC-Software zur professionellen, videogestützten Gang- und Laufanalyse in 3 Versionen - mit integrierter Laufbandsteuerung, umfangreichen Auswertungstools und individuellen Reportfunktionen.



Grundfunktionen

- Digitale, softwaregestützte Videoaufnahmen Laufbandsteuerung für alle h/p/cosmos Laufband-Ergometer parallel zur Videoaufnahme.
- Erstellung individueller Analyseschemata für verschiedene Anwendungen.
- Intelligentes Video Management System in flexibler Datenbank die Videoclips werden in der Datenbank automatisch abgelegt (separates Speichern entfällt).
- Anamnesetool mit Informationsdatenbank mit den häufigsten gang- und laufspezifischen Beschwerden mit Übergabemöglichkeit an den individuellen Report.
- Integrierter Player für die Analyse mehrerer Videoclips.
- Videoüberlagerung von bis zu 8 Videos.
- Vollbildmodus
- Vielfältige 2D Analysetools wie Fadenkreuz und Gitter.
- Flexible 2D Zeichentools wie Rechtecke, Trackinglinien, Pfeile oder Textfelder.
- Werkzeuge zur schnellen Erfassung von Winkeln und Distanzen.
- Definition von gangspezifischen Situationen (z.B. erster Bodenkontakt, Mitte Standphase) zur Synchronisation und Analyse.
- Reportfunktion für individuelle Berichte mit Ihrem Logo / Layout.

Für die Datenübertragung ist ein Verbindungskabel Laufband - Personalcomputer erforderlich. Dieses Verbindungskabel sowie USB-RS232 Konverter sind als Zubehör erhältlich (siehe auch Zubehör Serielle Schnittstelle).

| | Artikelnummern |
|----------------------------------------------|----------------|
| h/p/cosmos para motion "basic" | cos15508 |
| h/p/cosmos para motion "standard" | cos15509 |
| h/p/cosmos para motion "professional" | cos15510 |
| RS232 interface connection cable 5 m | cos00097010034 |
| USB - RS232 interface converter cable, 0,5 m | cos12769-01 |

Detaillierte Spezifikationen und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte dem separaten Softwarehandbuch und der Website www.h-p-cosmos.com/de/software/para_motion.htm



認証書 ◆ CEPTUΦUKAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

[11.A] TÜV Zertifikat ISO 9001-2000



CERTIFICATE

The Certification Body of TÜV SÜD Management Service GmbH certifies that

h/p/cosmos sports & medical gmbh Am Sportplatz 8

83365 Nussdorf-Traunstein GERMANY

has established and applies a Quality Management System for

Design and development, production, distribution and service of treadmill ergometers, ergometers, diagnosis, therapy and training systems.

An audit was performed, Report No. **70078857**Proof has been furnished that the requirements according to

ISO 9001: 2000

are fulfilled. The certificate is valid until 2010-11-30 Certificate Registration No. 12 100 24355 TMS



M. Wage L Munich, 2007-12-18



QMS-TGA-ZM-07-92

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germany







CERTIFICATE

No. Q1N 07 12 45283 006

Holder of Certificate: h/p/cosmos

sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8

83365 Nussdorf - Traunstein

GERMANY

Facility(ies): h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8, 83365 Nussdorf - Traunstein, GERMANY

Certification Mark:



Scope of Certificate: Design and development, production,

distribution and service of treadmill ergometers, ergometers, diagnosis

and therapy systems

Applied EN ISO 13485:2003

Standard(s): Medical Devices – Quality Management Systems –

Requirements for regulatory purposes

Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality system which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: 71327858

Valid until: 2010-11-30

Date, 2007-12-16

Reiner Krumme

Page 1 of 1

TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstelle Ridlerstr. 65 - 80339 München

Germany





[11.C] TÜV Zertifikat EG



EG-ZERTIFIKAT

Vollständiges Qualitätssicherungssystem (Anhang II, Abschnitt 3 der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte) Nr. G1 04 01 45283 003

Hersteller: h/p/cosmos

sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8

83365 Nussdorf - Traunstein

Deutschland

Betriebsstätte(n):

h/p/cosmos sports & medical gmbh Am Sportplatz 8, 83365 Nussdorf - Traunstein, Deutschland

Produktkategorie(n): Laufband-Ergometer

Die Zertifizierstelle der TÜV Product Service GmbH bescheinigt hiermit, dass der genannte Hersteller ein Qualitätssicherungssystem für die Auslegung, die Fertigung und die Endkontrolle der betreffenden Produkte / Produktkategorien entsprechend Anhang II, Abschnitt 3 der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte anwendet. Dieses Qualitätssicherungssystem erfüllt die Anforderungen dieser Richtlinie und unterliegt der regelmäßigen Überwachung. Zum Inverkehrbringen von Klasse III Produkten ist zusätzlich ein Zertifikat nach Anhang II.4 erforderlich. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Bericht Nr.: 70062901

Gültig bis: 2009-01-31

Datum, 2004-02-27

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH ist Benannte Stelle gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 93/42/EWG über Medizinprodukte mit der Kennnummer 0123.

R4L_

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH · Zertifizierstelle · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München Gruppe TÜV Süddeutschland



[11.D] Konformitätserklärung für Sportgeräte und Fitnessgeräte



Konformitätserklärung für Sport- und Fitness-Geräte

Hersteller h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8

DE 83365 Nussdorf-Traunstein / Germany

phone +49 / 86 69 / 86 42 0 fax +49 / 86 69 / 86 42 49

email@h-p-cosmos.com www.h-p-cosmos.com

Produkt Laufband-Ergometer

Klassifizierung nach DIN EN 957-1:2005-11: S A

Modelle h/p/cosmos stratos lt h/p/cosmos stratos

h/p/cosmos mercury lt h/p/cosmos mercury h/p/cosmos stellar lt h/p/cosmos guasar lt h/p/cosmos quasar

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass oben genannte Modelle den Anforderungen folgender Richtlinien und Normen entsprechen:

Richtlinie 89/336/EWG (EMV Richtlinie / elektromagnetische Verträglichkeit).

Zur Anwendung kommt Anhang I der Richtlinie 89/336/EWG.

Das **(€** – Zeichen wird auf den Produkten angebracht.

Nachfolgend gelistete und eingehaltene Normen sind Bestandteil unserer Fertigung:

DIN EN 60204-1:1997-11, DIN EN 60335-1:2002, DIN EN 61000-4-2:2001-12,

DIN EN 61000-4-3:2003-11, DIN EN 61000-4-4:2002-7, DIN EN 61000-4-5:2001-12,

DIN EN 61000-4-6:2001-12, DIN EN 61000-4-8:2001-12, DIN EN 61000-4-11:1994,

DIN EN 957-1:2005-11, **DIN EN 957-6**:2001-11, **DIN EN ISO 9001**:2000,

DIN EN ISO 14971:2000

Diese Konformitätserklärung gilt für alle oben gelisteten Laufband-Ergometer Modelle die am und nach dem 24. November 2006 durch h/p/cosmos hergestellt worden sind. Die Gültigkeit dieser Konformitätserklärung endet mit der Veröffentlichung einer Konformitätserklärung neueren Datums, falls dies durch technische Änderungen oder durch gesetzliche Änderungen der Normen und Standards erfolgen muss.

83365 Nussdorf-Traunstein, 24. November 2006

Franz Harrer Wolfgang Petry

Geschäftsführer Sicherheitsbeauftragter

C€ 0123

Konformitätserklärung für Geräte zu medizinischen Zwecken und Rehabilitation

Hersteller h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8

DE 83365 Nussdorf-Traunstein / Germany

phone +49 / 86 69 / 86 42 0 fax +49 / 86 69 / 86 42 49

email@h-p-cosmos.com www.h-p-cosmos.com

Produkt Laufband-Ergometer UMDNS Code: 14-141

Klassifizierung nach Richtlinie 93/42 EWG: Klasse II b Klassifizierung nach DIN EN 957-1:2005-11: S A

Modelle h/p/cosmos stratos lt med h/p/cosmos stratos med

h/p/cosmos mercury It med
h/p/cosmos mercury med
h/p/cosmos stellar It med
h/p/cosmos quasar It med
h/p/cosmos quasar med
h/p/cosmos pulsar It
h/p/cosmos pulsar It
h/p/cosmos pulsar It 3p
h/p/cosmos venus
h/p/cosmos gaitway II S
h/p/cosmos gaitway II F

h/p/cosmos 150/50 locomotion DE med h/p/cosmos 150/50 locomotion E med

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass oben genannte Modelle den Anforderungen folgender Richtlinien und Normen entsprechen:

Richtlinie 93/42 EWG (Medizinprodukte-Richtlinie). Zur Anwendung kommen Anhang I + II der Richtlinie 93/42 EWG. Das $C \in O_{123}$ – Zeichen wird auf den Produkten angebracht.

Nachfolgend gelistete und eingehaltene Normen sind Bestandteil unserer Fertigung:

DIN VDE 0751-1:2001-10, **DIN EN 60601-1**:1990 + A1:1993 + A2:1995, **DIN EN 60601-1-1**:2001,

DIN EN 60601-1-2:2001 + A1:2006, DIN EN 60601-1-4:1996 + A1:1999, DIN EN 60601-1-6:2004,

DIN EN 957-1:2005-11, DIN EN 957-6:2001-11, DIN EN ISO 14971:2000,

DIN EN ISO 9001:2000, **DIN EN ISO 13485**:2003

Diese Konformitätserklärung gilt für alle oben gelisteten Laufband-Ergometer Modelle die am und nach dem 24. November 2006 durch h/p/cosmos hergestellt worden sind. Die Gültigkeit dieser Konformitätserklärung endet mit der Veröffentlichung einer Konformitätserklärung neueren Datums, falls dies durch technische Änderungen oder durch gesetzliche Änderungen der Normen und Standards erfolgen muss.

83365 Nussdorf-Traunstein, 24. November 2006

Franz Harrer Wolfgang Petry

Geschäftsführer Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte



[12.] Entsorgung

Die Entsorgung alter und nicht mehr funktionsfähiger Geräte kann auf Wunsch und auf Kosten des Kunden durch h/p/cosmos erfolgen. Bitte kontaktieren Sie service@h-p-cosmos.com für ein detailliertes Angebot. Beachten Sie bitte die Hinweise bei einer möglichen Entsorgung von Laufband-Teilen oder Baugruppen durch den Kunden oder durch Subunternehmer.

Die h/p/cosmos Geräte sind mit nachfolgendem Zeichen am Typenschild gekennzeichnet:

Symbol für Massnahmen zur Sammlung, zur Behandlung, zum Recycling und zur Beseitigung von Elektround Elektronik-Altgeräten wie nach der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte notwendig sind, um Probleme im
Zusammenhang mit den betreffenden Schwermetallen und den betreffenden Flammhemmern bei der Abfallbewirtschaftung zu vermeiden.



h/p/cosmos EAR WEEE-Reg.-Nr. DE 42594388

[12.A] Zerlegen und Zerkleinern

Beim Zerkleinern aller Materialien mit entsprechendem Werkzeug ist eine persönliche Schutzausrüstung (Augenschutz, Staubmaske, etc.) zu benutzen. Sofern Sie zu einzelnen Materialkomponenten die Sicherheitsdatenblätter entsprechend der EU Richtlinie 91/155/EWG benötigen, können Sie diese ebenfalls unter service@h-p-cosmos.com erhalten.

[12.B] h/p/cosmos Laufband-Ergometer

h/p/cosmos Laufband-Ergometer bestehen u.a. aus pulverbeschichteten und verzinkten Metallen unterschiedlicher Hersteller und Güte, Edelstahlteilen, Aluminiumteilen, Kunststoffe, Gummi, Elektronikteile mit Kabel, Platinen und Kondensatoren sowie Batterien. Diese Materialien können der Reststoff-Verwertung über die kommunalen öffentlichen Wertstoff-Sammelstellen oder über autorisierte Entsorgungs- Partner einer Reststoff-Verwertung zugeführt werden. Die Annahmeregelung der Entsorgungsbetriebe ist dabei zu beachten. Das Material der Lauffläche (Gleitplatte) trägt die Abfallschlüsselnummer 57109 und kann ebenso der Reststoff-Verwertung zugeführt werden.

[12.C] h/p/cosmos Service-Öle / Fette

Service-Öle als Gleitmittelzusatz zum Laufgurt/Lauffläche haben die Abfallschlüsselnummern 130202 und 130203 und werden der Klasse I zugeordnet, was bedeutet, dass diese gemäss den örtlichen Bestimmungen der Wiederaufbereitung zugeführt werden können. Beide Produkte sind nach den EU Richtlinien / Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig. Für Grosslaufbänder mit Laufflächen ab Grösse 200/75cm wird in geringem Volumen handelsübliche Kupferpaste als Fett für das Hubelement verwendet.

[12.D] h/p/cosmos Laufgurte

Die Materialien der unterschiedlichen Laufgurte erfragen Sie bitte bei Bedarf direkt bei service@h-p-cosmos.com da diese je nach Einsatz des Laufbandes unterschiedlicher Zusammensetzung sind. Über die Zusammensetzung bekommen Sie entsprechend Ihrer Anfrage unter Nennung der Laufband-Seriennummer die korrekte Auskunft.



[13.]Kontakt

Bei Bestellungen oder Störungsmeldungen sollten Sie immer den Gerätetyp, die Seriennummer sowie das Lieferdatum Ihres Laufband-Ergometers angeben. Unter nachstehenden Telefon- und Faxnummern sowie unten den email Adressen erhalten Sie bei Fragen zu Lieferterminen, Service, Bestellungen von Verbrauchsmaterial usw. kompetente Hilfe.

[13.A] Service und Technik

phone 0 86 69 / 86 42 0 phone direkt 0 86 69 / 86 42 25 fax 0 86 69 / 86 42 49

email service@h-p-cosmos.com

[13.B] Verkauf und Beratung

phone 0 86 69 / 86 42 0 fax 0 86 69 / 86 42 49 email sales@h-p-cosmos.com

[13.C] Sitz des Unternehmens

h/p/cosmos sports & medical gmbh Am Sportplatz 8 DE 83365 Nussdorf-Traunstein Germany phone 0 18 05 / 16 76 67

fax 0 18 05 / 16 76 69 email@h-p-cosmos.com www.h-p-cosmos.com

Gebäude 1 (Bild oben)
h/p/cosmos Entwicklung & Produktion
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein

Gebäude 2 (Bild unten) h/p/cosmos Vertrieb & Kundendienst Feldschneiderweg 5 DE 83365 Nussdorf-Traunstein








[14.]Anhang – Einweisung h/p/cosmos Laufband-Ergometer

Ist die Installation des Laufband-Ergometers abgeschlossen, führt der zuständige h/p/cosmos Servicetechniker oder h/p/cosmos Fachhändler die Inbetriebnahme und Einweisung in das Gerät durch. Wichtig ist, bei der Einweisung alle Personen hinzuzuziehen, die mit dem Gerät arbeiten werden. Nach erfolgter Inbetriebnahme und Einweisung muss das Einweisungsprotokoll vom Einweiser und von allen unterwiesenen Personen unterzeichnet und mit dem unterschriebenen Lieferschein und dem ausgefüllten Registrierungsbogen an h/p/cosmos zurück gesendet werden.

[14.A] Einweisung allgemeiner Betrieb



Übergabe der Bedienungs- und Wartungsanleitung.

Hinweis:

Bedienungsanleitung immer in Reichweite für alle Benutzer aufbewahren!

erledigt \Box

[02]





Hinweis auf die allgemeinen Gefahrenhinweise gemäss Bedienungsanleitung. Ausdruck der Gefahrenhinweise (DIN A4 Formular im Lieferordner) in der Nähe des

Laufbandes anbringen. Es sind keine Kinder im Umfeld und auf dem Laufband erlaubt. Bei erhöhtem Risiko ist immer ein Sicherheitsbügel mit Brustgeschirr und Fallstopsicherung zu verwenden.

erledigt [

[03]



Besonderer Hinweis auf vorgeschriebenen Sicherheits-Sturzraum von mind. L: 200 cm x B: 100 cm oder breiter bei breiterer Lauffläche.


erledigt \Box



erledigt \square

erlediat \Box

erledigt \square



Hinweis, dass man für Anfänger die Maximalgeschwindigkeit begrenzen kann, dass man jeden einzelnen Modus oder auch alle Modi in den Optionen auf Wunsch sperren kann, und auch dass man das Gerät vor unbefugtem Zugriff sperren kann oder ggfs. auch muss.

erledigt \Box

[05]



Betrieb des Laufband-Ergometers über Modus Profile.

Hinweis auf Programmliste in der Bedienungsanleitung.

erledigt lacksquare



| [06] | speed time | Betrieb des Laufband-Ergometers über Modus Cardio (Herzfrequenzabhängige Steuerung). |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [07] | | Hinweise zur korrekten Herzfrequenzmessung und Limitierungen: Korrektes Anlegen des Brustgurts, Verhalten bei Problemen / Störungen, mögliche Störquellen und Fehlerursachen (PC, Quarzuhren, Bildschirme, Leitungen, etc.). |
| [08] | mode speed time | Betrieb des Laufband-Ergometers über Modus Test. Hinweise auf die integrierten Test-Programme, Hinweis auf die Schnittstelle und Kompatibilitätsliste. Im Medizinbereich werden Potentialtrennungen bei allen Schnittstellen gefordert! Hinweis auf die Software h/p/cosmos para control, h/p/cosmos para graphics und h/p/cosmos para analysis sowie h/p/cosmos para motion zur Dokumentation und Auswertung der Daten. Hinweis auf Lizenzdiskette oder Lizenzcode oder Dongle. |
| [09] | | Falls die Option Drehrichtungsumkehr vorhanden ist, Laufgurtjustierung durchführen. Justierung mind. 1 x exemplarisch durch den Kunden. Notwendige Einstellung und Korrekturen notieren: Umdrehungen: 1/4 1/2 1/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

[14.C] Einweisung Wartungsarbeiten und sicherheitstechnische Kontrollen



erledigt \Box

[06]







Hinweise über Laufband-Reinigung, Motorenbereich, insbesondere der Lichtschranken und Lüftungsgitter.

Vor dem Öffnen des Gerätes ist immer der Netzstecker zu ziehen.

Wartung an Medizinprodukten und Elektrogeräten nur durch autorisiertes Personal (z.B. Medizintechniker vom Hersteller geschult).

erledigt \square

[07]



Hinweis auf regelmässig wiederkehrende Wartungsintervalle mit Hinweis auf sicherheitstechnische Kontrollen und Erklärung der Prüfplakette.

Angebot eines Wartungsvertrages.

erledigt \Box

[14.D] Hinweise und Unterlagen

[01]



Lieferunterlagen (Ordner) überreichen und erklären. Registrierungsbogen ausfüllen und an h/p/cosmos Vertrieb weiterleiten.

Lieferschein vom Kunden unterschreiben lassen und unterschriebenen Lieferschein umgehend an h/p/cosmos Vertrieb weiterleiten.

Prospekt vom jeweiligen Kunden mit dem Lieferschein an h/p/cosmos Vertrieb weiterleiten.

erledigt \square

[14.E] Bestätigung Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll

Mit Unterzeichnung des Einweisungsprotokolls bestätigen der Einweiser und der Kunde die Durchführung einer korrekten Einweisung nach Formular cos15227-01. Der Kunde bestätigt zudem die Abnahme der aufgeführten Geräte samt Zubehör gemäss Lieferschein. Missachtungen von Warnungen, Sicherheitsvorschriften, bestimmungsgemässem und verbotenem Gebrauch, sowie auch unautorisierte oder mangelnde Wartung und/oder Reparaturen und/oder sicherheitstechnische Kontrollen kann zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen, und/oder kann die Geräte beschädigen und/oder führt zu Verlust jeder Sachmangelhaftungsanspüche und jeder anderer Haftungsansprüche. Das Einweisungsprotokoll bitte vollständig ausfüllen und an h/p/cosmos zurücksenden.

per Fax an 0 86 69 / 86 42 49, via email an sales@h-p-cosmos.com oder per Post ...

| h/p/cosmos sports & medical gmbh Am Sportplatz 8 DE 83365 Nussdorf-Traunstein | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Am Sp | emos sports & medical gmbh ortplatz 8 65 Nussdorf-Traunstein ny | | Stempel / Anschrift des Ku | unden / Anwenders: | | | | |
| . , , | 0 "4 14 1 11 | | 0 "1 0 1 | | | | | |
| n/p/co | smos Gerät, Modell | | Geräte Seriennumme | er | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Name in Druckbuchstaben | Firma / Händl | er / Techniker | Datum und Unterschrift | | | | |
| Einweiser | | T HING / FIGURE | or 7 roommo. | Datam and Ontologime | | | | |
| | Name in Druckhuchetchen | Funktion / Do | cition / Abtoilung | Deturn und Unterschrift Anwender | | | | |
| Unterwiesene Personen / Kunde / Anwender | Name in Druckbuchstaben | Funktion / Po | sition / Abteilung | Datum und Unterschrift Anwender | | | | |



| PR LAGING | ratur | ☐ Wartun | ng . | 0 | Wartungsvertra | g 🛮 Gara | ntieant | rag | ☐ Kulanzar | ntrag | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Institut | ion / Studio | | | | 12.5 | Kunde | nnumm | er | | | |
| Anspre | chpartner | | | | | Stando | rt / Abte | ilung | | | |
| Straße | | | | | | 0.000000 | szeiten | | | | |
| PLZ/0 | irt. | | | | | | | | | | |
| | / Zentrale und DW | | | | | Geräte | tvo | | | | |
| Telefax | | | | | | 1,000 | numme | r | | | |
| email | | | | | | Lieferd | | | | | |
| www. | | | | | | Händle | | | | | |
| | tellter Fehler | - | | | | 1 2 2 2 2 | | | 100 | | |
| aufban | ddaten ausgelesen | aus der MC | CU / User | Terminal | h | OP 04: | | h | OP 05 (var up | odate): | |
| | | | | | | | | | | | - D |
| OP 34: | | incr/10m | OP 35: | | km | OP 48: | | km/h | OP 99 (bei M | UUZ/3) gespe | ım U |
| | führende / durchge | | eiten | 015 44 | | | | | | | |
| | nd aussen gereinigt / | | | | nbereich / Ventilat | | _ | htschranker | - | | |
| NAME AND ADDRESS OF | antrieb nachgespanr | nt / eingeste | | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN | / Einstellung Abta | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | _ | AND DESCRIPTIONS OF THE PARTY O | instellung Hall | and the second second | t. |
| | the geoilt mit | | ml | - | spannt / entspannt | | | ufgurt zentri | | in Richtung | 20 |
| | ment Funktionstest d | | | | t geschmiert (Spin st MCU / UserTerr | | _ | - | eiben an Råde | | |
| - | einer Funktionstest E | The second of th | nanik | runktionste: | ST MC11 / LISSE LED | | 1 1 1477 | obelauf (mit | Lauter | kg) | min. |
| LD IIII s | | п н | male | I D mit Dules | | The second second second | ++ | The state of the s | | | 1000 |
| Telephone in the last | ntervallanzeigen zuri | - | nein | LB mit Pulss Fehlerspeid | steuerung | O ja O nein | Fu | nktion Pulsi | nessung geprü chwindigkeit: | ft | km/h |
| OP 47 I Anmerk | ntervallanzeigen zun ungen | | nein | | steuerung | 🛛 ja 🔻 🗎 nein | Fu | nktion Pulsi | messung geprûl | ft | |
| OP 47 I Anmerk | intervallanzeigen zuri ungen reupdate | ückgesetzt | | Fehlerspeid | steuerung her FU: | □ ja □ nein □ gelöschi | Fu Ma | nktion Pulsr eximale Ges | nessung geprûl chwindigkeit: | n. | km/h |
| OP 47 I Anmerk Firmwar Die Firm | ntervallanzeigen zun ungen | ückgesetzt | updatet | Fehlerspeid | steuerung her FU: | □ ja □ nein □ gelöschi | Fu Ma | nktion Pulsi | nessung geprûl chwindigkeit: | ft | km/h |
| OP 47 I Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll | intervallanzeigen zuri ungen reupdate mware des Produktes | ückgesetzt s | updatet /DE 0751 ndigen M | Fehlerspeich auf die aktue essungen wu | steuerung her FU: tile Version: urden gemäß VDE | □ ja □ nein □ gelöschi □ gelöschi □ gelöschi □ ist bere 0701 (Sportgerätz | Ful Ma | nktion Pulsr iximale Ges iktuellem St VDE 0751 (| nessung geprülchwindigkeit: and | t l | km/h |
| OP 47 I Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll | intervallanzeigen zuri ungen reupdate mware des Produktes messungen nach V ach jedem Serviceeir | wurde DE 0701 / V nsatz notwer | updatet /DE 0751 ndigen M Prüfprote | Fehlerspeid auf die aktue essungen wu okoli dokume | steuerung her FU: sile Version: urden gemäß VDE entierten Messwert | ☐ ja ☐ nein ☐ gelöschi ☐ gelöschi ☐ ist bere 0701 (Sportgerätzen durchgeführt. D | Fu Ma its auf a), bzw. | nktion Pulsr xximale Ges kktuellem St VDE 0751 (ste Prüfung | nessung geprülchwindigkeit: and | t l | km/h |
| Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll [] Die naller Alle ben | ntervallanzeigen zuri ungen eupdate mware des Produktes imessungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d | iückgesetzt ii wurde ii wurde ii DE 0701 / V nsatz notwer den auf dem mit Artikeln | updatet /DE 0751 ndigen M Prüfprote | Fehlerspeid auf die aktue essungen wu okoli dokume | steuerung her FU: sile Version: urden gemäß VDE entierten Messwert | ☐ ja ☐ nein ☐ gelöschi ☐ gelöschi ☐ ist bere 0701 (Sportgerätzen durchgeführt. D | Fu Ma its auf a its auf a | nktion Pulsi iximale Ges iximale Ges ixituellem St VDE 0751 (ste Prüfung gistrieren | nessung geprülchwindigkeit: and | t l | scht uss |
| Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll [] Die naller Alle ben | ntervallanzeigen zuri ungen eupdate mware des Produktes imessungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d öbtigten Ersatzteile i | iückgesetzt ii wurde ii wurde ii DE 0701 / V nsatz notwer den auf dem mit Artikeln | updatet /DE 0751 ndigen M Prüfprote | Fehlerspeid auf die aktue essungen wu okoli dokume | steuerung her FU: ille Version: urden gemäß VDE entierten Messwert | ist bere 3 1 nein gelöschi 3 gelöschi 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Fu Ma its auf a its auf a | nktion Pulsi iximale Ges iximale Ges ixituellem St VDE 0751 (ste Prüfung gistrieren | nessung geprü chwindigkeit: and [] kein U Medizingeräte) ist fällig: | ft Jpdate erwüns nach Abschlu | scht uss |
| Anmerk Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll I Die naller Alle ben | ntervallanzeigen zuri ungen eupdate mware des Produktes imessungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d öbtigten Ersatzteile i | iückgesetzt ii wurde ii wurde ii DE 0701 / V nsatz notwer den auf dem mit Artikeln | updatet /DE 0751 ndigen M Prüfprote | Fehlerspeid auf die aktue essungen wu okoli dokume | steuerung her FU: ille Version: urden gemäß VDE entierten Messwert | ist bere 3 1 nein gelöschi 3 gelöschi 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Fu Ma its auf a its auf a | nktion Pulsi iximale Ges iximale Ges ixituellem St VDE 0751 (ste Prüfung gistrieren | nessung geprü chwindigkeit: and [] kein U Medizingeräte) ist fällig: | ft Jpdate erwüns nach Abschlu | scht uss |
| OP 47 I Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll II Die na aller Alle ben Menge | ntervallanzeigen zuri ungen eupdate mware des Produktes messungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d Ötigten Ersatzteile i Ersatzteil mit Fertig | B wurde B 0701 / V nsatz notwer den auf dem mit Artikeln gungsdaturn | updatet /DE 0751 ndigen M Prüfprote summern | Fehlerspeid auf die aktue essungen wu okoll dokume sowie Serie | steuerung her FU: sile Version: urden gemäß VDE entierten Messwert ennummern aus- Artikelnummer | □ ja □ nein □ gelöschi □ gelöschi □ ist bere 0701 (Sportgerätren durchgeführt. D und eingebauter Seriennummer | Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma M | nktion Pulsi aximale Ges aktuellem St VDE 0751 (ste Prüfung gistrieren Seriennu | nessung geprü chwindigkeit: and | Ipdate erwüns nach Abschlu | km/h |
| OP 47 I Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll II Die na aller Alle ben Menge | ntervallanzeigen zuri ungen eupdate mware des Produktes imessungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d öbtigten Ersatzteile i | B wurde BE 0701 / V nsatz notwer den auf dem mit Artikeln gungsdaturn | updatet /DE 0751 ndigen M Prüfprote summern | Fehlerspeid auf die aktue essungen wu okoll dokume sowie Serie | steuerung her FU: ille Version: urden gemäß VDE entierten Messwert | □ ja □ nein □ gelöschi □ gelöschi □ ist bere 0701 (Sportgerätren durchgeführt. □ und eingebauter □ Seriennummer □ Versand Ersatztei | Full Ma | nktion Pulsi eximale Ges eximale Ges exituellem St VDE 0751 (ste Prüfung gistrieren Seriennu | nessung geprürchwindigkeit: and | Ipdate erwüns nach Abschlu Anmerkung | km/h |
| OP 47 I Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll I Die n. aller Alle ben Menge | reupdate mware des Produktes messungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d ötigten Ersatzteile r Ersatzteil mit Fertig | B wurde B Oron! / V nsatz notwer den auf dem mit Artikeln gungsdaturn Keine | updatet /DE 0751 ndigen M Prüfprote summern | auf die aktue essungen wu ekoli dokume sowie Serie | steuerung her FU: stele Version: urden gemäß VDE entierten Messwert ennummern aus- Artikelnummer | □ ja □ nein □ gelöschi □ gelöschi □ ist bere 0701 (Sportgerätr en durchgeführt. □ und eingebauter Seriennummer Versand Ersatztei nweise / Profile Mo | Full Ma | nktion Pulsi eximale Ges eximale Ges exituellem St VDE 0751 (ste Prüfung gistrieren Seriennu | nessung geprü chwindigkeit: and | Ipdate erwüns nach Abschlu Anmerkung It folgender Lie | km/h |
| OP 47 I Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll I Die n. aller Alle ben Menge | ntervallanzeigen zuri ungen eupdate mware des Produktes messungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d ötigten Ersatzteile i Ersatzteil mit Fertig che Aufwendungen cos10144 Adressau | B wurde B Wurd B Wurde | updatet /DE 0751 ndigen M Prüfprote summern | auf die aktue essungen wu okoll dokume sowie Serie | steuerung her FU: elle Version: urden gemäß VDE entierten Messwert ennummern aus- Artikelnummer nigungsmittel 0s10252 Bedienhi | □ ja □ nein □ gelöschi □ gelöschi □ list bere 0701 (Sportgerätsen durchgeführt. D und eingebauter □ Seriennummer Versand Ersatzteinweise / Profile Mohinweise | Full Ma | nktion Pulsi eximale Ges sktuellem St VDE 0751 (ste Prüfung gistrieren Seriennu | nessung geprürchwindigkeit: and | Ipdate erwüns nach Abschlu Anmerkung It folgender Lie Gefahrenstelle | km/h |
| OP 47 I Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll Die n. aller: Alle ben Menge | ntervallanzeigen zuri ungen reupdate mware des Produktes messungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d ötigten Ersatzteile i Ersatzteil mit Fertig che Aufwendungen cos10144 Adressaur cos10512 Laufgurte | B wurde B Wurd B Wurde | updatet /DE 0751 ndigen M Prüfprote summern | auf die aktue essungen wu okoll dokume sowie Serie | steuerung her FU: sile Version: urden gemäß VDE entierten Messwert ennummern aus- Artikelnummer nigungsmittel 0s10252 Bedienhi os11667 Gefahren | □ ja □ nein □ gelöschi □ gelöschi □ list bere 0701 (Sportgerätsen durchgeführt. D und eingebauter □ Seriennummer Versand Ersatzteinweise / Profile Mohinweise | Full Ma | nktion Pulsi eximale Ges sktuellem St VDE 0751 (ste Prüfung gistrieren Seriennu | nessung geprü chwindigkeit: and | Ipdate erwüns nach Abschlu Anmerkung It folgender Lie Gefahrenstelle | km/h |
| OP 47 I Anmerk Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll I Die n. aller Zusätzl Zusätzl Das t | ntervallanzeigen zuri ungen eupdate mware des Produktes messungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d ötigten Ersatzteile i Ersatzteil mit Fertig che Aufwendungen cos10144 Adressaur cos10512 Laufgurte cos11880 Wamzeich | B wurde B Wurd B Wurde | updatet : DE 0751 Indigen M Prüfprote iummern | auf die aktue essungen wu okoll dokume sowie Serie | steuerung her FU: sile Version: urden gemäß VDE entierten Messwert ennummern aus- Artikelnummer inigungsmittel 0s10252 Bedienhi os11667 Gefahren os12976 Wamdrei | □ ja □ nein □ gelöschi □ gelöschi □ gelöschi □ sist bere 0701 (Sportgerätsen durchgeführt. D und eingebauter □ Seriennummer Versand Ersatzteinweise / Profile Mc hinweise eck | Full Ma M | nktion Pulsi eximale Ges sktuellem St VDE 0751 (ste Prüfung gistrieren Seriennu Seriennu Ceintelle cos1(cos1; | nessung geprüchwindigkeit: and Ekein U Medizingeräte) ist fällig: mmer Einbau D Aufklieber lau 1508 Achtung G 1787 Grundplak Plakette Jahr. | Ipdate erwüns nach Abschlu Anmerkung It folgender Lie Gefahrenstelle | km/h |
| OP 47 I Anmerk Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll I Die n. aller Zusätzl Zusätzl Das t | ntervallanzeigen zuri ungen eupdate mware des Produktes messungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d ötigten Ersatzteile r Ersatzteil mit Fertig che Aufwendungen cos10144 Adressau cos10512 Laufgurte cos11880 Warnzeici ßbericht peschriebene Probler | B wurde B wurde B Warde B Ward B Warde | updatet : DE 0751 Indigen M Prüfprote iummern | auf die aktue essungen wu ekoli dokume sowie Serie | steuerung her FU: elle Version: urden gemäß VDE entierten Messwert ennummern aus- Artikelnummer nigungsmittel 0s10252 Bedienhi os11667 Gefahren os12976 Warndrei | □ ja □ nein □ gelöschi □ gelöschi □ gelöschi □ sist bere 0701 (Sportgerätsen durchgeführt. D und eingebauter □ Seriennummer Versand Ersatzteinweise / Profile Mc hinweise eck | Full Ma M | nktion Pulsi eximale Ges eximale Ges exima | nessung geprüchwindigkeit: and Ekein U Medizingeräte) ist fällig: mmer Einbau D Aufklieber lau 1508 Achtung G 1787 Grundplak Plakette Jahr. | Ipdate erwüns nach Abschlu Anmerkung It folgender Lie Gefahrenstelle | km/h |
| OP 47 I Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll I Die n. aller Alle ben Menge Zusätzli I Das t I Das t Arbeitst | ntervallanzeigen zuri ungen eupdate mware des Produktes messungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d ötigten Ersatzteile n Ersatzteil mit Fertig che Aufwendungen cos10144 Adressau cos10512 Laufgurte cos11880 Warnzeici ßbericht beschriebene Probler beschriebene Probler | B wurde B wurde B Warde B Ward B Warde | updatet //DE 0751 ndigen M Prüfprote ummern I Schr Rahmen icht vollst | auf die aktue essungen wu ekoli dokume sowie Serie | steuerung her FU: elle Version: urden gemäß VDE entierten Messwert ennummern aus- Artikelnummer inigungsmittel 0s10252 Bedienhi os11667 Gefahren os12976 Warndrei einsatzes behoben en, es sind weitere it. | □ ja □ nein □ gelöschi □ gelöschi □ gelöschi 0701 (Sportgerätr en durchgeführt. □ und eingebauter Seriennummer Versand Ersatztei nweise / Profile M hinweise eck , das Produkt ist w Maßnahmen noh | Full Ma Na Na Na Na Na Na Na Na Na | nktion Pulsi eximale Ges eximale Ges exima | nessung geprürchwindigkeit: and | Ipdate erwüns nach Abschlu Anmerkung It folgender Lie Gefahrenstelle vette STK | scht sste: |
| OP 47 I Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll I Die n. aller Alle ben Menge Zusätzli I Das t I Das t Arbeitst | ntervallanzeigen zuri ungen eupdate mware des Produktes messungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d ötigten Ersatzteile r Ersatzteil mit Fertig che Aufwendungen cos10144 Adressau cos10512 Laufgurte cos11880 Warnzeici ßbericht peschriebene Probler | B wurde B wurde B Warde B Ward B Warde | updatet : I/DE 0751 Indigen M Prüfprote III Schm Rahmen icht vollst | auf die aktue essungen wu ekoli dokume sowie Serie | steuerung her FU: elle Version: urden gemäß VDE entierten Messwert ennummern aus- Artikelnummer inigungsmittel 0s10252 Bedienhi os11667 Gefahren os12976 Warndrei einsatzes behoben en, es sind weitere it. | □ ja □ nein □ gelöschi □ gelöschi □ gelöschi 0701 (Sportgerätren durchgeführt. □ und eingebauter Seriennummer Versand Ersatztei nweise / Profile M hinweise eck , das Produkt ist w | Full Ma Na Na Na Na Na Na Na Na Na | nktion Pulsi eximale Ges eximale Ges exima | nessung geprürchwindigkeit: and | Ipdate erwüns nach Abschlu Anmerkung It folgender Lie Gefahrenstelle | scht sste: |
| OP 47 I Anmerk Firmwar Die Firm Kontroll I Die n. aller Alle ben Menge Zusätzli I Das t I Das t Arbeitst | ntervallanzeigen zuri ungen eupdate mware des Produktes messungen nach V ach jedem Serviceeir Servicearbeiten mit d ötigten Ersatzteile n Ersatzteil mit Fertig che Aufwendungen cos10144 Adressau cos10512 Laufgurte cos11880 Warnzeici ßbericht beschriebene Probler beschriebene Probler | B wurde B wurde B Warde B Ward B Warde | updatet //DE 0751 ndigen M Prüfprote ummern I Schr Rahmen icht vollst | auf die aktue essungen wu ekoli dokume sowie Serie | steuerung her FU: elle Version: urden gemäß VDE entierten Messwert ennummern aus- Artikelnummer inigungsmittel 0s10252 Bedienhi os11667 Gefahren os12976 Warndrei einsatzes behoben en, es sind weitere it. | □ ja □ nein □ gelöschi □ gelöschi □ gelöschi 0701 (Sportgerätr en durchgeführt. □ und eingebauter Seriennummer Versand Ersatztei nweise / Profile M hinweise eck , das Produkt ist w Maßnahmen noh | Full Ma Na Na Na Na Na Na Na Na Na | nktion Pulsi eximale Ges eximale Ges exima | nessung geprürchwindigkeit: and | Ipdate erwüns nach Abschlu Anmerkung It folgender Lie Gefahrenstelle vette STK | scht sste: |



anbringen.

h/p/cosmos Prüfprotokoll für elektrische Medizinprodukte und Sportgeräte Kundendaten und Gerätedaten Prüfprotokoll zu Serviceauftrag Nr.: Sollte keine Serviceauftragsnummer vorhanden sein, bitte folgende Daten ausfüllen: Gerätetyp Seriennummer Baujahr Allgemeine Angaben ☐ Hersteller: h/p/cosmos sports & medical gmbh - zertifiziert nach ISO 9001 und EN 46001 [] Schutzklasse des Geräts: DIN VDE I (eins) ☐ Schutzklasse des Geräts: _ ☐ HJS Eurotest 0701 - 0702 - 0751 [] Anderes: Prüfer Unterschrift Bemerkungen Teilprüfungen Hausinstallation Unterschriften Techniker a) Steckdose mittels Steckendosentester [cos15900] auf richtige Beschaltung überprüft. Hinweis: Diese Prüfung ist keine Funktionsprüfung des Stromkreises und der sicherheitstechnischen oder elektrischen Anlage, die vom lokalen Elektriker separat erfolgen muss. Gemessene Netzspannung an der Steckdose: V Sicherung Hauselektrik: A / Typ: Prüfungen Gerät Unterschriften Techniker c) Gerät mittels Netzstecker vom Versorgungsnetz trennen. Verbindungen zu Zusatzgeräten, z.B. über RS 232 Schnittstelle trennen. Datenleitungen, Funktionserden (Potentialausgleich) für die Dauer der Messungen trennen. d) Sichtprüfung auf Beschädigungen am Gerät und komplettes Zubehör, Innenraum, Motorraum, Netzanschlussleitung mit Zugentlastungen und Netzstecker, Schutzleiteranschluss und Schutzleiterverbindungen. e) Sichtprüfung Mechanik und Verschleißteile: Antriebsriemen, Spannrolle, Laufgurt, Hubelement mit Befestigungsschrauben, Schweißnähte Rahmen, fester Sitz aller Schrauben und Muttern. Bei Wartungen die entsprechende Wartungsliste beachten. f) Gerät und Motorraum/Innenraum reinigen. Kühlöffnungen vom Lüftergehäuse und die Kühlrippen des Antriebsmotors und des Hubmotors, sowie Lüftungsschlitze und die Lochblechabdeckung des Frequenzumrichters von Staub und Schmutz befre g) Gefahrenhinweise komplett und gut leserlich laut Anweisung anbringen, Warnschilder, Schutzabdeckungen, Trittflächen, Motorhaube und Kunststoffdeckel-Installationskanal im Motornaum auf Vorhandensein und Beschädigung prüfen, ggf. ersetzen. h) Alle von außen zugänglichen elektrischen Sicherungen (so weit vorhanden) auf richtigen Wert und richtige Beschriftung prüfen. i) Einzugsspalt hinten und bei Drehrichtungsumkehr auch vorne überprüfen und ggf. einstellen. Einzugsspalt < 8 mm. Laut Normentwurf 60601-2-xx © IEC:200X 62D/479/NWIP 2003-05-18 und auch laut EN 957-1 (1999-02). Siehe auch "Prüffinger" j) Bedienungsanleitung beim Kunden in aktueller Version und passend zu der im Gerät installierten Firmware und Ausstaltung vorhanden k) Anwender, Patienten und dritte Personen müssen während der Messung einen Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m gegen Berührung zum Gerät einhalten I) Prüfung nach DIN VDE 0701, Ausgabe 2000-09 П П Alle Geräte des Herstellers h/p/cosmos der Kategorie sports mit € € Auch medznische Altgeräte (siehe VDE 0751 Teil 1 Anhang E), die vor dem 14.06.1998 (In Kraft treten MPG) in Verkehr gebracht wurden. Messergebnis I) Grenzwerte m) Grenzwerte **DIN VDE 0701 DIN VDE 0751** m) Prüfung nach DIN VDE 0751, Ausgabe 2001-10 Alle Geräte des Herstellers h/p/cosmos der Kategorie medical mit € 0123 n) Schutzleiterwiderstand Rs. Messung: Gerät mit fester oder auch mit abnehmbarer Netzanschlussleitung < 0.3 \O < 0.3 \O Ω o) Schutzleiterwiderstand Rs. für Geräte mit abnehmbarer Netzanschlussleitung Ω < 0,1 \O < 0,1 \O Messung: Messung nur der Netzanschlussleitung ohne Gerät! p) Schutzleiterwiderstand R_{SL} für Geräte mit abnehmbarer Netzanschlussleitung < 0,2 \O < 0.2 \O Ω errechneter Wert [Messung n) minus o)] nur Gerät ohne Netzanschlussleitung. q) Isolationswiderstand R_{ISO} > 1,0 MΩ > 2,0 MΩ MΩ Messung bei Uiso > 500 Volt r) Isolationswiderstand Riso (Medizin Altgeräte mit in Verkehrbringung vor 14.06.1998) > 2,0 M \O MO Messuna bei Urso > 500 Volt s) Ersatz-Geräteableitstrom Igga. < 3,5 mA < 1,0 mA mA Prüfspannung 250 Volt (Messwert wird hier halbiert, siehe Anweisung zum Prüfprotokoll) t) Erd- / Geräteableitstrom Is. (Als Alternative zum Ersatz-Geräteableitstrom) Prüfspannung 250 Volt < 3.5 mA < 0.5 mA mΑ u) Sicherheitsvorschriften: Gerät direkt an der Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen. Es dürfen keine Mehrfachverteiler und keine Verlängerungsleitungen verwendet werden. Bei Laufband-Ergometer Sturzraum L: 2m x B: 1m vorhanden v) Funktionsprüfung Gerät: Geschwindigkeit und Steigungswinkel einstellen, alle vorhandenen Sicherheitsabschaltungen betätigen. Funktionsprüfung Zubehör: Das Zubehör wird nach entsprechender separater Wartungsliste überprüft. w) Bewertung der Prüfung: Kontrollen und Messergebnisse OK. Prüfplakette mit Datumscode für den nächsten Prüftermin

Original an hiplocomos Zentrale Durchschlag rosa für den Servicetechniker Durchschlag blau für den Kunden hiplocomos sports 8 medical grabh Am Sportplatz 8 DE 83365 Nussdorf-Traunstein phone 0 86 69 / 86 42 0 tax 0 86 69 / 86 42 49 service@h-p-cosmos.com www.h-p-cosmos.com


x) Bewertung der Prüfung: Kontrollen und Messungen nicht OK. Kunde wurde informiert, bzw. Gerät ausser Betrieb genommen.

Wurde das Gerät ausser Betrieb genommen, muss dies auf dem Servicebericht vermerkt und vom Kunden unterzeichnet werden.


Formular Bestellnummer (cos1169046-01) © 0772006 hiplcoamos Stand 20.07.2006



[14.H] Schaltplan Laststromkreis quasar med 5.0 / pulsar 5.0



[14.1] Schaltplan Steuerstromkreis quasar med 5.0 / pulsar 5.0 – Seite 1



[14.J] Schaltplan Steuerstromkreis quasar med 5.0 / pulsar 5.0 – Seite 2

